



ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ



АРЕОМЕТРЫ



ТЕРМОМЕТРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ



ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА



ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕЗИНЫ



СПЕЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

DIN|ISO|ASTM | USP | IS | API

Из боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения



Уважаемые клиенты,

Мы, компания OMSONS GERMANY, рады представить вам выпуск нашего каталога продукции за 2023-2024 гг.

В данном выпуске представлен широкий ассортимент новой продукции, соответствующей высоким стандартам качества. Наша линейка включает в себя мерную стеклянную посуду, посуду для фильтрации, обычную стеклянную, пластиковую и металлическую лабораторную посуду, термометры, ареометры, приборы для работы с жидкостями, лабораторные приборы, лабораторную посуду с маркировкой ISI и многое другое.

Наша продукция подразделена на три категории для быстрого поиска и выбора нужного вам продукта.

Класс "А" включает в себя продукцию высокого качества с соответствующими сертификатами.

Сертификат партии – Вся продукция класса "А" сопровождается сертификатами партии. Для получения онлайн-сертификата на данную продукцию достаточно отсканировать QR-код, как указано в каталоге.

Класс "В" - продукция высокого качества без сертификации, продукция данной категории доступна по очень низкой цене.

Радость клиентов - наша награда!

Мы всегда стремимся соответствовать запросам и ожиданиям наших клиентов в области качества. Требования к продукции основаны на мнении клиентов и поставщиков, которые протестировали наши изделия.

Рекомендуем вам опробовать новую линейку изделий в наших центрах и заверяем, что вы будете поражены результатами.

Почему стоит выбрать продукцию *OMSONS GERMANY*?

Наш многолетний опыт в производстве лабораторной посуды, термометров и гигрометров является гарантией лучшего качества.

Мы используем сырье высокой чистоты для поддержания однородных свойств стекла.

Наше высокоточное оборудование обеспечивает равномерное распределение толщины стенок по всем участкам изделий, что, следовательно, повышает стойкость к механическим воздействиям изделий и их устойчивость к перепадам температур. Это, в свою очередь, сводит к минимуму нагрузку на материал, предотвращая возможность образования трещин при нагреве или охлаждении.

Преимущество OMSONS GERMANY:

- Безопасность для сотрудников.
- Увеличенный срок службы лабораторного оборудования.
- Защита ценного вещества.

Надеемся, что данный каталог поможет вам лучше понять, какая продукция нужна именно вам. Желаем вам успешного наступающего года!

Спасибо!

Электронная почта Omsons Glassware Private Limited: info@omsonsnssi.com

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компания OMSONS GLASSWARE PRIVATE LIMITED была основана в мае 1983 года. На протяжении многих лет мы стремились предоставлять продукцию высочайшего качества на радость своим клиентам, и многого добились. Мы начали с производства трех видов продукции (ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА, ТЕРМОМЕТРОВ И АРЕОМЕТРОВ) под торговыми марками OMSONS и LIEMCO.



Наша продукция производится в Индии. Производственная инфраструктура расположена на площади 24 800 квадратных метров и продолжает расширяться. Мы являемся ведущими производителями термометров и ареометров и одним из самых надежных брендов лабораторной посуды.



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

Производственный комплекс

В нашу команду входят более 55 опытных стеклодувов, работающих на немецких автоматических и полуавтоматических станках для производства мензурок, мерной стеклянной посуды, колб, контрольных пробирок и др.

Более 25 опытных стеклодувов задействованы исключительно в производстве высокоточных изделий из стекла, таких как конденсаторы, наборы изделий из стекла, термометры общего назначения, высокоточные термометры, ареометры, радиометры, спектрально-разрядные трубки и др.



Стеклодувное произ-во
10 000 изделий в день




Произ-во пробирок
30 000 изделий в день



Произ-во пробирок
15 000 изделий в день



Произ-во термометров
5 000 изделий в день



Произ-во ареометров
10 000 изделий в день



Мерная стеклянная посуда
4 000 изделий в день



Автоматизированное производство

В нашем производственном цехе установлены автоматические станки, которые обеспечивают высокую производительность при массовом производстве.



Мерная стекл. Посуда



Обычная стекл. посуда




Фильтровальная посуда



Сменная стекл. посуда



Установки



Термометры



Пластиковые изделия



Приборы

Знак соответствия DE-M

Волюметрические приборы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов (например, регламента по мерам и весам), имеют соответствующую маркировку "DE-M". Маркировка "DE-M 23" состоит из элементов "DE", что означает "Германия", и "M", что означает "Метрология", и номер 23 (2023) - год, в котором был маркирован измерительный прибор.

Сертификат партии

Такие изделия класса "А", как мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки, бюретки с указанием номера партии и точности измерения, поставляются совместно с сертификатом партии. В этом сертификате указано среднее значение, полученное в результате измерения данной партии, стандартное отклонение и дата выдачи.

Индивидуальный сертификат

Мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки, бюретки, которые пронумерованы индивидуально, поставляются с "Индивидуальным сертификатом". Индивидуальный номер наносится на мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки, бюретки и заносится в соответствующий сертификат.

Сертификат NABL: ISO/I EC 17025:2017

Мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки, бюретки, ареометры, термометры, которые пронумерованы индивидуально, поставляются с сертификатом NABL: ISO/IEC 17025:2017. Индивидуальный номер наносится на мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки, бюретки, ареометры, термометры и т.д. и заносится в соответствующий сертификат.

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия выдается вместе со стаканами, коническими бутылками и флакончиками с реактивами для подтверждения их соответствия надлежащим стандартам. Этот сертификат прилагается к каждому изделию.

Conformity Certificate

Manufacturer: OMSONS GLASSWARE PRIVATE LIMITED

Declaration of product: Glass Filter Funnel, Short Stem, made from Borosilicate Glass Type 3.3

Material: Complies with ISO 4798 with a 60° bowl angle to ensure precise fitting of the filter paper & ideal for filtering liquids. High thermal shock & chemical resistance.

CAT. NO.	DIAMETER (mm)
284/1	25
284/2	38
284/3	50
284/4	65
284/5	75
284/6	100
284/7	125

Compliance: The product above comply in every respect of characteristics measured & accuracy are in fully conformity with the provisions of the standards.



Khuda to Sphera Road,
PO Pitihoni, Village Sphera,
Ambala Cantt - 133001,
Haryana, INDIA

+91-99925-25018
+91-98131-63495

sales@omsonslabs.com

www.omsonslabs.com

[Signature]
Authorised Signatory

Batch Certificate

Product Description: Volumetric Pipette 0.5mL Clear Glass DIN/ISO 648

Cat. Number: 28B1A

Batch Number: 22-736

Nominal Value: 0.5mL

Tolerance: $\pm 0.006\text{mL}$

Mean Value: 0.5001mL

Standard Deviation: 0.0027

Testing Devices: Sartorius Weighing Balance
Balance ID No.-1
220g/L.C. 0.001g
Weight - 0.5g

Thermometer
omsons -50 to 150°C
Temperature 20°C
Least Count - 0.001

Operator: Pitter

Date of issue: 2023-02-08



Khuda to Sphera Road,
PO Pitihoni, Village Sphera,
Ambala Cantt - 133001,
Haryana, INDIA

+91-99925-25018
+91-98131-63495

sales@omsonslabs.com

www.omsonslabs.com

[Signature]
Authorised Signatory

Сертификат соответствия

Сертификат партии

CALIBRATION LABORATORY
NARINDRA SCIENTIFIC INDUSTRIES
Calibration Certificate

URL: CC1003230000478629F

Date of Issue: Apr 06 2023

Name of Customer

OMSONS GLASSWARE PVT LTD



CC-1050

Sample Identification No. BE545652 Date of Receipt Apr 05 2023 Date of Calibration Apr 06 2023 Next Date of Calibration Apr 04 2024

- Sample Description: AUTO BURETTE 25 ml NABL (ROTA FLOW) (Cat.16/2)
- Condition of Item: Good
- Capacity: 25 $\pm$ 0.05 ml at 27°C Least Count: 0.1 ml
- Calibration Purpose: Measurement of Volume
- Environmental Conditions: Temperature 23 $\pm$ 2°C, Relative Humidity 50.0 $\pm$ 15%RH
- Methodology of Calibration: Procedure No. RD-17
- Result:

Nominal Capacity	Actual Capacity (ml)	Delivery Time (Sec.)	Expanded Uncertainty (@95% C.L. k=2)
25ml	24.995	46	$\pm 0.01\text{ml}$

8. Traceability of major Equipment/Materials/Standards Used:

Equipment Certificate No. Valid Up to
Digital Weighing Balance 13092322 06-11-2023
Digital Thermometer C16/000309098 10-11-2023

All the above equipments are traceable to National Standards through NABL Accredited Laboratory.

Note:-

- The calibration results in this certificate valid at the time of and under the stated conditions of measurements for the particular sample identified above.
- This Calibration certificate shall not be reproduced in full without written permission of laboratory.
- Customer has not asked for any conformity statement.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
Calibrated By Checked By Authorised Signatory


Khuda Kalon to Sphera Road, Vill. Sphera
PO Pitihoni, Ambala Cantt - 133001,
Haryana - India

F-18 Rev-02

Individual Test Certificate
Class "A"



Certificate No. 329322



Product Serial No. BX746922 Date of Calibration Mar 20 2023

- Sample Description: Volumetric Flask 25ml (Cat. 50/6)
- Capacity: 25 $\pm$ 0.04mL at 27°C Least Count: N/A
- Calibration Purpose: Measurement of Volume
- Environmental Conditions: Temperature 23 $\pm$ 2°C Relative Humidity 50.0 $\pm$ 15%RH
- Methodology of Calibration: Procedure No. RD-17
- Result:
Nominal Capacity: 25mL
Actual Capacity: 25.025mL
Delivery Time (Sec.): NA
Allowed Tolerance $\pm$: 0.04mL
- Traceability of Major Equipments/Materials/Standards used:
Equipment Identification No. 13092322
Digital Weighing Balance C16/000309098

All the above equipments are traceable to National Standards through NABL Accredited Laboratory.

Note:-

- The calibration results in this certificate valid at the time of and under the stated conditions of measurements for the particular sample identified above.
- This calibration certificate shall not be reproduced in full without written permission of laboratory.

[Signature]
Authorised Signatory

Khuda Kalon to Sphera Road, Vill. Sphera
PO Pitihoni, Ambala Cantt - 133001,
Haryana - India

+91-99925-25018, +91-98131-63495
sales@omsonslabs.com, business@omsonslabs.com
www.omsonslabs.com, www.omsonslabs.com

Сертификат NABL

Индивидуальный сертификат



Процесс калибровки осуществляется с помощью полностью автоматических современных калибровочных машин, которые исключают возможность человеческой ошибки. Немецкие калибровочные станки позволяют достигать точности 0,004% с допуском класса "А". Ко всей нашей волюметрической стеклянной посуде прилагаются индивидуальные сертификаты калибровки.

Калибровочная лаборатория аккредитована для проведения калибровки и испытаний в соответствии с ISO 17025:2017. Наша собственная калибровочная лаборатория оснащена системой контроля температуры, высокоточными электронными весами, термометрами и секундомерами, которые соответствуют национальным стандартам.

Автоматизированные высокоточные станки с компьютерным управлением выполняют следующее:

1. Заполняют пустую мерную колбу деминерализованной водой контролируемой температуры.
2. Размер менисковой линзы определяется с помощью датчиков с лазерным управлением в самой нижней точке линзы, а калибровочная метка наносится тонким алмазным кругом.
3. На цилиндрах, бюретках и пипетках указана минимальная двухточечная калибровка.
4. Процесс калибровки проводится в условиях регулируемой освещенности и температуры $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Точность результатов калибровки гарантирована в соответствии со стандартами DIN, ISO и USP. Немецкие калибровочные станки обеспечивают высочайший уровень точности.

Все калибровочные лаборатории OMSONS находятся под строгим контролем, и калибровка проводится в особо контролируемых условиях с поддержанием нужной температуры, давления и влажности. Температура очень важна для точности, поэтому, если температура окружающей среды отличается, необходимо настроить калибровочные машины соответствующим образом.

Вся мерная стеклянная посуда калибруется либо "для хранения" (TC, In), либо "для работы" (TD, EX).



ISO/IEC 17025 : 2017

Свидетельство об аккредитации



National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

CALIBRATION LABORATORY NARINDRA SCIENTIFIC INDUSTRIES

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

**"General Requirements for the Competence of Testing &
Calibration Laboratories"**

for its facilities at

KHUDA KALAN TO SPEHRA ROAD, VILLAGE SPEHRA P.O PILKHANI, AMBALA, HARYANA, INDIA

in the field of

CALIBRATION

Certificate Number: CC-1050

Issue Date: 19/05/2023

Valid Until:

18/05/2025

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : NARINDRA SCIENTIFIC INDUSTRIES

Signed for and on behalf of NABL



N. Venkateswaran
Chief Executive Officer

1

Сырье

Боросиликатное стекло 3.3 класса А по стандарту ASTM E-438, ТИП 1, используются для изготовления всех наших стеклянных изделий.

2

Производство

Наша продукция производится автоматическими и полуавтоматическими станками в соответствии с международными стандартами

3

Проверка соответствия

Все проверки на соответствие выполняются нашей командой контроля качества и проводятся в соответствии с руководящими принципами международных стандартов.

4

Проверка прочности

Каждое изделие, изготовленное нами, проверяется на наличие напряжений, которые могут возникнуть из-за трещин в стекле.

5

Проверка толщины

Каждое отдельное изделие, производимое нами, проходит тщательную проверку на толщину стенок, чтобы регулировать прочность и обеспечивать соответствие требованиям стандартов DIN/ASTM/ISO

6

Проверка соединений

Соединения проверяются на прилегание в зависимости от наклона конусов и шлифов для обеспечения высочайшего уровня прилегания. Затем проводится проверка герметичности с помощью вакуумных испытаний.

7

Постпечатная проверка

Стеклянная посуда проходит проверку на качество печати в два этапа: перед отправкой изделия в печь и после извлечения его из печи. Это гарантирует, что ни один продукт с дефектной печатью не попадет в цепочку поставок. Испытания проводятся в соответствии со стандартом ISO 4794, чтобы убедиться, что эмаль не стирается даже при многократном использовании.

Химический состав

Стекло — это неорганическая смесь оксидов металлов, сплавленных вместе при высоких температурах, которая при охлаждении затвердевает, превращаясь в прозрачный, твердый, некристаллический, универсальный материал, широко известный во всем мире. Боросиликатное стекло — это стекло с низким содержанием щелочи 3,3 типа-1, которое практически не содержит оксида магния, цинка, извести, мышьяка и других тяжелых металлов. Типичный состав боросиликатного стекла следующий:

СОСТАВ	ПРИБЛ. % ПО МАССЕ
SiO ₂	80,5%
B ₂ O ₃	13%
Na ₂ O	4%
Al ₂ O ₃	2.3%

Физические свойства

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Коэффициент расширения (20-300°C)	$3,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Плотность (при 20°C)	2,23 г/см ³
Показатель преломления (D-линия натрия)	1,474
Диэлектрическая проницаемость (1 МГц, 20°C)	4,6
Удельная теплоемкость (20°C)	750 Дж/Кг°C
Теплопроводность (20°C)	1,14Вт/м°C
Коэффициент Пуассона (25-400°C)	0,2


Химические свойства

Боросиликатное стекло обладает очень высокой стойкостью к воздействию воды, кислот, растворов солей, галогенов и органических растворителей. Заметную коррозию стекла вызывают только фтороводородная кислота, горячая концентрированная фосфорная кислота и сильные щелочные растворы.

Устойчивость к гидролизу

Во многих случаях важно, чтобы лабораторная стеклянная посуда обладала отличительной гидролитической стойкостью, например, во время процедур стерилизации паром, когда многократное воздействие водяного пара при высокой температуре может привести к вымыванию ионов щелочи (Na⁺). Боросиликатное стекло имеет относительно низкое содержание оксидов щелочных металлов и, следовательно, высокую стойкость к воздействию воды. Его гидролитическая стойкость соответствует классу 1 стекол в соответствии со стандартами ISO 719 (98°C) и ISO 720 (121°C).

В OMSONS мы используем высококачественные упаковочные материалы и упаковываем каждый ящик в термоусадочную пленку, чтобы гарантировать отсутствие повреждений при транспортировке.



Наш просторный эргономичный склад позволяет разместить 90% нашей продукции, что сокращает время выполнения заказа до минимальных сроков. Для обеспечения оперативного производства и своевременной отправки оптовых заказов поддерживается значительный запас промежуточных изделий.

Наши просторные складские помещения организованы специально для хранения больших запасов продукции. Складские площади составляют 60 000 квадратных футов, что позволяет хранить как готовую продукцию, так и промежуточные изделия (для изготовителей комплексного оборудования) в кратчайшие сроки.

Обладая огромной инфраструктурой и просторными складскими помещениями, компания OMSONS способна отправлять 20 контейнеров в месяц.



Некоторая мерная стеклянная посуда сопровождается QR-кодом. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы напрямую загрузить сертификат калибровки.



Вы также можете загрузить сертификат калибровки, выполнив следующие действия:

- A** Посетите веб-сайт:
<https://certification.omsonsnsl.com>
/ на своем компьютере,
мобильном телефоне или
планшете.
- B** Выберите сертификат на
стеклянную посуду на веб-
странице.
- C** Введите серийный номер
стеклянной посуды в
соответствующее поле на веб-
странице и отправьте заявку.
- D** Вуаля! Ваш сертификат готов к
загрузке или распечатке по
вашему желанию.





МИССИЯ

НАУКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Зависит от того, что мы будем делать сегодня. Мы стремимся внести свой вклад в создание более здорового, образованного и безопасного мира, поддерживая науку и людей, которые в ней работают.



ВИДЕНИЕ

МЫ ВЕРИМ

в то, что создание продукции, основанной на инновациях и идеях, помогают заново открыть настоящее и переосмыслить будущее.



ЦЕННОСТИ

- ПРОЗРАЧНОСТЬ
- ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- ЧЕСТНОСТЬ И НЕПОДКУПНОСТЬ
- НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- РАЗНООБРАЗИЕ
- КОМАНДНАЯ РАБОТА

Шприцевые фильтры Filterpore	Дозирование жидкости	Переходники	Мензурки	Флаконы
Стр. 19 - 32	Стр. 33 - 38	Стр. 39 - 68	Стр. 69 - 74	Стр. 75 - 86
Бюретки	Колонки	Холодильники	Тигли	Цилиндры
Стр. 87 - 104	Стр. 105 - 110	Стр. 111 - 122	Стр. 123 - 126	Стр. 127 - 142
Эксикаторы	Чашки	Дистилляторы	Экстракторы	Мерные колбы
Стр. 143 - 146	Стр. 147 - 150	Стр. 151 - 176	Стр. 177 - 180	Стр. 181 - 202
Колбы	Воронки	Соединения	Пипетки	Посуда из спеченного стекла
Стр. 203 - 222	Стр. 223 - 232	Стр. 233 - 236	Стр. 237 - 252	Стр. 253 - 258
Пробки, краны	Трубки	Вискозиметры	Лабораторные инструменты	Пластиковые изделия
Стр. 259 - 264	Стр. 265 - 374	Стр. 275 - 280	Стр. 281 - 288	Стр. 289 - 316
Металлические изделия	Резиновые изделия	Ареометры	Термометры	Учебные приборы
Стр. 317 - 326	Стр. 327 - 338	Стр. 339 - 384	Стр. 385 - 406	Стр. 407 - 408

[illegible]



Шприцевые фильтры **Filterpore** обеспечивают очень быстрое и эффективное очищение и подготовку всех типов проб малого и среднего объема перед анализом на приборе. Они выпускаются с широким спектром типов мембран, таких как нейлон-66, ПВДФ, ПТФЭ и полиэфирсульфоновые мембраны в упаковке по 100 штук, а также в индивидуальной предварительно стерильной упаковке. Шприцевые фильтры являются самыми популярными приборами для фильтрации аналитических проб. Шприцевые фильтры — это фильтры, соединяемые со шприцем. Правильный выбор типа фильтрующего устройства для вашего применения позволяет ускорить и упростить процесс фильтрации.

Шприцевые фильтры **FILTERPORE** также выпускаются с комбинацией мембраны и микростекловолокна. Стекловолокно действует как предварительный фильтр и предотвращает засорение мембраны. Эта комбинация используется для образцов с высоким содержанием твердых частиц.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШПРИЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Стерилизация	: Можно подвергать автоклавированию при температуре 121°C в течение 30 минут.
Макс. Рабочая температура	: 90°C продолжительная
Макс. Рабочее давление	: 7 кг/см ²
Биологическая безопасность	: Проходит биологические испытания на пластмассы VI класса согласно USP
Окисляемое вещество	: Проходит в соответствии с USP
Экстрагируемые вещ-ва с помощью де-ионизированной воды	: Проходит в соответствии с USP

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полипропиленовая форма, устойчивая к растворителям.
- Цветовая маркировка облегчает идентификацию.
- Увеличенный срок службы лабораторной колонки.
- Входное отверстие Luer lock обеспечивает прочное и герметичное соединение шприца, позволяющее выдерживать давление фильтрации.
- Широкая химическая совместимость.
- Более высокая скорость потока.
- Очень низкий уровень экстракции.
- Низкий объем удерживаемой жидкости.
- Высокая термостойкость.
- Широкий ассортимент для водных или неводных растворов.
- Мембрана предварительного фильтра обеспечивает более высокую производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фильтрация водных и неводных растворов общего назначения при небольшом объеме фильтрации.
- Для удаления частиц из образца перед анализом методом ВЭЖХ.
- Также доступны шприцевые фильтры для фильтрации газов.
- Удаление бактерий из образца.



НЕЙЛОНОВЫЕ ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

- Среда - нейлон₆₆.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л - LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофильная; Стерилизация – этиленоксидом (ЕТО); Экстрагируемость нелетучих остатков - очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/ диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эффективная площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Нач. скорость подачи воды (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	35,4	< 1
4	0,45	0,1	< 10	67,2	< 1
13	0,20	0,8	< 20	35,4	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	67,2	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	35,4**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	67,2**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	35,4	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	67,2	30 до 150

* После продувки воздухом. ** При 10 psi.

7000.100

Нейлоновые шприцевые фильтры, стерильные



- В индивидуальной упаковке.
- Используются для фильтрации образцов растворителей методом ВЭЖХ, разделения подвижной фазы, фильтрации водных и органических растворителей.



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7000.100.01	4	0,20	100
7000.100.02	4	0,45	100
7000.100.03	13	0,20	100
7000.100.04	13	0,45	100
7000.100.05	25	0,20	50
7000.100.06	25	0,45	50
7000.100.07	33	0,20	50
7000.100.08	33	0,45	50

7001.100

Нейлоновые шприцевые фильтры, нестерильные



- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7001.100.01	4	0,20	100
7001.100.02	4	0,45	100
7001.100.03	13	0,20	100
7001.100.04	13	0,45	100
7001.100.05	25	0,20	100
7001.100.06	25	0,45	100
7001.100.07	33	0,20	50
7001.100.08	33	0,45	50






ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

f Germany
ilterpore



7002.100

Высокоточные шприцевые фильтры



- Гидрофильный нейлон.
- Подходит для более быстрой фильтрации, особенно для подвижной фазы.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7002.100.01	25	0,20	100
7002.100.02	25	0,45	100



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, АЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

- Среда - СА (ацетат целлюлозы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л - LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофильная; Стерилизация - этиленоксидом; Экстрагируемость нелетучих остатков - Очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/ диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Нач. скорость подачи воды (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	38,4	≤ 1
4	0,45	0,1	< 10	72,3	≤ 1
13	0,20	0,8	< 20	38,4	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	72,3	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	38,4**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	72,3**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	38,4	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	72,3	30 до 150

* После продувки воздухом. ** При 10 psi.

7003.100

Шприцевые фильтры

из ацетата целлюлозы (СА), стерильные

- В индивидуальной упаковке.
- Используется для фильтрации белковых растворов, а также для фильтрации водных и органических растворителей.



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7003.100.01	4	0,20	100
7003.100.02	4	0,45	100
7003.100.03	13	0,20	50
7003.100.04	13	0,45	50
7003.100.05	25	0,20	50
7003.100.06	25	0,45	50
7003.100.07	33	0,20	50
7003.100.08	33	0,45	50

7004.100

Шприцевые фильтры

из ацетата целлюлозы (СА), нестерильные

- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Используется для фильтрации сред и фильтрации подвижной фазы.



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7004.100.01	4	0,20	100
7004.100.02	4	0,45	100
7004.100.03	13	0,20	50
7004.100.04	13	0,45	50
7004.100.05	25	0,20	50
7004.100.06	25	0,45	50
7004.100.07	33	0,20	50
7004.100.08	33	0,45	50



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПВДФ

- Среда - ПВДФ (поливинилиденфторид).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофильная; Стерилизация - этиленоксидом; Экстрагируемость нелетучих остатков - Очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/ диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Нач. скорость подачи воды (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	41,3	< 1
4	0,45	0,1	< 10	94,3	< 1
13	0,20	0,8	< 20	41,3	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	94,3	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	41,3**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	94,3**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	41,3	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	94,3	30 до 150

* После продувки воздухом. **При давлении 10 psi.



7005.100

Шприцевые фильтры из ПВДФ, стерильны




- В индивидуальной упаковке.
- Используется для аналитических и исследовательских целей, фильтрования водных и органических растворителей, а также для фильтрации сложных фильтрующих растворов.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаков ка
7005.100.01	4	0,20	100
7005.100.02	4	0,45	100
7005.100.03	13	0,20	100
7005.100.04	13	0,45	100
7005.100.05	25	0,20	50
7005.100.06	25	0,45	50
7005.100.07	33	0,20	50
7005.100.08	33	0,45	50



7006.100

Шприцевые фильтры из ПВДФ, нестерильны



- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Используется для подвижной фазы, сред и труднофильтруемых растворов, не обеспечивающих стерильность.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7006.100.01	4	0,20	100
7006.100.02	4	0,45	100
7006.100.03	13	0,20	100
7006.100.04	13	0,45	100
7006.100.05	25	0,20	100
7006.100.06	25	0,45	100
7006.100.07	33	0,20	50
7006.100.08	33	0,45	50



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПЭС

- Среда - ПЭС (полиэфирсульфон)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л - LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофильная; Стерилизация - этиленоксидом; Экстрагируемость нелетучих остатков - Очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/ диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Нач. скорость подачи воды (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	46,2	< 1
4	0,45	0,1	< 10	68,0	< 1
13	0,20	0,8	< 20	46,2	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	68,0	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	46,2**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	68,0**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	46,2	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	68,0	30 до 150

* После продувки воздухом. **При давлении 10 psi.

7007.100

Шприцевые фильтры из ПЭС, стерильные



- В индивидуальной упаковке.
- Низкое связывание с белками сводит к минимуму потерю пробы, обеспечивает широкую химическую совместимость и низкую абсорбцию пробы.
- Используется для аналитических и исследовательских целей, фильтрации водных и органических растворителей, а также для фильтрации сложных фильтрующих растворов.



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7007.100.01	4	0,20	100
7007.100.02	4	0,45	100
7007.100.03	13	0,20	100
7007.100.04	13	0,45	100
7007.100.05	25	0,20	50
7007.100.06	25	0,45	50
7007.100.07	33	0,20	50
7007.100.08	33	0,45	50

7008.100

Шприцевые фильтры из ПЭС, нестерильные

- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7008.100.01	4	0,20	100
7008.100.02	4	0,45	100
7008.100.03	13	0,20	100
7008.100.04	13	0,45	100
7008.100.05	25	0,20	100
7008.100.06	25	0,45	100
7008.100.07	33	0,20	50
7008.100.08	33	0,45	50



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ПЭС

- Среда - ПТФЭ (политетрафторэтилен), гидрофобный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л - LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофобная; стерилизация - этиленоксидом; Экстрагируемость нелетучих остатков - Очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/ диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Нач. скорость потока 40% IPA (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	21,0	≤ 1
4	0,45	0,1	< 10	29,3	≤ 1
13	0,20	0,8	< 20	21,0	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	29,3	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	21,0**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	29,3**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	21,0	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	29,3	30 до 150

* После продувки воздухом. **При 10 psi.



7009.100

Шприцевые фильтры из ПТФЭ, стерильные



- В индивидуальной упаковке.
- Используются в аналитических и исследовательских целях для отбора проб воздуха, фильтрации органических растворителей на неводной основе и высокоагрессивных коллоидных растворов.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7009.100.01	4	0,20	100
7009.100.02	4	0,45	100
7009.100.03	13	0,20	100
7009.100.04	13	0,45	100
7009.100.05	25	0,20	50
7009.100.06	25	0,45	50
7009.100.07	33	0,20	50
7009.100.08	33	0,45	50



7010.100

Шприцевые фильтры из ПТФЭ, нестерильные




- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Используется для подвижной фазы, сред и труднофильтруемых растворов, не обеспечивающих стерильность.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7010.100.01	4	0,20	100
7010.100.02	4	0,45	100
7010.100.03	13	0,20	100
7010.100.04	13	0,45	100
7010.100.05	25	0,20	100
7010.100.06	25	0,45	100
7010.100.07	33	0,20	50
7010.100.08	33	0,45	50



7011.100

Шприцевые фильтры из стекловолокна



- Среда - Боросиликатное стекловолокно.
- Корпус - полипропилен.
- Высокая эффективность удержания - 99% для сферических частиц 1,6 мкм/1,0 мкм.
- Широко применяется при осветлении относительно загрязненных растворов или для предварительной фильтрации.
- Обеспечивает высокую производительность, очистку образцов и удаление частиц.
- Удаляет твердые частицы, которые мешают проведению спектрофотометрического анализа в ультрафиолетовом/видимом диапазоне.
- Может использоваться отдельно или последовательно с другим шприцевым фильтром Filterpore.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная мощность фильтра 1 - 1,61 мкмоль/л

Макс. Рабочая температура: 82°C (180°F) при давлении 2,1 бар (210 кПа, 30 фунтов на квадратный дюйм)

Размер/ диаметр (мм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем пробы (мл)	Стандартный объем удержания (мкл)
13	0,8	< 20	< 20
13	0,8	< 20	< 20
25	3,9	< 150	< 100
25	3,9	< 150	< 100

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Номинальная мощность фильтра (мкмоль/л)	Упаковка
7011.100.01	13	1,0	100
7011.100.02	13	1,6	100
7011.100.03	25	1,0	100
7011.100.04	25	1,6	100
7011.100.05	33	1,0	50
7011.100.06	33	1,6	50



7012.100

Гидрофильные шприцевые фильтры из ПТФЭ, стерильные



- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Среда - политетрафторэтилен (гидрофильный) с высокой химической совместимостью.
- Фильтрующая среда: Боросиликатное стекловолокно.
- Изготовлен из специальной гидрофильной ПТФЭ мембраны, которая лучше всего экстрагируется, обладает отличной устойчивостью к растворителям и pH и оптически прозрачна при смачивании водой.
- Используется для водных растворов и агрессивных органических растворителей на их основе.
- Абсолютное удержание микробов.
- Точный анализ методом ВЭЖХ, сертифицированный на низкий уровень экстрагируемого вещества, поглощающего ультрафиолетовое излучение.
- Высокая скорость потока при минимальной экстрагируемой воде.
- Низкий коэффициент поверхностного трения: 0,1.
- Удаление мелких частиц с низким содержанием белка из водных и органических растворов.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7012.100.01	13	0,20	100
7012.100.02	13	0,45	100
7012.100.03	25	0,20	50
7012.100.04	25	0,45	50
7012.100.05	33	0,20	50
7012.100.06	33	0,45	50



7013.100

Гидрофильные шприцевые фильтры из ПТФЭ, нестерильные



- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Среда - политетрафторэтилен (гидрофильный) с высокой химической совместимостью.
- Фильтрующая среда: Боросиликатное стекловолокно.
- Используется для фильтрации ВЭЖХ, сверхэффективной жидкостной ионной хроматографии и для концентрированных водных образцов.
- Используется для анализа и отбора аэрозольных проб.
- Самая низкая экстрагируемость и превосходная стойкость к растворителям.

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7013.100.01	13	0,20	100
7013.100.02	13	0,45	100
7013.100.03	25	0,20	100
7013.100.04	25	0,45	100
7013.100.05	33	0,20	50
7013.100.06	33	0,45	50



ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ МСЕ (смешанные эфиры целлюлозы)

- Среда - МСЕ (смешанные эфиры целлюлозы), специально разработанная для микробиологического анализа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эффективность удержания: 0,2 мкмоль/л – LRV > 7 для Brevundimonas Diminuta; 0,45 мкмоль/л - LRV > 7 для Serratia Marcescens. Смачиваемость - гидрофильная; Стерилизация - этиленоксидом; Экстрагируемость нелетучих остатков - Очень низкая (в пределах, указанных в USP XXIV).

Размер/диаметр (мм)	Размер пор (мкм)	Эфф. площадь фильтрации (см ²)	Объем удержания* (мкл)	Точка водяного пузыря	Нач. скорость потока 70% IPA (мл/мин)	Объем фильтрации (мл)
4	0,20	0,1	< 10	> 50 psi	38,4	< 1
4	0,45	0,1	< 10	> 30 psi	72,3	< 1
13	0,20	0,8	< 20	> 50 psi	38,4	1 до 10
13	0,45	0,8	< 20	> 30 psi	72,3	1 до 10
25	0,20	3,9	< 50	> 50 psi	38,4**	10 до 100
25	0,45	3,9	< 50	> 30 psi	72,3**	10 до 100
33	0,20	4,6	< 80	> 50 psi	38,4	30 до 150
33	0,45	4,6	< 80	> 30 psi	72,3	30 до 150

* После продувки воздухом. **При давлении 10 psi.

7 014.100

Шприцевые фильтры МСЕ (смешанные эфиры целлюлозы), стерильные



- Превосходное удержание микробов и высокая скорость потока.
- Используется для микробиологического анализа, общей лабораторной фильтрации, анализа частиц, а также для фильтрации водных и органических растворителей.



Кат. №	Размер/диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7014.100.01	4	0,20	100
7014.100.02	4	0,45	100
7014.100.03	13	0,20	100
7014.100.04	13	0,45	100
7014.100.05	25	0,20	50
7014.100.06	25	0,45	50
7014.100.07	33	0,20	50
7014.100.08	33	0,45	50

7015.100

Шприцевые фильтры МСЕ (смешанные эфиры целлюлозы), нестерильные



- Упакованы в прозрачные пластиковые банки.
- Используется для общей лабораторной фильтрации, а также для фильтрации водных и органических растворителей.



Кат. №	Размер/диаметр (мм)	Микро рейтинг (мкмоль/л)	Упаковка
7015.100.01	4	0,20	100
7015.100.02	4	0,45	100
7015.100.03	13	0,20	100
7015.100.04	13	0,45	100
7015.100.05	25	0,20	100
7015.100.06	25	0,45	100
7015.100.07	33	0,20	50
7015.100.08	33	0,45	50



ДВУХСЛОЙНЫЕ ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ AXODISC

- Предварительный фильтр (фильтр из стекловолокна) повышает пропускную способность за счет удержания частиц размером более 2,0 микрон на стадии предварительной фильтрации.
- Подходит для сильно мутных или молочного цвета растворов, коллоидных растворов и обычных фильтрующих растворов (вязких растворов).



7016.100

Двухслойные фильтры для шприцев,
нейлоновые, стерильные




Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна на (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7016.100.01	13	2	0,20	100
7016.100.02	13	2	0,45	100
7016.100.03	25	2	0,20	50
7016.100.04	25	2	0,45	50



7017.100

Двухслойные шприцевые фильтры,
нейлоновые, нестерильные



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7017.100.01	13	2	0,20	100
7017.100.02	13	2	0,45	100
7017.100.03	25	2	0,20	100
7017.100.04	25	2	0,45	100



7018.100

Двухслойные шприцевые фильтры, ПЭС,
стерильные



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7018.100.01	13	2	0,20	100
7018.100.02	13	2	0,45	100
7018.100.03	25	2	0,20	50
7018.100.04	25	2	0,45	50




7019.100

Двухслойные шприцевые фильтры, ПЭС
нестерильные



Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7019.100.01	13	2	0,20	100
7019.100.02	13	2	0,45	100
7019.100.03	25	2	0,20	100
7019.100.04	25	2	0,45	100



7020.100

Двухслойные шприцевые фильтры, ПВДФ, стерильные

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7020.100.01	13	2	0,20	100
7020.100.02	13	2	0,45	100
7020.100.03	25	2	0,20	50
7020.100.04	25	2	0,45	50



7021.100

Двухслойные шприцевые фильтры, ПВДФ, стерильные


Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7021.100.01	13	2	0,20	100
7021.100.02	13	2	0,45	100
7021.100.03	25	2	0,20	100
7021.100.04	25	2	0,45	100



7022.100

Двухслойные шприцевые фильтры из гидрофобного ПТФЭ, стерильные

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7022.100.01	13	2	0,20	100
7022.100.02	13	2	0,45	100
7022.100.03	25	2	0,20	50
7022.100.04	25	2	0,45	50



7023.100

Двухслойные шприцевые фильтры из гидрофобного ПТФЭ, нестерильные

Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7023.100.01	13	2	0,20	100
7023.100.02	13	2	0,45	100
7023.100.03	25	2	0,20	100
7023.100.04	25	2	0,45	100






ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



7024.100

Двухслойные шприцевые фильтры
из гидрофильного ПТФЭ,
стерильные




Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7024.100.01	13	2	0,20	100
7024.100.02	13	2	0,45	100
7024.100.03	25	2	0,20	50
7024.100.04	25	2	0,45	50



7025.100

Двухслойные шприцевые фильтры
из гидрофильного ПТФЭ,
нестерильные




Кат. №	Размер/ диаметр (мм)	Плотность стекловолокна (мкмоль/л)	Прочность мембраны (мкмоль/л)	Упаковка
7025.100.01	13	2	0,20	100
7025.100.02	13	2	0,45	100
7025.100.03	25	2	0,20	100
7025.100.04	25	2	0,45	100

ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

Дозирующие устройства Omsons

Одним из наиболее важных, фундаментальных видов деятельности в современных лабораториях является бережное обращение с постоянно уменьшающимися количествами используемых жидкостей. Точная подача жидкостей в количествах от миллилитров до нанолитров и по сей день остается сложной задачей.

Благодаря впечатляющему эргономичному дизайну, высокой точности и превосходному качеству продукция OMSOSNS для **дозирования** жидкостей известна своим впечатляющим качеством во всем мире.





ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

OMSONS
GERMANY



5 000,100

Одноканальные микропипетки переменного объема

- Полностью автоклавируется при температуре 121°C и давлении 15 psi 10-15 минут.



Легкая регулировка объема с помощью поршня



Хороший захват



Безопасное хранение благодаря держателю



Регулировка объема с безукоризненной точностью



Различные насадки с универсальным наконечником



Легкое извлечение наконечников с помощью выталкивателя

Кат. №	Объем	Шаг (мкл)	T (±%)	T (±мкл)	KB (±%)	KB (±мкл)	Упаковка
5000.100.01	0,2 до 2,0 мкл	0,002	2	0,04	1,2	0,024	1
5000.100.02	0,5 до 10 мкл	0,02	1	0,1	0,5	0,05	1
5000.100.03	2 до 20 мкл	0,02	0,8	0,16	0,4	0,08	1
5000.100.04	5 до 50 мкл	0,1	0,8	0,4	0,4	0,2	1
5000.100.05	10 до 100 мкл	0,2	0,6	0,6	0,2	0,2	1
5000.100.06	20 до 200 мкл	0,2	0,6	1,2	0,2	0,4	1
5000.100.07	100 до 1000 мкл	1	0,6	6	0,2	2	1
5000.100.08	0,5 до 5 мл	10	0,6	30	0,2	10	1
5000.100.09	1 до 10 мл	20	0,6	60	0,2	20	1

Одноканальный регулятор объема доступен в 9 уникальных диапазонах объема от 0,2 мкл до 10 мл.



5001.100

Одноканальные микропипетки фиксированного объема

- Полностью автоклавируется при температуре 121°C и давлении 15 psi 10-15 минут.



Хороший захват



Безопасное хранение благодаря держателю



Различные насадки с универсальным наконечником



Легкое извлечение наконечников с помощью выталкивателя



Кат. №	Объем (мкл)	Т (±%)	Т (±мкл)	КВ (±%)	КВ (±мкл)	Упаковка
5001.100.01	1,0	5	0,05	5	0,05	1
5001.100.02	2,0	4	0,08	2	0,04	1
5001.100.03	5,0	2	0,1	1	0,05	1
5001.100.04	10,0	1	0,1	0,5	0,05	1
5001.100.05	20,0	0,8	0,16	0,4	0,08	1
5001.100.06	25,0	0,8	0,2	0,4	0,1	1
5001.100.07	50,0	0,8	0,4	0,4	0,2	1
5001.100.08	100,0	0,6	0,6	0,2	0,2	1
5001.100.09	200,0	0,6	1,2	0,2	0,4	1
5001.100.10	250,0	0,6	1,5	0,2	0,5	1
5001.100.11	500,0	0,6	3	0,2	1	1
5001.100.12	1000,0	0,6	6	0,2	2	1
5001.100.13	2000,0	0,6	12	0,2	4	1
5001.100.14	5000,0	0,6	30	0,2	10	1
5001.100.15	10000,0	0,4	40	0,2	20	1

Одноканальный регулятор объема доступен в 15 уникальных диапазонах объема от 1,0 мкл до 10 мкл.



ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

OMSONS
GERMANY

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

5002.100

Многоканальные (8-канальные и 12-канальные) микропипетки

- Полностью автоклавируется при температуре 121°C и давлении 15 psi в течение 10-15 минут.



Легкая регуляция
объема с помощью
поршня



Удобный
захват



Различные
насадки с
универсальным
конусообразным
наконечником



Регулировка
объема с
безузорной
точностью
а
т



Безопасное
хранение
благодаря
держателю



Гибкость в
работе



Легкое извлечение
наконечников с
помощью
последовательного
выталкивателя

Кат. №	Объем (мкл)	Шаг (мкл)	T (±%)	T (±мкл)	КВ (±%)	КВ (±мкл)	Упаковка
8 КАНАЛОВ							
5002.100.01	0,5 до 10	0,02	1,6	0,16	1	0,1	1
5002.100.02	02 до 20	0,02	0,8	0,16	0,4	0,08	1
5002.100.03	5 до 50	0,1	0,8	0,4	0,4	0,2	1
5002.100.04	10 до 100	0,2	0,8	0,8	0,3	0,3	1
5002.100.05	20 до 200	0,2	0,8	1,6	0,3	0,6	1
5002.100.06	40 до 300	0,2	0,8	2,4	0,3	0,9	1
12 КАНАЛОВ							
5002.100.07	0,5 до 10	0,02	1,6	0,16	1	0,1	1
5002.100.08	02 до 20	0,02	0,8	0,16	0,4	0,08	1
5002.100.09	5 до 50	0,1	0,8	0,4	0,4	0,2	1
5002.100.10	10 до 100	0,2	0,8	0,8	0,3	0,3	1
5002.100.11	20 до 200	0,2	0,8	1,6	0,3	0,6	1
5002.100.12	40 до 300	0,2	0,8	2,4	0,3	0,9	1

Как 8-канальные, так и 12-канальные микропипетки доступны в 6 моделях объемом от 0,5-10 мкл до 40-300 мкл.



5003.100

Флакон-дозатор (ДБК), серии Pearl



OMSONS PEARL - флакон-дозатор (БТК). Это высокоточный прибор для работы с жидкостями, обладающий сложным сочетанием функций и функциональности. Он обладает превосходной химической совместимостью и помогает достичь точности и надежности в практических лабораторных условиях.

- Измените объем с помощью ручки.
- Гибкая работа - адаптер вращается на 360°.
- Упрощенное дозирование посредством гибкого наконечника.
- Поршень из ПТФЭ легко перемещается.
- Работайте с широким диапазоном объема.
- Гарантированное качество благодаря калибровке в соответствии с ISO 8655.
- Полностью автоклавируется при температуре 121°C и давлении 15 фунтов на кв.

Кат. №	Диапазон объема (мл)	Шаг (мл)	Т (±%)	Т (±мл)	КВ (±%)	КВ (±мл)	Упаковка
5003.100.01	0,25 до 2,5	0,05	0,5	0,0125	0,2	0,005	1
5003.100.02	0,5 до 5	0,10	0,5	0,025	0,2	0,010	1
5003.100.03	1 до 10	0,20	0,5	0,050	0,1	0,010	1
5003.100.04	2,5 до 30	0,50	0,5	0,150	0,1	0,030	1
5003.100.05	5 до 60	1,00	0,5	0,300	0,1	0,060	1
5003.100.06	10 до 100	2,00	0,5	0,500	0,1	0,100	1



5004.100

Флакон-дозатор (БТК) серии Emerald



OMSONS EMERALD — это флакон-дозатор (ДБК), который сочетает в себе удобство и функциональность. Разработанный нашей собственной командой инженеров-конструкторов, он создан с применением технологии "inelastic Volume", удостоенной множества наград, и клапаном обратной циркуляции для предотвращения потери реагента при очистке.

OMSONS EMERALD также включает две инновационные технологии: плавный ход и гибкий наконечник, которые придают особый комфорт и гибкость в использовании. Разработанный с учетом эргономики и интуитивно понятного управления, он обладает превосходной химической совместимостью и обеспечивает точность и надежность в условиях лаборатории.

- Измените объем с помощью ручки.
- Гибкая работа - адаптер вращается на 360°.
- Упрощенное дозирование посредством гибкого наконечника.
- Поршень из ПТФЭ легко перемещается.
- Работайте с широким диапазоном объема.
- Гарантированное качество благодаря калибровке в соответствии с ISO 8655.
- Полностью автоклавируется при температуре 121°C и давлении 15 psi в течение 10-15 минут.

Кат. №	Диапазон объема (мл)	Шаг (мл)	Т (±%)	Т (±мл)	КВ (±мл)	КВ (±мл)	Упаковка
5004.100.01	0,25 до 2,5	0,05	0,6	0,015	0,2	0,005	1
5004.100.02	0,5 до 5	0,10	0,6	0,030	0,2	0,010	1
5004.100.03	1 до 10	0,20	0,6	0,060	0,2	0,020	1
5004.100.04	2,5 до 30	0,50	0,6	0,180	0,2	0,060	1
5004.100.05	5 до 60	1,00	0,6	0,360	0,2	0,120	1
5004.100.06	10 до 100	2,00	0,6	0,600	0,2	0,200	1





ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

OMSONS
GERMANY



5005.100

Флаконы-дозаторы (ДБК) серии Coral

OMSONS CORAL - это флакон-дозатор (ДБК), который сочетает в себе удобство и функциональность. Он предлагает 4 режима работы с жидкостью – промывку, разбавление, повторное наполнение и продувку без разборки дозатора.

OMSONS CORAL также предлагает два инновационных продукта: теперь работать еще проще и комфортнее благодаря гибкому наконечнику.

Разработанный с учетом эргономики и интуитивно понятного управления, он обладает превосходной химической совместимостью и обеспечивает точность и надежность в условиях лаборатории.

- Измените объем с помощью ручки.
- Гибкая работа - адаптер вращается на 360°.
- Упрощенное дозирование посредством гибкого наконечника.
- Поршень из ПТФЭ легко перемещается.
- Работайте с широким диапазоном объема.
- Гарантированное качество благодаря калибровке в соответствии с ISO 8655.
- Полностью автоклавируемый при температуре 121°C и давлении 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 10-15 минут.



Кат. №	Диапазон объема (мл)	Шаг (мл)	T (±%)	T (±мл)	КВ (±%)	КВ (±мл)	Упаковка
5005.100.01	0,25 до 2,5	0,05	0,5	0,0125	0,2	0,005	1
5005.100.02	0,5 до 5	0,10	0,5	0,025	0,2	0,010	1
5005.100.03	1 до 10	0,20	0,5	0,050	0,1	0,010	1
5005.100.04	2,5 до 30	0,50	0,5	0,150	0,1	0,030	1
5005.100.05	5 до 60	1,00	0,5	0,300	0,1	0,060	1
5005.100.06	10 до 100	2,00	0,5	0,500	0,1	0,100	1

ПЕРЕХОДНИКИ





1000.100


Переход с муфтой с капельным наконечником

- Толстая стенка и усиленный обод.
- Наружная часть муфты имеет полную длину, а внутренняя - меньшую.
- Для компактной сборки разнородных соединений.

Кат. №	Конус керн	Конус муфты	Упаковка
1000.100.01	14/23	19/26	100
1000.100.02	14/23	24/29	100

1000.101

Переход с муфтой и капельным наконечником, ASTM



- Данные адаптеры изготавливаются с толстыми стенками для обеспечения стойкости к механическим воздействиям.
- Кроме того, они усилены тяжелым однородным ободом в верхней части, который обеспечивает удобный захват пальцами.
- Эти адаптеры короче, чем обычные, что обеспечивает более компактную и удобную сборку.
- Удобные для крепления термометров.

Кат. №	Конус керн	Конус муфты	Упаковка
1000.101.01	34/45	24/40	2





1001.100

Переходы редукционные

- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Гнездо небольшого размера вверху и конус большого размера внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1001.100.01	14/23	19/26	10
1001.100.02	14/23	24/29	10
1001.100.03	14/23	29/32	10
1001.100.04	19/26	24/29	10
1001.100.05	19/26	29/32	10
1001.100.06	19/26	34/35	10
1001.100.07	19/26	40/38	10
1001.100.08	19/26	45/40	10
1001.100.09	19/26	55/44	10
1001.100.10	24/29	29/32	10
1001.100.11	24/29	34/35	10
1001.100.12	24/29	40/38	10
1001.100.13	24/29	45/40	10
1001.100.14	24/29	50/42	10
1001.100.15	24/29	55/44	10
1001.100.16	29/32	34/35	10
1001.100.17	29/32	40/38	10
1001.100.18	29/32	45/40	10
1001.100.19	34/35	40/38	10
1001.100.20	34/35	45/40	10
1001.100.21	34/35	50/42	10



1001.101

Адаптеры сокращающие, ASTM



- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Гнездо небольшого размера вверху и конус большого размера внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1001.101.01	14/20	19/22	10
1001.101.02	14/20	24/40	10
1001.101.03	19/22	24/40	10
1001.101.04	24/40	29/42	10





1002.100

Адаптеры, расширительные

- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Гнездо большого размера сверху и конус малого размера внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1002.100.01	19/26	14/23	10
1002.100.02	24/29	14/23	10
1002.100.03	24/29	19/26	10
1002.100.04	29/32	14/23	10
1002.100.05	29/32	19/26	10
1002.100.06	29/32	24/29	10
1002.100.07	34/35	19/26	10
1002.100.08	34/35	24/29	10
1002.100.09	34/35	29/32	10
1002.100.10	40/38	24/29	10
1002.100.11	45/40	29/32	10



1002.101

Адаптеры, расширительные, ASTM



- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Гнездо большого размера сверху и конус малого размера внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1002.101.01	19/22	14/20	10
1002.101.02	24/40	14/20	10
1002.101.03	24/40	19/22	10
1002.101.04	29/42	24/40	10
1002.101.05	45/50	24/40	10



1003.100

Переходники Кляйзена, с параллельными горловинами

- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Поставляется с двумя параллельными горлышками с гнездами и одним конусом внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1003.100.01	14/23	14/23	1
1003.100.02	14/23	19/26	1
1003.100.03	19/26	19/26	1
1003.100.04	19/26	24/29	1
1003.100.05	24/29	24/29	1
1003.100.06	19/26	34/35	1
1003.100.07	29/32	29/32	1



1003.101

Переходники Кляйзена, с параллельными горловинами, ASTM



- Соответствует стандарту DIN 12257.
- Поставляется с двумя параллельными горлышками с гнездами и одним конусом внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1003.101.01	14/20	14/20	1
1003.101.02	19/22	19/22	1
1003.101.03	24/40	24/40	1



1004.100

Переходники Кляйзена, многоходовые с боковым шлифом

- Поставляются с двумя горлышками, одним вертикальным, другим под углом 45° и одним конусом внизу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1004.100.01	14/23	14/23	1
1004.100.02	14/23	19/26	1
1004.100.03	14/23	24/29	1
1004.100.04	19/26	19/26	1
1004.100.05	19/26	24/29	1
1004.100.06	14/23	29/32	1
1004.100.07	29/32	29/32	1





1005.100

Переходы Кляйзена, многоходовые

- Поставляется с тремя одинаковыми горлышками, двумя параллельными, одно из которых расположено под углом 45°.

Кат. №	Конус керн	Конус муфты	Упаковка
1005.100.01	19/26	19/26	1
1005.100.02	19/26	24/29	1
1005.100.03	19/26	29/32	1
1005.100.04	24/29	24/29	1
1005.100.05	29/32	29/32	1



1006.100

Адаптер изогнутый "Swan neck"

- Поставляются с крепежной резьбой для термометра или резиновой трубки.

Кат. №	Конус керн	Конус муфты	Упаковка
1006.100.01	14/23	19/26	1
1006.100.02	19/26	19/26	1
1006.100.03	19/26	24/29	1
1006.100.04	24/29	24/29	1
1006.100.05	29/32	29/32	1



1007.100

Алонж приемный, изогнутый, короткий стержень

- С коротким стержнем.

Кат. №	Конус керн	Длина стебля (мм)	Упаковка
1007.100.01	14/23	65	10
1007.100.02	19/26	65	10
1007.100.03	24/29	65	10
1007.100.04	29/32	65	10

2





1008.100

Алонж приемный, изогнутый, длинный стержень

- С длинным стержнем.

Кат. №	Конус керна	Длина стебля (мм)	Упаковка
1008.100.01	14/23	190	10
1008.100.02	19/26	200	10
1008.100.03	24/29	200	10
1008.100.04	29/32	200	10



1009.100

Переходники, приемные

- Прямой стержень.

Кат. №	Конус керна	Упаковка
1009.100.01	14/23	10
1009.100.02	19/26	10
1009.100.03	24/29	10
1009.100.04	29/32	10



1010.100

Алонжи, приемные, с вентиляционным отводом

- С капельным наконечником.
- С боковым вентиляционным отводом воздуха в атмосферу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1010.100.01	14/23	14/23	2
1010.100.02	19/26	19/26	2
1010.100.03	19/26	24/29	2
1010.100.04	24/29	24/29	2
1010.100.05	29/32	29/32	2





1010.101

Алонжи приемные с вентиляционным отводом, Стандарт ASTM

- С капельным наконечником.
- С боковым вентиляционным отводом воздуха в атмосферу.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1010.101.01	24/40	24/40	2



1011.100

Алонжи, приемные, угловые, с вакуумной трубкой

- Соответствие стандарту DIN 12594.
- С каплеуловителем и штоком подачи внутри конуса.
- Изгиб с вакуумным и винтовым соединением.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1011.100.01	14/23	14/23	2
1011.100.02	14/23	19/26	2
1011.100.03	19/26	19/26	2
1011.100.04	19/26	24/29	2
1011.100.05	24/29	24/29	2
1011.100.06	24/29	29/32	2
1011.100.07	29/32	29/32	2



1011.101

Алонжи, приемные, угловые, с вакуумной трубкой, ASTM

- Соответствие стандарту DIN 12594.
- С каплеуловителем и штоком подачи внутри конуса.
- Изгиб с вакуумным и винтовым соединением.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1011.101.01	14/20	14/20	2
1011.101.02	19/22	19/22	2
1011.101.03	24/40	24/40	2





1012.100

Алонжи для дистилляции, 105°

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1012.100.01	14/23	14/23	1



1013.100

Переходники приемные, вакуумные, прямые

- С каплеуловителем и штоком подачи внутри конуса.
- Прямой с вакуумным соединением и переходником с винтовой резьбой.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1013.100.01	14/23	14/23	2
1013.100.02	14/23	19/26	2
1013.100.03	19/26	19/26	2
1013.100.04	19/26	24/29	2
1013.100.05	24/29	24/29	2
1013.100.06	24/29	29/32	2
1013.100.07	29/32	29/32	2



1013.101

Адаптеры приемные, вакуумные, прямые ASTM



- С каплеуловителем и штоком подачи внутри конуса.
- Прямой с вакуумным соединением и переходником с винтовой резьбой.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1013.101.01	24/40	24/40	2





1014.100

Переходники, приемные, с боковым шлифом и каплеуловителем

- Конус с капельным наконечником.
- С одной стороной под углом 105°.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1014.100.01	14/23	14/23	1
1014.100.02	14/23	19/26	1
1014.100.03	14/23	24/29	1
1014.100.04	19/26	19/26	1
1014.100.05	19/26	24/29	1
1014.100.06	14/23	29/32	1
1014.100.07	29/32	29/32	1



1015.100

Переходники приемные, многоходовые

- С несколькими соединениями и винтовой резьбой.
- Подсоединение трех колб.
- С боковым ответвлением для подключения к источнику вакуума.
- С разъемом для подключения к конденсатору.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1015.100.01	14/23	14/23	2
1015.100.02	14/23	19/26	2
1015.100.03	19/26	19/26	2



1016.100

Переходники для дистилляции, приемные, для подсоединения трубок, ASTM



- Распределительный адаптер, тип "Cow", имеет три приемника, расположенных на расстоянии 40° друг от друга.
- Имеет угол 135° между центральной линией конденсатора и приемными трубками.
- Этот ресивер можно использовать с дистилляционными головками типа short path.
- Три ресивера с конусами и стеклянным шлангом для вакуума.

Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1016.100.01	24/40	24/40	1



1017.100

Переходники для дистилляции, приемные, для подсоединения трубок, ASTM



- Распределительный адаптер, тип "Cow", имеет три приемника, расположенных на расстоянии 40° друг от друга.
- Имеет угол 135° между центральной линией конденсатора и приемными трубками.
- Этот ресивер можно использовать с дистилляционными головками типа short path.



Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1017.100.01	14/20	14/20	1
1017.100.02	24/40	24/40	1



1018.100

Переходники для дистилляции, приемные, с ответвлениями, тип "Cow"

- С одним гнездовым соединением и четырьмя конусами с каплеуловителями.
- Колба - 100 мл.



Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1018.100.01	14/23	14/23	1



1018.101

Переходники для дистилляции, приемные, с отводами, тип "Cow", ASTM



- С одним гнездовым соединением и четырьмя конусами с каплеуловителями.
- Колба - 100 мл.



Кат. №	Конус керна	Конус муфты	Упаковка
1018.101.01	14/20	14/20	1





ПЕРЕХОДНИКИ



1019.100

Переходники приемные, гладкий изгиб

- С капельным наконечником.
- Без вентиляционного отвода.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1019.100.01	14/23	14/23	5
019.100.02	19/26	19/26	5
1019.100.03	24/29	24/29	5
1019.100.04	29/32	29/32	5



1019.101

Переходники, приемные, гладкий изгиб, ASTM



- С капельным наконечником.
- Без вентиляционного отвода.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1019.101.01	24/40	24/40	5



1020.100

Переходники, отводящий изгиб, наклонный конец

- С капельным наконечником.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1020.100.01	14/23	14/23	5
1020.100.02	24/29	14/23	5
1020.100.03	19/26	19/26	5
1020.100.04	24/29	19/26	5
1020.100.05	29/32	19/26	5
1020.100.06	29/32	29/32	5
1020.100.07	24/29	24/29	5
1020.100.08	34/35	24/29	5
1020.100.09	29/32	24/29	5
1020.100.10	34/35	29/32	5





1020.101

Переходники, отводящий изгиб, нисходящий конец, ASTM



- С капельным наконечником.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1020.101.01	24/40	24/40	5



1021.100

Переходники вертикальные с восстановительным изгибом

- С капельным наконечником.
- Используется в дистилляционных установках.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1021.100.01	14/23	14/23	5
1021.100.02	19/26	19/26	5
1021.100.03	24/29	19/26	5
1021.100.04	24/29	24/29	5
1021.100.05	29/32	29/32	5



1022.100

Насадки Вюрца, простые

- Соответствует стандарту DIN 12594.
- С капельным наконечником.
- С гнездом для термометра.
- Используется в дистилляционных конструкциях для соединения колбы с холодильником.

Кат. №	Конус Керна	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1022.100.01	14/23	14/23	14/23	1
1022.100.02	14/23	19/26	19/26	1
1022.100.03	14/23	24/29	19/26	1
1022.100.04	14/23	29/32	19/26	1
1022.100.05	14/23	34/35	19/26	1
1022.100.06	14/23	24/29	24/29	1
1022.100.07	14/23	34/35	24/29	1
1022.100.08	14/23	29/32	24/29	1
1022.100.09	14/23	29/32	29/32	1
1022.100.10	14/23	34/35	29/32	1





1022.101

Насадки Вюрца, простые, ASTM

- Соответствует стандарту DIN 12594.
- С капельным наконечником.
- С гнездом для термометра.
- Используется в дистилляционных конструкциях для соединения колбы с холодильником.

Кат. №	Конус Керна	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1022.101.01	19/22	19/22	19/22	1
1022.101.02	24/40	24/40	24/40	1
1022.101.03	14/20	14/20	14/20	1



1023.100

Насадки Кляйзена

- Соответствие стандарту DIN 12594.
- Наклонные, с гнездом 2 × B14.
- С неподвижными головками, но с дополнительным гнездом для установки капельной воронки, мешалки и т.д.

Кат. №	Конус Керна	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1023.100.01	14/23	14/23	14/23	1
1023.100.02	14/23	19/26	19/26	1
1023.100.03	14/23	24/29	19/26	1
1023.100.04	14/23	24/29	24/29	1
1023.100.05	14/23	29/32	29/32	1
1023.100.06	14/23	34/35	24/29	1



1024.100

Каплеуловители, наклонные

- С капельным наконечником.
- Грушевидная форма.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1024.100.01	14/23	14/23	2
1024.100.02	19/26	19/26	2
1024.100.03	24/29	19/26	2
1024.100.04	24/29	24/29	2
1024.100.05	29/32	29/32	2





1025.100

Каплеуловитель

- Вертикальный, грушевидной формы.
- Нижний конус - для колбы, а верхний - для конденсатора.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1025.100.01	14/23	14/23	1
1025.100.02	19/26	19/26	1
1025.100.03	24/29	19/26	1
1025.100.04	24/29	24/29	1
1025.100.05	29/32	29/32	1



1026.100

Каплеуловитель, прямой

- С капельным наконечником.
- Грушевидная форма.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1026.100.01	14/23	14/23	2
1026.100.02	19/26	24/29	2
1026.100.03	29/32	29/32	2



1026.101

Каплеуловитель, прямой, ASTM



- С капельным наконечником.
- Грушевидная форма.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1026.101.01	14/23	14/23	2





ПЕРЕХОДНИКИ

OMSONS
GERMANY



1027.100

Переходник для паровой дистилляции, наклонный

- С капельным наконечником.
- Со встроенным стержнем.

Кат. №	Размер конуса соответствует размеру колбы	Размер конуса соответствует холодильнику	Упаковка
1027.100.01	24/29	19/26	1
1027.100.02	34/35	19/26	1
1027.100.03	34/35	24/29	1



1028.100

Ловушки для роторных испарителей

- Для использования с роторными испарителями.

Кат. №	Объем (мл)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1028.100.01	150	29/32	19/26	1
1028.100.02	150	29/32	24/29	1
1028.100.03	150	29/32	29/32	1



1028.101

Переходники с каплеуловителем, для роторных испарителей, ASTM



- Для использования с роторными испарителями.

Кат. №	Объем (мл)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1028.101.01	250	24/40	24/40	1
1028.101.02	100	24/40	24/40	1
1028.101.03	250	24/40	14/20	1
1028.101.04	100	24/40	14/20	1





1029.100

Ловушки для роторных испарителей с защитой от подъема содержимого

- Для использования с роторными испарителями.
- Предназначены для жидкостей, склонных к пенообразованию.

Кат. №	Объем (мл)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1029.100.01	150	29/32	19/26	1
1029.100.02	150	29/32	24/29	1
1029.100.03	150	29/32	29/32	1



1029.101

Ловушки для роторных испарителей с защитой от подъема содержимого, ASTM



- Для использования с роторными испарителями.
- Предназначены для жидкостей, склонных к пенообразованию.

Кат. №	Объем (мл)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1029.101.01	250	24/40	24/40	1



1030.100

Переходники со стеклянным запорным краном, прямые

- С капельным наконечником.

Кат. №	Конус муфты	Размер отверстия	Угол	Упаковка
1030.100.01	14/23	2,5	Угловой	5
1030.100.02	19/26	2,5	Угловой	5
1030.100.03	24/29	2,5	Угловой	5
1030.100.04	29/32	2,5	Угловой	5
1030.100.05	14/23	2,5	Прямой	5
1030.100.06	19/26	2,5	Прямой	5
1030.100.07	24/29	2,5	Прямой	5
1030.100.08	29/32	2,5	Прямой	5





ПЕРЕХОДНИКИ

OMSONS
GERMANY



1031.100

Переходники со стеклянным запорным краном и муфтой

Кат. №	Конус Керна	Размер отверстия	Упаковка
1031.100.01	14/23	2,5	1
1031.100.02	19/26	2,5	1
1031.100.03	24/29	2,5	1
1031.100.04	29/32	2,5	1




1032.100

Переходники вакуумные ASTM



- Наклонены под углом 90°.
- С тефлоновым запорным краном.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1032.100.01	19/22	1



1033.100

Промывочные Переходники, ASTM

- С Т-образным краном из ПТФЭ диаметром 2 мм.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1033.100.01	24/40	1





1034.100

Переходники с запорным краном из ПТФЭ, прямые



- С капельным наконечником.

Кат. №	Конус муфты	Размер отверстия	Угол	Упаковка
1034.100.01	14/23	2,5	Угловой	5
1034.100.02	19/26	2,5	Угловой	5
1034.100.03	24/29	2,5	Угловой	5
1034.100.04	29/32	2,5	Угловой	5
1034.100.05	14/23	2,5	Прямой	5
1034.100.06	19/26	2,5	Прямой	5
1034.100.07	24/29	2,5	Прямой	5
1034.100.08	29/32	2,5	Прямой	5



1035.100

Переходники с запорным краном из ПТФЭ и муфтой



Кат. №	Конус Керна	Размер отверстия	Упаковка
1035.100.01	14/23	2,5	1
1035.100.02	19/26	2,5	1
1035.100.03	24/29	2,5	1
1035.100.04	29/32	2,5	1



1036.100

Переходники Т-образной формы, с запорным краном, конусом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, Тип-1, класс-A, ASTM E-437.
- С запорным краном Rotaflow из ПТФЭ, обеспечивающим точное регулирование расхода и надежное закрытие.
- Съемная пластиковая винтовая резьба соединителей позволяет легко и надежно подсоединить шланги и др.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1036.100.01	14/23	1
1036.100.02	19/26	1





1037.100

Алонжи с винтовым шлифом и резиновой трубкой

- Наклонное соединение для резинового шланга.
- С винтовой резьбой.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1037.100.01	14/23	1
1037.100.02	19/26	1
1037.100.03	24/29	1
1037.100.04	29/32	1



1037.101

Алонжи с винтовым шлифом и резиновой трубкой, ASTM



- Наклонное соединение для резинового шланга.
- С винтовой резьбой.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1037.101.01	24/40	1
1037.101.02	14/20	1



1038.100

Переходники вакуумные, для аргона/азота, прямые, ASTM



- С разъемом для шланга сверху и конусом.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1038.100.01	14/20	1
1038.100.02	24/40	1





1039.100

Алонжи конические, со стержнем для резиновой трубки

- Наклонное соединение для резинового шланга.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1039.100.01	14/23	1
1039.100.02	19/26	1
1039.100.03	24/29	1
1039.100.04	29/32	1



1040.100

Переходник с муфтой и прямым стержнем

- С крючками.
- С прямым соединением для резинового шланга.

Кат. №	Конус Керна	Упаковка
1040.100.01	14/23	1
1040.100.02	19/26	1
1040.100.03	24/29	1
1040.100.04	29/32	1



1040.101

Переходник с муфтой и прямым стержнем, ASTM

- Без крючков.



Кат. №	Конус Керна	Упаковка
1040.101.01	14/20	1
1040.101.02	24/40	1





1041.100

Алонжи прямые, с муфтой и конусом

- С боковым отводом и винтовой резьбой для крепления резинового шланга.
- Муфта сверху и конус внизу.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1041.100.01	14/23	14/23	5
1041.100.02	14/23	19/26	5
1041.100.03	14/23	24/29	5
1041.100.04	14/23	29/32	5
1041.100.05	19/26	19/26	5
1041.100.06	19/26	24/29	5
1041.100.07	19/26	29/32	5
1041.100.08	24/29	24/29	5
1041.100.09	24/29	29/32	5
1041.100.10	29/32	29/32	5



1042.100

Сушильные трубки, прямые

- Сушильная трубка — это устройство в форме трубки, используемое для защиты сосуда от влаги, широко применяемое в органическом синтезе.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1042.100.01	19/26	19/26	10



1043.100

Переходники для вакуума или газа, 90°

- Боковое соединение для шланга с наружной резьбой.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1043.100.01	14/23	10
1043.100.02	19/26	10
1043.100.03	24/29	10
1043.100.04	29/32	10
1043.100.05	34/35	10





1044.100

Переходники Т-формы для подсоединения шлангов

- Переходник имеет два шланговых соединения, расположенных на 180°С друг от друга, для подачи инертного газа через устройство.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1044.100.01	24/29	10



1044.101

Переходники Т-формы для подсоединения шлангов, ASTM



- Переходник имеет два шланговых соединения, расположенных на 180°С друг от друга, для подачи инертного газа через устройство.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1044.101.01	24/40	1



1045.100

Сушильные трубки

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1045.100.01	14/23	2
1045.100.02	19/26	2
1045.100.03	24/29	2
1045.100.04	29/32	2





1045.101

Сушильные трубки, ASTM

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1045.101.01	14/20	1
1045.101.02	24/40	1



1046.100

Переходники для карманных термометров

- Для встраивания термометров в установки.
- подходят для большинства неподвижных оснований.

Кат. №	Размер соединения	Объем (мл)	Упаковка
1046.100.01	B-14	25	10
1046.100.02	B-14	50	10
1046.100.03	B-14	100	10
1046.100.04	B-14	250	10
1046.100.05	B-19	100	10
1046.100.06	B-19	250	10
1046.100.07	B-19	500	10
1046.100.08	B-19	1000	10
1046.100.09	B-19	2000	10
1046.100.10	B-24	250	10
1046.100.11	B-24	500	10
1046.100.12	B-24	1000	10
1046.100.13	B-24	2000	10
1046.100.14	B-24	3 000	10
1046.100.15	B-24	5000	10
1046.100.16	B-24	10 000	10
1046.100.17	B-24	20 000	10
1046.100.18	B-24	10 000	10
1046.100.19	B-24	20 000	10





1047.100

Трубки для отвода воздуха / Трубки для подвода газа

- Эти трубки имеют точный размер.
- Высокое качество и долговечность.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1047.100.01	14/23	10
1047.100.02	19/26	10
1047.100.03	24/29	10
1047.100.04	29/32	10



1048.100

Переходники с конусом и винтовой резьбой

- Идеально подходят для крепления термометра или внутренней газовой трубки.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1048.100.01	14/23	10
1048.100.02	19/26	10
1048.100.03	24/29	10
1048.100.04	29/32	10



1048.101

Переходники с конусом и винтовой резьбой, ASTM



- Идеально подходят для крепления термометра или внутренней газовой трубки.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1048.101.01	14/20	1
1048.101.02	19/22	1
1048.101.03	24/40	1





1049.100

Переходник для термометра с отводом для шланга

- С компрессионным колпачком и уплотнительным кольцом для герметизации.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1049.100.01	14/10	1



1050.100

Переходники для термометров

- С компрессионным колпачком.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1050.100.01	14/10	1



1051.100

Переходники для погружения термометров

- Подходят для простых стержневых термометров или выпускных трубок, в комплекте с резиновым адаптером с одним отверстием.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1051.100.01	14/20	1
1051.100.02	19/22	1
1051.100.03	24/40	1





1052.100

Переходники для реакционных колб с газоотводящей трубкой




Кат. №	Размер соединения	Объем колбы (мл)	Упаковка
1052.100.01	B-14	25	10
1052.100.02	B-14	50	10
1052.100.03	B-14	100	10
1052.100.04	B-14	250	10
1052.100.05	B-19	100	10
1052.100.06	B-19	250	10
1052.100.07	B-19	500	10
1052.100.08	B-19	1000	10
1052.100.09	B-19	2000	10
1052.100.10	B-24	250	10
1052.100.11	B-24	500	10
1052.100.12	B-24	1000	10
1052.100.13	B-24	2000	10
1052.100.14	B-24	3 000	10
1052.100.15	B-24	5000	10
1052.100.16	B-24	10 000	10
1052.100.17	B-24	20 000	10
1052.100.18	B-34	10 000	10
1052.100.19	B-34	20 000	10



1053.100

Переходники, с газовый барботером (азотным барботером)



- Со стандартным коническим входным шлифом.
- Зазубренные наконечники удерживают трубки на местах.
- Для проведения экспериментов в химически инертной атмосфере.

Кат. №	Конус муфты	Упаковка
1053.100.01	B-14	1
1053.100.02	B-19	1
1053.100.03	B-24	1
1053.100.04	B-29	1
1053.100.05	B-34	1





1054.100

Переходники-барботеры с клапаном дозации



- Изготовлены из боросиликатного стекла.
- Клапан для дозации необходим для точного контроля подачи инертного газа.

Кат. №	Описание	Упаковка
1054.100.01	С клапаном дозации	1




1055.100

Переходники с двойным барботером



- С двумя резервуарами для масла.
- Используются для контроля подачи газа в реакторы, обеспечивая при этом отвод в атмосферу.
- Головка резервуара предотвращает всасывание нефти обратно в систему.

Кат. №	Описание	Упаковка
1055.100.01	С двумя резервуарами для масла	1



1056.100

Холодные ловушки



- со шлифом и соединением для шланга

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1056.100.01	10	1
1056.100.02	15	1
1056.100.03	20	1
1056.100.04	25	1
1056.100.05	50	1
1056.100.06	100	1
1056.100.07	150	1
1056.100.08	200	1
1056.100.09	250	1





1057.100

Шпатели Дригальского, стеклянные




- Химически стойкие.
- Гладкая поверхность обеспечивает равномерное распределение мат

Кат. №	Описание	Упаковка
1057.100.01	L-образный	10
1057.100.02	Угловой	10
1057.100.03	Треугольный	10




1058.100

Стеклянная мешалка



- Изготовлена из боросиликатного стекла 3.3.
- Мешалки используются в лабораториях для перемешивания жидкостей и ссезивания надосадочной жидкости.

Кат. №	Внеш. диам. × высота (прибл. мм)	Упаковка
1058.100.01	7 × 150	100
1058.100.02	7 × 205	100
1058.100.03	7 × 255	100
1058.100.04	7 × 305	100
1058.100.05	9 × 150	100
1058.100.06	9 × 205	100
1058.100.07	9 × 255	100
1058.100.08	9 × 305	100





6069.100

Переходники для пластикового шланга

- Полиэтилен.

Кат. №	Резьба GL / Тип	Упаковка
6069.100.01	14 / Прямой	1



6070.100

Винтовые соединения для переходов

- Полиэтилен.

Кат. №	Резьба	Упаковка
6070.100.01	14	100



МЕНЗУРКИ





1200.100

Мензурки низкой формы с носиком

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Равномерная толщина стенок идеально подходит для нагрева жидкостей.
- Четкая метрическая градуировка для удобства использования.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1200.100.01	5	22	30	10
1200.100.02	10	26	35	10
1200.100.03	25	34	51	10
1200.100.04	50	42	58	10
1200.100.05	100	50	70	10
1200.100.06	150	60	88	10
1200.100.07	250	68	95	10
1200.100.08	400	80	110	10
1200.100.09	500	83	118	8
1200.100.10	600	90	125	8
1200.100.11	1000	105	157	6
1200.100.12	2000	132	185	4
1200.100.13	3 000	152	210	1
1200.100.14	5000	170	270	1
1200.100.15	10 000	220	350	1




1200.101

Мензурки низкой формы с носиком, ASTM



- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Равномерная толщина стенок идеально подходит для нагрева жидкостей.
- Четкая метрическая градуировка для удобства использования.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Объем (мл)	Упаковка
1200.101.01	10	—	—	12
1200.101.02	20	5	5 до 15	12
1200.101.03	30	5	5 до 25	6
1200.101.04	50	5	10 до 45	6
1200.101.05	100	10	20 до 80	4
1200.101.06	150	10	20 до 140	1
1200.101.07	250	25	25 до 200	12
1200.101.08	400	25	25 до 325	12
1200.101.09	600	50	50 до 500	6
1200.101.10	1000	50	50 до 1 000	6
1200.101.11	2000	100	200 до 1800	4
1200.101.12	4000	250	250 до 3500	1




1201.100

Мензурки низкой формы с толстыми стенками, с двойной шкалой

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Шкала напечатана в 2 размерах.
- Равномерная толщина стенок благодаря усиленному ободу и носику.
- Не рекомендуется использовать на горячих плитах и конфорках.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Объем (мл)	Упаковка
1201.100.01	100	10	20 до 80	12
1201.100.02	250	25	25 до 200	12
1201.100.03	400	25	25 до 325	12
1201.100.04	600	50	50 до 500	6
1201.100.05	1000	50	50 до 1 000	6
1201.100.06	2000	100	200 до 1800	4
1201.100.07	4000	250	250 до 3500	1



1202.100

Мерные мензурки с ручкой

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- С ручкой.
- Градуировка, удобная для чтения.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Объем (мл)	Упаковка
1202.100.01	100	10	10 до 100	12
1202.100.02	250	25	25 до 250	12
1202.100.03	400	25	25 до 400	6
1202.100.04	500	50	50 до 500	6
1202.100.05	600	50	50 до 500	4
1202.100.06	1000	50	50 до 1 000	1





1203.100

Мензурки для измельчения таблеток

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Специально разработаны для измельчителя таблеток.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1203.100.01	1000	105	145	10




1204.100

Высокие мензурки с носиком

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствуют требованиям DIN 12331 и ISO 3819.
- Четкая градуировка для удобства чтения.
- Равномерная толщина стенок.
- Идеально подходит для нагрева жидкостей.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1204.100.01	50	38	70	10
1204.100.02	100	48	80	10
1204.100.03	150	54	95	10
1204.100.04	250	60	120	10
1204.100.05	400	70	130	10
1204.100.06	500	75	142	6
1204.100.07	600	80	150	6
1204.100.08	1000	90	192	6



1205.100

Высокие мензурки без носика

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствуют требованиям DIN 12331 и ISO 3819.
- Четкая градуировка для удобства чтения.
- Равномерная толщина стенок.
- Идеально подходит для нагрева жидкостей.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1205.100.01	50	38	70	10
1205.100.02	100	48	80	10
1205.100.03	150	54	95	10
1205.100.04	250	60	120	10
1205.100.05	400	70	130	10
1205.100.06	500	75	142	8
1205.100.07	600	80	150	8
1205.100.08	1000	90	192	6



1206.100

Мензурки с двойными стенками, с градуировкой



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Между стенками находится пространство для циркуляции среды, контролирующей температуру.
- Применяется для поддержания постоянной температуры образцов.
- Со стеклянными соединителями для подключения труб диаметром 9 мм.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Четкая градуировка для удобства чтения.

Кат. №	Объем внутренней камеры (мл)	Внеш. Диаметр (мм)	Внут. Диаметр (мм)	Внут. Высота (мм)	Общая высота (мм)	Упаковка
1206.100.01	250	38	70	70	70	1
1206.100.02	600	48	80	80	80	1
1206.100.03	1000	54	95	95	95	1
1206.100.04	2000	60	120	120	120	1



**6074.100****Ершики для мензурок**

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.
- Ершик размера XL идеально подходит для чистки мензурок.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6074.100.01	Ершик для мензурки	Нейлон	50

**5223.100****Щипцы для мензурок, НС**

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Стекловолоконная нить или силиконовые втулки обеспечивают устойчивость к высоким температурам.
- Для мензурок объемом до 2 литров (155 мм в диаметре).

Кат. №	Тип	Длина (мм)	Материал рукава	Макс. температура (°C)	Упаковка
5223.100.01	Мензурка	250	Стекловолоконно	500	4
5223.100.02	Мензурка	300	Стекловолоконно	500	4
5223.100.03	Мензурка	250	Силикон	280	4
5223.100.04	Мензурка	300	Силикон	280	4

**5224.100****Щипцы**

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Выпускается в силиконовом рукаве и стекловолоконном жгуте для защиты от прямого воздействия пламени.
- Используются для работы с горячими мензурками и колбами.

Кат. №	Длина (мм)	Материал рукава	Макс. температура (°C)	Упаковка
5224.100.01	250	Стекловолоконно	500	1
5224.100.02	300	Стекловолоконно	500	1
5224.100.03	250	Силикон	280	1
5224.100.04	300	Силикон	280	1

ФЛАКОНЫ





1400.100

Флаконы для реагентов, прозрачные, с полиэтиленовой закручивающейся крышкой

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 4796.
- Автоклавированная закручивающаяся полиэтиленовая крышка и заливочное кольцо.
- Код отслеживания напечатан на стенках.
- Четкая градуировка шкалы и большая площадь разметки.
- Данные флаконы можно автоклавировать и стерилизовать.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1400.100.01	10*	36	50	10
1400.100.02	25*	36	70	10
1400.100.03	50*	46	87	10
1400.100.04	100	56	100	10
1400.100.05	150	60	120	10
1400.100.06	250	70	138	10
1400.100.07	500	86	176	6
1400.100.08	1000	101	225	1
1400.100.09	2000	136	260	1
1400.100.10	3 000	158	295	1
1400.100.11	5000	181	330	1
1400.100.12	10 000	227	410	1
1400.100.13	20 000	288	505	1

* Без заливочных колец.




1401.100

Флаконы для реагентов с высокой степенью извлечения

- Соответствуют стандарту USP, боросиликатное стекло 3.3.
- Коническое дно способствует стабильности наполняющей жидкости.
- С автоклавированной закручивающейся крышкой из полипропилена (GL-45).

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1401.100.01	500	1
1401.100.02	1000	1
1401.100.03	2000	1
1401.100.04	3 000	1
1401.100.05	5000	1





1402.100

Флаконы для реагентов янтарного цвета, с завинчивающейся крышкой

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 4796.
- Автоклавиремая завинчивающаяся полиэтиленовая крышка и заливочное кольцо.
- Код отслеживания напечатан на стенках.
- Четкая градуировка шкалы и большая площадь разметки.
- Данные флаконы можно автоклавировать и стерилизовать.
- Эти флаконы отличаются высокой механической прочностью и химической стойкостью.
- Флаконы идеально подходят для длительного хранения светочувствительных сред и субстанций.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
1402.100.01	10*	36	50	10
1402.100.02	25*	36	70	10
1402.100.03	50*	46	87	10
1402.100.04	100	56	100	10
1402.100.05	150	60	120	10
1402.100.06	250	70	138	10
1402.100.07	500	86	176	6
1402.100.08	1000	101	225	1
1402.100.09	2000	136	260	1
1402.100.10	3 000	158	295	1
1402.100.11	5000	181	330	1
1402.100.12	10 000	227	410	1
1402.100.13	20 000	288	505	1

* Без заливочных колец.

1403.100

Флаконы для реагентов с узким горлышком из прозрачного стекла

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 4796.
- Флаконы поставляются с притертым соединением и пробкой с плоской головкой.
- Печать матовой эмалью белого цвета.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
1403.100.01	30	14/23	10
1403.100.02	50	14/23	10
1403.100.03	100	14/23	10
1403.100.04	125	19/26	10
1403.100.05	250	19/26	10
1403.100.06	500	24/29	6
1403.100.07	1000	29/32	1
1403.100.08	2000	34/35	1

Примечание: Эти флаконы также могут поставляться со стеклянными пробками. Укажите это в ваших пожеланиях к заказу.





1403.101

Флаконы для реагентов с узким горлышком, Прозрачные, ASTM



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Эти флаконы поставляются с прессованной плоской пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Пробка №	Упаковка
1403.101.01	125	19	1
1403.101.02	250	19	1
1403.101.03	500	24	1
1403.101.04	1000	29	1
1403.101.05	2000	29	1

1404.100

Флаконы для реагентов с узким горлышком, янтарного цвета

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 4796.
- Флаконы поставляются с притертым соединением и пробкой с плоской головкой.
- Печать матовой эмалью белого цвета.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
1404.100.01	30	14/23	10
1404.100.02	50	14/23	10
1404.100.03	100	14/23	10
1404.100.04	125	19/26	10
1404.100.05	250	19/26	10
1404.100.06	500	24/29	6
1404.100.07	1000	29/32	1
1404.100.08	2000	34/35	1

Примечание: Эти флаконы также могут поставляться со стеклянными пробками. Укажите это в ваших пожеланиях к заказу



1405.100

Флаконы с гладким горлышком, прозрачные

- Устойчивы к механическим и химическим воздействиям.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1405.100.01	250	10
1405.100.02	500	6
1405.100.03	1000	1
1405.100.04	2000	1
1405.100.05	5000	1
1405.100.06	10 000	1
1405.100.07	20 000	1





1406.100

Флаконы с гладким горлышком, янтарного цвета

- Рекомендуется использовать для светочувствительных материалов и для длительного хранения веществ.
- Устойчивы к механическим и химическим воздействиям.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1406.100.01	250	10
1406.100.02	500	10
1406.100.03	1000	10
1406.100.04	2000	10



1407.100

Флаконы аспираторные с крышкой GL 45 и трубкой

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Данные флаконы поставляются с автоклавируемыми полипропиленовыми завинчивающимися крышками и разливочными кольцами.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр × высота (прибл. мм)	Резьба	Упаковка
1407.100.01	250	70 × 138	GL 45	1
1407.100.02	500	86 × 176	GL 45	1
1407.100.03	1000	101 × 225	GL 45	1
1407.100.04	2000	136 × 260	GL 45	1
1407.100.05	5000	181 × 330	GL 45	1
1407.100.06	10 000	235 × 410	GL 45	1
1407.100.07	20 000	296 × 505	GL 45	1

Указанная высота относится только к флакону.





1408.100

Флаконы аспираторные с крышкой GL 45 и муфтой

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Данные флаконы поставляются с автоклавируемыми полипропиленовыми закручивающимися крышками и разливочными кольцами.
- Эти флаконы имеют увеличенную площадь для маркировки из белой эмали.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр × высота (прибл. мм)	Резьба	Конус Керна	Упаковка
1408.100.01	1000	101 × 225	GL 45	24/29	1
1408.100.02	2000	136 × 260	GL 45	29/32	1
1408.100.03	5000	181 × 330	GL 45	29/32	1
1408.100.04	10 000	227 × 410	GL 45	29/32	1

Указанная высота относится только к флакону.



1409.100

Флаконы аспираторные с крышкой GL 45, муфтой и сменным запорным краном

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- С малым коэффициентом расширения.


Кат. №	Объем (мл)	Диаметр × высота (прибл. мм)	Резьба	Конус Керна	Упаковка
1409.100.01	1000	101 × 225	GL 45	24/29	1
1409.100.02	2000	136 × 260	GL 45	29/32	1
1409.100.03	5000	181 × 330	GL 45	29/32	1
1409.100.04	10 000	227 × 410	GL 45	29/32	1
1409.100.05	20 000	288 × 505	GL 45	29/32	1

Указанная высота относится только к флакону.



1410.100

Флаконы для реагентов, прозрачные, с широким горлышком, с крышкой GL 80



- Соответствуют стандарту DIN/ISO 4796.
- Автоклавируемая закручивающаяся полиэтиленовая крышка и заливочное кольцо.
- Код отслеживания напечатан на стенках.
- Четкая градуировка шкалы и большая площадь разметки.
- Данные флаконы можно автоклавировать и стерилизовать.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1410.100.01	500	6
1410.100.02	1000	1



1411.100

Капельные флаконы из прозрачного стекла.

- Изготовлены из химически стойкого стекла.
- Флаконы поставляются со сменным притертым шлифом, пипеткой и резиновым наконечником

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1411.100.01	30	10
1411.100.02	60	10
1411.100.03	120	10
1411.100.04	250	10



1412.100

Капельные флаконы, в янтарном цвете

- Изготовлены из химически стойкого стекла.
- Флаконы поставляются со сменным притертым шлифом, пипеткой и резиновым наконечником

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1412.100.01	30	10
1412.100.02	60	10
1412.100.03	120	10
1412.100.04	250	10



1413.100

Газопромывочные бутылки

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствуют стандарту DIN 12463.
- Полностью взаимозаменяемые соединения.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
1413.100.01	100	29/32	2
1413.100.02	125	29/32	2
1413.100.03	250	29/32	2
1413.100.04	500	29/32	2





1414.100

Насадки для газопромывочных бутылок

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 класса "A", тип 1, ISO/DIN 3585.
- Соответствуют стандарту DIN 12596.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
1414.100.01	100	29/32	1
1414.100.02	125	29/32	1
1414.100.03	250	29/32	1
1414.100.04	500	29/32	1

*Не соотв. DIN.



6401.100

Насадки для промывных склянок из спеченного стекла

- Соответствуют стандарту DIN 12596.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
6401.100.01	100	29/32	1
6401.100.02	125	29/32	1
6401.100.03	250	29/32	1
6401.100.04	500	29/32	1

*Не соотв. DIN.





1415.100

Бутылки для взвешивания

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, ТИП-1, ASTM-438.
- Эти бутылки химически стойкие и механически прочные.

Кат. №	Объем (мл)	Тип	Внеш. диам. × высота (мм)	Упаковка
1415.100.01	20	Приземистая форма	40 × 30	10
1415.100.02	15	Приземистая форма	50 × 25	10
1415.100.03	25	Приземистая форма	50 × 35	10
1415.100.04	50	Приземистая форма	50 × 50	10
1415.100.05	40	Приземистая форма	60 × 40	10
1415.100.06	5	Удобная высота	20 × 40	10
1415.100.07	15	Удобная высота	25 × 60	10
1415.100.08	25	Удобная высота	30 × 65	10
1415.100.09	60	Удобная высота	40 × 90	10



1415.101

Бутылки для взвешивания, ASTM



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, ТИП-1, ASTM-438.
- Эти бутылки химически стойкие и механически прочные.

Кат. №	Объем (мл)	Тип	Внеш. диам. × высота (мм)	Упаковка
1415.101.01	35	Приземистая форма	50 × 30	10
1415.101.02	50	Приземистая форма	60 × 30	10
1415.101.03	82	Приземистая форма	70 × 33	10
1415.101.04	7	Удобная высота	15 × 50	10
1415.101.05	12	Удобная высота	25 × 40	10
1415.101.06	16	Удобная высота	25 × 50	10
1415.101.07	30	Удобная высота	30 × 60	10
1415.101.08	45	Удобная высота	40 × 50	10
1415.101.09	70	Удобная высота	40 × 80	10
1415.101.10	85	Удобная высота	50 × 60	10





ФЛАКОНЫ

OMSONS
GERMANY

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ



1416.100

Бутылки с удельным весом, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 3507.
- С индивидуальным сертификатом выполненных работ.
- С тефлоновой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Допустимый объем (±мл)	Изменяемый размер пробки	Упаковка
1416.100.01	10	0,3	10/15	2
1416.100.02	25	0,8	10/15	2
1416.100.03	50	1,0	10/15	2
1416.100.04	100	3,0	10/15	2



1416.101

Бутылки с удельным весом, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 3507.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- С тефлоновой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Допустимый объем (±мл)	Изменяемый размер пробки	Упаковка
1416.101.01	10	0,3	10/15	2
1416.101.02	25	0,8	10/15	2
1416.101.03	50	1,0	10/15	2
1416.101.04	100	3,0	10/15	2



1416.102

Бутылки с удельным весом, Класс "В"

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, А5111 С-450.
- Соответствуют стандарту DIN ISO 3507.
- Без сертификата.
- С тефлоновой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Допустимый объем (±мл)	Размер сменной пробки	Упаковка
1416.102.01	10	1,0	10/15	2
1416.102.02	25	2,0	10/15	2
1416.102.03	50	3,0	10/15	2
1416.102.04	100	5,0	10/15	2





1417.100

Пикнометры, Класс "А"

- С заземлением в диапазоне температур от 0°C до 50°C.
- С сертификатом выполненных работ.



Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1417.100.01	25	1
1417.100.02	50	1


1417.101

Пикнометры, Класс "А" с сертификатом партии

- С заземлением в диапазоне температур от 0°C до 50°C.
- Класс "А" с сертификатом партии.



Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1417.101.01	25	1
1417.101.02	50	1



1418.100

Бутылки для БПК

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, ТИП-1, ASTM-438.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
1418.100.01	60	6
1418.100.02	125	6
1418.100.03	300	6



1419.100

Культуральные бутылки Роукса со смещенной горловиной

- Бутылки идеально подходят для выращивания различных видов культур.
- Эти бутылки выдерживают многократное автоклавирование и стерилизацию.
- Горлышко этих бутылок являются единым целым с бутылкой, что придает им особую прочность.

Кат. №	Объем (мл)	Ш × Г × В (мм)	Внут. диам. горлышка (мм)	Упаковка
1419.100.01	1000	126 × 56 × 265	26	2





6075.100

Ершики для бутылок

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.
- Ершик размера XL идеально подходит для чистки бутылок.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6075.100.01	Ёршик для бутылок	Нейлон	50



6080.100

Завинчивающиеся крышки для бутылок

- Изготовлены из полиэтилена.
- Пригодны для автоклавирования при температуре до 140 °C.
- С защитным кольцом

Кат. №	Цвет	Резьба	Упаковка
6080.100.01	Синий	GL 45	10
6080.100.02	Оранжевый	GL 45	10
6080.100.03	Желтый	GL 45	10
6080.100.04	Зеленый	GL 45	10
6080.100.05	Серый	GL 45	10
6080.100.06	Белый	GL 45	10
6080.100.07	Черный	GL 45	10
6080.100.08	Красный	GL 45	10
6080.100.09	Синий	GL 25	10
6080.100.10	Оранжевый	GL 25	10
6080.100.11	Желтый	GL 25	10
6080.100.12	Зеленый	GL 25	10
6080.100.13	Серый	GL 25	10
6080.100.14	Белый	GL 25	10
6080.100.15	Черный	GL 25	10
6080.100.16	Красный	GL 25	10



6082.100

Кольца разливочные

- Изготовлены из полиэтилена.
- Пригодны для автоклавирования при температуре до 140 °C.

Кат. №	Резьба	Упаковка
6082.100.01	GL 45	10



БЮРЕТКИ



OMSONS
GERMANY

50

0.1ml

A

TD
20°C

±0.1
ml

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11



1600.100

Бюретки со стеклянным запорным краном и полоской Шеллбаха, Класс "А"



- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.


Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1600.100.01	10	0,05	0,03	1
1600.100.02	25	0,10	0,05	1
1600.100.03	50	0,10	0,05	1
1600.100.04	100	0,20	0,10	1

1600.101

Бюретки со стеклянным запорным краном и полоской Шеллбаха Класс "А" с сертификатом партии



- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1600.101.01	10	0,05	0,03	1
1600.101.02	25	0,10	0,05	1
1600.101.03	50	0,10	0,05	1



1601.100

Бюретки с прямой трубкой и стеклянным ключом, Класс "А"

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1601.100.01	5	0,02	0,01	1
1601.100.02	10	0,05	0,03	1
1601.100.03	10	0,02	0,02	1
1601.100.04	25	0,10	0,05	1
1601.100.05	25	0,05	0,03	1
1601.100.06	50	0,10	0,05	1
1601.100.07	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере.

1601.101

Бюретки с прямой трубкой и стеклянным ключом, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1601.101.01	5	0,02	0,01	1
1601.101.02	10	0,05	0,03	1
1601.101.03	10	0,02	0,02	1
1601.101.04	25	0,10	0,05	1
1601.101.05	25	0,05	0,03	1
1601.101.06	50	0,10	0,05	1
1601.101.07	100	0,20	0,10	1


По 12 шт. в контейнере.


1601.102

Бюретки с прямой трубкой и стеклянным ключом, Класс "В"

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1601.102.01	5	0,02	0,02	1
1601.102.02	10	0,05	0,05	1
1601.102.03	25	0,10	0,10	1
1601.102.04	50	0,10	0,10	1
1601.102.05	100	0,20	0,20	1





1600.100

Бюретки с запорным краном с игольчатым клапаном из ПТФЭ и полоской Шеллбаха, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1602.100.01	10	0,05	0,03	1
1602.100.02	25	0,10	0,05	1
1602.100.03	50	0,10	0,05	1
1602.100.04	100	0,20	0,10	1

1600.101

Бюретки автоматические с запорным игольчатым клапаном из ПТФЭ, полосой Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1602.101.01	10	0,05	0,03	1
1602.101.02	25	0,10	0,05	1
1602.101.03	50	0,10	0,05	1



1603.100

Бюретки с поворотным ключом и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "А"

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1603.100.01	5	0,02	0,01	1
1603.100.02	10	0,05	0,03	1
1603.100.03	10	0,02	0,02	1
1603.100.04	25	0,10	0,05	1
1603.100.05	25	0,05	0,03	1
1603.100.06	50	0,10	0,05	1
1603.100.07	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере

1603.101

Бюретки с поворотным ключом и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1603.101.01	5	0,02	0,01	1
1603.101.02	10	0,05	0,03	1
1603.101.03	10	0,02	0,02	1
1603.101.04	25	0,10	0,05	1
1603.101.05	25	0,05	0,03	1
1603.101.06	50	0,10	0,05	1
1603.101.07	100	0,20	0,10	1


По 12 шт. в контейнере.


1603.102

Бюретки с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Точность соответствует классу "В".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1603.102.01	5	0,02	0,02	1
1603.102.02	10	0,05	0,05	1
1603.102.03	25	0,10	0,10	1
1603.102.04	50	0,10	0,10	1
1603.102.05	100	0,20	0,20	1





1604.100

Бюретки с запорным краном из ПТФЭ и полосой Шеллбаха, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1604.100.01	10	0,05	0,03	1
1604.100.02	25	0,10	0,05	1
1604.100.03	50	0,10	0,05	1
1604.100.04	100	0,20	0,10	1

1604.101

Бюретки с запорным краном из ПТФЭ и полосой Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1604.101.01	10	0,05	0,03	1
1604.101.02	25	0,10	0,05	1
1604.101.03	50	0,10	0,05	1
1604.101.04	100	0,20	0,10	1



1605.100

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "А"

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.100.01	5	0,02	0,01	1
1605.100.02	10	0,05	0,03	1
1605.100.03	10	0,02	0,02	1
1605.100.04	25	0,10	0,05	1
1605.100.05	25	0,05	0,03	1
1605.100.06	50	0,10	0,05	1
1605.100.07	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере.

1605.101

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандартам DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.101.01	5	0,02	0,01	1
1605.101.02	10	0,05	0,03	1
1605.101.03	10	0,02	0,02	1
1605.101.04	25	0,10	0,05	1
1605.101.05	25	0,05	0,03	1
1605.101.06	50	0,10	0,05	1
1605.101.07	100	0,20	0,10	1


По 12 шт. в контейнере.


1605.102

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Точность соответствует классу "В".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- По 12 шт. в контейнере.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.102.01	5	0,02	0,02	1
1605.102.02	10	0,05	0,05	1
1605.102.03	25	0,10	0,10	1
1605.102.04	50	0,10	0,10	1
1605.102.05	100	0,20	0,20	1





1605.103

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "A", ASTM

- Соответствие стандарту ASTM E-287.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.103.01	10	0,05	0,03	1
1605.103.02	25	0,10	0,05	1
1605.103.03	50	0,10	0,05	1
1605.103.04	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере.

1605.104

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "A" с сертификатом партии, ASTM

- Соответствие стандарту ASTM E-287.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.104.01	10	0,05	0,03	1
1605.104.02	25	0,10	0,05	1
1605.104.03	50	0,10	0,05	1
1605.104.04	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере.

1605.105

Бюретки с прямой трубкой и ключом из ПТФЭ, Класс "B", ASTM

- Соответствие стандарту ASTM E-287.
- Точность соответствует классу "B".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1605.105.01	10	0,05	0,03	1
1605.105.02	25	0,10	0,05	1
1605.105.03	50	0,10	0,05	1
1605.105.04	100	0,20	0,10	1

По 12 шт. в контейнере.



1606.100

Бюретки со съемным запорным краном из ПТФЭ и полоской Шеллбаха, класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1606.100.01	10	0,05	0,03	1
1606.100.02	25	0,10	0,05	1
1606.100.03	50	0,10	0,05	1
1606.100.04	100	0,20	0,10	1




1606.101


Бюретки со съемным запорным краном из ПТФЭ с полоской Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1606.101.01	10	0,05	0,03	1
1606.101.02	25	0,10	0,05	1
1606.101.03	50	0,10	0,05	1
1606.101.04	100	0,20	0,10	1





1607.100

Бюретки со съемным запорным краном из ПТФЭ, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1607.100.01	10	0,05	0,03	1
1607.100.02	25	0,10	0,05	1
1607.100.03	50	0,10	0,05	1
1607.100.04	100	0,20	0,10	1

1607.101

Бюретки со съемным запорным краном из ПТФЭ, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1607.101.01	10	0,05	0,03	1
1607.101.02	25	0,10	0,05	1
1607.101.03	50	0,10	0,05	1
1607.101.04	100	0,20	0,10	1



1607.102

Бюретки со съемным запорным краном из ПТФЭ Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1607.102.01	10	0,05	0,03	1
1607.102.02	25	0,10	0,05	1
1607.102.03	50	0,10	0,05	1
1607.102.04	100	0,20	0,10	1



1608.100

Бюретки с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, в янтарном цвете, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать в белом цвете
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1608.100.01	25	0,10	0,05	1
1608.100.02	50	0,10	0,05	1

По 12 шт. в контейнере.

1608.101

Бюретки с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, в янтарном цвете, Класс "А" с сертификатом партии


- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в белом цвете
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1608.101.01	25	0,10	0,05	1
1608.101.02	50	0,10	0,05	1

По 12 шт. в контейнере.





1609.100

Бюретки автоматические, с прямой трубкой, стеклянным запорным краном и полоской Шеллбаха, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1609.100.01	10	0,05	0,03	1
1609.100.02	25	0,10	0,05	1
1609.100.03	50	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1609.101


Бюретки с прямой трубкой, Запорный кран со стеклянным ключом, полоска Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1609.101.01	10	0,05	0,03	1
1609.101.02	25	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.





1610.100

Бюретки автоматические, с прямой трубкой, стеклянным ключом, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1610.100.01	10	0,05	0,03	1
1610.100.02	25	0,10	0,05	1
1610.100.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1610.101


Бюретки автоматические с прямой трубкой и стеклянным ключом, Класс "А" с сертификатом партии



- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1610.101.01	10	0,05	0,03	1
1610.101.02	25	0,10	0,05	1
1610.101.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.



1610.102

Бюретки автоматические, с прямой трубкой, стеклянным ключом, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Точность соответствует классу "В".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1610.102.01	10	0,05	0,05	1
1610.102.02	25	0,10	0,10	1
1610.102.03	50	0,10	0,10	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.



1611.100

Бюретки автоматические с запорным игольчатым клапаном из ПТФЭ, полоса Шеллбаха, класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1611.100.01	10	0,05	0,03	1
1611.100.02	25	0,10	0,05	1
1611.100.03	50	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1611.101



Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ с игольчатым клапаном из ПТФЭ, полоса Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1611.101.01	10	0,05	0,03	1
1611.101.02	25	0,10	0,05	1
1611.101.03	50	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.





1612.100

Бюретки автоматические с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1612.100.01	10	0,05	0,03	1
1612.100.02	25	0,10	0,05	1
1612.100.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1612.101

Бюретки автоматические с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1612.101.01	10	0,05	0,03	1
1612.101.02	25	0,10	0,05	1
1612.101.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.


1 612.102


Бюретки автоматические с ключом Rotaflow и игольчатым клапаном из ПТФЭ, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Точность соответствует классу "В".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1612.102.01	10	0,05	0,05	1
1612.102.02	25	0,10	0,10	1
1612.102.03	50	0,10	0,10	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.





1613.100

Бюретки автоматические с прямым отверстием, с запорным краном из ПТФЭ и полоской Шеллбаха, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1613.100.01	10	0,05	0,03	1
1613.100.02	25	0,10	0,05	1
1613.100.03	50	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1613.101


Бюретки автоматические с прямым отверстием, с запорным краном из ПТФЭ и полоской Шеллбаха, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать доступна в белом, синем или янтарном цветах.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1613.101.01	10	0,05	0,03	1
1613.101.02	25	0,10	0,05	1
1613.101.03	50	0,10	0,05	1

Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.





1614.100

Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ, Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1614.100.01	10	0,05	0,03	1
1614.100.02	25	0,10	0,05	1
1614.100.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1614.101

Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1614.101.01	10	0,05	0,03	1
1614.101.02	25	0,10	0,05	1
1614.101.03	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.


1614.102


Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Точность соответствует классу "В".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1614.102.01	10	0,05	0,05	1
1614.102.02	25	0,10	0,10	1
1614.102.03	50	0,10	0,10	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.





1615.100

Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ, янтарного цвета,

Класс "А"

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать в белом цвете
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1615.100.01	25	0,10	0,05	1
1615.100.02	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.

1615.101

Бюретки автоматические с запорным краном из ПТФЭ, янтарного цвета,

Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 385 и USP - IS 1997:2008
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в белом цвете
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
1615.101.01	25	0,10	0,05	1
1615.101.02	50	0,10	0,05	1

Емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 10 мл составляет 500 мл, а емкость бутыли-резервуара для бюретки объемом 25 мл и 50 мл составляет 2000 мл. Резиновые аксессуары, представленные ниже, заказываются отдельно.




6076.100

Ершики для бюреток

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6076.100.01	Ершик для бюреток	Нейлон	10




6200.100


Груши резиновые с хлопковой сеткой

- Подходят для автоматических бюреток.

Кат. №	Описание
6200.100.01	Груши резиновые с хлопковой сеткой

КОЛОНКИ






1800.100

Хроматографические колонки со спеченным диском, без запорного крана

- Со встроенным спеченным диском, без запорного крана.

Кат. №	Расчетная длина(мм)	Диам. диска (мм)	Упаковка
1800.100.01	150	10	1
1800.100.02	200	15	1
1800.100.03	300	15	1
1800.100.04	400	20	1
1800.100.05	400	30	1
1800.100.06	500	30	1
1800.100.07	500	40	1
1800.100.08	600	40	1
1800.100.09	1000	40	1

- Изготовлены из боросиликатного стекла.



1801.100

Хроматографические колонки со спеченным диском и стеклянным запорным краном

- Со встроенным спеченным диском и стеклянным запорным краном.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Расчетная длина(мм)	Диам. диска (мм)	Упаковка
1801.100.01	150	10	1
1801.100.02	200	15	1
1801.100.03	300	15	1
1801.100.04	400	20	1
1801.100.05	400	30	1
1801.100.06	500	30	1
1801.100.07	500	40	1
1801.100.08	600	40	1
1801.100.09	1000	40	1



1802.100

Хроматографические колонки со спеченным диском и игольчатым клапаном из ПТФЭ

- Со встроенным спеченным диском и винтовым запорным краном из ПТФЭ с игольчатым клапаном.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Расчетная длина(мм)	Диам. диска (мм)	Упаковка
1802.100.01	150	10	1
1802.100.02	200	15	1
1802.100.03	300	15	1
1802.100.04	400	20	1
1802.100.05	400	30	1
1802.100.06	500	30	1
1802.100.07	500	40	1
1802.100.08	600	40	1
1802.100.09	1000	40	1




1803.100

Хроматографические колонки со спеченным диском и ключом из ПТФЭ

- Со встроенным спеченным диском и запорным краном из ПТФЭ.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.


Кат. №	Расчетная длина(мм)	Диам. диска (мм)	Упаковка
1803.100.01	150	10	1
1803.100.02	300	10	1
1803.100.03	300	20	1
1803.100.04	450	20	1
1803.100.05	450	30	1
1803.100.06	600	30	1




1804.100

Хроматографические абсорбционные колонки, простые, без запорного крана

- Без запорного крана.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.




Кат. №	Расчетная длина(мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
1804.100.01	200	10	1
1804.100.02	300	15	1
1804.100.03	500	20	1
1804.100.04	600	25	1
1804.100.05	600	40	1
1804.100.06	1000	50	1
1804.100.07	1150	100	1
1804.100.08	1800	100	1





КОЛОНКИ



1805.100


Хроматографические колонки, простые, со стеклянным запорным краном



- Со стеклянным запорным краном.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.



Кат. №	Расчетная длина(мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
1805.100.01	200	10	1
1805.100.02	300	15	1
1805.100.03	500	20	1
1805.100.04	600	25	1
1805.100.05	600	40	1
1805.100.06	1000	50	1
1805.100.07	1150	100	1
1805.100.08	1800	100	1




1806.100

Хроматографические колонки, простые, с игольчатым клапаном из ПТФЭ

- С игольчатым клапаном винтового типа из ПТФЭ.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.



Кат. №	Расчетная длина(мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
1806.100.01	200	10	1
1806.100.02	300	15	1
1806.100.03	500	20	1
1806.100.04	600	25	1
1806.100.05	600	40	1
1806.100.06	1000	50	1
1806.100.07	1000	60	1



1807.100

Хроматографические колонки, простые, с запорным краном из ПТФЭ

- С запорным краном из ПТФЭ.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.



Кат. №	Расчетная длина(мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
1807.100.01	150	10	1
1807.100.02	300	10	1
1807.100.03	300	20	1
1807.100.04	450	20	1
1807.100.05	450	30	1
1807.100.06	600	30	1
1807.100.07	1000	40	1
1807.100.08	1150	100	1



1808.100

Фракционные колонны Vigreux

- Без запорного крана.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Расчетная длина(мм)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1808.100.01	360	24/29	24/29	1
1808.100.02	600	24/29	24/29	1
1808.100.03	360	29/32	29/32	1
1808.100.04	750	34/35	34/35	1



1809.100

Хроматографические колонки с муфтой, конусом, спеченным диском и стеклянным запорным краном

- Со встроенным спеченным диском, стеклянным запорным краном, муфтой и конусом.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Расчетная длина(мм)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1809.100.01	10	100	14/23	19/26	1
1809.100.02	10	200	14/23	19/26	1
1809.100.03	10	300	14/23	19/26	1
1809.100.04	20	300	24/29	19/26	1
1809.100.05	20	400	24/29	19/26	1
1809.100.06	20	400	24/29	24/29	1



1810.100

Хроматографические колонки с муфтой, конусом и спеченным диском

- Со встроенным спеченным диском, муфтой и конусом.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Расчетная длина(мм)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
1810.100.01	20	200	24/29	19/26	1
1810.100.01	20	300	24/29	19/26	1
1810.100.01	20	400	24/29	19/26	1





КОЛОНКИ

OMSONS
GERMANY



1811.100

Хроматографические колонки с резервуаром и стеклянным запорным краном на прямой трубке / Запорным краном Rotaflow


Кат. №	Внут. диам. x внеш. диам. (мм)	Расчетная длина(мм)	Объем резервуара (мл)	Упаковка
1811.100.01	20×24	200	100	1
1811.100.02	20×24	300	100	1
1811.100.03	20×24	375	100	1
1811.100.04	20×24	450	100	1
1811.100.05	24×28	250	250	1
1811.100.06	24×28	300	250	1
1811.100.07	24×28	375	250	1
1811.100.08	24×28	450	250	1
1811.100.09	24×28	600	250	1
1811.100.10	30×34	300	500	1
1811.100.11	30×34	375	500	1
1811.100.12	30×34	450	500	1
1811.100.13	30×34	600	500	1
1811.100.14	30×34	750	500	1
1811.100.15	45×50	450	1000	1
1811.100.16	45×50	600	1000	1
1811.100.17	45×50	750	1000	1
1811.100.18	45×50	900	1000	1
1811.100.19	45×50	1000	1000	1
1811.100.20	55×60	600	2000	1
1811.100.21	55×60	750	2000	1
1811.100.22	55×60	900	2000	1
1811.100.23	55×60	600	3 000	1
1811.100.24	55×60	750	3 000	1
1811.100.25	55×60	900	3 000	1



3835.100

Колбы-резервуары для хроматографической колонки с притертым дном


- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.



Кат. №	Объем (мл)	Размер соединения	Упаковка
3835.100.01	100	B-19	1
3835.100.02	250	B-19	1
3835.100.03	500	B-19	1
3835.100.04	250	B-24	1
3835.100.05	500	B-24	1
3835.100.06	1000	B-24	1

ХОЛОДИЛЬНИКИ






2000.100

Холодильники воздушные

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Используются для конденсации материалов с температурой кипения выше 150°C.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Упаковка
2000.100.01	14/23	14/23	200	1
2000.100.02	19/26	19/26	200	1
2000.100.03	24/29	24/29	250	1
2000.100.04	19/26	19/26	400	1
2000.100.05	24/29	24/29	500	1
2000.100.06	34/35	34/35	500	1
2000.100.07	19/26	19/26	600	1
2000.100.08	24/29	24/29	750	1
2000.100.09	—	19/26	750	1
2000.100.10	—	24/29	750	1
2000.100.11	—	19/26	1000	1
2000.100.12	—	24/29	1000	1



2001.100

Змеевиковые холодильники с резьбовыми коннекторами

- Соответствуют стандарту ASTM E-438, Тип-1, класс А, боросиликатное стекло 3.3.
- Поставляются с пластиковым резьбовым коннектором.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2001.100.01	14/23	14/23	150	Резьбовый	1
2001.100.02	19/26	19/26	200	Резьбовый	1
2001.100.03	19/26	19/26	250	Резьбовый	1
2001.100.04	24/29	24/29	250	Резьбовый	1
2001.100.05	19/26	19/26	300	Резьбовый	1
2001.100.06	24/29	24/29	300	Резьбовый	1
2001.100.07	24/29	24/29	400	Резьбовый	1
2001.100.08	24/29	24/29	500	Резьбовый	1
2001.100.09	34/35	34/35	500	Резьбовый	1




2001.101

Змеевиковые холодильники с резьбовыми коннекторами ASTM



- Соответствуют стандарту ASTM E-438, Тип-1, класс А, боросиликатное стекло 3.3.
- Поставляются с пластиковым резьбовым коннектором.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2001.101.01	24/40	24/40	200	Резьбовый	1
2001.101.02	24/40	24/40	300	Резьбовый	1
2001.101.03	24/40	24/40	400	Резьбовый	1




2002.100

Змеевиковые холодильники

- Соответствуют стандарту ASTM E-438, Тип-1, класс А, боросиликатное стекло 3.3.
- Поставляются со стеклянным коннектором.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2002.100.01	14/23	14/23	150	Стеклянный	1
2002.100.02	19/26	19/26	200	Стеклянный	1
2002.100.03	19/26	19/26	250	Стеклянный	1
2002.100.04	24/29	24/29	250	Стеклянный	1
2002.100.05	19/26	19/26	300	Стеклянный	1
2002.100.06	24/29	24/29	300	Стеклянный	1
2002.100.07	24/29	24/29	400	Стеклянный	1
2002.100.08	24/29	24/29	500	Стеклянный	1
2002.100.09	34/35	34/35	500	Стеклянный	1




2002.101

Змеевиковые холодильники ASTM



- Соответствуют стандарту ASTM E-438, Тип-1, класс А, боросиликатное стекло 3.3.
- Поставляются со стеклянным коннектором.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2002.101.01	24/40	24/40	200	Стеклянный	1
2002.101.02	24/40	24/40	300	Стеклянный	1
2002.101.03	24/40	24/40	400	Стеклянный	1




2003.100

Холодильники двухстенные

- Изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3.3.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2003.100.01	19/26	19/26	150	Стекланный	1
2003.100.02	24/29	24/29	150	Стекланный	1
2003.100.03	19/26	19/26	200	Стекланный	1
2003.100.04	24/29	24/29	200	Стекланный	1
2003.100.05	29/32	29/32	200	Стекланный	1
2003.100.06	—	19/26	200	Стекланный	1
2003.100.07	—	24/29	200	Стекланный	1
2003.100.08	—	34/35	200	Стекланный	1
2003.100.09	—	19/26	250	Стекланный	1
2003.100.10	19/26	19/26	250	Стекланный	1
2003.100.11	24/29	24/29	250	Стекланный	1
2003.100.12	19/26	19/26	300	Стекланный	1
2003.100.13	24/29	24/29	300	Стекланный	1
2003.100.14	24/29	24/29	400	Стекланный	1
2003.100.15	24/29	24/29	500	Стекланный	1
2003.100.16	34/35	34/35	500	Стекланный	1
2003.100.17	34/35	34/35	600	Стекланный	1



2003.101

Холодильники двухстенные, ASTM



- Изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3.3.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2003.101.01	14/20	14/20	110	Стекланный	1
2003.101.02	19/22	19/22	110	Стекланный	1
2003.101.03	24/40	24/40	200	Стекланный	1
2003.101.04	19/22	19/22	200	Стекланный	1






2004.100

Шариковые холодильники Аллина с резьбовыми коннекторами

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Соответствуют стандарту DIN 12581.
- Идеально подходит для обратной дистилляции, поставляется с пластиковым резьбовым коннектором.
- Внутренняя шариковая секция обеспечивает увеличенную поверхность охлаждения и идеально подходит для обратного холодильника.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2004.100.01	—	19/26	200	Резьбовый	1
2004.100.02	—	24/29	200	Резьбовый	1
2004.100.03	—	29/32	200	Резьбовый	1
2004.100.04	—	34/35	200	Резьбовый	1
2004.100.05	—	40/38	200	Резьбовый	1
2004.100.06	—	50/42	200	Резьбовый	1
2004.100.07	—	50/42	250	Резьбовый	1
2004.100.08	19/26	19/26	200	Резьбовый	1
2004.100.09	24/29	24/29	200	Резьбовый	1
2004.100.10	19/26	19/26	300	Резьбовый	1
2004.100.11	24/29	24/29	300	Резьбовый	1
2004.100.12	24/29	24/29	400	Резьбовый	1
2004.100.13	24/29	24/29	500	Резьбовый	1
2004.100.14	34/35	34/35	500	Резьбовый	1
2004.100.15	34/35	34/35	600	Резьбовый	1
2004.100.16	34/35	34/35	750	Резьбовый	1




2004.101


Шариковые холодильники Аллина с резьбовыми коннекторами, ASTM



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Соответствуют стандарту DIN 12581.
- Идеально подходит для обратной дистилляции, поставляется с пластиковым резьбовым коннектором.
- Внутренняя шариковая секция обеспечивает увеличенную поверхность охлаждения и идеально подходит для обратного холодильника.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2004.101.01	24/40	24/40	200	Резьбовый	1
2004.101.02	24/40	24/40	300	Резьбовый	1
2004.101.03	24/40	24/40	400	Резьбовый	1






2005.100

Шариковые холодильники Аллина

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Соответствуют стандарту DIN 12581.
- Идеально подходит для обратной дистилляции, поставляется со стеклянным соединителем.
- Внутренняя шариковая секция обеспечивает увеличенную поверхность охлаждения и идеально подходит для обратного холодильника.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2005.100.01	—	19/26	200	Стеклянный	1
2005.100.02	—	24/29	200	Стеклянный	1
2005.100.03	—	29/32	200	Стеклянный	1
2005.100.04	—	34/35	200	Стеклянный	1
2005.100.05	—	40/38	200	Стеклянный	1
2005.100.06	—	50/42	200	Стеклянный	1
2005.100.07	—	50/42	250	Стеклянный	1
2005.100.08	19/26	19/26	200	Стеклянный	1
2005.100.09	24/29	24/29	200	Стеклянный	1
2005.100.10	19/26	19/26	300	Стеклянный	1
2005.100.11	24/29	24/29	300	Стеклянный	1
2005.100.12	24/29	24/29	400	Стеклянный	1



2005.101

Шариковые холодильники Аллина, ASTM



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Соответствуют стандарту DIN 12581.
- Идеально подходит для обратной дистилляции, поставляется со стеклянным соединителем.
- Внутренняя шариковая секция обеспечивает увеличенную поверхность охлаждения и идеально подходит для обратного холодильника.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2005.101.01	24/40	24/40	200	Стеклянный	1
2005.101.02	24/40	24/40	300	Стеклянный	1
2005.101.03	24/40	24/40	400	Стеклянный	1






006.100

Холодильника Аллина для аппаратов Сокслета

- Изготовлены из боросиликатного стекла 5.1.
- К данному холодильнику прилагается пластиковый коннектор с винтом

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Упаковка
2006.100.01	34/35	300	100	1
2006.100.02	45/40	400	250	1
2006.100.03	50/42	400	500	1
2006.100.04	55/44	400	1000	1




2007.100

Холодильник Либиха с резьбовым коннектором

- Соответствие стандарту DIN 12591/ капельный наконечник
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэф

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2007.100.01	14/23	14/23	150	Резьбовый	1
2007.100.02	19/26	19/26	200	Резьбовый	1
2007.100.03	24/29	24/29	200	Резьбовый	1
2007.100.04	19/26	19/26	300	Резьбовый	1
2007.100.05	24/29	24/29	300	Резьбовый	1
2007.100.06	19/26	19/26	350	Резьбовый	1
2007.100.07	24/29	24/29	350	Резьбовый	1
2007.100.08	19/26	19/26	400	Резьбовый	1
2007.100.09	24/29	24/29	400	Резьбовый	1
2007.100.10	24/29	24/29	500	Резьбовый	1
2007.100.11	24/29	24/29	600	Резьбовый	1
2007.100.12	24/29	24/29	750	Резьбовый	1
2007.100.13	34/35	34/35	500	Резьбовый	1
2007.100.14	34/35	34/35	600	Резьбовый	1
2007.100.15	34/35	34/35	750	Резьбовый	1
2007.100.16	34/35	34/35	900	Резьбовый	1
2007.100.17	—	19/26	300	Резьбовый	1
2007.100.18	—	24/29	350	Резьбовый	1
2007.100.19	—	34/35	250	Резьбовый	1
2007.100.20	29/32	29/32	250	Резьбовый	1
2007.100.21	29/32	29/32	400	Резьбовый	1






2007.101

Холодильник Либиха с резьбовым коннектором, ASTM

- Соответствие стандарту DIN 12591/ капельный наконечник
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2007.101.01	14/23	14/23	150	Резьбовый	1
2007.101.02	19/26	19/26	200	Резьбовый	1
2007.101.03	24/29	24/29	200	Резьбовый	1
2007.101.04	19/26	19/26	300	Резьбовый	1




2008.100

Холодильники Либиха

- Соответствие стандарту DIN 12591/ капельный наконечник
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2008.100.01	14/23	14/23	160	Стеклянный	1
2008.100.02	19/26	19/26	160	Стеклянный	1
2008.100.03	19/26	19/26	200	Стеклянный	1
2008.100.04	19/26	19/26	250	Стеклянный	1
2008.100.05	24/29	24/29	250	Стеклянный	1
2008.100.06	29/32	29/32	250	Стеклянный	1
2008.100.07	19/26	19/26	300	Стеклянный	1
2008.100.08	24/29	24/29	300	Стеклянный	1
2008.100.09	29/32	29/32	300	Стеклянный	1
2008.100.10	24/29	24/29	400	Стеклянный	1
2008.100.11	29/32	29/32	400	Стеклянный	1






2008.101

Холодильники Либиха, ASTM



- Соответствие стандарту DIN 12591/ капельный наконечник
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2008.101.01	14/20	14/20	120	Стекланный	1
2008.101.02	19/22	19/22	180	Стекланный	1
2008.101.03	24/40	24/40	200	Стекланный	1
2008.101.04	24/40	24/40	300	Стекланный	1





2009.100

Холодильники Либиха с герметичной внутренней трубкой

- Выпускаются с герметичной внутренней трубкой.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- Соответствуют стандарту ASTM E-438, Тип-1, класс А, боросиликатное стекло 3.3.
- Высокая эффективность благодаря большой поверхности охлаждения.
- Подходят для дистилляции и обратной дистилляции.

Кат. №	Длина рубашки (прибл. мм)	Общая высота (прибл. мм)	Коннектор	Упаковка
2009.100.01	200	345	Стекланный	1
2009.100.02	300	445	Стекланный	1
2009.100.03	400	545	Стекланный	1
2009.100.04	500	645	Стекланный	1





2010.100

Холодильники Фридриха

- С капельным наконечником.
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2010.100.01	24/29	24/29	200	Стеклянный	1


2010.101

Холодильники Фридриха, ASTM



- С капельным наконечником.
- Взаимозаменяемые внутренние и наружные шлифы.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2010.101.01	24/40	24/40	330	Стеклянный	1



2011.100

Холодильники, обратные

- Змеевиковый обратный холодильник с плотно обернутым змеевиком обеспечивает максимальное охлаждение.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Упаковка
2011.100.01	19/26	19/26	200	1
2011.100.02	24/29	24/29	200	1

2011.101

Холодильники, обратные, ASTM



- Змеевиковый обратный холодильник с плотно обернутым змеевиком обеспечивает максимальное охлаждение.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Упаковка
2011.101.01	14/20	14/20	205	1
2011.101.02	24/40	24/40	365	1




2012.100

Холодильники Димрота с резьбовыми коннекторами

- Соответствие стандарту DIN 12591.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.
- Поставляются с пластиковыми резьбовыми коннекторами.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2012.100.01	14/23	14/23	160	Резьбовый	1
2012.100.02	19/26	19/26	160	Резьбовый	1
2012.100.03	19/26	19/26	250	Резьбовый	1
2012.100.04	24/29	24/29	250	Резьбовый	1
2012.100.05	29/32	29/32	250	Резьбовый	1
2012.100.06	24/29	24/29	300	Резьбовый	1
2012.100.07	29/32	29/32	300	Резьбовый	1
2012.100.08	29/32	29/32	400	Резьбовый	1




2013.100

Холодильник Димрота

- Соответствие стандарту DIN 12591.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.

Кат. №	Конус Керна	Конус муфты	Расчетная длина(мм)	Коннектор	Упаковка
2013.100.01	14/23	14/23	160	Стеклянный	1
2013.100.02	19/26	19/26	160	Стеклянный	1
2013.100.03	19/26	19/26	250	Стеклянный	1
2013.100.04	24/29	24/29	250	Стеклянный	1
2013.100.05	29/32	29/32	250	Стеклянный	1
2013.100.06	24/29	24/29	300	Стеклянный	1
2013.100.07	29/32	29/32	300	Стеклянный	1
2013.100.08	29/32	29/32	400	Стеклянный	1



ПРИМЕЧАНИЯ

[illegible]

ТИГЛИ






2200.100

Тигли из диоксида кремния с крышкой

- С крышкой.
- Нагревается до 1000°C.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2200.100.01	15	41	25	6
2200.100.02	25	47	28	6
2200.100.03	50	57	37	6
2200.100.04	80	67	45	4
2200.100.05	100	71	50	4
2200.100.06	150	82	51	4



2201.100

Тигли из диоксида кремния, без крышки

- Без крышки.
- Нагревается до 1000°C.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2201.100.01	15	41	25	6
2201.100.02	25	47	28	6
2201.100.03	50	57	37	6
2201.100.04	80	67	45	4
2201.100.05	100	71	50	4
2201.100.06	150	82	51	4



2202.100

Тигли, кварцевые

- Изготовлены из плавленого кварцевого стекла
- Выдерживает до 2000°C.

Кат. №	Объем (мл)	Тип	Упаковка
2202.100.01	15	Без крышки	4
2202.100.02	25	Без крышки	4
2202.100.03	50	Без крышки	2
2202.100.04	100	Без крышки	2
2202.100.05	15	С крышкой	4
2202.100.06	25	С крышкой	4
2202.100.07	50	С крышкой	2
2202.100.08	100	С крышкой	2



6402.100

Тигли Гуча со спеченными стеклянными дисками


- Изготовлен из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.

Кат. №	Степень пористости	Диаметр (мм)	Упаковка
6402.100.01	1	15	10
6402.100.02	2	15	10
6402.100.03	3	15	10
6402.100.04	4	15	10
6402.100.05	1	30	10
6402.100.06	2	30	10
6402.100.07	3	30	10
6402.100.08	4	30	10
6402.100.09	1	50	10
6402.100.10	2	50	10
6402.100.11	3	50	10
6402.100.12	4	50	10



2203.100

Наборы пестиков и ступок из фарфора, Европейский дизайн



- Изготовлены из фарфора.
- Выдерживает до 1000°C.

Кат. №	Внут.диам. x Высота (мм)	Упаковка
2203.100.01	75 × 48	4
2203.100.02	100 × 70	4
2203.100.03	125 × 88	2
2203.100.04	150 × 100	1
2203.100.05	200 × 140	1





5225.100

Щипцы для тиглей, дугообразные, нержавеющая сталь

- Изготовлен из нержавеющей стали.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5225.100.01	150	4
5225.100.02	200	4
5225.100.03	300	4
5225.100.04	450	4
5225.100.05	600	4




5226.100

Щипцы для тиглей, дугообразные, мягкая сталь

- Изготовлены из мягкой стали.
- Окрашены в черный цвет/хромированные.

Кат. №	Размер	Тип	Упаковка
5226.100.01	150	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.02	200	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.03	300	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.04	150	Хромированные	4
5226.100.05	200	Хромированные	4
5226.100.06	300	Хромированные	4



6208.100

Холдеры для тиглей


- Для стеклянных колб для фильтрации.
- Обеспечивают чистое и прочное уплотнение между колбой и воронками, вакуумными фильтрами и т.д.


Размер	Дно (мм)	Верх (мм)	Высота (мм)	Толщина стенки (мм)
1	11	22	20	2,5
2	22,5	28	20	2,5
3	23,5	36,5	25	3
4	28	46	30,5	3
5	38	56	35	3,5
6	47	68	41	4
7	57	81	43,5	5

Кат. №	Тип резины
6208.100.01	Натуральный каучук
6208.100.02	Силиконовая резина

Выпускается только в наборе из 7 шт.

ЦИЛИНДРЫ





2400.100

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, Класс "A"



- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.100.01	5	0,10	0,05	1
2400.100.02	10	0,20	0,10	1
2400.100.03	25	0,50	0,25	1
2400.100.04	50	1,00	0,50	1
2400.100.05	100	1,00	0,50	1
2400.100.06	250	2,00	1,00	1
2400.100.07	500	5,00	2,50	1
2400.100.08	1000	10,00	5,00	1
2400.100.09	2000	20,00	10,00	1



2400.101

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, Класс "A" с сертификатом партии



- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.101.01	5	0,10	0,05	1
2400.101.02	10	0,20	0,10	1
2400.101.03	25	0,50	0,25	1
2400.101.04	50	1,00	0,50	1
2400.101.05	100	1,00	0,50	1
2400.101.06	250	2,00	1,00	1
2400.101.07	500	5,00	2,50	1
2400.101.08	1000	10,00	5,00	1
2400.101.09	2000	20,00	10,00	1




2400.102

**Мерные цилиндры с шестигранным основанием,
Класс "B"**

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Точность соответствует классу "B".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.102.01	5	0,10	0,10	2
2400.102.02	10	0,20	0,20	2
2400.102.03	25	0,50	0,50	2
2400.102.04	50	1,00	1,00	2
2400.102.05	100	1,00	1,00	2
2400.102.06	250	2,00	2,00	1
2400.102.07	500	5,00	5,00	1
2400.102.08	1000	10,00	10,00	1
2400.102.09	2000	20,00	20,00	1




2400.103

**Мерные цилиндры с шестигранным основанием,
USP, класс "A"**

- Соответствие стандарту USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.103.01	5	0,10	0,05	1
2400.103.02	10	0,10	0,10	1
2400.103.03	25	0,20	0,15	1
2400.103.04	50	1,00	0,25	1
2400.103.05	100	1,00	0,50	1
2400.103.06	250	2,00	1,00	1
2400.103.07	500	5,00	1,50	1
2400.103.08	1000	10,00	3,00	1
2400.103.09	2000	20,00	6,00	1





ЦИЛИНДРЫ

OMSONS
GERMANY




2400.104

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, USP, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту USP.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.104.01	5	0,10	0,05	1
2400.104.02	10	0,10	0,10	1
2400.104.03	25	0,20	0,15	1
2400.104.04	50	1,00	0,25	1
2400.104.05	100	1,00	0,50	1
2400.104.06	250	2,00	1,00	1
2400.104.07	500	5,00	1,50	1
2400.104.08	1000	10,00	3,00	1
2400.104.09	2000	20,00	6,00	1




2400.105

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, ASTM, класс "A"

- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- С двойной метрической шкалой, ТС (для содержания).
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.105.01	5	0,10	0,05	1
2400.105.02	10	0,20	0,10	1
2400.105.03	25	0,50	0,17	1
2400.105.04	50	1,00	0,25	1
2400.105.05	100	1,00	0,50	1
2400.105.06	250	2,00	1,00	1
2400.105.07	500	5,00	2,00	1
2400.105.08	1000	10,00	3,00	1
2400.105.09	2000	20,00	6,00	1



2






2400.106

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- С двойной метрической шкалой, ТС (для содержания).
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Печать синим цветом.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.106.01	5	0,10	0,05	1
2400.106.02	10	0,20	0,10	1
2400.106.03	25	0,50	0,17	1
2400.106.04	50	1,00	0,25	1
2400.106.05	100	1,00	0,50	1
2400.106.06	250	2,00	1,00	1
2400.106.07	500	5,00	2,00	1
2400.106.08	1000	10,00	3,00	1
2400.106.09	2000	20,00	6,00	1




2400.107

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, ASTM, класс "B"

- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- Точность соответствует классу "B".
- С двойной метрической шкалой, ТС (для содержания).
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- Все цилиндры объемом от 5 до 1000 мл поставляются в комплекте с



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2400.107.01	5	0,10	0,10	2
2400.107.02	10	0,10	0,20	2
2400.107.03	25	0,20	0,34	2
2400.107.04	50	1,00	0,50	2
2400.107.05	100	1,00	1,00	2
2400.107.06	250	2,00	2,00	1
2400.107.07	500	5,00	4,00	1
2400.107.08	1000	10,00	6,00	1
2400.107.09	2000	20,00	12,00	1





ЦИЛИНДРЫ

OMSONS
GERMANY




2401.100

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, TD (для подачи), ASTM, Класс "A"

- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- С двойной метрической шкалой, TD (Для доставки).
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- Все цилиндры объемом от 5 до 1000 мл поставляются в комплекте с защитной накладкой.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2401.100.01	5	0,10	0,05	1
	10	0,10	0,10	1
2401.100.03	25	0,20	0,17	1
2401.100.04	50	1,00	0,25	1
2401.100.05	100	1,00	0,50	1
2401.100.06	250	2,00	1,00	1
2401.100.07	500	5,00	2,00	1
2401.100.08	1000	10,00	3,00	1
2401.100.09	2000	20,00	6,00	1




2401.101

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, TD (для подачи), ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- С двойной метрической шкалой, TD (Для доставки).
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- Все цилиндры объемом от 5 до 1000 мл поставляются в комплекте с защитной накладкой.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2401.101.01	5	0,10	0,05	1
2401.101.02	10	0,10	0,10	1
2401.101.03	25	0,20	0,17	1
2401.101.04	50	1,00	0,25	1
2401.101.05	100	1,00	0,50	1
2401.101.06	250	2,00	1,00	1
2401.101.07	500	5,00	2,00	1
2401.101.08	1000	10,00	3,00	1






2401.102

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, TD (для подачи), ASTM, класс "B"



- Соответствие стандарту ASTM E 1272 (USP).
- С двойной метрической шкалой, TD (Для доставки).
- Точность соответствует классу "B".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- Все цилиндры объемом от 5 до 1000 мл поставляются в комплекте с защитной накладкой

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2401.102.01	5	0,10	0,10	2
2401.102.02	10	0,10	0,20	2
2401.102.03	25	0,20	0,34	2
2401.102.04	50	1,00	0,50	2
2401.102.05	100	1,00	1,00	2
2401.102.06	250	2,00	2,00	1
2401.102.07	500	5,00	4,00	1
2401.102.08	1000	10,00	6,00	1
2401.102.09	2000	20,00	12,00	1



2402.100

Мерные цилиндры со съемным основанием, Класс "A"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- С защитной накладкой.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2402.100.01	5	0,10	0,05	1
2402.100.02	10	0,20	0,10	1
2402.100.03	25	0,50	0,25	1
2402.100.04	50	1,00	0,50	1
2402.100.05	100	1,00	0,50	1
2402.100.06	250	2,00	1,00	1
2402.100.07	500	5,00	2,50	1
2402.100.08	1000	10,00	5,00	1





2402.101

Мерные цилиндры со съёмным основанием, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- С защитной накладкой.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2402.101.01	5	0,10	0,05	1
2402.101.02	10	0,20	0,10	1
2402.101.03	25	0,50	0,25	1
2402.101.04	50	1,00	0,50	1
2402.101.05	100	1,00	0,50	1
2402.101.06	250	2,00	1,00	1
2402.101.07	500	5,00	2,50	1
2402.101.08	1000	10,00	5,00	1
2402.101.09	2000	20,00	10,00	1



2402.102

Мерные цилиндры со съёмным основанием, Класс "В"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Точность соответствует классу "В".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.
- С защитной накладкой.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2402.102.01	5	0,10	0,10	2
2402.102.02	10	0,20	0,20	2
2402.102.03	25	0,50	0,50	2
2402.102.04	50	1,00	1,00	2
2402.102.05	100	1,00	1,00	2
2402.102.06	250	2,00	2,00	1
2402.102.07	500	5,00	5,00	1
2402.102.08	1000	10,00	10,00	1
2402.102.09	2000	20,00	20,00	1



2403.100

Смесительные цилиндры с шестигранным основанием Класс "А"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2403.100.01	5	0,10	0,05	10/19	1
2403.100.02	10	0,20	0,10	10/19	1
2403.100.03	25	0,50	0,25	14/23	1
2403.100.04	50	1,00	0,50	14/23	1
2403.100.05	100	1,00	0,50	19/26	1
2403.100.06	250	2,00	1,00	24/29	1
2403.100.07	500	5,00	2,50	24/29	1
2403.100.08	1000	10,00	5,00	34/35	1
2403.100.09	2000	20,00	10,00	34/35	1



2403.101

Смесительные цилиндры с шестигранным основанием Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2403.101.01	5	0,10	0,05	10/19	1
2403.101.02	10	0,20	0,10	10/19	1
2403.101.03	25	0,50	0,25	14/23	1
2403.101.04	50	1,00	0,50	14/23	1
2403.101.05	100	1,00	0,50	19/26	1
2403.101.06	250	2,00	1,00	24/29	1
2403.101.07	500	5,00	2,50	24/29	1
2403.101.08	1000	10,00	5,00	34/35	1
2403.101.09	2000	20,00	10,00	34/35	1






2403.102

Смесительные цилиндры с шестигранным основанием, Класс "B"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Точность соответствует классу "B".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2403.102.01	5	0,10	0,10	10/19	2
2403.102.02	10	0,20	0,20	10/19	2
2403.102.03	25	0,50	0,50	14/23	2
2403.102.04	50	1,00	1,00	14/23	2
2403.102.05	100	1,00	1,00	19/26	2
2403.102.06	250	2,00	2,00	24/29	2
2403.102.07	500	5,00	5,00	24/29	1
2403.102.08	1000	10,00	10,00	34/35	1



2404.100

Мерные цилиндры с круглым основанием Класс "A"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2404.100.01	5	0,10	0,05	1
2404.100.02	10	0,20	0,10	1
2404.100.03	25	0,50	0,25	1
2404.100.04	50	1,00	0,50	1
2404.100.05	100	1,00	0,50	1
2404.100.06	150	1,00	0,50	1
2404.100.07	250	2,00	1,00	1
2404.100.08	500	5,00	2,50	1
2404.100.09	1000	10,00	5,00	1
2404.100.10	2000	20,00	10,00	1



2404.101


Мерные цилиндры с круглым основанием

Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2404.101.01	5	0,10	0,05	1
2404.101.02	10	0,20	0,10	1
2404.101.03	25	0,50	0,25	1
2404.101.04	50	1,00	0,50	1
2404.101.05	100	1,00	0,50	1
2404.101.06	150	1,00	0,50	1
2404.101.07	250	2,00	1,00	1
2404.101.08	500	5,00	2,50	1
2404.101.09	1000	10,00	5,00	1
2404.101.10	2000	20,00	10,00	1




2404.102

Мерные цилиндры с круглым основанием

Класс "В"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Точность соответствует классу "В".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2404.102.01	5	0,10	0,10	2
2404.102.02	10	0,20	0,20	2
2404.102.03	25	0,50	0,50	2
2404.102.04	50	1,00	1,00	2
2404.102.05	100	1,00	1,00	2
2404.102.06	250	2,00	2,00	2
2404.102.07	500	5,00	5,00	1
2404.102.08	1000	10,00	10,00	1
2404.102.09	2000	20,00	20,00	1





ЦИЛИНДРЫ



2405.100

Смесительные цилиндры с круглым основанием, Класс "А"

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2405.100.01	5	0,10	0,05	10/19	1
2405.100.02	10	0,20	0,10	10/19	1
2405.100.03	25	0,50	0,25	14/23	1
2405.100.04	50	1,00	0,50	14/23	1
2405.100.05	100	1,00	0,50	19/26	1
2405.100.06	150	1,00	0,50	19/26	1
2405.100.07	250	2,00	1,00	24/29	1
2405.100.08	500	5,00	2,50	24/29	1
2405.100.09	1000	10,00	5,00	34/35	1
2405.100.10	2000	20,00	10,00	34/35	1



2405.101

Смесительные цилиндры с круглым основанием, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2405.101.01	5	0,10	0,05	10/19	1
2405.101.02	10	0,20	0,10	10/19	1
2405.101.03	25	0,50	0,25	14/23	1
2405.101.04	50	1,00	0,50	14/23	1
2405.101.05	100	1,00	0,50	19/26	1
2405.101.06	150	1,00	0,50	19/26	1
2405.101.07	250	2,00	1,00	24/29	1
2405.101.08	500	5,00	2,50	24/29	1
2405.101.09	1000	10,00	5,00	34/35	1
2405.101.10	2000	20,00	10,00	34/35	1



2405.102

**Смесительные цилиндры с круглым основанием,
Класс "В"**

- Соответствие требованиям DIN/ISO 4788.
- Точность соответствует классу "В".
- Синяя гравировка
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- С пробкой из цельного стекла/полипропилена.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Размер пробки	Упаковка
2405.102.01	5	0,10	0,10	10/19	2
2405.102.02	10	0,20	0,20	10/19	2
2405.102.03	25	0,50	0,50	14/23	2
2405.102.04	50	1,00	1,00	14/23	2
2405.102.05	100	1,00	1,00	19/26	2
2405.102.06	250	2,00	2,00	24/29	1
2405.102.07	500	5,00	5,00	24/29	1
2405.102.08	1000	10,00	10,00	34/35	1
2405.102.09	2000	20,00	20,00	34/35	1



2406.100

**Цилиндры для ареометров, круглое основание,
без делений**

- Без делений.
- Без носика.

Кат. №	Объем цилиндра (мл)	Упаковка
2406.100.01	250	2
2406.100.02	500	1
2406.100.03	1000	1



2407.100

**Цилиндры для ареометров, круглое
основание, с делениями**

- С делениями
- С указанием объема.
- Без носика

Кат. №	Объем цилиндра (мл)	Внеш. диам. × высота (мм)	Упаковка
2407.100.01	500	55 × 325	1
2407.100.02	600	55 × 410	1
2407.100.03	1000	68 × 460	1
2407.100.04	1200	68 × 475	1





ЦИЛИНДРЫ


OMSONS
GERMANY




2408.100

Цилиндры для измерения осадков с градуированной метрической шкалой и круглым основанием, класс "В"

- Соответствуют стандарту IS 4849-1992.
- Точность соответствует классу "В".
- Изготовлены из химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Белая гравировка
- Цилиндры имеют градуировку, указывающую количество осадков в мм, при использовании с соответствующим сборником осадков.



Кат. №	Размер (мм)	Для коллекторной области (см2)	Шаг шкалы (мм)	Погрешность (±мм)	Упаковка
2408.100.01	20	200	0,2	0,05	2



2409.100

Цилиндры Нesslerа, Класс "А"

- Для колориметрического анализа.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2409.100.01	50	25 и 50	0,40	10
2409.100.02	100	50 и 100	0,80	10

2409.101

Цилиндры Нesslerа, Класс "А" с сертификатом партии

- Для колориметрического анализа.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2409.101.01	50	25 и 50	0,40	10
2409.101.02	100	50 и 100	0,80	10

2409.102

Цилиндры Нesslerа, Класс "В"

- Для колориметрического анализа.
- Точность соответствует классу "В".
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2409.102.01	50	25 и 50	0,80	10
2409.102.02	100	50 и 100	1,60	10



2410.100

Цилиндры конические, со сменной пробкой и круглым основанием, Класс "А"

- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2410.100.01	100	0,2 и 0,4	2

2410.101

Цилиндры конические, со сменной пробкой и круглым основанием, Класс "А" с сертификатом партии

- Класс "А" с сертификатом партии.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2410.101.01	100	0,2 и 0,4	2


2410.102

Цилиндры конические, со сменной пробкой и круглым основанием, Класс "В"

- Точность соответствует классу "В".
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
2410.102.01	100	0,4 и 0,8	2





ЦИЛИНДРЫ

OMSONS
GERMANY




2411.100

Конические цилиндры

- Изготовлены из химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Размер накладки/кольца	Упаковка
2405.100.01	100	2
2405.100.02	250	1
2405.100.03	500	1
2405.100.04	1000	1
2405.100.05	2000	1



6072.100

Защитные кольца (накладки) для мерных цилиндров

- Изготовлены из полипропилена.

Кат. №	Размер накладки/кольца	Упаковка
6072.100.01	10	10
6072.100.02	25	10
6072.100.03	50	10
6072.100.04	100	10
6072.100.05	250	10
6072.100.06	500	10
6072.100.07	1000	5
6072.100.08	2000	5



6078.100

Ершики для цилиндров

- Изготовлены из нейлоновой щетины.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6078.100.01	Ершик для цилиндров	Нейлон	10

ЭКСИКАТОРЫ





2600.100

Эксикаторы простые, с крышкой

- Спрессованные под давлением.
- Нейтральное стекло с фарфоровой перфорированной пластиной.

Кат. №	Внут. диам. заземляющего фланца (прибл. мм)	Упаковка
2600.100.01	150	1
2600.100.02	210	1
2600.100.03	240	1
2600.100.04	300	1
2600.100.05	100	1



2601.100

Вакуумные эксикаторы с крышкой

- Спрессованные под давлением.
- Нейтральное стекло с фарфоровой перфорированной пластиной и стеклянным рукавом.

Кат. №	Внут. диам. заземляющего фланца (прибл. мм)	Упаковка
2601.100.01	150	1
2601.100.02	210	1
2601.100.03	240	1
2601.100.04	300	1



6028.100

Эксикаторы без крана ПП/ПК

- Изготовлены из полипропилена/поликарбоната.
- Снабжен толстым перфорированным полипропиленовым диском с большим отверстием в центре для удобства подъема.
- Крошечные отверстия в диске обеспечивают проходимость воздуха и поддержку посуды.
- Однако для работы с тиглями для нагрева рекомендуется использовать фарфоровые диски.

Кат. №	Тип	Размер (мм)	Фланец (мм)	Внут. диам. (мм)	Упаковка
6028.100.01	простые	200	232	199	1
6028.100.02	простые	250	276	240	1
6028.100.03	простые	150	171	150	1
6028.100.04	просты	300	340	300	1



6029.100

Вакуумные эксикаторы ПП/ПК

- Изготовлены из полипропилена и поликарбоната.
- Автоклавируемые вакуумные эксикаторы способны выдерживать вакуум до 740 мм рт.ст. в течение 24 часов без какой-либо смазки.
- Оснащены полипропиленовыми запорными кранами с самосмазывающейся пробкой из ПТФЭ.

Кат. №	Тип	Размер (мм)	Фланец (мм)	Внут. диам. (мм)	Упаковка
6029.100.01	простые	200	232	199	1
6029.100.02	простые	250	276	240	1
6029.100.03	простые	150	171	150	1
6029.100.04	простые	300	340	300	1
6029.100.05	Прозрачные	150	171	150	1
6029.100.06	Прозрачные	200	232	199	1
6029.100.07	Прозрачные	250	276	240	1



2602.100

Прямоугольные сосуды

- Просветленное нейтральное стекло с покрытием.

Кат. №	Размер (мм)	Фланец (мм)	Упаковка
2602.100.01	140	215	100
2602.100.02	210	170	130
2602.100.03	225	225	125
2602.100.04	250	250	150
2602.100.05	220	140	140



[illegible]

ПОСУДА





2800.100

Чашки для выпаривания, с плоским дном, с носиком

- Очень высокая химическая стойкость.
- Высокая устойчивость к температуре.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 5.1.
- Загнутые бортики с носиком.

Кат. №	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2800.100.01	80	45	10
2800.100.02	105	55	10
2800.100.03	150	80	10
2800.100.04	200	100	10



2801.100

Чашки для кристаллизации, без носика, фарфоровые

- Изготовлены из фарфора.
- Нагревается до 1000°C.

Кат. №	Объем (мл)	Диаметр × высота (мм)	Упаковка
2801.100.01	35	60 × 24	6
2801.100.02	70	75 × 30	6
2801.100.03	80	80 × 30	6
2801.100.04	120	94 × 42	6
2801.100.05	150	100 × 42	6
2801.100.06	250	115 × 45	4
2801.100.07	385	145 × 48	4
2801.100.08	525	162 × 51	2
2801.100.09	765	185 × 54	2
2801.100.10	1285	215 × 75	2
2801.100.11	2100	265 × 80	1
2801.100.12	3 250	305 × 95	1



2802.100

Чашки для кристаллизации, без носика

- Усиленный и отполированный огнеупором обод уменьшает образование трещин.
- Крупная поверхность, пригодная для нанесения маркировки.
- Очень высокая химическая стойкость.
- Высокая устойчивость к температуре.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2802.100.01	70	40	10
2802.100.02	80	45	10
2802.100.03	100	50	10
2802.100.04	150	75	1
2802.100.05	190	100	1




2803.100

Чашки для кристаллизации, с носиком

- Усиленный и отполированный огнеупором обод уменьшает образование трещин.
- Крупная поверхность, пригодная для нанесения маркировки.
- Очень высокая химическая стойкость.
- Высокая устойчивость к температуре.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2803.100.01	70	40	10
2803.100.02	80	45	10
2803.100.03	100	50	10
2803.100.04	150	75	1
2803.100.05	190	100	1





**2804.100****Чашки Петри**

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения.
- Прозрачные чашки выдерживают многократные циклы стерилизации (влажной или сухой).
- Закругленные края придают изделию большую механическую прочность.
- Идеальная посуда для культивирования микроорганизмов и культуры клеточных тканей растений.

Кат. №	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Упаковка
2804.100.01	50	17	10
2804.100.02	62	17	10
2804.100.03	80	17	10
2804.100.04	100	17	10
2804.100.05	150	20	10
2804.100.06	200	20	10
2804.100.07	90	17	10

ДИСТИЛЛЯЦИЯ






3000.100

Дистилляционный аппарат для определения числа Рейхерта – Мейссля

- Идеально подходят для использования в молочной промышленности.
- Облегчают определение содержания жира в сливочном масле, а также анализ масла, жиров и восков.


Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3000.100.01	300	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3001.100

Аппарат для определения мышьяка



- Компания Gutzeit изменила форму в соответствии со спецификациями I.S.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3001.100.01	125	1



3002.100

Дистиллятор (для дистилляции фенола) с конденсатором Грэма, сменными соединениями и пробкой

- Изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3.3.
- Сменные соединения и пробки.
- Дистилляционная колба с плоским дном (500 мл) с соединениями (24/29, 19/26).
- Со змеевиковым холодильником (200 мм) 19/26.

Кат. №	Объем (мл)	холодильная рубашка (мм)	Взаимозаменяемый размер соединения	Упаковка
3002.100.01	500	200	19/26	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3003.100

Дистилляционный аппарат с конденсатором Фридриха, сменными соединениями и пробкой

- Идеально подходит для серийного производства дистиллированной воды высокой чистоты.
- Со спиральным конденсатором Фридриха для повышения скорости дистилляции.
- Универсальная установка для периодической дистилляции, оснащенная сменным горлышком с пробкой, облегчающим добавление.
- Колба имеет плоское основание с подающей трубкой сбоку.

Кат. №	Объем (мл)	Взаимозаменяемый размер соединения	Упаковка
3003.100.01	2000	24/29	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3004.100

Дистилляционный аппарат с конденсатором Фридриха и сменными соединениями

- Компактная дистилляционная установка со специально разработанными конденсаторами Фридриха.
- Этот конденсатор сконструирован с поднимающейся трубкой для отвода пара.
- Колба Эрленмейера объемом 1 000 мл снабжена сменным соединением 34/35.

Кат. №	Объем (мл)	Взаимозаменяемый размер соединения	Упаковка
3004.100.01	1000	34/35	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3005.100


Дистиллятор (для аммиака) с конденсатором Грэма

- Изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3.3.
- Со сменными шлифами.
- С опорными шлифами (24/29, 19/26), оснащенными каплеуловителями.
- С колбой Кьельдаля (500 мл) и опорным шлифом (24/29).
- Со змеевиковым конденсатором (200 мм) с опорным шлифом (19/26).

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3005.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу






3006.100

Рефлюксная установка

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя конденсатор со змеевиковым холодильником (200 мм).
- В комплект входит колба с шлифом (24/29).

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3006.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.





3007.100

Рефлюксная установка, с несколькими переходниками

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Несколько адаптеров с двумя горлами.
- В комплекте есть направляющая мешалки с резиновой втулкой и соединительная мешалка (450 мм).
- В комплект включен вертикальный холодильник Аллина (300 мм).
- Все шлифы 24/29.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3007.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3008.100

Рефлюксный реактор с перемешивателями

- В комплект входит круглодонная колба 1000 мл
- Включает несколько адаптеров с тремя горловинами
- Включает в себя направляющую для мешалки с резиновым манжетным уплотнителем, складную полостную мешалку (450мм)
- Включает конденсатор катушки (150 мм)
- Сливная трубка, разделительная воронка (100 мл), пробка
- Поставляется со стандартными соединениями

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3008.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.







3009.100

Реакционный узел с несколькими адаптерами

- Включает круглодонную колбу (500мл)
- Включает в себя несколько адаптеров с двумя горловинами
- Включает в себя сальник мешалки со шкивом, кулисную мешалку и карман для термометра на головке дистиллятора
- Включает в себя конденсатор Либиха (400мл)
- Включает в себя колено приемного адаптера с круглодонной колбой (100 мл)
- Поставляется со стандартными соединениями

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3009.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.





3010.100

Сборка реактора с Т-образным соединительным адаптером

- В комплект входит колба с круглым дном (500 мл).
- В комплекте с холодильником Либиха (400 мм).
- Поставляется с Т-образным переходником, делительной воронкой (100 мл) и пробкой.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3010.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3011.100


Дистилляционный набор

- Включает в себя круглодонную колбу, каплеуловитель, конденсатор с двойной поверхностью и переходник для приемного адаптера.
- Все шлифы 24/29.

Кат. №	Рассчетная длина конденсатора (мм)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3011.100.01	200	2000	1
3011.100.02	300	3 000	1
3011.100.03	400	5000	1
3011.100.04	600	10 000	1

Запасные части предоставляются по запросу







3012.100

Дистилляционный аппарат

- В комплект входит колба с круглым дном.
- В комплекте с холодильником Либиха (400 мм).
- В комплект входят приемный переходник, делительная воронка (100 мл) и пробка.
- Все шлифы 24/29.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3012.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3013.100

Установка для перегонки спирта

- Идеально подходит для перегонки спирта в лабораторных условиях с получением самого чистого сорта.
- Thorpe's Revenue используется для очистки этилового спирта. Он широко используется в фармацевтической промышленности.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3013.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.



3014.100

Подготовительная установка

- В комплект входит круглодонная колба, перегонный куб, термометр, холодильник Либиха и приемный адаптер.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Рассчетная длина конденсатора (мм)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3014.100.01	300	500	1
3014.100.02	350	1000	1
3014.100.03	400	2000	1

Запасные части предоставляются по запросу.






3015.100

Вакуумная дистилляция

- Включает в себя круглодонную колбу с восстановительным изгибом.
- Включает змеевиковый конденсатор с кожухом (150 мм).
- В комплект входит приемный адаптер с вентиляционным отверстием и колба с круглым дном (250 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3015.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.





3016.100

Дистилляционный аппарат Кьельдаля с круглодонной колбой

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя несколько адаптеров с двумя горлами и вертикальным каплеуловителем.
- В комплекте с холодильником Либиха.
- В комплект входит адаптер для ресивера и капельная воронка (100 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3016.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3017.100


Дистилляционный аппарат Кьельдаля с колбой Кьельдаля

- В комплект входит колба Кьельдаля.
- Включает в себя несколько адаптеров с двумя горлами и вертикальным каплеуловителем.
- В комплект входит приемный адаптер для холодильника Либиха, капельная воронка (100 мл) и приемная колба (250 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3017.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.






3018.100

Устройство для паровой дистиляции с круглодонной колбой с двойным горлышком

- В комплект входит круглодонная колба с двумя горлами.
- Включает в себя вертикальный каплеуловитель.
- В набор входит холодильник Либиха (200мм), переходник для ресивера и трубка для отвода воздуха.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3018.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3019.100

Устройство для паровой дистиляции с круглодонной колбой с двойным горлом

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя головку для паровой дистиляции.
- В комплекте с холодильником Либиха (400 мм) и переходником для ресивера.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3019.100.01	500	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3020.100

Установка для паровой дистиляции с несколькими переходниками

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя несколько переходников с двумя горлами и наклонным отводом.
- В комплект входит змеевиковый двухстенный холодильник и переходник для ресивера.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3020.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.






3021.100

Вакуумная сублимационная установка



- Идет в наборе с пробиркой.
- В комплект входит адаптер с Т-образным соединением.
- Включает в себя погружной холодильник.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Упаковка
3021.100.01	1



3022.100


Установка для дистиляции с капельной воронкой



- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя несколько переходников с двумя горлами и приемный переходник.
- Включает в себя рекуператорный холодильник (400 мм) и капельную воронку (100 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.


Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3022.100.01	250	1

Запасные части предоставляются по запросу.



3023.100


Рекуператорная установка с капельной воронкой




- В комплект входит колба с круглым дном.
- В комплект входят приемный переходник, делительная воронка (100 мл).
- Включает змеевиковый конденсатор с кожухом (150 мм).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3023.100.01	2000	1

Запасные части предоставляются по запросу.






3024.100

Установка для рекуперации растворителей со змеевиковым холодильником

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя наклонный рекуператорный отвод и переходник для ресивера.
- Включает змеевиковый конденсатор с кожухом (150 мм).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3024.100.01	150	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3025.100

Установка для рекуперации растворителя с холодильником Либиха

- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя наклонный отводящий изгиб и переходный изгиб приемника с вентиляционным отводом
- Включает в себя холодильник Либиха (400 мм) и круглодонную колбу (250 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3025.100.01	250	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3026.100

Установка для рекуперации растворителя с колбой Бюхнера

- В комплект входит колба с круглым дном (500 мл).
- Включает в себя наклонный рекуперационный отвод и колбу Бюхнера (500 мл).
- Включает в себя воздушный конденсатор (200 мм) и эфирный конденсатор.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3026.100.01	500	1


Запасные части предоставляются по запросу






3027.100

Установка для рекуперации растворителя с конической колбой



- В комплект входит колба с круглым дном.
- В комплект входит вертикальный переходник для каплеуловителя, устройство для восстановления перегонного куба с гнездом для термометра, Термометр и коническая колба (1000 мл).
- Включает в себя воздушный и погружной холодильники.
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3027.100.01	3 000	1


Запасные части предоставляются по запросу.

3028.100

Установка для фракционирования с переходниками для шаровых и чашечных соединений



- В комплект входит колба с круглым дном (500 мл).
- Включает в себя переходник для чашечного соединения, переходник для шарового соединения и зажим для соединения S-35.
- Включает в себя несколько переходников с двумя параллельными горлами, фиксатор неподвижной головки, карман для термометра и прямой переходник для ресивера.
- Включает в себя воздушный, погружной холодильники и холодильник Либиха.
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3028.100.01	500	1


Запасные части предоставляются по запросу.

3029.100

Фракционная установка




- В комплект входит колба с круглым дном.
- Включает в себя устройство для извлечения шлема перегонного куба, термометр, соединитель с несколькими горлами и вакуумный соединитель.
- Включает в себя воздушный конденсатор, холодильник Либиха и три колбы с круглым дном (250 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3029.100.01	250	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3030.100

Фракционная установка с круглодонной колбой с двойным горлом

- В комплект входит колба с круглым дном.
- В комплект входит переходник со сменной горловиной, несколько переходников с двумя горловинами под углом 45°, неподвижная головка, Термометр, переходник для шарового шарнира с муфтой, переходник для чашечного соединения с конусом, редукционный переходник, запорный кран для сброса вакуума и зажим для соединения.
- Включает в себя воздушный холодильник, погружной холодильник, холодильник Либиха, делительную воронку и круглодонную колбу с двумя горлами (500 мл).
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3030.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.




3031.100

Установка для непрерывной дистилляции воды

- В комплект входит круглодонная колба с двумя горлами.
- Включает в себя капельную воронку (100 мл), каплеулавитель, приемный переходник и коническую воронку.
- В комплект входит змеевиковый двухстенный холодильник с кожухом.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3031.100.01	2000	1

Запасные части предоставляются по запросу.



3032.100

Пистолет Абдергальдена

- Включает сушильную колбу (100 мл) и колбу для кипячения (250 мл).


Кат. №	Упаковка
3032.100.01	1






3033.100

**Устройство для определения
алкоксильных и алкиламиногрупп
(Micro Zeisel)**




Кат. №	Упаковка
3033.100.01	1




3034.100

**Устройство для определения
микроацетильных групп
(Висенбергера)**



Кат. №	Упаковка
3034.100.01	1




3035.100

Установка для перегонки ртути


- Включает в себя дистилляционную колбу.
- Включает трубку для выпуска воздуха с регулируемым запорным краном, переходник для вакуумного ресивера и приемную бутылку.
- В комплекте с холодильником Либиха (200 мм).
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3035.100.01	500	1



Запасные части предоставляются по запросу.




3036.100

Аппарат Каветта для анализа крови

- Включает в себя коническую колбу со шлифом 24/29.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3036.100.01	100	1

Запасные части предоставляются по запросу.





3037.100

Анализатор крови Козеллка и Хайна

- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Упаковка
3037.100.01	1




3038.100

Устройство для определения содержания карбирила

- Согласно спецификации IS.

Кат. №	Упаковка
3038.100.01	1






3039.100

Установка для анализа диоксида серы




- Согласно USP.

Кат. №	Упаковка
3039.100.01	1




3040.100

Устройство для определения метокси-групп



- Согласно USP.

Кат. №	Упаковка
3040.100.01	1





3041.100

Лабораторные наборы, пять предметов

- Полный набор, состоящий из пяти предметов стеклянной посуды 28BU/M.
- Колба грушевидной формы (50 мл), холодильник Либиха (300 мм), шлем для перегонного куба, изогнутый приемник и удлиненный приемный переходник.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Упаковка
3041.100.01	1






3042.100

Лабораторные наборы, девять предметов

- Полный набор, состоящий из девяти предметов стеклянной посуды 27BU/M.
- Колба грушевидной формы (50 мл), холодильник Либиха, шлем для перегонного куба, переходник с завинчивающейся крышкой, приемный переходник, трубка для подачи воздуха/пара, капельная воронка (50 мл) R/F STPK, пробка и термометр.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Упаковка
3042.100.01	1




3043.100

Лабораторные наборы, шестнадцать предметов

- Полный набор, состоящий из шестнадцати предметов стеклянной посуды 34BU/M.
- Грушевидная колба или капельная воронка (50 мл), холодильник Либиха, Шлем для перегонного куба, ресивер, трубка для подачи воздуха/пара, редукционный переходник, многоходовой адаптер, коническая колба (250 мл), круглодонная колба (50 мл, 100 мл и 250 мл), три пробки, карманы для термометров, приемный переходник и термометр.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Упаковка
3043.100.01	1



3044.100

Дистилляционный аппарат Дина и Старка (для определения влажности) с запорным краном

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Емкость приемника (мл)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3044.100.01	5	500	1
3044.100.02	10	1000	1
3044.100.03	25	1000	1




3044.101

Дистилляционный аппарат Дина и Старка (для анализа влажности), с запорным краном, с сертификатом партии

- С сертификатом партии.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Емкость приемника (мл)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3044.101.01	5	500	1
3044.101.02	10	1000	1
3044.101.03	25	1000	1




3045.100

Дистилляционный аппарат Дина и Старка (для определения влажности), без запорного крана

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Емкость приемника (мл)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3045.100.01	5	500	1
3045.100.02	10	1000	1
3045.100.03	25	1000	1




3045.101


Дистилляционный аппарат Дина и Старка (для анализа влажности), без запорного крана, с сертификатом партии

- С сертификатом партии.
- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- В комплект входят стандартные соединения.



Кат. №	Емкость приемника (мл)	Объем колбы (мл)	Упаковка
3045.101.01	5	500	1
3045.101.02	10	1000	1
3045.101.03	25	1000	1






3046.100

Прибор для определения содержания эфирных масел Кливенгера, боросиликатное стекло 3.3

- Вертикальная трубка, совмещенная с холодильником и измерительной трубкой с запорным краном.
- Обратная трубка для водной части дистиллята соединяет нижнюю часть измерительной трубки и вертикальную трубку.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3046.100.01	1000	2
3046.100.02	2000	2
3046.100.03	3 000	1
3046.100.04	5000	1
3046.100.05	10 000	1
3046.100.06	20 000	1




3047.100

Устройство для определения содержания эфирных масел (Аппарат Кливенгера), для масел тяжелее воды

- Идеально подходит для определения содержания летучих масел, которые тяжелее воды.
- Поставляется с ресивером объемом 5 мл с запорным краном, маслоотделительной трубкой, холодильником и колбой объемом 1000 мл.
- В комплект входят стандартные соединения.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3047.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу.



3048.100

Устройство для определения содержания эфирных масел (Аппарат Кливенгера), для масла легче воды

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла с низким коэффициентом расширения 3,3.
- Для масел, которые легче воды.
- Круглодонная колба (1000 мл) с шарнирным соединением (24/29).
- Холодильник Либиха (300 мм) Шарнирное соединение (24/29).

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3048.100.01	1000	1

Запасные части предоставляются по запросу



Аквадистилляторы с нагревателями в кожухе из оксида кремния

Аквадистилляторы тщательно спроектированы для производства дистиллированной воды высокой чистоты, не содержащей пирогенов. Аквадистиллятор из боросиликатного стекла состоит из бойлера горизонтального типа, холодильника, устройства для поддержания уровня, нагревателя с кожухом из кремния (кварца), а также подставок и зажимов.

Все детали можно заменить.

- Компактная конструкция.
- Боросиликатный конденсатор и бойлер оснащены съемным нагревателем в кремниевой облицовке и резьбовыми коннекторами для облегчения очистки при образовании накипи.
- Температура дистиллята от 25°C до 45°C поддерживается за счет эффективного конденсатора.
- Подставка с порошковым покрытием обеспечивает отсутствие ржавчины и блестящий внешний вид.
- Автоматически отключается, когда уровень воды в бойлере опускается ниже уровня нагревателя, чтобы предотвратить повреждение стеклянных деталей.
- Экономит энергию за счет обратной циркуляции охлаждающей воды из холодильника в камеру кипения.
- Бойлер оснащен сменным боковым сливным отверстием для легкого слива воды и очистки варочной камеры, что снижает вероятность поломки.
- Для предотвращения повреждения в результате перепадов напряжения или короткого замыкания предусмотрен предохранитель.
- Электрическая мощность: 220/240 В, однофазное питание 50/60 Гц.
- Уникальная особенность: данная модель оснащена встроенным предохранительным устройством, которое защищает стекло в случае перебоев в подаче воды и перегрева.

3049.100

Одноступенчатый аквадистиллятор с нагревателем в кремниевом кожухе


- Проводимость: от 1 до 2,0 мкСм/см.
- pH: от 5,5 до 6,0.

Кат. №	Производительность (л/час)	Расход охлаждающей воды (л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3049.100.01	1,5	40	1,5
3049.100.02	2,5	60	1,7
3049.100.03	4,0	120	3,0

3050.100

Запасные части для аквадистилляторов

Кат. №	Производительность (л/час)	Описание
3050.100.01	1,5	Варочная камера с выравнивателем
3050.100.02	2,5	Варочная камера с выравнивателем
3050.100.03	4,0	Варочная камера с выравнивателем
3050.100.04	1,5	Змеевиковый холодильник
3050.100.05	2,5	Змеевиковый холодильник
3050.100.06	4,0	Змеевиковый холодильник
3050.100.07	1,5	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)
3050.100.08	2,5	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)
3050.100.09	4,0	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)





3051.100

Двухступенчатый аквадистиллятор с нагревателем в кремниевом кожухе

- Проводимость: от 0,8 до 1 мкСм/см.
- pH: от 6,0 до 7,0.

Кат. №	Производительность (л/час)	Расход охлаждающей воды (л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3051.100.01	1,5	80	3,0
3051.100.02	2,5	120	3,4
3051.100.03	4,0	150	6,0

Также доступны модели производительностью до 10 литров в час.

3052.100

Запасные части для двухступенчатых аквадистилляторов

Кат. №	Производительность (л/час)	Описание
3052.100.01	1,5	Варочная камера с выравнивателем
3052.100.02	2,5	Варочная камера с выравнивателем
3052.100.03	4,0	Варочная камера с выравнивателем
3052.100.04	1,5	Змеевиковый холодильник
3052.100.05	2,5	Змеевиковый холодильник
3052.100.06	4,0	Змеевиковый холодильник
3052.100.07	1,5	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)
3052.100.08	2,5	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)
3052.100.09	4,0	Нагреватель в кожухе из кремния (кварца)



3053.100

Автоматическое оборудование для дистилляции воды (корпусная модель)

Компактный и удобный в использовании

- Полностью автоматическое оборудование для дистилляции воды, предназначенное для лучшего и точного управления дистилляционной установкой, используемой в исследовательских лабораториях, больницах и т.д.
- Усовершенствованная электронная схема на базе микропроцессора.
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей для отображения оперативных сообщений.
- Система оповещения, предупреждающая пользователя о необходимости обратить на нее внимание при необходимости.

Дистилляционная установка имеет следующие особенности:

- Сменный силикатный кожух (кварц) Нагреватель: горизонтальный кварцевый кожух оснащен съемным нагревателем из оксида кремния и резьбовыми коннекторами для облегчения очистки при образовании накипи.
- Экономит энергию за счет обратной циркуляции охлаждающей воды из холодильника в камеру кипения.
- Бойлер оснащен сменным боковым сливным отверстием для легкого слива воды и очистки варочной камеры, что снижает вероятность поломки.
- Передняя крышка легко снимается, что обеспечивает легкий доступ к стеклянным деталям.
- Электрическая мощность: 220/240 В, 50/60 Гц, однофазное питание.

Дополнительные функции:

- Запорный клапан: экономит расход охлаждающей воды в случае отключения питания.
- Датчик потока: отключает оборудование в случае неполадок с подачей охлаждающей воды.
- Датчик температуры: автоматическое отключение, когда уровень воды в бойлере опускается ниже уровня нагревателя, чтобы предотвратить повреждение стеклянных деталей.
- Датчик уровня воды в резервуаре: позволяет оборудованию экономить энергию за счет автоматического включения/выключения устройства в зависимости от уровня воды в резервуаре.
- За дополнительную плату можно приобрести резервуар емкостью 5, 10 или 20 литров, изготовленный из боросиликатного стекла или полипропилена.




Качество дистиллята:

Произв. мощность	pH	Проводимость (МкСм/см)	Расход охлаждающей воды (л/мин)	Номинальная мощность (кВт)
2,0	от 5,5 до 6,0	<3,0	1,5	1,5
4,0	от 5,5 до 6,0	<3,0	2,5	3,0

Качество выпускаемой воды будет зависеть от качества подаваемой воды в бойлер. Для получения воды высокой чистоты и с низкой электропроводностью мы рекомендуем кварцевые дистилляторы воды. Все параметры указаны при стандартных условиях испытания.

Кат. №	Производительность (л/час)	Степень
3053.100.01	2	Одноступенчатый
3053.100.02	4	Одноступенчатый
3053.100.03	2	Двухступенчатый
3053.100.04	4	Двухступенчатый



3054.100

Аквадистиллятор с электрическим подогревом

- Полностью стеклянная дистилляционная установка, дизайн N.P.L.
- Нагреватель, встроенный в спиральную стеклянную трубку.
- В комплекте с тяжелым основанием C.I., стержнем S.S., зажимами, досками и т.д.

Кат. №	Объем колбы (л.)	Степень дистилляции	Тип выключателя
3054.100.01	3	Одинарный	NA
3054.100.02	3	Одинарный	Автомат. с термодатчиком
3054.100.03	5	Одинарный	NA
3054.100.04	5	Одинарный	Автомат. с термодатчиком
3054.100.05	10	Одинарный	NA
3054.100.06	10	Одинарный	Автомат. с термодатчиком
3054.100.07	3	Двойной	NA
3054.100.08	3	Двойной	Автомат. с термодатчиком
3054.100.09	5	Двойной	NA
3054.100.10	5	Двойной	Автомат. с термодатчиком
3054.100.11	10	Двойной	NA
3054.100.12	10	Двойной	Автомат. с термодатчиком
3054.100.13	3	Трехступенчатый	NA
3054.100.14	3	Трехступенчатый	Автомат. с термодатчиком
3054.100.15	5	Трехступенчатый	NA
3054.100.16	5	Трехступенчатый	Автомат. с термодатчиком
3054.100.17	10	Трехступенчатый	NA
3054.100.18	10	Трехступенчатый	Автомат. с термодатчиком

3055.100

Запасные части для автоматического аквадистиллятора с электрическим подогревом

Кат. №	Упаковка
3055.100.01	3 л. Колба с нагревателем
3055.100.02	5 л. Колба с нагревателем
3055.100.03	10 л. Колба с нагревателем
3055.100.04	Конденсатор на 3 литра. Дистилляция с конусом 40/38
3055.100.05	Конденсатор на 5 литров. Дистилляция с конусом 40/38
3055.100.06	Конденсатор на 10 литров. Дистилляция с конусом 50/42
3055.100.07	Автоматическое отключение термодатчика для установок однократной дистилляции
3055.100.08	Автоматическое отключение термодатчика для установок двойной дистилляции
3055.100.09	Автоматическое отключение термодатчика для установок тройной дистилляции
3055.100.10	Приемная трубка для холодильника
3055.100.11	Устройство для смягчения воды, подходящее для вышеуказанных дистилляторов

**3056.100****Перегонный куб с хромированным нагревателем**

- Состоит из горизонтального бойлера из боросиликатного стекла, оснащенного погружным нагревателем с хромированным покрытием мощностью 3 кВт и высокоэффективным змеевиковым холодильником с выводом для получения одного дистиллята.
- Перегонный куб установлен на подставке из листового металла, покрытой эпоксидной смолой, которая подходит для установки как на стол, так и на стену.
- Питание от однофазного источника с напряжением 220/240 В и частотой 50/60 Гц.
- Производительность: 4 литра в час, припл. рН: от 5 до 6,5, не содержит пирогенов.

Кат. №	Упаковка
3056.100.01	1

Примечание: рН, электропроводность и чувствительность зависят от температуры и наличия поглощенного углекислого газа. Средой испытаний является дистиллированная вода, не содержащая углекислого газа, при температуре 20°C. Для получения воды без пирогенов необходимо соблюдать осторожность и анализировать дистиллят перед использованием. Для получения наилучших результатов и увеличения срока годности рекомендуется предварительно подготовить воду для дистилляции (использовать смягчитель).

3057.100**Запасные части для перегонных кубов с хромированным нагревателем**

Кат. №	Описание
3057.100.01	Бойлер для перегонных кубов
3057.100.02	Холодильник для перегонных кубов
3057.100.03	Нагреватель мощностью 3 кВт, оснащенный термостатом





3058.100

Одноступенчатая установка для дистилляции вод

- Состоит из бойлера, изготовленного из кварца высокой чистоты, со встроенным нагревателем и нижним сливным отводом для легкой очистки от отложений, спирального конденсатора, установленного на бойлере с приемным переходником, и блоком контроля безопасности (за доп. плату) для защиты стеклянных деталей в случае отключения воды или перегрева.
- Проводимость: <3 мкСм/см с боросиликатным конденсатором
<2 мкСм/см с кварцевым конденсатором.
- Качество дистиллированной воды: Не содержит пирогенов.
- Температура дистиллята: от 50°C до 60°C.
- Дистиллят не содержит пирогенов и тяжелых металлов.
- Время включения составляет менее минуты, что позволяет мгновенно получать дистиллированную воду.
- Низкие затраты на техническое обслуживание.

Кат. №	Производительность (л/час)	Расход охлаждающей воды (л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3058.100.01	2,5	35	2,0
3058.100.02	5,0	65	4,4
3058.100.03	10,0	120	9,0

3059.100

Установка для одноступенчатой дистилляции с кварцевым конденсатором

Кат. №	Производительность (л/час)	Расход охлаждающей воды (л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3059.100.01	2,5	35	2,0
3059.100.02	5,0	65	4,4

3060.100

Запасные части для одноступенчатой дистилляционной установки

Кат. №	Производительность (л/час)	Описание
3060.100.01	2,5	Кварцевый бойлер
3060.100.02	5,0	Кварцевый бойлер
3060.100.03	2,5	Боросиликатный конденсатор
3060.100.04	5,0	Боросиликатный конденсатор
3060.100.05	2,5	Кварцевый конденсатор
3060.100.06	5,0	Кварцевый конденсатор

3061.100

Предохранительное отключающее устройство

- Устройство отключает дистилляционную установку в случае отключения воды или перегрева.

Кат. №	Производительность (л/час)	Описание
3061.100.01	2,5	Предохранительное отключение с помощью тепловых датчиков
3061.100.02	5,0	Предохранительное отключение с помощью тепловых датчиков
3061.100.03	10,0	Предохранительное отключение с помощью тепловых датчиков

Примечание: Предохранительное устройство для Кат. № 3058.100 и 3059.100.



3062.100

Все двухступенчатые дистилляторы - кварцевые

- Все кварцевые аппараты двухступенчатой дистилляции оборудованы съемными верхним и нижним бойлерами.
- Специально разработаны для удобства обслуживания оборудования.
- Нижний бойлер оснащен встроенным нагревателем, заключенным в кварцевый бойлер с чашей сверху.
- Верхний бойлер оснащен встроенным кварцевым змеевиком и конденсационным блоком, который крепится к котлу с помощью шарового шарнира.
- Холодильник с двойными стенками обеспечивает раздельную конденсацию паров, поступающих из двух бойлеров, используя единый контур охлаждения.
- Устройство установлено на специально разработанной подставке с порошковым покрытием и также снабжено блоком контроля безопасности.
- Новый двойной предохранительный клапан был разработан для более точного управления дистилляционной установкой. Он был оснащен передовыми электронными схемами на базе микропроцессоров.
- Это устройство оснащено новейшей электронной технологией, внедренной нашей компанией, которая обеспечивает простое взаимодействие пользователя с установкой.
- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей отображает срочные сообщения.
- Система оповещения для привлечения внимания пользователя в случае необходимости.



Качество двуступенчатого дистиллята:

Параметры	Значения
Удельная электропроводность	0,1-0,5МкСм/см
Биологическая активность (качество дистиллята)	Не содержит пирогенов
Органическое вещество	Нуль
Общее количество твердых частиц	0,1мг/л.
оксид кремния	<0,01мг/л.

Все параметры соответствуют стандартным условиям тестирования.

Пожалуйста, проверьте дистиллированную воду перед использованием.

Мы рекомендуем использовать кварцевый резервуар для хранения воды высокой чистоты. Рекомендуется использовать установку для смягчения воды для всех типов дистилляторов воды, чтобы получить желаемую производительность, дистиллят хорошего качества и длительный срок службы.

Кат. №	Производительность (л/час)	Расход охлаждающей воды (л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3062.100.01	1,5	50	3,0
3062.100.02	2,5	70	5,0
3062.100.03	4,0	120	8,0
3062.100.04	5,0	150	9,0

Примечание: для аппаратов 3062.100.03 и 3062.100.04 требуется трехфазный источник питания.



3063.100

Установка для горизонтальной одноступенчатой дистилляции с горизонтальным кварцевым бойлером

- Со съемным кремниевым кожухом (кварц) Нагреватель и змеевиковый холодильник идут в комплекте с подставкой, зажимом и т.д.
- Электропроводность дистиллированной воды: от 1 до 1,5 МкСм/см, с боросиликатным конденсатором 0,5-0,8 МкСм/см, с кварцевым конденсатором.
- pH: от 6 до 7.
- Для удобства очистки при образовании накипи предусмотрены резьбовые конекторы.
- Все детали можно заменить.
- С автоматическим аварийным датчиком отключения.

Кат. №	Тип бойлера	Тип конденсатора	Производительность (прибл. л/час)	Номинальная мощность (кВт)
3063.100.01	Кварц	Боросиликат	2	1,7
3063.100.02	Кварц	Кварц	2	1,7
3063.100.03	Кварц	Боросиликат	5	3,5
3063.100.04	Кварц	Кварц	5	3,5

3064.100


Установки для умягчения воды


- Умягчают жесткую воду и обеспечивает хорошее качество воды для лабораторных нужд.
- Помогают удалить все ионы кальция и магния из жесткой воды, а полученная таким образом мягкая вода имеет жесткость менее 5 ppm карбоната кальция.
- Специально разработаны для удобства обслуживания и регенерации ионообменной смолы раствором хлорида натрия.
- Использование жесткой воды в бойлерах приводит к образованию остаточных отложений, которые трудно поддаются очистке. Поэтому рекомендуется использовать мягкую воду, что увеличивает срок службы стеклянных/кварцевых бойлеров и улучшает качество дистиллята.

Кат. №	Упаковка
3064.100.01	1



ЭКСТРАКТОРЫ





3400.100

Экстрактор Сокслета

- Соответствие стандарту IS 10640.
- В комплекте с холодильником и колбами.
- Холодильник Аллина
- Соединение: винтовая резьба.

Кат. №	Объем экстрактора (мл)	Размер шлифа	Размер конуса	Объем колбы (мл)	Упаковка
3400.100.01	20	24/29	19/26	50	1
3400.100.02	40	29/32	24/29	100	1
3400.100.03	60	34/35	24/29	150	1
3400.100.04	100	34/35	24/29	250	1
3400.100.05	100	40/38	24/29	250	1
3400.100.06	200	50/42	24/29	500	1
3400.100.07	400	50/42	24/29	1000	1
3400.100.08	600	50/42	24/29	2000	1
3400.100.09	1000	55/44	34/35	3 000	1
3400.100.10	2000	55/44	34/35	5000	1
3400.100.11	3 000	55/44	34/35	10 000	1



3401.100

Экстрактор для аппарата Сокслета

- Соответствие стандарту IS 10640.
- Используется для экстракционного аппарата.

Кат. №	Объем (мл)	Конус Керна	Конус муфты	Упаковка
3401.100.01	20	24/29	19/26	1
3401.100.02	40	29/32	24/29	1
3401.100.03	60	34/35	24/29	1
3401.100.04	100	34/35	24/29	1
3401.100.05	100	40/38	24/29	1
3401.100.06	200	50/42	24/29	1
3401.100.07	400	50/42	24/29	1
3401.100.08	600	50/42	24/29	1
3401.100.09	1000	55/44	34/35	1
3401.100.10	2000	55/44	34/35	1
3401.100.11	3 000	55/44	34/35	1



2006.100

Холодильника Аллина для аппаратов Сокслета

- Изготовлены из боросиликатного стекла 5.1.
- К данному холодильнику прилагается пластиковый коннектор с винтовой резьбой.

Кат. №	Конус муфты	Расчетная длина конуса (мм)	Объем экстрактора (мл)	Упаковка
2006.100.01	34/35	300	100	1
2006.100.02	45/40	400	250	1
2006.100.03	50/42	400	500	1
2006.100.04	55/44	400	1000	1



3402.100

Стеклянный мерный совок

- Мерные совки имеют полую ручку с отверстием.
- Идеально подходят для взвешивания небольших количеств красителей и порошков.


Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3402.100.01	1	10
3402.100.02	2	10
3402.100.03	3	10
3402.100.04	6	10
3402.100.05	10	10



[illegible]

МЕРНЫЕ КОЛБЫ





Мерные колбы **OMSONS** устойчивы к температурам, механическим и химическим воздействиям. Они соответствуют требованиям современных лабораторий и прекрасно подходят для лабораторных установок.

Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения



Компания **OMSONS** понимает, что разные задачи требуют разных решений. Именно поэтому, мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент колб оптимального качества, которые соответствуют их индивидуальным требованиям.

Калибровка

- Каждая мерная колба калибруется полностью автоматическим калибратором, тем самым исключая возможность человеческой ошибки. Таким образом колбы показывают максимально точный объем.
- Каждая мерная колба индивидуально калибруется и маркируется уникальным индивидуальным номером (UID), а также поставляется с индивидуальным сертификатом.

Печать

- Отметки на всех мерных колбах наносятся нестираемой белой или синей краской.
- На янтарные мерные колбы наносится белая керамическая эмаль.
- Печать производится посредством высокотехнологичных станков, мы используем высококачественные органические эмали и краски для лучшего качества нанесения и долгой службы



3600.100

Мерные колбы, прозрачные, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.100.01	1	10/19	0,025	2
3600.100.02	2	10/19	0,025	2
3600.100.03	5	10/19	0,025	1
3600.100.04	10	10/19	0,025	1
3600.100.05	20	10/19	0,040	1
3600.100.06	25	10/19	0,040	1
3600.100.07	50	12/21	0,060	1
3600.100.08	100	14/23	0,100	1
3600.100.09	150	14/23	0,100	1
3600.100.10	200	14/23	0,150	1
3600.100.11	250	14/23	0,150	1
3600.100.12	500	19/26	0,250	1
3600.100.13	1000	24/29	0,400	1
3600.100.14	2000	29/32	0,600	1
3600.100.15	5000	34/35	1.200	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.



3600.101

Объемные колбы, прозрачные, с цветовым кодом, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.101.01	1	10/19	0,025	2
3600.101.02	2	10/19	0,025	2
3600.101.03	5	10/19	0,025	1
3600.101.04	10	10/19	0,025	1
3600.101.05	20	10/19	0,040	1
3600.101.06	25	10/19	0,040	1
3600.101.07	50	12/21	0,060	1
3600.101.08	100	14/23	0,100	1
3600.101.09	150	14/23	0,100	1
3600.101.10	200	14/23	0,150	1
3600.101.11	250	14/23	0,150	1
3600.101.12	500	19/26	0,250	1
3600.101.13	1000	24/29	0,400	1
3600.101.14	2000	29/32	0,600	1
3600.101.15	5000	34/35	1.200	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.

Цветовая
маркировка





3600.102

Мерные колбы, прозрачные, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.102.01	1	10/19	0,025	2
3600.102.02	2	10/19	0,025	2
3600.102.03	5	10/19	0,025	2
3600.102.04	10	10/19	0,025	2
3600.102.05	20	10/19	0,040	2
3600.102.06	25	10/19	0,040	2
3600.102.07	50	12/21	0,060	2
3600.102.08	100	14/23	0,100	2
3600.102.09	150	14/23	0,100	2
3600.102.10	200	14/23	0,150	2
3600.102.11	250	14/23	0,150	2
3600.102.12	500	19/26	0,250	2
3600.102.13	1000	24/29	0,400	2
3600.102.14	2000	29/32	0,600	1
3600.102.15	5000	34/35	1.200	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3600.103

Мерные колбы, прозрачные, Класс "В"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Точность соответствует классу "В".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.103.01	1	10/19	0,05	2
3600.103.02	2	10/19	0,05	2
3600.103.03	5	10/19	0,05	2
3600.103.04	10	10/19	0,05	2
3600.103.05	20	10/19	0,08	2
3600.103.06	25	10/19	0,08	2
3600.103.07	50	12/21	0,12	2
3600.103.08	100	14/23	0,20	2
3600.103.09	150	14/23	0,20	2
3600.103.10	200	14/23	0,30	2
3600.103.11	250	14/23	0,30	2
3600.103.12	500	19/26	0,50	2
3600.103.13	1000	24/29	0,80	2
3600.103.14	2000	29/32	1,20	1
3600.103.15	5000	34/35	2.50	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3600.104

Объемные колбы янтарного цвета с пробкой с плоской головкой, ASTM, класс "A"



- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3600.104.01	5	0,02	9	2
3600.104.02	5	0,08	13	2
3600.104.03	10	0,02	9	1
3600.104.04	10	0,08	13	1
3600.104.05	20	0,03	9	1
3600.104.06	20	0,08	13	1
3600.104.07	25	0,03	9	1
3600.104.08	25	0,08	13	1
3600.104.09	50	0,05	9	1
3600.104.10	50	0,08	13	1
3600.104.11	100	0,08	13	1
3600.104.12	100	0,10	16	1
3600.104.13	200	0,10	16	1
3600.104.14	200	0,20	19	1
3600.104.15	250	0,12	16	1
3600.104.16	250	0,20	19	1
3600.104.17	500	0,20	19	1
3600.104.18	1000	0,30	22	1
3600.104.19	2000	0,50	27	1
3600.104.20	4000	1,20	38	1
3600.104.21	6000	1,50	38	1



Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3600.105

Мерные колбы, прозрачные, с пробкой из ПТФЭ, ASTM, класс "A"

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- С пробкой из ПТФЭ.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3600.105.01	5	0,02	9	2
3600.105.02	5	0,08	13	2
3600.105.03	10	0,02	9	1
3600.105.04	10	0,08	13	1
3600.105.05	20	0,03	9	1
3600.105.06	20	0,08	13	1
3600.105.07	25	0,03	9	1
3600.105.08	25	0,08	13	1
3600.105.09	50	0,05	9	1
3600.105.10	50	0,08	13	1
3600.105.11	100	0,08	13	1
3600.105.12	100	0,10	16	1
3600.105.13	200	0,10	16	1
3600.105.14	200	0,20	19	1
3600.105.15	250	0,12	16	1
3600.105.16	250	0,20	19	1
3600.105.17	500	0,20	19	1
3600.105.18	1000	0,30	22	1
3600.105.19	2000	0,50	27	1
3600.105.20	4000	1,20	38	1
3600.105.21	6000	1.50	38	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3600.106

Мерные колбы, прозрачные, с пробкой из ПТФЭ, ASTM, класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- С пробкой из ПТФЭ.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3600.106.01	5	0,02	9	2
3600.106.02	5	0,08	13	2
3600.106.03	10	0,02	9	1
3600.106.04	10	0,08	13	1
3600.106.05	20	0,03	9	1
3600.106.06	20	0,08	13	1
3600.106.07	25	0,03	9	1
3600.106.08	25	0,08	13	1
3600.106.09	50	0,05	9	1
3600.106.10	50	0,08	13	1
3600.106.11	100	0,08	13	1
3600.106.12	100	0,10	16	1
3600.106.13	200	0,10	16	1
3600.106.14	200	0,20	19	1
3600.106.15	250	0,12	16	1
3600.106.16	250	0,20	19	1
3600.106.17	500	0,20	19	1
3600.106.18	1000	0,30	22	1
3600.106.19	2000	0,50	27	1
3600.106.20	4000	1,20	38	1
3600.106.21	6000	1.50	38	1



Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



МЕРНЫЕ КОЛБЫ

OMSONS
GERMANY



3600.107

Мерные колбы, прозрачные, USP, класс "A"

- Соответствие стандарту USP (Фармакопея США).
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.107.01	5	10/19	0,02	1
3600.107.02	10	10/19	0,02	1
3600.107.03	20	10/19	0,03	1
3600.107.04	25	10/19	0,03	1
3600.107.05	50	12/21	0,05	1
3600.107.06	100	14/23	0,08	1
3600.107.07	200	14/23	0,10	1
3600.107.08	250	14/23	0,12	1
3600.107.09	500	19/26	0,15	1
3600.107.10	1000	24/29	0,30	1
3600.107.11	2000	29/32	0.50	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3600.108

Мерные колбы, прозрачные, USP, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту USP (Фармакопея США).
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3600.108.01	5	10/19	0,02	1
3600.108.02	10	10/19	0,02	1
3600.108.03	20	10/19	0,03	1
3600.108.04	25	10/19	0,03	1
3600.108.05	50	12/21	0,05	1
3600.108.06	100	14/23	0,08	1
3600.108.07	200	14/23	0,10	1
3600.108.08	250	14/23	0,12	1
3600.108.09	500	19/26	0,15	1
3600.108.10	1000	24/29	0,30	1
3600.108.11	2000	29/32	0.50	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3601.100

Мерные колбы с широким горлышком, прозрачные, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3601.100.01	10	14/23	0,04	1
3601.100.02	20	14/23	0,06	1
3601.100.03	25	14/23	0,06	1
3601.100.04	50	14/23	0,10	1
3601.100.05	100	19/26	0,10	1
3601.100.06	200	19/26	0,15	1
3601.100.07	250	19/26	0,15	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.



3601.101

Мерные колбы с широким горлышком, прозрачные, с цветовой маркировкой Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3601.101.01	10	14/23	0,04	1
3601.101.02	20	14/23	0,06	1
3601.101.03	25	14/23	0,06	1
3601.101.04	50	14/23	0,10	1
3601.101.05	100	19/26	0,10	1
3601.101.06	200	19/26	0,15	1
3601.101.07	250	19/26	0,15	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.

Цветовая маркировка





3601.102

Мерные колбы с широким горлышком, прозрачные, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3601.102.01	10	14/23	0,04	1
3601.102.02	20	14/23	0,06	1
3601.102.03	25	14/23	0,06	1
3601.102.04	50	14/23	0,10	1
3601.102.05	100	19/26	0,10	1
3601.102.06	200	19/26	0,15	1
3601.102.07	250	19/26	0,15	1

Синее кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.100

Мерные колбы янтарного цвета, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.100.01	1	10/19	0,025	2
3602.100.02	2	10/19	0,025	2
3602.100.03	5	10/19	0,025	1
3602.100.04	10	10/19	0,025	1
3602.100.05	20	10/19	0,040	1
3602.100.06	25	10/19	0,040	1
3602.100.07	50	12/21	0,060	1
3602.100.08	100	14/23	0,100	1
3602.100.09	150	14/23	0,100	1
3602.100.10	200	14/23	0,150	1
3602.100.11	250	14/23	0,150	1
3602.100.12	500	19/26	0,250	1
3602.100.13	1000	24/29	0,400	1
3602.100.14	2000	29/32	0,600	1
3602.100.15	5000	34/35	1.200	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.




3602.101

Мерные колбы янтарного цвета, с цветовой маркировкой Класс "A"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.101.01	1	10/19	0,025	2
3602.101.02	2	10/19	0,025	2
3602.101.03	5	10/19	0,025	1
3602.101.04	10	10/19	0,025	1
3602.101.05	20	10/19	0,040	1
3602.101.06	25	10/19	0,040	1
3602.101.07	50	12/21	0,060	1
3602.101.08	100	14/23	0,100	1
3602.101.09	150	14/23	0,100	1
3602.101.10	200	14/23	0,150	1
3602.101.11	250	14/23	0,150	1
3602.101.12	500	19/26	0,250	1
3602.101.13	1000	24/29	0,400	1
3602.101.14	2000	29/32	0,600	1
3602.101.15	5000	34/35	1.200	1



Белое кольцо по запросу.
Также доступны с QR-кодом.

3602.102

Мерные колбы янтарного цвета, Класс "A" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.102.01	1	10/19	0,025	2
3602.102.02	2	10/19	0,025	2
3602.102.03	5	10/19	0,025	1
3602.102.04	10	10/19	0,025	1
3602.102.05	20	10/19	0,040	1
3602.102.06	25	10/19	0,040	1
3602.102.07	50	12/21	0,060	1
3602.102.08	100	14/23	0,100	1
3602.102.09	150	14/23	0,100	1
3602.102.10	200	14/23	0,150	1
3602.102.11	250	14/23	0,150	1
3602.102.12	500	19/26	0,250	1
3602.102.13	1000	24/29	0,400	1
3602.102.14	2000	29/32	0,600	1
3602.102.15	5000	34/35	1.200	1



Белое кольцо по запросу.
Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.103

Мерные колбы янтарного цвета, Класс "B"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Точность соответствует классу "B".
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.103.01	1	10/19	0,05	2
3602.103.02	2	10/19	0,05	2
3602.103.03	5	10/19	0,05	2
3602.103.04	10	10/19	0,05	2
3602.103.05	20	10/19	0,08	2
3602.103.06	25	10/19	0,08	2
3602.103.07	50	12/21	0,12	2
3602.103.08	100	14/23	0,20	2
3602.103.09	200	14/23	0,30	2
3602.103.10	250	14/23	0,30	2
3602.103.11	500	19/26	0,50	2
3602.103.12	1000	24/29	0,80	2
3602.103.13	2000	29/32	1,20	1
3602.103.14	5000	34/35	2.50	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.





3602.104

Объемные колбы янтарного цвета с пробкой с плоской головкой, ASTM, класс "A"

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3602.104.01	5	0,02	9	2
3602.104.02	5	0,08	13	2
3602.104.03	10	0,02	9	1
3602.104.04	10	0,08	13	1
3602.104.05	20	0,03	9	1
3602.104.06	20	0,08	13	1
3602.104.07	25	0,03	9	1
3602.104.08	25	0,08	13	1
3602.104.09	50	0,05	9	1
3602.104.10	50	0,08	13	1
3602.104.11	100	0,08	13	1
3602.104.12	100	0,10	16	1
3602.104.13	200	0,10	16	1
3602.104.14	200	0,20	19	1
3602.104.15	250	0,12	16	1
3602.104.16	250	0,20	19	1
3602.104.17	500	0,20	19	1
3602.104.18	1000	0,30	22	1
3602.104.19	2000	0,50	27	1
3602.104.20	4000	1,20	38	1
3602.104.21	6000	1.50	38	1



Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.105

Объемные колбы янтарного цвета с пробкой с плоской головкой, ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3602.105.01	5	0,02	9	2
3602.105.02	5	0,08	13	2
3602.105.03	10	0,02	9	1
3602.105.04	10	0,08	13	1
3602.105.05	20	0,03	9	1
3602.105.06	20	0,08	13	1
3602.105.07	25	0,03	9	1
3602.105.08	25	0,08	13	1
3602.105.09	50	0,05	9	1
3602.105.10	50	0,08	13	1
3602.105.11	100	0,08	13	1
3602.105.12	100	0,10	16	1
3602.105.13	200	0,10	16	1
3602.105.14	200	0,20	19	1
3602.105.15	250	0,12	16	1
3602.105.16	250	0,20	19	1
3602.105.17	500	0,20	19	1
3602.105.18	1000	0,30	22	1
3602.105.19	2000	0,50	27	1
3602.105.20	4000	1,20	38	1
3602.105.21	6000	1.50	38	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.106

Мерные колбы янтарного цвета с пробкой из ПТФЭ, ASTM, класс "A"

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3602.106.01	5	0,02	9	2
3602.106.02	5	0,08	13	2
3602.106.03	10	0,02	9	1
3602.106.04	10	0,08	13	1
3602.106.05	20	0,03	9	1
3602.106.06	20	0,08	13	1
3602.106.07	25	0,03	9	1
3602.106.08	25	0,08	13	1
3602.106.09	50	0,05	9	1
3602.106.10	50	0,08	13	1
3602.106.11	100	0,08	13	1
3602.106.12	100	0,10	16	1
3602.106.13	200	0,10	16	1
3602.106.14	200	0,20	19	1
3602.106.15	250	0,12	16	1
3602.106.16	250	0,20	19	1
3602.106.17	500	0,20	19	1
3602.106.18	1000	0,30	22	1
3602.106.19	2000	0,50	27	1
3602.106.20	4000	1,20	38	1
3602.106.21	6000	1.50	38	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.107

Мерные колбы янтарного цвета с пробкой из ПТФЭ, ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Пробка №	Упаковка
3602.107.01	5	0,02	9	2
3602.107.02	5	0,08	13	2
3602.107.03	10	0,02	9	1
3602.107.04	10	0,08	13	1
3602.107.05	20	0,03	9	1
3602.107.06	20	0,08	13	1
3602.107.07	25	0,03	9	1
3602.107.08	25	0,08	13	1
3602.107.09	50	0,05	9	1
3602.107.10	50	0,08	13	1
3602.107.11	100	0,08	13	1
3602.107.12	100	0,10	16	1
3602.107.13	200	0,10	16	1
3602.107.14	200	0,20	19	1
3602.107.15	250	0,12	16	1
3602.107.16	250	0,20	19	1
3602.107.17	500	0,20	19	1
3602.107.18	1000	0,30	22	1
3602.107.19	2000	0,50	27	1
3602.107.20	4000	1,20	38	1
3602.107.21	6000	1,50	38	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3602.108

Мерные колбы янтарного цвета, USP, класс "A"

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.108.01	5	10/19	0,02	2
3602.108.02	10	10/19	0,02	2
3602.108.03	20	10/19	0,03	1
3602.108.04	25	10/19	0,03	1
3602.108.05	50	12/21	0,05	1
3602.108.06	100	14/23	0,08	1
3602.108.07	200	14/23	0,10	1
3602.108.08	250	14/23	0,12	1
3602.108.09	500	19/26	0,15	1
3602.108.10	1000	24/29	0,30	1
3602.108.11	5000	29/32	0,50	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.

3602.109

Мерные колбы янтарного цвета, USP, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Белая гравировка
- с пробкой с плоской головкой
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3602.109.01	5	10/19	0,02	2
3602.109.02	10	10/19	0,02	2
3602.109.03	20	10/19	0,03	1
3602.109.04	25	10/19	0,03	1
3602.109.05	50	12/21	0,05	1
3602.109.06	100	14/23	0,08	1
3602.109.07	200	14/23	0,10	1
3602.109.08	250	14/23	0,12	1
3602.109.09	500	19/26	0,15	1
3602.109.10	1000	24/29	0,30	1
3602.109.11	5000	29/32	0,50	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3603.100

Мерные колбы с широким горлышком, янтарного цвета, Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3603.100.01	10	14/23	0,04	1
3603.100.02	20	14/23	0,06	1
3603.100.03	25	14/23	0,06	1
3603.100.04	50	14/23	0,10	1
3603.100.05	100	19/26	0,10	1
3603.100.06	200	19/26	0,15	1
3603.100.07	250	19/26	0,15	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.



Цветовая маркировка

3603.101

Мерные колбы с широким горлышком, янтарного цвета, с цветовой маркировкой Класс "А"

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3603.101.01	10	14/23	0,04	1
3603.101.02	20	14/23	0,06	1
3603.101.03	25	14/23	0,06	1
3603.101.04	50	14/23	0,10	1
3603.101.05	100	19/26	0,10	1
3603.101.06	200	19/26	0,15	1
3603.101.07	250	19/26	0,15	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом.





3603.102

Мерные колбы с широким горлышком, янтарного цвета, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту DIN/ISO 1042.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Белая гравировка
- Со стеклянной пробкой.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Погрешность (±мл)	Упаковка
3603.102.01	10	14/23	0,025	1
3603.102.02	20	14/23	0,040	1
3603.102.03	25	14/23	0,040	1
3603.102.04	50	14/23	0,060	1
3603.102.05	100	19/26	0,100	1
3603.102.06	200	19/26	0,150	1
3603.102.07	250	19/26	0,150	1

Белое кольцо по запросу.

Также доступны с QR-кодом и цветовой маркировкой.



3604.100


Мерные колбы с защелкивающейся крышкой, ASTM, класс "А" с сертификатом партии




- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- С защелкивающимся колпачком.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
3604.100.01	50	0,05	2
3604.100.02	100	0,08	2
3604.100.03	200	0,10	1
3604.100.04	250	0,12	1
3604.100.05	500	0,20	1
3604.100.06	1000	0,30	1
3604.100.07	2000	0,50	1





3604.101

Мерные колбы с защелкивающейся крышкой, ASTM, класс "B"

- Соответствуют стандарту ASTM E-288.
- Точность соответствует классу "B".
- Синяя гравировка
- С защелкивающимся колпачком.
- Откалиброваны при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
3604.101.01	50	0,10	2
3604.101.02	100	0,16	2
3604.101.03	200	0,20	1
3604.101.04	250	0,24	1
3604.101.05	500	0,40	1
3604.101.06	1000	0,60	1
3604.101.07	2000	1,00	1



3605.100

Мерные колбы для анализа сахара, Класс "A"

- Соответствие стандарту BS 675:1953.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Синяя гравировка
- Колба с 2 метками, предназначена для анализа растворов сахара.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3605.100.01	Отметки на уровнях 100/110	2
3605.100.02	Отметки на уровнях 200/220	2

Синее кольцо по запросу.


Также доступна с QR-кодом и цветовым кодом.



3605.101

Мерные колбы для анализа сахара, Класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту BS 675:1953.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Синяя гравировка
- Колба с 2 метками, предназначена для анализа растворов сахара.
- Откалиброваны при температуре 20°C.



Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3605.101.01	Отметки на уровнях 100/110	2
3605.101.02	Отметки на уровнях 200/220	2

Синее кольцо по запросу.

Также доступна с QR-кодом и цветовым кодом.



3605.102

Мерные колбы для анализа сахара, Класс "B"



- Соответствие стандарту BS 675:1953.
- Точность соответствует классу "B".
- Синяя гравировка
- Колба с 2 метками, предназначена для анализа растворов сахара.
- Откалиброваны при температуре 20°C.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
3605.102.01	Отметки на уровнях 100/110	2
3605.102.02	Отметки на уровнях 200/220	2


Синее кольцо по запросу.

Также доступна с QR-кодом и цветовым кодом.



3606.100

Колбы Можонье в соответствии со требованиями IS



Кат. №	Упаковка
3606.100.01	1





6063.100

Пробки для волюметрических колб, ПП

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6063.100.01	10/19	10
6063.100.02	12/21	10
6063.100.03	14/23	10
6063.100.04	19/26	10
6063.100.05	24/29	10
6063.100.06	29/32	10
6063.100.07	34/36	10



6073.100

Защитные кольца (накладки) для мерных колб

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6073.100.01	10	10
6073.100.02	25	10
6073.100.03	50	10
6073.100.04	100	10
6073.100.05	250	10
6073.100.06	500	10
6073.100.07	1000	5



**3800.100****Перегонные колбы с круглым дном, одним горлом, 1 шлиф**

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керн	Упаковка
3800.100.01	5	10/19	10
3800.100.02	10	10/19	10
3800.100.03	25	14/23	10
3800.100.04	50	14/23	10
3800.100.05	50	19/26	10
3800.100.06	50	24/29	10
3800.100.07	100	14/23	10
3800.100.08	100	19/26	10
3800.100.09	100	24/29	10
3800.100.10	100	29/32	2
3800.100.11	150	19/26	10
3800.100.12	150	24/29	10
3800.100.13	150	29/32	2
3800.100.14	150	34/35	2
3800.100.15	250	19/26	10
3800.100.16	250	24/29	10
3800.100.17	250	29/32	2
3800.100.18	250	34/35	2
3800.100.19	500	19/26	2
3800.100.20	500	24/29	2
3800.100.21	500	29/32	2
3800.100.22	500	34/35	2
3800.100.23	1000	24/29	2
3800.100.24	1000	29/32	2
3800.100.25	1000	34/35	2
3800.100.26	2000	24/29	2
3800.100.27	2000	29/32	2
3800.100.28	2000	34/35	2
3800.100.29	3 000	24/29	1
3800.100.30	3 000	34/35	1
3800.100.31	3 000	40/38	1
3800.100.32	5000	24/29	1
3800.100.33	5000	34/35	1
3800.100.34	5000	40/38	1
3800.100.35	5000	45/40	1
3800.100.36	5000	50/42	1
3800.100.37	10 000	34/35	1
3800.100.38	10 000	40/38	1
3800.100.39	10 000	45/40	1
3800.100.40	10 000	50/42	1
3800.100.41	10 000	55/44	1
3800.100.42	20 000	40/38	1
3800.100.43	20 000	50/42	1
3800.100.44	20 000	55/44	1




3801.100

Перегонные колбы с плоским дном, одним горлом, 1 шлиф

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.



Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3801.100.01	5	10/19	10
3801.100.02	10	10/19	10
3801.100.03	25	14/23	10
3801.100.04	50	14/23	10
3801.100.05	50	19/26	10
3801.100.06	50	24/29	10
3801.100.07	100	14/23	10
3801.100.08	100	19/26	10
3801.100.09	100	24/29	10
3801.100.10	100	29/32	2
3801.100.11	150	19/26	10
3801.100.12	150	24/29	10
3801.100.13	150	29/32	2
3801.100.14	150	34/35	2
3801.100.15	250	19/26	10
3801.100.16	250	24/29	10
3801.100.17	250	29/32	2
3801.100.18	250	34/35	2
3801.100.19	500	19/26	2
3801.100.20	500	24/29	2
3801.100.21	500	29/32	2
3801.100.22	500	34/35	2
3801.100.23	1000	24/29	2
3801.100.24	1000	29/32	2
3801.100.25	1000	34/35	2
3801.100.26	2000	24/29	2
3801.100.27	2000	29/32	2
3801.100.28	2000	34/35	2
3801.100.29	3 000	24/29	1
3801.100.30	3 000	34/35	1
3801.100.31	3 000	40/38	1
3801.100.32	5000	24/29	1
3801.100.33	5000	34/35	1
3801.100.34	5000	40/38	1
3801.100.35	5000	45/40	1
3801.100.36	5000	50/42	1
3801.100.37	10 000	34/35	1
3801.100.38	10 000	40/38	1
3801.100.39	10 000	45/40	1
3801.100.40	10 000	50/42	1
3801.100.41	10 000	55/44	1
3801.100.42	20 000	40/38	1
3801.100.43	20 000	50/42	1
3801.100.44	20 000	55/44	1

**3802.100****Перегонные колбы с круглым дном, одним горлом, янтарные метки, 1 шлиф**

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3802.100.01	25	14/23	10
3802.100.02	50	19/26	10
3802.100.03	100	19/26	10
3802.100.04	150	24/29	6
3802.100.05	250	24/29	4
3802.100.06	500	24/29	2
3802.100.07	1000	24/29	2
3802.100.08	2000	29/32	2

**3203.100****Перегонные колбы с плоским дном, одним горлом, янтарные метки, 1 шлиф**

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3803.100.01	25	14/23	10
3803.100.02	50	19/26	10
3803.100.03	100	19/26	10
3803.100.04	150	24/29	6
3803.100.05	250	24/29	4
3803.100.06	500	24/29	2
3803.100.07	1000	24/29	2
3803.100.08	2000	29/32	2

**3804.100****Перегонные колбы с круглым дном, одним горлом**

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.
- С ребристым ободом

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3804.100.01	25	10
3804.100.02	50	10
3804.100.03	100	10
3804.100.04	150	6
3804.100.05	250	4
3804.100.06	500	2
3804.100.07	1000	2
3804.100.08	2000	2
3804.100.09	3 000	2
3804.100.10	5000	2
3804.100.11	10 000	1
3804.100.12	20 000	1



3805.100

Перегонные колбы с плоским дном, одним горлом

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.
- С ребристым ободом

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3805.100.01	25	10
3805.100.02	50	10
3805.100.03	100	10
3805.100.04	150	6
3805.100.05	250	4
3805.100.06	500	2
3805.100.07	1000	2
3805.100.08	2000	2
3805.100.09	3 000	2
3805.100.10	5000	2
3805.100.11	10 000	1
3805.100.12	20 000	1



3806.100

Перегонные колбы с круглым дном, одним горлом

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.
- С ребристым ободом

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3806.100.01	25	10
3806.100.02	50	10
3806.100.03	100	10
3806.100.04	150	6
3806.100.05	250	4
3806.100.06	500	2
3806.100.07	1000	2
3806.100.08	2000	2



3807.100

Перегонные колбы с плоским дном, одним горлом, янтарные метки

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3.
- Соответствие требованиям IS 1381/ISO 1773.
- С ребристым ободом

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3807.100.01	25	10
3807.100.02	50	10
3807.100.03	100	10
3807.100.04	150	10
3807.100.05	250	10
3807.100.06	500	6
3807.100.07	1000	6
3807.100.08	2000	2



**3808.100****Перегонные колбы с круглым дном, двумя угловыми горлами**

- Одно горло расположено вертикально по центру. Боковое горло наклонено под углом 20° к вертикальному горлу.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Такая форма способствует равномерному нагреву.
- Со сменными шлифами.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Размер Боково соединения	Упаковка
3808.100.01	25	14/23	14/23	1
3808.100.02	50	14/23	14/23	1
3808.100.03	100	24/29	14/23	1
3808.100.04	250	24/29	14/23	1
3808.100.05	250	24/29	19/26	1
3808.100.06	500	24/29	14/23	1
3808.100.07	500	24/29	19/26	1
3808.100.08	1000	34/35	14/23	1
3808.100.09	1000	34/35	19/26	1
3808.100.10	1000	24/29	14/23	1
3808.100.11	1000	24/29	19/26	1
3808.100.12	2000	34/35	19/26	1
3808.100.13	2000	34/35	24/29	1
3808.100.14	2000	24/29	19/26	1
3808.100.15	2000	24/29	24/29	1
3808.100.16	3 000	34/35	24/29	1
3808.100.17	3 000	34/35	19/26	1
3808.100.18	3 000	34/35	14/23	1
3808.100.19	3 000	24/29	24/29	1
3808.100.20	3 000	24/29	19/26	1
3808.100.21	3 000	24/29	14/23	1
3808.100.22	5000	40/38	24/29	1
3808.100.23	5000	40/38	19/26	1
3808.100.24	5000	40/38	14/23	1
3808.100.25	5000	34/35	24/29	1
3808.100.26	5000	34/35	19/26	1
3808.100.27	5000	34/35	14/23	1
3808.100.28	5000	24/29	24/29	1
3808.100.29	5000	24/29	19/26	1
3808.100.30	5000	24/29	14/23	1
3808.100.31	10 000	55/44	34/35	1
3808.100.32	10 000	55/44	24/29	1
3808.100.33	10 000	55/44	19/26	1
3808.100.34	10 000	50/42	34/35	1
3808.100.35	10 000	50/42	24/29	1
3808.100.36	10 000	50/42	19/26	1
3808.100.37	20 000	55/44	34/35	1
3808.100.38	20 000	55/44	24/29	1
3808.100.39	20 000	55/44	19/26	1
3808.100.40	20 000	50/42	34/35	1
3808.100.41	20 000	50/42	24/29	1
3808.100.42	20 000	50/42	19/26	1



3809.100

Перегонные колбы с круглым дном, двумя параллельными горлами

- Одно горло расположено вертикально по центру боковое горло параллельно вертикальному горлу.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Такая форма способствует равномерному нагреву.
- Со сменными шлифами.



Кат. №	Объем (мл)	Конус керн	Размер Бокового соединения	Упаковка
3809.100.01	25	14/23	14/23	1
3809.100.02	50	14/23	14/23	1
3809.100.03	100	24/29	14/23	1
3809.100.04	250	24/29	14/23	1
3809.100.05	250	24/29	19/26	1
3809.100.06	500	24/29	14/23	1
3809.100.07	500	24/29	19/26	1
3809.100.08	1000	34/35	14/23	1
3809.100.09	1000	34/35	19/26	1
3809.100.10	1000	24/29	14/23	1
3809.100.11	1000	24/29	19/26	1
3809.100.12	2000	34/35	19/26	1
3809.100.13	2000	34/35	24/29	1
3809.100.14	2000	24/29	19/26	1
3809.100.15	2000	24/29	24/29	1
3809.100.16	3 000	34/35	24/29	1
3809.100.17	3 000	34/35	19/26	1
3809.100.18	3 000	34/35	14/23	1
3809.100.19	3 000	24/29	24/29	1
3809.100.20	3 000	24/29	19/26	1
3809.100.21	3 000	24/29	14/23	1
3809.100.22	5000	40/38	24/29	1
3809.100.23	5000	40/38	19/26	1
3809.100.24	5000	40/38	14/23	1
3809.100.25	5000	34/35	24/29	1
3809.100.26	5000	34/35	19/26	1
3809.100.27	5000	34/35	14/23	1
3809.100.28	5000	24/29	24/29	1
3809.100.29	5000	24/29	19/26	1
3809.100.30	5000	24/29	14/23	1
3809.100.31	10 000	55/44	34/35	1
3809.100.32	10 000	55/44	24/29	1
3809.100.33	10 000	55/44	19/26	1
3809.100.34	10 000	50/42	34/35	1
3809.100.35	10 000	50/42	24/29	1
3809.100.36	10 000	50/42	19/26	1
3809.100.37	20 000	55/44	34/35	1
3809.100.38	20 000	55/44	24/29	1
3809.100.39	20 000	55/44	19/26	1
3809.100.40	20 000	50/42	34/35	1
3809.100.41	20 000	50/42	24/29	1
3809.100.42	20 000	50/42	19/26	1



**3810.100****Перегонные колбы с круглым дном, тремя угловыми горлами**

- Центральное вертикальное горло. Два боковых горла расположены на 180° друг от друга и наклонены под углом 20° к вертикальному горлу.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Такая форма способствует равномерному нагреву.
- Со сменными шлифами.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Размер бокового соединения	Упаковка
3810.100.01	25	19/26	14/23	1
3810.100.02	50	19/26	14/23	1
3810.100.03	100	24/29	14/23	1
3810.100.04	100	24/29	19/26	1
3810.100.05	250	24/29	14/23	1
3810.100.06	250	24/29	19/26	1
3810.100.07	500	24/29	14/23	1
3810.100.08	500	24/29	19/26	1
3810.100.09	1000	24/29	14/23	1
3810.100.10	1000	24/29	19/26	1
3810.100.11	1000	34/35	24/29	1
3810.100.12	2000	24/29	19/26	1
3810.100.13	2000	34/35	19/26	1
3810.100.14	2000	34/35	24/29	1
3810.100.15	3 000	34/35	19/26	1
3810.100.16	3 000	34/35	24/29	1
3810.100.17	5000	34/35	19/26	1
3810.100.18	5000	40/38	19/26	1
3810.100.19	5000	50/42	19/26	1
3810.100.20	5000	55/44	19/26	1
3810.100.21	5000	34/35	24/29	1
3810.100.22	5000	40/38	24/29	1
3810.100.23	5000	50/42	24/29	1
3810.100.24	5000	55/44	24/29	1
3810.100.25	10 000	34/35	19/26	1
3810.100.26	10 000	40/38	19/26	1
3810.100.27	10 000	50/42	19/26	1
3810.100.28	10 000	55/44	19/26	1
3810.100.29	10 000	34/35	24/29	1
3810.100.30	10 000	50/42	24/29	1
3810.100.31	10 000	55/44	24/29	1
3810.100.32	20 000	34/35	19/26	1
3810.100.33	20 000	50/42	19/26	1
3810.100.34	20 000	55/44	19/26	1
3810.100.35	20 000	34/35	19/26	1
3810.100.36	20 000	34/35	24/29	1
3810.100.37	20 000	50/42	24/29	1
3810.100.38	20 000	55/44	24/29	1



3811.100

Перегонные колбы с круглым дном, тремя параллельными горлами

- Центральное вертикальное горло. Две боковых горла равноудалены от вертикального горла и параллельны ему.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Такая форма способствует равномерному нагреву.
- Со сменными шлифами.



Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Размер бокового соединения	Упаковка
3811.100.01	250	24/29	19/26	1
3811.100.02	500	24/29	14/23	1
3811.100.03	500	24/29	19/26	1
3811.100.04	1000	24/29	14/23	1
3811.100.05	1000	24/29	19/26	1
3811.100.06	1000	34/35	24/29	1
3811.100.07	2000	24/29	19/26	1
3811.100.08	2000	34/35	19/26	1
3811.100.09	2000	34/35	24/29	1
3811.100.10	3 000	34/35	19/26	1
3811.100.11	3 000	34/35	24/29	1
3811.100.12	5000	34/35	19/26	1
3811.100.13	5000	40/38	19/26	1
3811.100.14	5000	50/42	19/26	1
3811.100.15	5000	55/44	19/26	1
3811.100.16	5000	34/35	24/29	1
3811.100.17	5000	40/38	24/29	1
3811.100.18	5000	50/42	24/29	1
3811.100.19	5000	55/44	24/29	1
3811.100.20	10 000	34/35	19/26	1
3811.100.21	10 000	40/38	19/26	1
3811.100.22	10 000	50/42	19/26	1
3811.100.23	10 000	55/44	19/26	1
3811.100.24	10 000	34/35	24/29	1
3811.100.25	10 000	50/42	24/29	1
3811.100.26	10 000	55/44	24/29	1
3811.100.27	20 000	34/35	19/26	1
3811.100.28	20 000	50/42	19/26	1
3811.100.29	20 000	55/44	19/26	1
3811.100.30	20 000	34/35	19/26	1
3811.100.31	20 000	34/35	24/29	1
3811.100.32	20 000	50/42	24/29	1
3811.100.33	20 000	55/44	24/29	1

**3812.100****Перегонные колбы с круглым дном, четырьмя угловыми горлами**

- Центральное вертикальное горло. Все три боковых горла наклонены под углом 20° к вертикальному горлу.
- Два боковых горла расположены на 180° друг от друга, а третье боковое горло расположено на 90° от двух других горловин.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- В зависимости от области применения могут быть установлены дополнительные принадлежности, термометр, колонка, капельные воронки, капилляры для кипячения и т.д.
- Такая форма способствует равномерному нагреву.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Со сменными шлифами.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Размер бокового соединения	Упаковка
3812.100.01	100	24/29	14/23	1
3812.100.02	100	24/29	19/26	1
3812.100.03	250	24/29	14/23	1
3812.100.04	250	24/29	19/26	1
3812.100.05	500	24/29	14/23	1
3812.100.06	500	24/29	19/26	1
3812.100.07	500	24/29	24/29	1
3812.100.08	500	34/35	24/29	1
3812.100.09	1000	24/29	14/23	1
3812.100.10	1000	24/29	19/26	1
3812.100.11	1000	34/35	19/26	1
3812.100.12	1000	34/35	24/29	1
3812.100.13	2000	24/29	14/23	1
3812.100.14	2000	24/29	19/26	1
3812.100.15	2000	34/35	19/26	1
3812.100.16	2000	34/35	24/29	1
3812.100.17	3 000	34/35	19/26	1
3812.100.18	3 000	34/35	24/29	1
3812.100.19	5000	34/35	19/26	1
3812.100.20	5000	34/35	24/29	1
3812.100.21	10 000	55/44	24/29	1
3812.100.22	20 000	55/44	24/29	1



3813.100

Перегонные колбы с круглым дном, четырьмя параллельными горлами

- Все четыре горла расположены вертикально. Два боковых горла расположены на 180° друг от друга, а третье горло - на 90° от двух других горловин.
- Центральное горло и три параллельных горла со сменными соединениями.
- Равномерное распределение толщины стенок и круглая форма дна делают их идеальными для нагрева.
- Обычно используются в процессах дистилляции и экстракции.
- Форма обеспечивает равномерный нагрев.
- Со сменными шлифами.




Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Размер бокового соединения	Упаковка
3813.100.01	100	24/29	14/23	1
3813.100.02	100	24/29	19/26	1
3813.100.03	250	24/29	14/23	1
3813.100.04	250	24/29	19/26	1
3813.100.05	500	24/29	14/23	1
3813.100.06	500	24/29	19/26	1
3813.100.07	500	24/29	24/29	1
3813.100.08	500	34/35	24/29	1
3813.100.09	1000	24/29	14/23	1
3813.100.10	1000	24/29	19/26	1
3813.100.11	1000	34/35	19/26	1
3813.100.12	1000	34/35	24/29	1
3813.100.13	2000	24/29	14/23	1
3813.100.14	2000	24/29	19/26	1
3813.100.15	2000	34/35	19/26	1
3813.100.16	2000	34/35	24/29	1
3813.100.17	3 000	34/35	19/26	1
3813.100.18	3 000	34/35	24/29	1
3813.100.19	5000	34/35	19/26	1
3813.100.20	5000	34/35	24/29	1
3813.100.21	10 000	55/44	24/29	1
3813.100.22	20 000	55/44	24/29	1

3814.100

Колбы с круглым дном грушевидной формы

- Подходит для ротационных испарителей с заземляющим соединением

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3814.100.01	25	14/23	10
3814.100.02	50	14/23	10
3814.100.03	100	29/32	10
3814.100.04	250	29/32	10
3814.100.05	500	29/32	6
3814.100.06	800	29/32	4
3814.100.07	1000	29/32	4
3814.100.08	2000	29/32	4



**3815.100****Колбы грушевидной формы**


- Коническая форма делает их идеальными для проведения мелкомасштабных реакций.
- Большое поле для маркировки.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керн	Упаковка
3815.100.01	5	19/26	1
3815.100.02	10	19/26	1
3815.100.03	10	19/26	1
3815.100.04	25	24/29	1
3815.100.05	25	24/29	1
3815.100.06	50	29/32	1
3815.100.07	50	29/32	1
3815.100.08	100	29/32	1
3815.100.09	100	29/32	1
3815.100.10	100	29/32	1

**3816.100****Колбы грушевидной формы с двумя горлами**

- Боросиликатное термостойкое стекло марки 3.3.
- Соответствует стандарту DIN 12383.
- Сбоку горло под углом 25°.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керн	Размер бокового соединения	Упаковка
3816.100.01	25	14/23	14/23	6
3816.100.02	50	14/23	14/23	6
3816.100.03	100	14/23	14/23	6

**3817.100****Колбы, фильтровальные**

- Боросиликатное стекло 3.3.
- Эти колбы выдуваются в специальных формах.
- Форма сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную механическую прочность.
- Отделка горла обеспечивает прочность и плотное прилегание пробки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3817.100.01	50	10
3817.100.02	100	10
3817.100.03	250	10
3817.100.04	500	6
3817.100.05	1000	1
3817.100.06	2000	1
3817.100.07	5000	1
3817.100.08	10 000	1
3817.100.09	20 000	1




3818.100

Колбы Эрленмейера с соединением

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Со сменной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3818.100.01	25	14/23	10
3818.100.02	50	19/26	10
3818.100.03	100	24/29	10
3818.100.04	150	24/29	6
3818.100.05	250	24/29	10
3818.100.06	500	24/29	6
3818.100.07	1000	24/29	2
3818.100.08	2000	34/35	2



3819.100

Колбы Эрленмейера, янтарного цвета, с шлифом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Со сменной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3819.100.01	25	14/23	10
3819.100.02	50	19/26	10
3819.100.03	100	24/29	10
3819.100.04	150	24/29	10
3819.100.05	250	24/29	10
3819.100.06	500	24/29	6




3820.100

Колбы, Эрленмейер, Узкое горло

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Равномерное распределение толщины стенок делает эти колбы идеальными для нагрева.
- Коническая форма делает их пригодными для смешивания жидкостей.
- Легко читаемая шкала и большое поле для маркировки облегчают нанесение маркировки.


Кат. №	Объем (мл)	Внеш. диам. × высота (прибл. мм)	Внеш. диам. горла (прибл. мм)	Упаковка
3820.100.01	25	42 × 75	22	10
3820.100.02	50	51 × 90	22	10
3820.100.03	100	64 × 105	26	10
3820.100.04	150	74 × 118	28	10
3820.100.05	250	85 × 145	34	10
3820.100.06	500	105 × 180	34	6
3820.100.07	1000	131 × 220	42	2
3820.100.08	2000	166 × 280	48	1
3820.100.09	3 000	187 × 310	48	1
3820.100.10	5000	220 × 365	50	1



**3821.100****Колбы Эрленмейера с широким горлом**

- Изготовлены из термостойкого стекла ASTM E-438 Тип 1, Боросиликатное стекло 3.3.
- Соответствие стандарту ISO 24450.
- Все колбы покрыты белой эмалью.
- Имеет усиленный толстый обод для уменьшения сколов и поломок.

Кат. №	Объем (мл)	Д1 × Д2 × Высота (мм)	Упаковка
3821.100.01	100	70 × 34 × 110	10
3821.100.02	250	85 × 50 × 140	10
3821.100.03	500	105 × 50 × 175	6
3821.100.04	1000	120 × 56 × 220	6

**3822.100****Колбы Эрленмейера, янтарная печать, узкое горло**

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Равномерное распределение толщины стенок делает эти колбы идеальными для нагрева.
- Коническая форма делает их пригодными для смешивания жидкостей.
- Легко читаемая шкала и большое поле для маркировки облегчают нанесение маркировки.

Кат. №	Объем (мл)	Внеш. диам. × высота (прибл. мм)	Внеш. диам. горла (прибл. мм)	Упаковка
3822.100.01	25	42 × 75	22	10
3822.100.02	50	51 × 90	22	10
3822.100.03	100	64 × 105	26	10
3822.100.04	150	74 × 118	28	10
3822.100.05	250	85 × 145	34	10
3822.100.06	500	105 × 180	34	6
3822.100.07	1000	131 × 220	42	2
3822.100.08	2000	166 × 280	48	1

**3823.100****Колбы конические с завинчивающейся крышкой и прокладкой**

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Поставляется с полипропиленовой завинчивающейся крышкой, пригодной для автоклавирования при температуре 121 °C.
- Коническая форма делает их пригодными для смешивания жидкостей.

Кат. №	Объем (мл)	Спецификация горла	Упаковка
3823.100.01	25	GL-25	10
3823.100.02	50	GL-25	10
3823.100.03	100	GL-25	10
3823.100.04	150	GL-25	10
3823.100.05	250	GL-45	10
3823.100.06	500	GL-45	6
3823.100.07	1000	GL-45	1
3823.100.08	2000	GL-45	1
3823.100.09	5000	GL-45	1




3824.100

Колбы Бюхнера, фильтровальные, с толстыми стенками, с тубусом и соединением

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Прочные стенки выдерживают перепад давления при использовании в вакууме.


Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3824.100.01	100	19/26	6
3824.100.02	250	24/29	6
3824.100.03	500	24/29	6
3824.100.04	1000	24/29	2
3824.100.05	1000	34/35	2
3824.100.06	2000	34/35	2




3825.100

Колбы конические с дефлекторами

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническая форма делает их пригодными для смешивания жидкостей.



Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3825.100.01	25	10
3825.100.02	50	10
3825.100.03	100	10
3825.100.04	150	10
3825.100.05	250	10
3825.100.06	500	6
3825.100.07	1000	1
3825.100.08	2000	1
3825.100.09	5000	1




3826.100


Колбы конические с дефлекторами и закручивающейся крышкой

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Поставляется с полипропиленовой закручивающейся крышкой, пригодной для автоклавирования при температуре 121 °C.
- Коническая форма делает их пригодными для смешивания жидкостей.



Кат. №	Объем (мл)	Спецификация горла	Упаковка
3826.100.01	25	GL-25	10
3826.100.02	50	GL-25	10
3826.100.03	100	GL-25	10
3826.100.04	150	GL-25	10
3826.100.05	250	GL-45	10
3826.100.06	500	GL-45	6
3826.100.07	1000	GL-45	1






3827.100

Колбы для дистилляции с соединением и боковой трубкой

- С угловой боковой трубкой.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3827.100.01	125	19/26	20



3828.100

Колбы для дистилляции с боковой трубкой

- С угловой боковой трубкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внеш. диам. × высота (прибл. мм)	Внеш. диам. горла (прибл. мм)	Упаковка
3828.100.01	100	64 × 210	22	4
3828.100.02	125	70 × 215	22	4
3828.100.03	250	85 × 230	26	4
3828.100.04	500	105 × 250	28	4
3828.100.05	1000	130 × 305	32	4



3829.100

Колбы Кьельдаля с соединением

- Конструкция с обработанным горлышком обеспечивает большую прочность и лучшую посадку пробки.
- Эти колбы специально разработаны для определения содержания азота/белка по методу Кьельдаля.
- Колба объемом 500 мл является частью аппарата для дистилляции аммиака.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Высота (мм)	Упаковка
3829.100.01	50	19/26	200	2
3829.100.02	100	19/26	200	2
3829.100.03	100	24/29	200	2
3829.100.04	300	24/29	295	2
3829.100.05	500	24/29	300	2
3829.100.06	800	24/29	340	2
3829.100.07	800	29/32	380	2



3830.100

Колбы Кьельдаля

- Дизайн с ребристым ободом обеспечивает большую прочность и лучшую посадку пробки.
- Эти колбы специально разработаны для определения содержания азота/белка по методу Кьельдаля.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3830.100.01	10	2
3830.100.02	30	2
3830.100.03	50	2
3830.100.04	100	2
3830.100.05	300	2
3830.100.06	500	2
3830.100.07	800	2




3831.100

Колбы для анализа йода

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения.

Кат. №	Объем (мл)	Конус керна	Упаковка
3831.100.01	100	24/29	6
3831.100.02	250	24/29	6
3831.100.03	500	24/29	6
3831.100.04	1000	24/29	1



3833.100

Колбы-Е, без бокового среза, для аппаратов для анализа растворимости

- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения.
- Соответствует стандартам DIN ISO 3585 и USP.
- Гладкое полусферическое основание.
- Различаются по объему с интервалом в 50 мл
- Соответствуют всем требованиям USP.

Кат. №	Объем (мл)	Вн. Диам. (прибл. мм)	Высота (мм)	Упаковка
3833.100.01	1000	131	173	6





3834.100

Колбы-L, с боковым вырезом, для аппаратов для растворения


- Изготовлены из термостойкого боросиликатного стекла 3.3 с низким коэффициентом расширения.
- Соответствует стандартам DIN ISO 3585 и USP.
- Гладкое полусферическое основание.
- Различаются по объему с интервалом в 50 мл
- Соответствуют всем требованиям USP.

Кат. №	Объем (мл)	Вн. Диаметр (прибл. мм)	Высота (мм)	Упаковка
3834.100.01	1000	124	173	6



3835.100

Колбы-резервуары для хроматографической колонки с притертым дном




- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Объем (мл)	Размер соединения	Упаковка
3835.100.01	100	B-19	1
3835.100.02	250	B-19	1
3835.100.03	500	B-19	1
3835.100.04	250	B-24	1
3835.100.05	500	B-24	1
3835.100.06	1000	B-24	1



3836.100

Колбы для реторты




- Со сменной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3836.100.01	100	2
3836.100.02	150	2
3836.100.03	250	2
3836.100.04	500	2



3837.100

Колбы Haffkine, культуральные



- Изготовлены из термостойкого стекла ASTM E-438 Тип 1, Боросиликатное стекло 3.3.
- Используется для приготовления культуры на питательных средах.
- Подходит для использования в аппаратах Polenske.
- Соответствуют стандарту IS 7183.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3837.100.01	3000*	1
3837.100.02	4000	1

* Нестандарт.



6062.100

Подставки для колб, универсальные, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Обеспечивают отличную поддержку размещенным на нем колбам с круглым дном.
- Автоклавизируемые.

Кат. №	Описание	Упаковка
6062.100.01	Универсальная подставка для колб	6



6205.100

Подставки для колб универсальные, силиконовая резина

- С 12-ступенчатой поверхностью для лучшей устойчивости.
- Изготовлены из силиконовой резины, предназначены для колб объемом от 10 до 10000 мл.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Упаковка
6205.100.01	2



**6206.100****Подставки для колб, Индивидуальные**

- Изготовлены из силиконовой резины, предназначены для колб объемом от 50 до 10000 мл.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6206.100.01	50	2
6206.100.02	100	2
6206.100.03	250	2
6206.100.04	500	2
6206.100.05	1000	2

**6207.100****Защитные прихватки для рук, силикон**

- Противоскользящий механизм для лучшего хвата.
- Помогают удерживать горячие, холодные или скользкие предметы, такие как бутылки, стаканы, мензурки и др.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Упаковка
6207.100.01	4

**6077.100****Ершики для колб**

- Изготовлены из нейлоновой щетины.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6077.100.01	Ершик для колбы	Нейлон	10

**5223.100****Щипцы**

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Выпускается в силиконовом рукаве и стекловолоконном жгуте для защиты от прямого воздействия пламени.
- Используются для работы с горячими мензурками и колбами.

Кат. №	Длина (мм)	Материал рукава	Макс. температура (°C)	Упаковка
5223.100.01	250	Стекловолокно	500	1
5223.100.02	300	Стекловолокно	500	1
5223.100.03	250	Силикон	280	1
5223.100.04	300	Силикон	280	1

ВОРОНКИ





4000.100

Воронки для порошков с конусом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Идеально подходят для переноса порошков.
- Имеют небольшую ширину для облегчения плавного потока.
- Поставляются с конусом из матового стекла для легкой установки на колбу.

Кат. №	Размер горла	Диам. воронки (прибл. мм)	Упаковка
4000.100.01	24/29	80	8
4000.100.02	24/29	100	8
4000.100.03	24/29	125	8



4001.100

Фильтровальные воронки, стеклянные, с короткой ножкой

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Конструкция чаши имеет угол наклона 60° для обеспечения точной подгонки фильтровальной бумаги.
- Высокая термостойкость и устойчивость к химическим воздействиям.
- Обычно используются для фильтрации жидкостей.

Кат. №	Диаметр (мм)	Упаковка
4001.100.01	25	10
4001.100.02	38	10
4001.100.03	50	10
4001.100.04	65	10
4001.100.05	75	8
4001.100.06	100	8
4001.100.07	125	4



4002.100

Фильтровальные воронки, Стеклянные, на длинном стебле

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Конструкция чаши имеет угол наклона 60° для обеспечения точной подгонки фильтровальной бумаги.
- Длина стебля приблизительно 150 мм.
- Обычно используются для фильтрации жидкостей.

Кат. №	Верх. внеш. диам. (мм)	Внеш. диам. штока (мм)	В соответствии с диаметром фильтровальной бумаги (мм)	Упаковка
4002.100.01	70	8	70-90	6
4002.100.02	80	8	90-150	6
4002.100.03	105	8	150-185	6



4003.100

Воронки Бюхнера, Европейский дизайн, фарфор

- Изготовлены из фарфора.
- Температура до 1000°C.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
4003.100.01	25	10
4003.100.02	50	10
4003.100.03	75	6
4003.100.04	100	4
4003.100.05	125	2
4003.100.06	150	2
4003.100.07	200	1
4003.100.08	250	1
4003.100.09	300	1




4004.100

Разделительные воронки со стеклянным запорным краном и патрубком

- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Грушевидной формы.
- Со стеклянной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4004.100.01	30	14/23	1
4004.100.02	60	14/23	1
4004.100.03	125	19/26	1
4004.100.04	250	24/29	1
4004.100.05	500	24/29	1
4004.100.06	1000	29/32	1
4004.100.07	2000	29/32	1
4004.100.08	5000	34/35	1



4005.100

Делительные воронки со стеклянным запорным краном и патрубком

- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Грушевидной формы.
- Со стеклянной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4005.100.01	30	14/23	1
4005.100.02	60	14/23	1
4005.100.03	125	19/26	1
4005.100.04	250	24/29	1
4005.100.05	500	24/29	1
4005.100.06	1000	29/32	1
4005.100.07	2000	29/32	1





4006.100

Делительные воронки с краном и шлифом из ПТФЭ

- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Грушевидной формы.
- Со стеклянной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4006.100.01	30	14/23	1
4006.100.02	60	14/23	1
4006.100.03	125	19/26	1
4006.100.04	250	24/29	1
4006.100.05	500	24/29	1
4006.100.06	1000	29/32	1
4006.100.07	2000	29/32	1
4006.100.08	5000	34/35	1



4007.100

Делительные воронки, градуированные, с запорным краном



- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Грушевидной формы.
- Со стеклянной пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4007.100.01	30	14/23	1
4007.100.02	60	14/23	1
4007.100.03	125	19/26	1
4007.100.04	250	24/29	1
4007.100.05	500	24/29	1
4007.100.06	1000	29/32	1
4007.100.07	2000	29/32	1



4008.100

Делительные воронки со стеклянным краном, шток внутри конуса

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С полый пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4008.100.01	50	19/26	2,5	1
4008.100.02	100	19/26	2,5	1
4008.100.03	250	29/32	4,0	1
4008.100.04	500	29/32	4,0	1





4009.100

Делительные воронки с поворотным краном, шток внутри конуса

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С полрой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4009.100.01	50	19/26	2,5	1
4009.100.02	100	19/26	2,5	1
4009.100.03	250	29/32	4,0	1
4009.100.04	500	29/32	4,0	1
4009.100.05	1000	29/32	6,0	1



4010.100

Делительные воронки шаровидной формы со стеклянным краном и шлифом

- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С полрой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4010.100.01	50	19/26	2,5	1
4010.100.02	100	19/26	2,5	1
4010.100.03	250	29/32	4,0	1
4010.100.04	500	29/32	4,0	1



4011.100

Разделительные воронки шарообразной формы с поворотным краном и шлифом

- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С полрой пробкой.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4011.100.01	50	19/26	2,5	1
4011.100.02	100	19/26	2,5	1
4011.100.03	250	29/32	4,0	1
4011.100.04	500	29/32	4,0	1





4012.100 Выпускные воронки, градуированные, со стеклянным краном и гнездом

- Соответствуют стандарту IS 1575.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Цилиндрическая форма.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4012.100.01	50	14/23	1
4012.100.02	100	19/26	1
4012.100.03	250	24/29	1
4012.100.04	500	29/32	1
4012.100.05	1000	29/32	1




4013.100 Капельные воронки, без градуировки, с запорным краном Rotaflow и шлифом

- Соответствуют стандарту IS 1575.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Цилиндрическая форма.




Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4013.100.01	50	14/23	1
4013.100.02	100	19/26	1
4013.100.03	250	24/29	1
4013.100.04	500	29/32	1
4013.100.05	1000	29/32	1



4014.100 Капельные воронки, градуированные, с запорным краном и шлифом из ПТФЭ

- Соответствуют стандарту IS 1575.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Цилиндрическая форма.



Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
4014.100.01	50	14/23	1
4014.100.02	100	19/26	1
4014.100.03	250	24/29	1
4014.100.04	500	29/32	1
4014.100.05	1000	29/32	1



4015.100

Капельные воронки, без градуировки, со стеклянным ключевым краном и шлифом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 по стандарту DIN ISO 3585.
- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Цилиндрическая форма.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4015.100.01	50	14/23	2,5	1
4015.100.02	100	19/26	2,5	1
4015.100.03	250	24/29	4,0	1
4015.100.04	500	29/32	4,0	1
4015.100.05	1000	29/32	4,0	1



4016.100

Капельные воронки, без градуировки, с запорным краном Rotaflow и шлифом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 по стандарту DIN ISO 3585.
- Соответствуют стандартам ISO 4800.
- Цилиндрическая форма.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4016.100.01	50	14/23	2,5	1
4016.100.02	100	19/26	2,5	1
4016.100.03	250	24/29	4,0	1
4016.100.04	500	29/32	4,0	1
4016.100.05	1000	29/32	4,0	1




4017.100

Капельные воронки грушевидной формы с запорным краном из ПТФЭ и штоком для сбора капель

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 по стандарту DIN ISO 3585.
- Со штоком для сбора капель
- Выпускаются со стержнем внутри конуса.
- Соответствуют стандарту DIN 4800.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4017.100.01	50	14/23	2,5	1
4017.100.02	100	19/26	2,5	1
4017.100.03	250	24/29	4,0	1
4017.100.04	500	29/32	4,0	1





4018.100

Воронки для выравнивания давления со стеклянным краном и шлифом

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Цилиндрическая форма.

Кат. №	Объем (мл)	Размер шлифа/конуса	Упаковка
4018.100.01	50	19/26	1
4018.100.02	100	19/26	1
4018.100.03	250	24/29	1
4018.100.04	500	24/29	1




4019.100

Воронки для выравнивания давления с краном и шлифом из ПТФЭ

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Цилиндрическая форма.

Кат. №	Объем (мл)	Размер шлифа/конуса	Упаковка
4019.100.01	50	19/26	1
4019.100.02	100	19/26	1
4019.100.03	250	24/29	1
4019.100.04	500	24/29	1



4020.100

Воронки для выравнивания давления грушевидной формы со стеклянным краном и штоком для сбора капель

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 по стандарту DIN ISO 3585. 9. Со штоком для сбора капель.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Диаметр отверстия (мм)	Упаковка
4020.100.01	50	14/23	2,5	1
4020.100.02	100	19/26	2,5	1
4020.100.03	250	24/29	4,0	1
4020.100.04	500	29/32	4,0	1



4021.100

Воронки "Чертополох"

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.



Кат. №	Диаметр (мм)	Упаковка
4021.100.01	300	2



4022.100

Цельностеклянные фильтродержатели, с зажимом, Фильтровальная установка

- Изготовлены из боросиликатного стекла с фильтрующей основой из фриттованного стекла.
- Основание выполнено в виде встроенного вакуумного соединения, расположенного сверху. Фильтрат подается каплями, чтобы предотвратить забрызгивание вакуумной линии.
- Пружинный зажим из анодированного алюминия.
- Используется для фильтрации растворителей ВЭЖХ, водных растворов подвижной фазы и буферов.

Кат. №	Размер Фильтрующего основания (мм)	Объем колбы (мл)	Упаковка
4022.100.01	47	500	1
4022.100.02	47	1000	1
4022.100.03	47	2000	1
4022.100.04	47	5000	1



4023.100

Цельностеклянные фильтродержатели с простым горлом, Фильтровальная установка, с адаптером GL-45




- Изготовлены из боросиликатного стекла с фильтрующей основой из фриттованного стекла.
- Основание выполнено в виде встроенного вакуумного соединения, расположенного сверху. Фильтрат подается каплями, чтобы предотвратить забрызгивание вакуумной линии.
- Фильтрующее основание снабжено силиконовой пробкой.
- Пружинный зажим из анодированного алюминия.
- Эффективная площадь фильтрации составляет 9,6 см².
- Используется для фильтрации растворителей ВЭЖХ, водных растворов подвижной фазы и буферов.
- Градуированные воронки упрощают дозирование и анализ.

Кат. №	Размер фильтрующего основания (мм)	Объем колбы (мл)	Упаковка
4023.100.01	47	500	1



4024.100

Мембранный фильтр, набор, для микроанализа с силиконовым покрытием Пробка, чашка и зажим, без колбы



- Изготовлены из боросиликатного стекла.
- Без колбы.

Кат. №	Размер Фильтрующего Основания (мм)	Объем колбы (мл)	Упаковка
4024.100.02	25	15	1



3832.100

Запасные фильтровальные колбы, для фильтровальной установки диаметром 47 мм

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3832.100.01	500	1
3832.100.02	1000	1
3832.100.03	2000	1
3832.100.04	5000	1



5231.100

Держатели фильтров, нержавеющая сталь

Кат. №	Описание
5231.100.01	Держатель для вакуумного фильтра 47 мм, целиком из нержавеющей стали.
5231.100.02	Испытания на стерильность по 3 направлениям, 47 мм, нержавеющая сталь



4200.100

Переносные вакуумные насосы без масла (мембранного типа)

Кат. №	Макс.расход (л/мин./дюйм Hg)	Макс. вакуум (дюйм.)	Макс. фт/кв.д юйм	Мотор л.с.
4200.100.01	15	22	25	1/20
4200.100.02	25	27	35	1/16
4200.100.03	45	22	35	1/8
4200.100.04	45	22	55	1/4



6067.100

Держатели для делительных воронок

- Изготовлены из полипропилена.
- Полукольцо из некоррозийного материала обеспечивает хороший обзор раствора.
- Позволяет беспрепятственно размещать разделительные воронки.
- Два конических переходника обеспечивают надежное сцепление со стержнями штатива диаметром 1/2" или 3/8".



Кат. №	Описание	Упаков ка
6067.100.01	Держатели для делительных воронок	12



6068.100

Держатели для воронок

- Изготовлены из полипропилена.
- Не подвержены коррозии.
- Предназначены для воронок диаметром от 3" до 6".
- Для крепления воронок диаметром от 1" до 3" необходимо установить адаптер, входящий в комплект поставки.
- Два конических переходника обеспечивают надежное сцепление со стержнями штатива диаметром 1/2" или 3/8".



Кат. №	Описание	Упаков ка
6068.100.01	Держатель воронки	12

СОЕДИНЕНИЯ



**4800.100****Гладкий хвостовик с одним соединением**

- Соответствует стандарту DIN 12249.
- Соединения выполняются при помощи точного шлифования.

Кат. №	Конус керна	Длина (мм)	Упаковка
4800.100.01	10/19	120	10
4800.100.02	12/21	120	10
4800.100.03	14/23	120	10
4800.100.04	19/26	125	10
4800.100.05	24/29	135	10
4800.100.06	29/32	135	10
4800.100.07	34/35	150	10
4800.100.08	40/38	150	10
4800.100.09	45/40	150	10
4800.100.10	50/42	150	10
4800.100.11	55/44	150	10

**4801.100****Гладкий хвостовик с одинарным конусом**

- Соответствует стандарту DIN 12249.
- Соединения выполняются при помощи точного шлифования.

Кат. №	Конус муфты	Длина (мм)	Упаковка
4801.100.01	10/19	120	10
4801.100.02	12/21	120	10
4801.100.03	14/23	120	10
4801.100.04	19/26	125	10
4801.100.05	24/29	135	10
4801.100.06	29/32	135	10
4801.100.07	34/35	150	10
4801.100.08	40/38	150	10
4801.100.09	45/40	150	10
4801.100.10	50/42	150	10
4801.100.11	55/44	150	10



4802.100

Конус, без печати, с капельным наконечником

- Соответствует стандарту DIN 12249.
- Соединения выполняются при помощи точного шлифования.

Кат. №	Конус муфты	Длина (мм)	Упаков ка
4802.100.01	12/21	120	10
4802.100.02	14/23	120	10
4802.100.03	19/26	120	10
4802.100.04	24/29	150	10
4802.100.05	29/32	150	10
4802.100.06	34/35	150	10
4802.100.07	40/38	150	10
4802.100.08	45/40	150	10
4802.100.09	50/42	150	10
4802.100.10	55/44	150	10



4803.100

Гладкий хвостовик с двойным соединением

- Соответствует стандарту DIN 12249.
- Соединения выполняются при помощи точного шлифования.

Кат. №	Конус керна	Длина (мм)	Упаков ка
4803.100.01	10/19	125	10
4803.100.02	12/21	135	10
4803.100.03	14/23	135	10
4803.100.04	19/26	140	10
4803.100.05	24/29	170	10
4803.100.06	29/32	170	10
4803.100.07	34/35	180	10
4803.100.08	40/38	185	10



**4804.100****Гладкий хвостовик с двойным конусом**



- Соответствует стандарту DIN 12249.
- Соединения выполняются при помощи точного шлифования.

Кат. №	Конус муфты	Длина (мм)	Упаковка
4804.100.01	10/19	125	10
4804.100.02	12/21	135	10
4804.100.03	14/23	135	10
4804.100.04	19/26	140	10
4804.100.05	24/29	170	10
4804.100.06	29/32	170	10
4804.100.07	34/35	180	10
4804.100.08	40/38	185	10

**4805.100****Сферический шарнир с шариком, крышкой и зажимом**

- Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Размер	Внутр. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)
4805.100.01	S-13 капилярн.	2	7,5
4805.100.02	S-13 труб.	5	8
4805.100.03	S-19	9	13
4805.100.04	S-29	16	20
4805.100.05	S-35	22	26
4805.100.06	S-41	28	32
4805.100.07	S-51	33	38

**6071.100****Конические зажимы Кека на шлиф**


- Изготовлены из полипропилена.
- Превосходная химическая стойкость.
- Пригодны для автоклавирования при максимальной рабочей температуре 135 °C.

Кат. №	Размер горла	Цвет	Упаковка
6071.100.01	14/23	Желтый	20
6071.100.02	19/26	Синий	20
6071.100.03	24/29	Зеленый	20
6071.100.04	29/32	Красный	20
6071.100.05	34/35	Оранжевый	10

ПИПЕТКИ



ПИПЕТКИ





5800.100

Волюметрические пипетки, одна маркировка, Класс "А"

- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Каждая пипетка имеет цветовую маркировку и уникальный идентификационный номер.
- Обычно используются для точного измерения количества жидкости.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.
- Откалиброваны для поставки (TD, Ex).
- Соответствуют стандарту ISO 648.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.100.01	1	0,006	10
5800.100.02	2	0,010	10
5800.100.03	3	0,010	10
5800.100.04	4	0,010	10
5800.100.05	5	0,015	10
5800.100.06	6	0,015	10
5800.100.07	7	0,015	10
5800.100.08	8	0,020	10
5800.100.09	9	0,020	10
5800.100.10	10	0,020	10
5800.100.11	15	0,020	10
5800.100.12	20	0,030	10
5800.100.13	25	0,030	10
5800.100.14	50	0,050	10
5800.100.15	100	0,080	10

Также доступны с QR-кодом.

5800.101

Волюметрические пипетки, одна маркировка, Класс "А" с сертификатом партии

- Каждая пипетка имеет цветовую маркировку и уникальный идентификационный номер.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Обычно используются для точного измерения количества жидкости.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.
- Откалиброваны для поставки (TD, Ex).
- Соответствуют стандарту ISO 648.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.101.01	1	0,006	10
5800.101.02	2	0,010	10
5800.101.03	3	0,010	10
5800.101.04	4	0,010	10
5800.101.05	5	0,015	10
5800.101.06	6	0,015	10
5800.101.07	7	0,015	10
5800.101.08	8	0,020	10
5800.101.09	9	0,020	10
5800.101.10	10	0,020	10
5800.101.11	15	0,020	10
5800.101.12	20	0,030	10
5800.101.13	25	0,030	10
5800.101.14	50	0,050	10
5800.101.15	100	0,080	10





5800.102

Волюметрические пипетки, одна маркировка, Класс "B"

- Соответствие стандарту DIN ISO 648 с цветовым кодом.
- Точность соответствует классу "B".
- Печать в янтарном цвете.

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.102.01	1	0,015	10
5800.102.02	2	0,020	10
5800.102.03	5	0,030	10
5800.102.04	10	0,040	10
5800.102.05	20	0,060	10
5800.102.06	25	0,060	10
5800.102.07	50	0,100	10
5800.102.08	100	0,150	10



5800.103

Волюметрические пипетки, одна маркировка, ASTM, класс "A"

- Каждая пипетка имеет цветовую маркировку и уникальный идентификационный номер.
- ASTM с индивидуальным сертификатом класса "A".
- Обычно используются для точного измерения количества жидкости.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.
- Соответствуют стандарту ASTM E-969-02.
- Откалиброваны для поставки (TD, Ex).



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.103.01	1	0,006	10
5800.103.02	2	0,006	10
5800.103.03	3	0,010	10
5800.103.04	4	0,010	10
5800.103.05	5	0,010	10
5800.103.06	6	0,010	10
5800.103.07	7	0,010	10
5800.103.08	8	0,020	10
5800.103.09	9	0,020	10
5800.103.10	10	0,020	10
5800.103.11	15	0,030	10
5800.103.12	20	0,030	10
5800.103.13	25	0,030	10
5800.103.14	30	0,030	10
5800.103.15	40	0,050	10
5800.103.16	50	0,050	10
5800.103.17	100	0,080	10

Также доступны с QR-кодом.



5800.104

Волюметрические пипетки, ASTM, класс "А" с сертификатом партии



- Каждая пипетка имеет цветовую маркировку и уникальный идентификационный номер.
- ASTM класса "А" с сертификатом партии.
- Обычно используются для точного измерения количества жидкости.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.
- Соответствуют стандарту ASTM E-969-02.
- Откалиброваны для поставки (TD, Ex).



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.104.01	1	0,006	10
5800.104.02	2	0,006	10
5800.104.03	3	0,010	10
5800.104.04	4	0,010	10
5800.104.05	5	0,010	10
5800.104.06	6	0,010	10
5800.104.07	7	0,010	10
5800.104.08	8	0,020	10
5800.104.09	9	0,020	10
5800.104.10	10	0,020	10
5800.104.11	15	0,030	10
5800.104.12	20	0,030	10
5800.104.13	25	0,030	10
5800.104.14	30	0,030	10
5800.104.15	40	0,050	10
5800.104.16	50	0,050	10
5800.104.17	100	0,080	10



5800.105

Волюметрические пипетки, ASTM, класс "В"



- Соответствуют стандарту ASTM E-969-02.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать в янтарном цвете.

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.105.01	0,5	0,012	10
5800.105.02	1	0,012	10
5800.105.03	2	0,012	10
5800.105.04	3	0,020	10
5800.105.05	4	0,020	10
5800.105.06	5	0,020	10
5800.105.07	6	0,030	10
5800.105.08	7	0,030	10
5800.105.09	8	0,040	10
5800.105.10	9	0,040	10
5800.105.11	10	0,040	10
5800.105.12	15	0,060	10
5800.105.13	20	0,060	10
5800.105.14	25	0,060	10
5800.105.15	30	0,060	5
5800.105.16	40	0,100	5
5800.105.17	50	0,100	5
5800.105.18	100	0,160	5





5800.106

Волюметрические пипетки, одна маркировка, USP, класс "A"

- Соответствие стандарту USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.106.01	1	0,006	10
5800.106.02	2	0,006	10
5800.106.03	3	0,010	10
5800.106.04	4	0,010	10
5800.106.05	5	0,010	10
5800.106.06	6	0,010	10
5800.106.07	7	0,010	10
5800.106.08	8	0,020	10
5800.106.09	9	0,020	10
5800.106.10	10	0,020	10
5800.106.11	15	0,030	10
5800.106.12	20	0,030	10
5800.106.13	25	0,030	10
5800.106.14	30	0,030	10
5800.106.15	40	0,050	10
5800.106.16	50	0,050	10
5800.106.17	100	0,080	10

5800.107

Волюметрические пипетки, одна маркировка, USP, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту USP.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5800.107.01	1	0,006	10
5800.107.02	2	0,006	10
5800.107.03	3	0,010	10
5800.107.04	4	0,010	10
5800.107.05	5	0,010	10
5800.107.06	6	0,010	10
5800.107.07	7	0,010	10
5800.107.08	8	0,020	10
5800.107.09	9	0,020	10
5800.107.10	10	0,020	10
5800.107.11	15	0,030	10
5800.107.12	20	0,030	10
5800.107.13	25	0,030	10
5800.107.14	30	0,030	10
5800.107.15	40	0,050	10
5800.107.16	50	0,050	10
5800.107.17	100	0,080	10





5801.100

Волюметрические пипетки, Одна маркировка, Цветовой код, ASTM, класс "A"

- Соответствие стандарту ASTM E-969.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Цветовой код	Упаковка
5801.100.01	0,5	0,006	Два черных	10
5801.100.02	1	0,006	Синий	10
5801.100.03	2	0,006	Оранжевый	10
5801.100.04	3	0,010	Черный	10
5801.100.05	4	0,010	Два красных	10
5801.100.06	5	0,010	Белый	10
5801.100.07	6	0,010	Два оранжевых	10
5801.100.08	7	0,010	Два зеленых	10
5801.100.09	8	0,020	Синий	10
5801.100.10	9	0,020	Черный	10
5801.100.11	10	0,020	Красный	10
5801.100.12	15	0,030	Зеленый	10
5801.100.13	20	0,030	Желтый	10
5801.100.14	25	0,030	Синий	10
5801.100.15	30	0,030	Черный	10
5801.100.16	40	0,050	Белый	10
5801.100.17	50	0,050	Красный	10
5801.100.18	100	0,080	Желтый	10



5801.101

Волюметрические пипетки, Одна маркировка, Цветовой код, ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту ASTM E-969.
- Класс "A" с сертификатом партии.



Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Цветовой код	Упаковка
5801.101.01	0,5	0,006	Два черных	10
5801.101.02	1	0,006	Синий	10
5801.101.03	2	0,006	Оранжевый	10
5801.101.04	3	0,010	Черный	10
5801.101.05	4	0,010	Два красных	10
5801.101.06	5	0,010	Белый	10
5801.101.07	6	0,010	Два оранжевых	10
5801.101.08	7	0,010	Два зеленых	10
5801.101.09	8	0,020	Синий	10
5801.101.10	9	0,020	Черный	10
5801.101.11	10	0,020	Красный	10
5801.101.12	15	0,030	Зеленый	10
5801.101.13	20	0,030	Желтый	10
5801.101.14	25	0,030	Синий	10
5801.101.15	30	0,030	Черный	10
5801.101.16	40	0,050	Белый	10
5801.101.17	50	0,050	Красный	10
5801.101.18	100	0,080	Желтый	10






5801.102

Волюметрические пипетки, Одна маркировка, Цветовой код, ASTM, класс "B"

- Соответствие стандарту ASTM E-969.
- Точность соответствует классу "B".

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Цветовой код	Упаковка
5801.102.01	0,5	0,012	Два черных	10
5801.102.02	1	0,012	Синий	10
5801.102.03	2	0,012	Оранжевый	10
5801.102.04	3	0,020	Черный	10
5801.102.05	4	0,020	Два красных	10
5801.102.06	5	0,020	Белый	10
5801.102.07	6	0,030	Два оранжевых	10
5801.102.08	7	0,030	Два зеленых	10
5801.102.09	8	0,040	Синий	10
5801.102.10	9	0,040	Черный	10
5801.102.11	10	0,040	Красный	10
5801.102.12	15	0,060	Зеленый	10
5801.102.13	20	0,060	Желтый	10
5801.102.14	25	0,060	Синий	10
5801.102.15	30	0,060	Черный	10
5801.102.16	40	0,100	Белый	10
5801.102.17	50	0,100	Красный	10
5801.102.18	100	0,160	Желтый	10



5802.100

Пипетки, градуированные серологические, Класс "A"

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.100.01	0,1	0,01	0,006	10
5802.100.02	0,2	0,01	0,006	10
5802.100.03	0,5	0,02	0,006	10
5802.100.04	1	0,01	0,007	10
5802.100.05	2	0,02	0,010	10
5802.100.06	5	0,05	0,030	10
5802.100.07	10	0,10	0,050	10
5802.100.08	25	0,20	0,100	10



5802.101

Пипетки, градуированные серологические, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.101.01	0,1	0,01	0,006	10
5802.101.02	0,2	0,01	0,006	10
5802.101.03	0,5	0,02	0,006	10
5802.101.04	1	0,01	0,007	10
5802.101.05	2	0,02	0,010	10
5802.101.06	5	0,05	0,030	10
5802.101.07	10	0,10	0,050	10
5802.101.08	25	0,20	0,100	10

5802.102

Пипетки, градуированные серологические, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.
- Откалиброваны и сертифицированы при температуре 20°C.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.102.01	0,1	0,01	0,01	10
5802.102.02	0,2	0,01	0,01	10
5802.102.03	1	0,01	0,01	10
5802.102.04	2	0,02	0,02	10
5802.102.05	5	0,05	0,05	10
5802.102.06	10	0,10	0,10	10
5802.102.07	25	0,20	0,20	10



ПИПЕТКИ

OMSONS
GERMANY



5802.103

Пипетки, градуированные серологические, ASTM, класс "A"

- Соответствие стандарту ASTM E 1044.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.103.01	1	0,10	0,010	10
5802.103.02	1	0,01	0,010	10
5802.103.03	2	0,10	0,010	10
5802.103.04	5	0,10	0,020	10
5802.103.05	10	0,10	0,030	10
5802.103.06	25	0,10	0,050	10




5802.104

Пипетки, градуированные серологические, ASTM, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту ASTM E 1044.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.104.01	1	0,10	0,020	10
5802.104.02	1	0,01	0,020	10
5802.104.03	2	0,10	0,020	10
5802.104.04	5	0,10	0,040	10
5802.104.05	10	0,10	0,060	10



5802.105

Пипетки, градуированные серологические, ASTM, класс "B"

- Соответствие стандарту ASTM E 1044.
- Точность соответствует классу "B".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.105.01	0,1	0,01	0,01	10
5802.105.02	0,2	0,01	0,01	10
5802.105.03	1	0,01	0,01	10
5802.105.04	2	0,02	0,02	10
5802.105.05	5	0,05	0,05	10
5802.105.06	10	0,10	0,10	10
5802.105.07	25	0,20	0,20	10





5802.106

Пипетки, градуированные серологические, USP, класс "A"

- Соответствие стандарту USP.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.106.01	0,1	0,01	0,006	10
5802.106.02	0,2	0,01	0,006	10
5802.106.03	0,5	0,02	0,006	10
5802.106.04	1	0,01	0,007	10
5802.106.05	2	0,02	0,010	10
5802.106.06	5	0,05	0,030	10
5802.106.07	10	0,10	0,050	10




5802.107

Пипетки, градуированные серологические, USP, класс "A" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту USP.
- Класс "A" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5802.107.01	0,1	0,01	0,006	10
5802.107.02	0,2	0,01	0,006	10
5802.107.03	0,5	0,02	0,006	10
5802.107.04	1	0,01	0,007	10
5802.107.05	2	0,02	0,010	10
5802.107.06	5	0,05	0,030	10
5802.107.07	10	0,10	0,050	10





5803.100

Пипетки Мора, градуированные, Класс "A"

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Сопровождаются сертификатом класса "A".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.100.01	0,1	0,01	0,006	10
5803.100.02	0,2	0,01	0,006	10
5803.100.03	0,5	0,02	0,006	10
5803.100.04	1	0,01	0,007	10
5803.100.05	2	0,02	0,010	10
5803.100.06	5	0,05	0,030	10
5803.100.07	10	0,10	0,050	10






5803.101

Пипетки Мора, градуированные, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.101.01	0,1	0,01	0,006	10
5803.101.02	0,2	0,01	0,006	10
5803.101.03	0,5	0,02	0,006	10
5803.101.04	1	0,01	0,007	10
5803.101.05	2	0,02	0,010	10
5803.101.06	5	0,05	0,030	10
5803.101.07	10	0,10	0,050	10




5803.102

Пипетки Мора, градуированные, Класс "В"

- Соответствие стандарту DIN ISO 835 с цветовым кодом.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.102.01	0,1	0,01	0,01	10
5803.102.02	0,2	0,01	0,01	10
5803.102.03	0,5	0,02	0,02	10
5803.102.04	1	0,01	0,01	10
5803.102.05	2	0,02	0,02	10
5803.102.06	5	0,05	0,05	10
5803.102.07	10	0,10	0,10	10



5803.103

Пипетки Мора, градуированные, ASTM Класс "А"

- Соответствие стандарту ASTM E 1293.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.



Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.103.01	1	0,10	0,01	10
5803.103.02	1	0,01	0,01	10
5803.103.03	2	0,02	0,01	10
5803.103.04	5	0,05	0,02	10
5803.103.05	10	0,10	0,03	10



5803.104

Пипетки Мора, градуированные, ASTM класса "А" с сертификатом партии

- Соответствие стандарту ASTM E 1293.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.




Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.104.01	1	0,10	0,01	10
5803.104.02	1	0,01	0,01	10
5803.104.03	2	0,02	0,01	10
5803.104.04	5	0,05	0,02	10
5803.104.05	10	0,10	0,03	10
5803.104.06	25	0,20	0,05	10

5803.105

Пипетки Мора, градуированные, ASTM Класс "В"

- Соответствие стандарту ASTM E 1293.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать в янтарном цвете.
- Эти пипетки градуированы для подачи от нулевой отметки до последней градуировочной отметки.





Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5803.105.01	1	0,10	0,02	10
5803.105.02	1	0,01	0,02	10
5803.105.03	2	0,10	0,02	10
5803.105.04	5	0,10	0,04	10
5803.105.05	10	0,10	0,06	10
5803.105.06	25	0,10	0,10	10



ПИПЕТКИ

OMSONS
GERMANY




5804.100

Пипетки для молока, Класс "А"

- Соответствуют стандарту IS 1223 Часть-II 1972.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".
- Печать в янтарном цвете.

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5804.100.01	10,75	0,015	10





5804.101

Пипетки для молока, Класс "А" с сертификатом партии

- Соответствуют стандарту IS 1223 Часть-II 1972.
- Класс "А" с сертификатом партии.
- Печать в янтарном цвете.

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5804.101.01	10,75	0,015	10



5804.102

Пипетки для молока, Класс "В"

- Соответствуют стандарту IS 1223 Часть-II 1972.
- Точность соответствует классу "В".
- Печать в янтарном цвете.

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5804.102.01	10,75	0,030	10






5805.100

Пипетки для молока/бактериологические

- Соответствует стандарту IS 2025.
- Выпускаются в двух объемах - 1,1 мл и 2,2 мл.
- объем 1,1 мл градуируется от 0,5 до 1,1 мл.
- объем 2,2 мл градуируется на 1,0, 2,0, 2,1 и 2,2 мл.
- Печать в янтарном и белом цветах.
- Используются для бактериологического исследования молока в моло

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Упаковка
5805.100.01	1,1	0,025	10
5805.100.02	2,2	0,040	10



5806.100

Лабораторные пипетки, две метки, цветовая кодировка, Класс "А"



- Соответствие стандарту DIN ISO 648.
- Сопровождаются сертификатом класса "А".

Кат. №	Объем (мл)	Погрешность (±мл)	Цветовой код	Упаковка
5806.100.01	0,5	0,005	Два черных	10
5806.100.02	1	0,008	Синий	10
5806.100.03	2	0,010	Оранжевый	10
5806.100.04	3	0,010	Черный	10
5806.100.05	4	0,010	Два красных	10
5806.100.06	5	0,015	Белый	10
5806.100.07	6	0,010	Два оранжевых	10
5806.100.08	7	0,010	Два зеленых	10
5806.100.09	8	0,020	Синий	10
5806.100.10	9	0,020	Черный	10
5806.100.11	10	0,020	Красный	10
5806.100.12	15	0,030	Зеленый	10
5806.100.13	20	0,030	Желтый	10
5806.100.14	25	0,030	Синий	10
5806.100.15	30	0,030	Черный	10
5806.100.16	40	0,050	Белый	10
5806.100.17	50	0,050	Красный	10
5806.100.18	100	0,080	Желтый	10





ПИПЕТКИ



6049.100

Футляры для пипеток, полипропиленовые

- Изготовлены из полипропилена.
- Вмещают пипетки разной длины.
- Высоту можно регулировать, закручивая крышку.

Кат. №	Упаковка
6049.100.01	4



6202.100

Груши для пипеток, силиконовый каучук

- Материал: Силиконовый каучук.

Кат. №	Размер	Объем (мл)
6202.100.01	S	5
6202.100.02	M	10
6202.100.03	L	15
6202.100.04	XL	20
6202.100.05	Овальные	25
6202.100.06	XXL	50
6202.100.07	XXXL	100

Маленькие, средние и большие, выпускаются в упаковке по 100 штук.

Очень большие, овальные, XXL и XXXL выпускаются в упаковке по 50 штук.



6203.100

Груши для пипеток, натуральный каучук

- Материал: Натуральный каучук.


Кат. №	Размер	Объем (мл)
6203.100.01	S	5
6203.100.02	M	10
6203.100.03	L	15
6203.100.04	XL	20
6203.100.05	Овальные	25
6203.100.06	XXL	50
6203.100.07	XXXL	100

Маленькие, средние и большие, выпускаются в упаковке по 100 штук.

Очень большие, овальные, XXL и XXXL выпускаются в упаковке по 50 штук.

ПОСУДА ИЗ СПЕЧЕННОГО СТЕКЛА



**6400.100****Фильтровальные диски из спеченного стекла**

· Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Диаметр (мм)	Степень пористости
6400.100.01	от 10 до 25	1 или 2
6400.100.02	от 26 до 32	1 или 2
6400.100.03	от 33 до 39	1 или 2
6400.100.04	от 40 до 50	1 или 2
6400.100.05	от 51 до 59	1 или 2
6400.100.06	от 60 до 70	1 или 2
6400.100.07	от 71 до 80	1 или 2
6400.100.08	от 81 до 88	1 или 2
6400.100.09	от 89 до 94	1 или 2
6400.100.10	от 95 до 108	1 или 2
6400.100.11	от 109 до 124	1 или 2
6400.100.12	150	1 или 2
6400.100.13	150 особый	1 или 2
6400.100.14	200 особый	1 или 2
6400.100.15	от 10 до 25	3 или 4
6400.100.16	от 26 до 32	3 или 4
6400.100.17	от 33 до 39	3 или 4
6400.100.18	от 40 до 50	3 или 4
6400.100.19	от 51 до 59	3 или 4
6400.100.20	от 60 до 70	3 или 4
6400.100.21	от 71 до 80	3 или 4
6400.100.22	от 81 до 88	3 или 4
6400.100.23	от 89 до 94	3 или 4
6400.100.24	от 95 до 108	3 или 4
6400.100.25	от 109 до 124	3 или 4
6400.100.26	150	3 или 4
6400.100.27	150 особый	3 или 4
6400.100.28	от 10 до 25	5 или 0
6400.100.29	от 26 до 32	5 или 0
6400.100.30	от 33 до 39	5 или 0
6400.100.31	от 40 до 50	5 или 0
6400.100.32	от 51 до 59	5 или 0
6400.100.33	от 60 до 70	5 или 0
6400.100.34	от 71 до 80	5 или 0
6400.100.35	от 81 до 88	5 или 0
6400.100.36	от 89 до 94	5 или 0
6400.100.37	от 95 до 108	5 или 0
6400.100.38	от 109 до 124	5 или 0

**6401.100****Насадки для промывных склянок из спеченного стекла**

· Соответствуют стандарту DIN 12596.

Кат. №	Объем (мл)	Размер горла	Упаковка
6401.100.01	100	29/32	1
6401.100.02	125	29/32	1
6401.100.03	250	29/32	1
6401.100.04	500	29/32	1

*Не соотв. DIN.



6402.100

Тигли Гуча со спеченными стеклянными дисками

- Изготовлен из боросиликатного стекла 3.3, тип-1, класс "А", согласно стандарту ASTM E-438.

Кат. №	Степень пористости	Диаметр (мм)	Упаковка
6402.100.01	1	15	10
6402.100.02	2	15	10
6402.100.03	3	15	10
6402.100.04	4	15	10
6402.100.05	1	30	10
6402.100.06	2	30	10
6402.100.07	3	30	10
6402.100.08	4	30	10
6402.100.09	1	50	10
6402.100.10	2	50	10
6402.100.11	3	50	10
6402.100.12	4	50	10



6403.100

Фильтрующие воронки со спеченным стеклянным диском

Кат. №	Объем (мл)	Диам. диска (мм)	Упаковка
6403.100.01	20	20	8
6403.100.02	60	30	8
6403.100.03	175	30	8



**6404.100****Воронки Бюхнера со спеченным стеклянным диском**

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Поставляется с оплавленным ободком и ножкой.

Кат. №	Объем (мл)	Диам. диска (мм)	Степень пористости	Упаковка
6404.100.01	35	30	1	2
6404.100.02	35	30	2	2
6404.100.03	35	30	3	2
6404.100.04	35	30	4	2
6404.100.05	35	30	5	2
6404.100.06	80	35	1	2
6404.100.07	80	35	2	2
6404.100.08	80	35	3	2
6404.100.09	80	35	4	2
6404.100.10	80	35	5	2
6404.100.11	200	68	1	2
6404.100.12	200	68	2	2
6404.100.13	200	68	3	2
6404.100.14	200	68	4	2
6404.100.15	200	68	5	2
6404.100.16	500	92	1	2
6404.100.17	500	92	2	2
6404.100.18	500	92	3	2
6404.100.19	500	92	4	2
6404.100.20	500	92	5	2
6404.100.21	1000	124	1	2
6404.100.22	1000	124	2	2
6404.100.23	1000	124	3	2
6404.100.24	1000	124	4	2
6404.100.25	1000	124	5	2

**6405.100****Воронки Бюхнера с диском и конусом**

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Объем (мл)	Диам. диска (мм)	Степень пористости	Упаковка
6405.100.01	35	30	1	2
6405.100.02	35	30	2	2
6405.100.03	35	30	3	2
6405.100.04	35	30	4	2
6405.100.05	35	30	5	2
6405.100.06	80	35	1	2
6405.100.07	80	35	2	2
6405.100.08	80	35	3	2
6405.100.09	80	35	4	2
6405.100.10	80	35	5	2
6405.100.11	200	68	1	2
6405.100.12	200	68	2	2
6405.100.13	200	68	3	2
6405.100.14	200	68	4	2
6405.100.15	200	68	5	2
6405.100.16	500	92	1	2
6405.100.17	500	92	2	2
6405.100.18	500	92	3	2
6405.100.19	500	92	4	2
6405.100.20	500	92	5	2
6405.100.21	1000	124	1	2
6405.100.22	1000	124	2	2
6405.100.23	1000	124	3	2
6405.100.24	1000	124	4	2
6405.100.25	1000	124	5	2




6406.100

Воронки Бюхнера со спеченным диском, конусом и вакуумной трубкой

· Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Объем (мл)	Диам. диска (мм)	Степень пористости	Упаковка
6406.100.01	35	30	1	2
6406.100.02	35	30	2	2
6406.100.03	35	30	3	2
6406.100.04	35	30	4	2
6406.100.05	35	30	5	2
6406.100.06	80	35	1	2
6406.100.07	80	35	2	2
6406.100.08	80	35	3	2
6406.100.09	80	35	4	2
6406.100.10	80	35	5	2
6406.100.11	200	68	1	2
6406.100.12	200	68	2	2
6406.100.13	200	68	3	2
6406.100.14	200	68	4	2
6406.100.15	200	68	5	2
6406.100.16	500	92	1	2
6406.100.17	500	92	2	2
6406.100.18	500	92	3	2
6406.100.19	500	92	4	2
6406.100.20	500	92	5	2
6406.100.21	1000	124	1	2
6406.100.22	1000	124	2	2
6406.100.23	1000	124	3	2
6406.100.24	1000	124	4	2
6406.100.25	1000	124	5	2



6407.100

Уплотнения труб из спеченного стекла (фильтры для труб), направленные вниз

· Изготовлены из боросиликатного стекла.


Кат. №	Диаметр (мм)	Степень пористости
6407.100.01	30	1, 2 или 3
6407.100.02	40	1, 2 или 3
6407.100.03	50	1, 2 или 3
6407.100.04	65	1, 2 или 3
6407.100.05	90	1, 2 или 3
6407.100.06	125	1, 2 или 3
6407.100.07	30	4
6407.100.08	40	4
6407.100.09	50	4
6407.100.10	65	4
6407.100.11	90	4
6407.100.12	125	4
6407.100.13	30	5 или 0
6407.100.14	40	5 или 0
6407.100.15	50	5 или 0
6407.100.16	65	5 или 0



**6408.100****Фильтровальные трубки из спеченного стекла, со спеченным диском в центре**


· Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Диаметр (мм)	Степень пористости
6408.100.01	10	1 или 2
6408.100.02	20	1 или 2
6408.100.03	30	1 или 2
6408.100.04	40	1 или 2
6408.100.05	50	1 или 2
6408.100.06	90	1 или 2
6408.100.07	10	3 или 4
6408.100.08	20	3 или 4
6408.100.09	30	3 или 4
6408.100.10	40	3 или 4
6408.100.11	50	3 или 4
6408.100.12	90	3 или 4
6408.100.13	10	5 или 0
6408.100.14	20	5 или 0
6408.100.15	30	5 или 0
6408.100.16	40	5 или 0
6408.100.17	50	5 или 0

**6409.100****Стеклянный мост с двумя ответвлениями, спеченным диском и шаром**

· Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Степень пористости	Упаковка
6409.100.01	согласно заказу	1

**6410.100****Стеклянный мост с двумя ответвлениями и спеченным диском**

· Изготовлены из боросиликатного стекла.

Кат. №	Степень пористости	Упаковка
6410.100.01	согласно заказу	1

ПРОБКИ/ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ





6600.100

Пробки сменные с притертым шлифом

Кат. №	Конус муфты	Объем (мл)	Тип
Для бутылок с реактивами			
6600.100.01	14/23	60	Плоская шляпка
6600.100.02	19/26	125, 250	Плоская шляпка
6600.100.03	24/29	500	Плоская шляпка
6600.100.04	29/32	1000	Плоская шляпка
6600.100.05	34/35	2000	Плоская шляпка
Для мерных колб			
6600.100.06	10/19	5, 10, 20, 25	со шляпкой в форме монеты
6600.100.07	12/21	50	со шляпкой в форме монеты
6600.100.08	14/23	100, 200, 250	со шляпкой в форме монеты
6600.100.09	19/26	500	со шляпкой в форме монеты
6600.100.10	24/29	1000	со шляпкой в форме монеты
6600.100.11	29/32	2000	со шляпкой в форме монеты



6601.100

Пробки сменные, янтарного цвета, с притертым шлифом

Кат. №	Конус муфты	Объем (мл)	Тип
Для бутылок с реактивами			
6601.100.01	14/23	60	Плоская шляпка
6601.100.02	19/26	125, 250	Плоская шляпка
6601.100.03	24/29	500	Плоская шляпка
6601.100.04	29/32	1000	Плоская шляпка
6601.100.05	34/35	2000	Плоская шляпка



6602.100

Пробки с плоским верхом в форме монеты, Стандарт ASTM



Кат. №	Пробка №	Упаковка
6602.100.01	13	100
6602.100.02	16	100
6602.100.03	18	100
6602.100.04	22	100
6602.100.05	27	100



6603.100

Пробки полые

- С наконечником внизу.

Кат. №	Размер горла	Упаковка
6603.100.01	10/19	100
6603.100.02	12/21	100
6603.100.03	14/23	100
6603.100.04	19/26	100
6603.100.05	24/29	100
6603.100.06	29/32	100
6603.100.07	34/35	50




6604.100

Пробки полые, янтарные

- С наконечником внизу.

Кат. №	Размер горла	Упаковка
6604.100.01	10/19	100
6604.100.02	12/21	100
6604.100.03	14/23	100
6604.100.04	19/26	100
6604.100.05	24/29	100
6604.100.06	29/32	100
6604.100.07	34/35	50






6700.100

Запорные краны Rotaflow (Игольчатый клапан из ПТФЭ)

- Прямые.

Кат. №	Размер бороздки (мм)	Упаковка
6700.100.01	от 0 до 3	10
6700.100.02	от 0 до 6	10




6701.100

Запорные краны с ключом из ПТФЭ

- Прямые.

Кат. №	Размер отверстия (мм)	Размер (мм)	Тип
6701.100.01	2,5	12,5	10
6701.100.02	2,5	14,5	10
6701.100.03	4,0	14,5	10
6701.100.04	6,0	18,8	10



6702.100

Запорные краны со стеклянным ключом

- Прямые.

Кат. №	Размер отверстия (мм)	Размер (мм)	Тип
6702.100.01	2,5	12,5	10
6702.100.02	2,5	14,5	10
6702.100.03	4,0	14,5	10
6702.100.04	6,0	18,8	10




6703.100

Запорные краны Rotaflow (Игольчатый клапан из ПТФЭ) для бюреток

- Для бюреток.

Кат. №	Размер бороздки (мм)	Упаковка
6703.100.01	от 0 до 3	10



6704.100

Запорные краны из ПТФЭ для бюреток

- Для бюреток.

Кат. №	Размер отверстия (мм)	Размер (мм)	Тип
6704.100.01	2,5	12,5	10




6705.100

Стеклянные запорные краны для бюреток

- Для бюреток.

Кат. №	Размер отверстия (мм)	Размер (мм)	Тип
6705.100.01	2,5	12,5	10





6706.100

Съемные запорные краны из ПТФЭ для бюреток

- Для бюреток.

Кат. №	Упаковка
6706.100.01	10



6063.100

Пробки для волюметрических колб, ПП

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6063.100.01	10/19	10
6063.100.02	12/21	10
6063.100.03	14/23	10
6063.100.04	19/26	10
6063.100.05	24/29	10
6063.100.06	29/32	10
6063.100.07	34/35	10



6064.100

Пробки, ПП, Стандарт ASTM



Кат. №	Пробка №	Упаковка
6064.100.01	13	25
6064.100.02	16	25
6064.100.03	19	25
6064.100.04	22	25
6064.100.05	27	25



6065.100

Пробки, ПТФЭ, Стандарт ASTM



Кат. №	Пробка №	Упаковка
6065.100.01	13	25
6065.100.02	16	25
6065.100.03	19	25
6065.100.04	22	25
6065.100.05	27	25





6800.100

Культуральные пробирки с круглым дном

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С винтовой резьбой и тефлоновой прокладкой.
- Герметичные.
- Поставляется с полипропиленовой закручивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6800.100.01	5	16 × 75	100
6800.100.02	10	16 × 100	100
6800.100.03	15	16 × 125	100
6800.100.04	25	18 × 150	100
6800.100.05	30	25 × 100	100
6800.100.06	45	25 × 150	100
6800.100.07	60	25 × 200	50
6800.100.08	100	32 × 200	50
6800.100.09	150	38 × 200	25



6800.100.09

Культуральные пробирки с круглым дном

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С винтовой резьбой и тефлоновой прокладкой.
- Герметичные.
- Поставляется с полипропиленовой закручивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6800.100.09	150	38 × 200	25



6801.100

Культуральные пробирки с плоским дном

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С винтовой резьбой и тефлоновой прокладкой.
- Герметичные.
- Поставляется с полипропиленовой закручивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6801.100.01	5	16 × 50	100
6801.100.02	10	25 × 50	100
6801.100.03	15	25 × 57	100
6801.100.04	30	25 × 95	100
6801.100.05	50	25 × 150	100



6802.100

Культуральные пробирки с круглым дном, янтарного цвета

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С винтовой резьбой и тефлоновой прокладкой.
- Герметичные.
- Поставляется с полипропиленовой заворачивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6802.100.01	5	16 × 75	100
6802.100.02	10	16 × 100	100
6802.100.03	15	16 × 125	100
6802.100.04	25	18 × 150	100
6802.100.05	30	25 × 100	100
6802.100.06	45	25 × 150	100
6802.100.07	60	25 × 200	50
6802.100.08	100	32 × 200	50
6802.100.09	150	38 × 200	25



6803.100

Культуральные пробирки с плоским дном, янтарного цвета

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С винтовой резьбой и тефлоновой прокладкой.
- Герметичные.
- Поставляется с полипропиленовой заворачивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6803.100.01	5	16 × 50	100
6803.100.02	10	25 × 50	100
6803.100.03	15	25 × 57	100
6803.100.04	30	25 × 95	100
6803.100.05	40	25 × 145	100



6804.100

Пробирки для испытаний с шлифом

- Со сменной пробкой.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Конус Керна	Упаковка
6804.100.01	5	13 × 100	10/19	100
6804.100.02	10	15 × 125	12/21	100
6804.100.03	20	18 × 150	14/23	100
6804.100.04	25	25 × 150	19/26	100
6804.100.05	50	25 × 200	19/26	100
6804.100.06	100	32 × 200	24/29	50
6804.100.07	150	38 × 200	24/29	50





ПРОБИРКИ



6805.100

Пробирки градуированные с шлифом


- С шлифом и пробкой.
- Градуированные.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Конус Керна	Упаковка
6805.100.01	5	13 × 100	10/19	100
6805.100.02	10	15 × 125	12/21	100
6805.100.03	20	18 × 150	14/23	100
6805.100.04	25	25 × 155	19/26	100
6805.100.05	50	25 × 200	19/26	100
6805.100.06	100	32 × 230	24/29	50



6806.100

Пробирки с шлифом янтарного цвета




- Со сменной пробкой.
- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Конус Керна	Упаковка
6806.100.01	5	13 × 100	10/19	100
6806.100.02	10	15 × 125	12/21	100
6806.100.03	20	18 × 150	14/23	100
6806.100.04	25	25 × 150	19/26	100
6806.100.05	50	25 × 200	19/26	100
6806.100.06	100	32 × 200	24/29	50
6806.100.07	150	38 × 200	24/29	50



6807.100

Пробирки градуированные, с шлифом, янтарного цвета



- С шлифом и пробкой.
- Градуированные.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Конус Керна	Упаковка
6807.100.01	5	13 × 100	10/19	100
6807.100.02	10	15 × 125	12/21	100
6807.100.03	20	18 × 150	14/23	100
6807.100.04	25	25 × 150	19/26	100
6807.100.05	50	25 × 200	19/26	100
6807.100.06	100	32 × 200	24/29	50
6807.100.07	150	38 × 200	24/29	50



6808.100

Пробирки с круглым дном и ободком

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- С ободком IS-2618.
- Равномерная толщина стенок.
- Отличная теплоотдача.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка
6808.100.01	3	10 × 75	1	100
6808.100.02	5	12 × 75	1	100
6808.100.03	7	12 × 100	1	100
6808.100.04	13	15 × 125	1,2	100
6808.100.05	15	15 × 150	1,2	100
6808.100.06	27	18 × 150	1,2	100
6808.100.07	38	25 × 100	1,2	100
6808.100.08	55	25 × 150	1,2	100
6808.100.09	70	25 × 200	1,2	100
6808.100.10	100	32 × 200	1,4	50
6808.100.11	150	38 × 200	1,4	50




6809.100

Пробирки с круглым дном, без ободка

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Без ободка IS-2618.
- Равномерная толщина стенок.
- Отличная теплоотдача.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка
6809.100.01	3	10 × 75	1	100
6809.100.02	5	12 × 75	1	100
6809.100.03	7	12 × 100	1	100
6809.100.04	13	15 × 125	1,2	100
6809.100.05	15	15 × 150	1,2	100
6809.100.06	27	18 × 150	1,2	100
6809.100.07	38	25 × 100	1,2	100
6809.100.08	55	25 × 150	1,2	100
6809.100.09	70	25 × 200	1,2	100
6809.100.10	100	32 × 200	1,4	50
6809.100.11	150	38 × 200	1,4	50





6810.100

Пробирки из боросиликатного стекла 5.1

- Изготовлен из боросиликатного стекла 5.1.
- Без ободка.
- Равномерная толщина стенок.
- Отличная теплоотдача.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка
6810.100.01	3	10 × 75	1	100
6810.100.02	5	12 × 75	1	100
6810.100.03	7	12 × 100	1	100
6810.100.04	10	15 × 100	1	100
6810.100.05	13	15 × 125	1	100
6810.100.06	15	15 × 150	1	100
6810.100.07	27	18 × 150	1	100
6810.100.08	55	25 × 150	1	100
6810.100.09	70	25 × 200	1	100



6811.100

Пробирки ХПК

- Используется для выявления ХПК.
- Печать белой эмалью.

Кат. №	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6811.100.01	26 × 205	100
6811.100.02	39 × 205	100



6812.100

Пробирки с плоским дном

- Без ободка.
- Печать белой эмалью.
- Высокая устойчивость к температурам.

Кат. №	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6812.100.01	12 × 75	100
6812.100.02	18 × 138	100
6812.100.03	14 × 110	100



6813.100

Центрифужные пробирки с коническим дном, градуированные

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6813.100.01	5	13 × 100	25
6813.100.02	10	15 × 110	25
6813.100.03	15	17 × 120	25
6813.100.04	25	22 × 125	12
6813.100.05	50	30 × 135	12



6814.100

Центрифужные пробирки с коническим дном, гладкие

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6814.100.01	5	13 × 100	25
6814.100.02	10	15 × 110	25
6814.100.03	15	17 × 120	25
6814.100.04	25	22 × 125	12
6814.100.05	50	30 × 135	12



6815.100

Центрифужные пробирки, градуированные, с закручивающейся крышкой

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6815.100.01	10	25
6815.100.02	15	25
6815.100.03	50	12





6816.100

Центрифужные пробирки с завинчивающейся крышкой, простые

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6816.100.01	10	25
6816.100.02	15	25
6816.100.03	50	12



6817.100

Центрифужные пробирки, градуированные, со сменной пробкой

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6817.100.01	5	13 × 100	25
6817.100.02	10	15 × 110	25
6817.100.03	15	17 × 120	25
6817.100.04	25	22 × 125	12
6817.100.05	50	30 × 135	12



6818.100


Центрифужные пробирки, простые, со сменной пробкой

- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Коническое дно.

Кат. №	Объем (мл)	Внешний диаметр × длина (мм)	Упаковка
6818.100.01	5	13 × 100	25
6818.100.02	10	15 × 110	25
6818.100.03	15	17 × 120	25
6818.100.04	25	22 × 125	12
6818.100.05	50	30 × 135	12



6819.100 Трубки Тиле




- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.

Кат. №	Внеш. диам. × высота (мм)	Упаковка
6819.100.01	18 × 150	5
6819.100.02	25 × 150	5





6820.100 Соединительные трубки (соединители шлангов)



- Изготовлены из боросиликатного стекла 3.3.
- Для использования при сооружении коллекторов или соединительных устройств.
- Подходят для трубки с внут. диаметром 6 мм.

Кат. №	Форма	Упаковка
6820.100.01	"Т"	10
6820.100.02	"У"	10
6820.100.03	"Х"	10
6820.100.04	"γ"	10








7400.100

Вискозиметры с U-образной трубкой

- Согласно стандарту BS/U и ASTM D 446.
- Идеально подходят для прозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.




Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [BS/U]	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7400.100.01	0	0,001	0,3 до 3	нуль	1
7400.100.02	A	0,003	1 до 5	от 0,9 до 3	1
7400.100.03	B	0,01	2 до 15	2 до 10	1
7400.100.04	C	0,03	6 до 45	6 до 30	1
7400.100.05	D	0,1	20 до 120	20 до 100	1
7400.100.06	E	0,3	60 до 500	60 до 300	1
7400.100.07	F	1	200 до 1000	200 до 1000	1
7400.100.08	G	3	600 до 4000	600 до 3000	1
7400.100.09	H	10	2000 до 15000	2000 до 10000	1



7401.100

Вискозиметры капеллярные

- Согласно стандартам BS/IP/SL и ASTM D 446.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.




Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [BS/IP/SL]	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7401.100.01	1	0,01	2	3,5 до 10	1
7401.100.02	1A	0,03	6	6,0 до 30	1
7401.100.03	2	0,1	20	20 до 100	1
7401.100.04	2A	0,3	60	60 до 300	1
7401.100.05	3	1	200	200 до 1000	1
7401.100.06	3A	3	600	600 до 3000	1
7401.100.07	4	10	2000	2000 до 10000	1
7401.100.08	4A	30	6000	6000 до 30000	1






7402.100

Вискозиметры, капеллярные, укороченная форма




- Согласно стандартам BS/IP/SL (S) и ASTM D 446.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.

Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [BS/IP SL(S)]	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7402.100.01	1	0,0008	0,8	1,05 до 1,05	1
7402.100.02	2	0,003	1,1	2,1 до 3,0	1
7402.100.03	3	0,01	2	308 до 10	1
7402.100.04	4	0,03	6	6,0 до 30	1
7402.100.05	5	0,1	20	20 до 100	1
7402.100.06	6	0,3	60	60 до 300	1
7402.100.07	7	1	200	200 до 1000	1
7402.100.08	8	3	600	600 до 3000	1
7402.100.09	9	10	2000	2000 до 10000	1




7403.100

Вискозиметры Кэннон-Фенске, прямоточные (обычные)



- Согласно стандартам BS/IP/CF и ASTM D 446.
- Идеально подходят для прозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.


Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [BS/IP/CF]	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7403.100.01	25	0,002	0,4 до 1,6	0,5 до 2	1
7403.100.02	50	0,004	0,8 до 3,2	0,8 до 4	1
7403.100.03	75	0,008	нуль	1,6 до 8	1
7403.100.04	100	0,015	3 до 12	3 до 15	1
7403.100.05	150	0,035	7 до 28	7 до 28	1
7403.100.06	200	0,1	20 до 80	20 до 100	1
7403.100.07	300	0,25	50 до 200	50 до 250	1
7403.100.08	350	0,5	100 до 400	100 до 500	1
7403.100.09	400	1,2	240 до 960	240 до 1200	1
7403.100.10	450	2,5	500 до 2000	500 до 2500	1
7403.100.11	500	8	1600 до 6400	1600 до 8000	1
7403.100.12	600	20	4000 до 16000	4000 до 20000	1





7404.100

Вискозиметры с U-образной трубкой и обратным потоком




- Согласно стандартам BS/IP/RF и ASTM D 446.
- Идеально подходят для непрозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.

Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [BS/IP/RF]	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7404.100.01	1	0,003	1,8	0,9 до 3	1
7404.100.02	2	0,01	2	2 до 10	1
7404.100.03	3	0,03	6	6 до 30	1
7404.100.04	4	0,1	20	20 до 100	1
7404.100.05	5	0,3	60	60 до 300	1
7404.100.06	6	1	200	200 до 1000	1
7404.100.07	7	3	600	600 до 3000	1
7404.100.08	8	10	2000	2000 до 10000	1
7404.100.09	9	30	6000	6000 до 30000	1



7405.100

Вискозиметры Кэннона-Фенске с обратным потоком



- Согласно ASTM D 446.
- Идеально подходят для прозрачных и непрозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.


Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7405.100.01	25	0,002	0,5 до 2	1
7405.100.02	50	0,004	0,8 до 4	1
7405.100.03	75	0,008	1,6 до 8	1
7405.100.04	100	0,015	3 до 15	1
7405.100.05	150	0,035	7 до 28	1
7405.100.06	200	0,1	20 до 100	1
7405.100.07	300	0,25	50 до 250	1
7405.100.08	350	0,5	100 до 500	1
7405.100.09	400	1,2	240 до 1200	1
7405.100.10	450	2,5	500 до 2500	1
7405.100.11	500	8	1600 до 8000	1
7405.100.12	600	20	4000 до 20000	1






7406.100

Вискозиметры Кэннона-Убеллоде




- Согласно ASTM D 446.
- Идеально подходят для прозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.

Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7406.100.01	25	0,002	0,5 до 2	1
7406.100.02	50	0,004	0,8 до 4	1
7406.100.03	75	0,008	1,6 до 8	1
7406.100.04	100	0,015	3 до 15	1
7406.100.05	150	0,035	7 до 28	1
7406.100.06	200	0,1	20 до 100	1
7406.100.07	300	0,25	50 до 250	1
7406.100.08	350	0,5	100 до 500	1
7406.100.09	400	1,2	240 до 1200	1
7406.100.10	450	2,5	500 до 2500	1
7406.100.11	500	8	1600 до 8000	1
7406.100.12	600	20	4000 до 20000	1




7407.100

Вискозиметры Уббеллоде



- Согласно ASTM D 446.
- Идеально подходят для прозрачных жидкостей.
- Сертиф. при 40°C или 100°C.

Кат. №	Размер	Константа	Диапазон вязкости [ASTM D 446]	Упаковка
7407.100.01	0	0,001	0,3 до 1	1
7407.100.02	0C	0,003	0,6 до 3	1
7407.100.03	0B	0,005	1 до 5	1
7407.100.04	1	0,01	2 до 10	1
7407.100.05	1C	0,03	6 до 30	1
7407.100.06	1B	0,05	10 до 50	1
7407.100.07	2	0,1	20 до 100	1
7407.100.08	2C	0,3	60 до 300	1
7407.100.09	2B	0,5	100 до 500	1
7407.100.10	3	1	200 до 1000	1
7407.100.11	3C	3	600 до 3000	1
7407.100.12	3B	5	1000 до 5000	1
7407.100.13	4	10	2000 до 10000	1
7407.100.14	4C	30	6000 до 30000	1



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ





4201.100

Универсальное устройство Кьельдаля для проведения разложения и дистилляции

- С электрическим подогревом.
- Состоит из одной трубчатой подставки из мягкой стали, снабженной двумя полками, расположенными одна над другой.
- Специально разработанный стеклянный дымоход с конусообразными отверстиями В-24 (подходит для колб с шлифом 24/29) предотвращает утечку паров.
- Один нагревательный блок с индивидуальными регуляторами мощности на 500 Вт, нагреватели располагаются в нижней части нагревательного устройства.
- Один нагревательный блок прикреплен в дистилляционной части с верхней стороны.
- Дистилляционная часть также снабжена латунной конденсаторной стойкой с системой циркуляции воды и зажимами.
- Все устройство работает от сети переменного тока напряжением 220 вольт.

Кат. №	Описание
4201.100.01	Набор со стеклянными комплектующими для 6 испытаний
4201.100.02	Набор без стеклянных комплектующих для 6 испытаний
4201.100.03	Набор со стеклянными комплектующими для 3-х испытаний
4201.100.04	Набор без стеклянных комплектующих для 3-х испытаний

4202.100

Аппарат Кьельдаля для разложения, без колб

- Комплект с нагревателем и дымоходом.
- Нагреватели мощностью 500 Вт расположены на расстоянии 6 дюймов друг от друга и оснащены индивидуальными выключателями и регуляторами энергопотребления.
- Высота боковых зажимов регулируется для размещения колб Кьельдаля объемом 300 мл, 500 мл или 800 мл.
- Без стеклянных комплектующих, с дымоходом.
- Пожалуйста, оформите заказ на дополнительные колбы Кьельдаля в соответствии с вашими потребностями.



Кат. №	Описание
4202.100.01	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний с колбами 3 × 500 мл
4202.100.02	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний с колбами 3 × 500 мл
4202.100.03	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний с колбами 6 × 500 мл
4202.100.04	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний с колбами 6 × 500 мл
4202.100.05	Дымоход стеклянный для 3 испытаний
4202.100.06	Дымоход стеклянный для 6 испытаний

4203.100

Аппараты Кьельдаля для проведения разложения

- Комплект с нагревателем и дымоходом.
- Нагреватели мощностью 500 Вт расположены на расстоянии 6 дюймов друг от друга и оснащены индивидуальными выключателями и регуляторами энергопотребления.
- Высота боковых зажимов регулируется для размещения колб Кьельдаля объемом 300 мл, 500 мл или 800 мл.
- Со специально разработанным дымоходом, позволяющим полностью избежать утечки паров
- С конусообразными адаптерами 24/29 для отверстий, подходящих для колб Кьельдаля с гнездами 24/29, без колбы в комплекте.



Кат. №	Описание
4203.100.01	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний с колбами Кьельдаля 3 × 500 мл
4203.100.02	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний, без колб
4203.100.03	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний с колбами Кьельдаля 6 × 500 мл
4203.100.04	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний, без колб
4203.100.05	Специально разработанный дымоход с адаптерами для 3 испытаний, кат. № 4203.10.01 и 4203.100.02
4203.100.06	Специально разработанный дымоход с адаптерами для 6 испытаний, кат. № 4203.100.03 и 4203.100.04

4204.100

Аппараты Кьельдаля для проведения разложения с трубчатой подставкой

- В комплекте с трубчатой подставкой из мягкой стали, оснащенной одним нагревательным блоком, латунной стойкой для конденсатора с системой циркуляции воды и зажимами для конденсатора.
- Нагревательный блок снабжен крышкой для размещения колб Кьельдаля с электрическими нагревательными элементами мощностью 500 Вт каждый, подключенными через индивидуальные выключатели и регуляторы энергопотребления.
- Поставляются со стеклянными комплектующими или без них.



Кат. №	Описание
4204.100.01	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний, без стеклянных комплектующих
4204.100.02	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 3 испытаний, со стеклянными комплектующими
4204.100.03	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний, без стеклянных комплектующих
4204.100.04	Аппарат с индивидуальными регуляторами энергии для 6 испытаний, со стеклянными комплектующими
4204.100.05	С колбой Кьельдаля (500 мл) и несколькими адаптерами, Капельная воронка, разбрызгивающая головка, конденсатор Либинга, приемный адаптер и приемная колба (250 мл)



4205.100

Экстракторы Сокслета

- Нагревательный аппарат для экстракции Сокслета подходит для колб емкостью 100 мл, 150 мл, 250 мл или 500 мл.
- Устройство поставляется с нагревательным блоком, оснащенным нагревателями (конфорками или нагревательными колпаками), индивидуальными энергетическими регуляторами, неоновыми лампами и т.д. Регулируемый стержень, зажимы и муфты, но без стеклянных комплектующих.

Кат. №	Описание
4205.100.01	Аппарат с 3-мя конфорочными нагревателями
4205.100.02	Аппарат с 6-ю конфорочными нагревателями
4205.100.03	Аппарат с 3 колбонагревателями
4205.100.04	Аппарат с 6 колбонагревателями



4206.100

Анализ сырой клетчатки


- Конфорка для 6 испытаний.
- С высокими стаканами емкостью 6 × 1000 мл, 6 колбообразными конденсаторами, зажимами и соединительной резиновой трубкой.

Кат. №	Описание
4206.100.01	Конфорка для 6 испытаний, с 6 высокими стаканами 6×1000 мл Мензурки, 6 колб-конденсаторов, зажимы и резиновая трубка



4207.100

Колбонагреватели, аналоговые, на базе микропроцессора



- Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.
- Микропроцессорный регулятор мощности обеспечивает более быстрое время реакции.
- Кнопка ON/OFF для регулирования мощности нагрева.
- Достигают температуры до 400°C.
- Колпак из стекловолоконной нити для обеспечения равномерного нагрева.
- Встроенная защита от разлива обеспечивает более безопасную эксплуатацию и утилизацию жидкости.
- Уникальный дизайн обеспечивает лучшую стабильность.
- Для колб с круглым дном в соответствии со стандартами DIN 12347.
- Простота эксплуатации и длительный срок службы.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Требования к питанию	Номинальная мощность (кВт)
4207.100.01	100	230 В переменного тока/50 Гц	150
4207.100.02	250	230 В переменного тока/50 Гц	150
4207.100.03	500	230 В переменного тока/50 Гц	220
4207.100.04	1000	230 В переменного тока/50 Гц	300
4207.100.05	2000	230 В переменного тока/50 Гц	450
4207.100.06	3 000	230 В переменного тока/50 Гц	450
4207.100.07	5000	230 В переменного тока/50 Гц	600



4208.100

Нагревательные колпаки, аналоговые, на базе микропроцессора, с мешалкой




- Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.
- Микропроцессорный регулятор мощности обеспечивает более быстрое время реакции.
- Встроенная мешалка (1000 об/мин).
- Кнопка ON/OFF для регулирования мощности нагрева.
- Достигают температуры до 400°C.
- Колпак из стекловолоконной нити для обеспечения равномерного нагрева.
- Встроенная защита от разлива обеспечивает более безопасную эксплуатацию и утилизацию жидкости.
- Уникальный дизайн обеспечивает лучшую стабильность.
- Для колб с круглым дном в соответствии со стандартами DIN 12347.
- Простота эксплуатации и длительный срок службы.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Требования к питанию	Номинальная мощность (кВт)
4208.100.01	100	230 В / 50 Гц	150
4208.100.02	250	230 В / 50 Гц	150
4208.100.03	500	230 В / 50 Гц	220
4208.100.04	1000	230 В / 50 Гц	300
4208.100.05	2000	230 В / 50 Гц	450
4208.100.06	3 000	230 В / 50 Гц	450
4208.100.07	5000	230 В / 50 Гц	600



4209.100

Нагревательные колпаки цифровые, на базе микропроцессора



- Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.
- Микропроцессорный регулятор мощности обеспечивает более быстрое время реакции.
- Кнопка ON/OFF для регулирования мощности нагрева.
- Достигают температуры до 400°C.
- Колпак из стекловолоконной нити для обеспечения равномерного нагрева.
- Встроенная защита от разлива обеспечивает более безопасную эксплуатацию и утилизацию жидкости.
- Уникальный дизайн обеспечивает лучшую стабильность.
- Для колб с круглым дном в соответствии со стандартами DIN 12347.
- Простота эксплуатации и длительный срок службы.


Кат. №	Объем колбы (мл)	Требования к питанию	Номинальная мощность (кВт)
4209.100.01	100	230 В / 50 Гц	150
4209.100.02	250	230 В / 50 Гц	150
4209.100.03	500	230 В / 50 Гц	220
4209.100.04	1000	230 В / 50 Гц	300
4209.100.05	2000	230 В / 50 Гц	450
4209.100.06	3 000	230 В / 50 Гц	450
4209.100.07	5000	230 В / 50 Гц	600





4210.100

Нагревательные колпаки, цифровые, на базе микропроцессора, с мешалкой




- Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.
- Микропроцессорный регулятор мощности обеспечивает более быстрое время реакции.
- Встроенная мешалка (1000 об/мин).
- Кнопка ON/OFF для регулирования мощности нагрева.
- Достигают температуры до 400°C.
- Колпак из стекловолоконной нити для обеспечения равномерного нагрева.
- Встроенная защита от разлива обеспечивает более безопасную эксплуатацию и утилизацию жидкости.
- Уникальный дизайн обеспечивает лучшую стабильность.
- Для колб с круглым дном в соответствии со стандартами DIN 12347.
- Простота эксплуатации и длительный срок службы.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Требования к питанию	Номинальная мощность (кВт)
4210.100.01	100	230 В /50 Гц	150
4210.100.02	250	230 В /50 Гц	150
4210.100.03	500	230 В /50 Гц	220
4210.100.04	1000	230 В /50 Гц	300
4210.100.05	2000	230 В /50 Гц	450
4210.100.06	3 000	230 В /50 Гц	450
4210.100.07	5000	230 В /50 Гц	600

4211.100

Нагревательные колпаки, аналоговые, на базе микропроцессора, с тремя колпаками



- Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.
- Три колпака в одном приборе.
- Микропроцессорный регулятор мощности обеспечивает более быстрое время реакции.
- Кнопка ON/OFF для регулирования мощности нагрева.
- Достигают температуры до 400°C.
- Колпак из стекловолоконной нити для обеспечения равномерного нагрева.
- Встроенная защита от разлива обеспечивает более безопасную эксплуатацию и утилизацию жидкости.
- Уникальный дизайн обеспечивает лучшую стабильность.
- Для колб с круглым дном в соответствии со стандартами DIN 12347.
- Простота эксплуатации и длительный срок службы.

Кат. №	Кол-во колпаков	Объем колбы (мл)	Требования к питанию	Номинальная мощность (кВт)
4211.100.01	3	100	230 В /50 Гц	150
4211.100.02	3	250	230 В /50 Гц	150
4211.100.03	3	500	230 В /50 Гц	220
4211.100.04	6	100	230 В /50 Гц	150
4211.100.05	6	250	230 В /50 Гц	150
4211.100.06	6	500	230 В /50 Гц	220





4212.100

Запасные сменные колпаки с обогревателями


Кат. №	Объем (мл)	Ватт (Вт)
4212.100.01	50	60
4212.100.02	100	60
4212.100.03	250	150
4212.100.04	500	200
4212.100.05	1000	300
4212.100.06	2000	450
4212.100.07	3 000	450
4212.100.08	5000	600
4212.100.09	10 000	2 × 600
4212.100.10	20 000	2 × 600
4212.100.11	50000	6 × 600



4213.100

Аппарат Киппа (газогенератор)

- Со сменными шлифами.




Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
4213.100.01	100	1
4213.100.02	250	1
4213.100.03	500	1
4213.100.04	1000	1





4214.100

Магнитные мешалки с покрытием из ПТФЭ




Кат. №	Длина × диаметр (мм)	Упаковка
4214.100.01	10 × 6	10
4214.100.02	15 × 8	10
4214.100.03	20 × 8	10
4214.100.04	25 × 8	10
4214.100.05	30 × 8	10
4214.100.06	35 × 8	10
4214.100.07	40 × 8	10
4214.100.08	50 × 8	10
4214.100.09	60 × 10	10



4215.100

Спиртовка круглая, стеклянная



- Круглый корпус с надежно завинчивающейся крышкой.
- Латунный колпачок для тушения пламени и предотвращения появления запаха и испарений.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
4215.100.01	60	6
4215.100.02	120	6



4216.100

Спиртовка шестиугольная, стеклянная



- Многогранная форма этой сверхпрочной стеклянной горелки позволяет расположить пламя под нужным углом для выполнения различных задач.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
4216.100.01	60	6
4216.100.02	120	6

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ





6000.100

Мензурки, Европейский дизайн

- Изготовлены из полипропилена.
- Прозрачные и автоклавируемые мензурки.
- Приподнятая градуировка для удобства чтения.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6000.100.01	25	12
6000.100.02	50	12
6000.100.03	100	12
6000.100.04	250	12
6000.100.05	500	12
6000.100.06	1000	6
6000.100.07	2000	6
6000.100.08	5000	2



6001.100

Мерные стаканы с ручкой, Европейский дизайн

- Изготовлены из полипропилена.
- Прозрачные, автоклавируемые кувшины.
- Снабжены ручкой для легкого и удобного подъема.
- Приподнятая градуировка для удобства чтения.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6001.100.01	250	12
6001.100.02	500	12
6001.100.03	1000	6
6001.100.04	2000	6
6001.100.05	3 000	6
6001.100.06	5000	4




6002.100

Мерные стаканы удлиненной формы с ручкой

- Изготовлены из полипропилена.
- Прозрачные, автоклавируемые кувшины.
- Снабжены ручкой для легкого и удобного подъема.
- Приподнятая градуировка для удобства чтения.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6002.100.01	250	12
6002.100.02	500	12
6002.100.03	1000	12
6002.100.04	2000	6




6003.100

Стакан Гриффина с печатной шкалой

- Изготовлены из полипропилена.
- Прозрачные и автоклавируемые мензурки.
- Напечатанная шкала обеспечивает превосходную точность.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6003.100.01	250	12
6003.100.02	500	12





6004.100

Мензурки, ТРХ, печатная шкала

- Изготовлен из полиметилпентена.
- Прозрачные и автоклавируемые мензурки.
- Напечатанная шкала обеспечивает превосходную точность.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6004.100.01	250	12
6004.100.02	500	12





6005.100

Бюретки, ТРХ

- Эта бюретка имеет прозрачную акриловую трубку и герметичный запорный кран ТРХ, оснащенный самосмазывающейся заглушкой из ПТФЭ.
- Каждая бюретка индивидуально откалибрована для обеспечения максимальной точности.
- Акриловый корпус не подвержен воздействию разбавленных минеральных кислот и щелочей, за исключением плавиковой кислоты и гидроксида аммония.
- Диапазон pH от 1 до 14 является идеальным и может содержать до 5 мас.% кислот или 30% оснований.


Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6005.100.01	50	10






6006.100

Бюретки Шиллинга




- Изготовлены из полиэтилена.
- Калиброванная бюретка с нулевой точкой отсоса, выпускным носиком и рычажным механизмом для быстрого слива.
- Бюретка наполняется простым сжатием флакона. Как только флакон освобождается, жидкость всасывается до тех пор, пока бюретка не будет установлена на ноль.
- Лишняя жидкость стекает обратно через подающую трубку в бутылку.

Кат. №	Объем бюретки (мл)	Объем флакона (мл)	Упаковка
6006.100.01	10	1000	1
6006.100.02	25	1000	1
6006.100.03	50	1000	1



6007.100

Мерные цилиндры с шестигранным основанием, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Превосходная прозрачность и химическая стойкость.
- Подвергается автоклавированию при температуре 121 °C в течение 20 минут при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм.
- Рельефные градуировки для обеспечения воспроизводимости.
- Не впитывает химикаты.
- Шестиугольное основание для дополнительной устойчивости.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6007.100.01	10	24
6007.100.02	25	12
6007.100.03	50	12
6007.100.04	100	12
6007.100.05	250	6
6007.100.06	500	4
6007.100.07	1000	3



6008.100

Мерные цилиндры с круглым основанием, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Эти автоклавируемые цилиндры имеют рельефную градуировку.
- Легко читаются и обладают отличительной прозрачностью.
- Широкое основание обеспечивает хорошую устойчивость.

Кат. №	Объем (мл)	Деление (мл)	Упаковка
6008.100.01	10	0,2	24
6008.100.02	25	0,5	12
6008.100.03	50	1	12
6008.100.04	100	1	12
6008.100.05	250	2	6
6008.100.06	500	5	4
6008.100.07	1000	10	3
6008.100.08	2000	20	2





6009.100

Пипетки Пастера

- Изготовлен из полиэтилена низкой плотности.
- Со стеклянной грушей и градуировкой.
- Превосходная воспроизводимость кап/мм.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6009.100.01	1	500
6009.100.02	3	500



6010.100

Бутыли

- Изготовлены из полипропилена.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Объем (л.)	Упаковка
6010.100.01	10	1
6010.100.02	20	1





6011.100

Флаконы-аспираторы, ПП

- Изготовлены из полипропилена и поэтому намного легче стекла.
- Поддаются автоклавированию, долговечны и надежны.
- Герметичный кран, привинченный к корпусу бутылки, открывается или закрывается всего за пол-оборота.
- Эти бутылки используются для хранения или дозирования дистиллированной воды и других лабораторных растворов.
- Перед обработкой в автоклаве резьба должна быть полностью отсоединена.

Кат. №	Объем (л.)	Упаковка
6011.100.01	2	1
6011.100.02	6	1
6011.100.03	10	1
6011.100.04	20	1



6012.100

Бутылки-капельницы


- Изготовлен из полиэтилена низкой плотности.
- Бутылки-капельницы позволяют дозированно подавать жидкость при нажатии на них.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6012.100.01	60	12
6012.100.02	125	12
6012.100.03	30	12



6013.100

Бутылки-капельницы, Европейский дизайн



- Изготовлен из полиэтилена низкой плотности.
- Бутылки-капельницы позволяют дозированно подавать жидкость при нажатии на них.
- С завинчивающейся крышкой.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6013.100.01	15	12
6013.100.02	30	12
6013.100.03	60	12
6013.100.04	125	12
6013.100.05	250	12

6014.100

Бутыли с запорным краном

- Изготовлены из полипропилена.
- Автоклавиремые.

Кат. №	Объем (л.)	Упаковка
6014.100.01	10	1
6014.100.02	20	1



6015.100

Бутылки для реагентов, ПП, Белые, с широким горлышком

- Изготовлены из полипропилена.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки можно автоклавировать как в пустом, так и в заполненном виде.
- С другой стороны, полипропиленовые бутылки также обладают превосходной прочностью.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6015.100.01	30	12
6015.100.02	60	12
6015.100.03	125	12
6015.100.04	250	12
6015.100.05	500	12
6015.100.06	1000	6





6016.100

Бутылки для реактивов, ПЭВД, белые, с широким горлышком

- Изготовлен из полиэтилена низкой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- Бутылки прочные и небульющие.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6016.100.01	60	12
6016.100.02	125	12
6016.100.03	250	12
6016.100.04	500	12
6016.100.05	1000	6





6017.100

Бутылки для реагентов, ПЭНД, белые, с широким горлышком

- Изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- С другой стороны, бутылки из полиэтилена высокой плотности также обладают превосходной прочностью и не поддаются разбиванию.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6017.100.01	60	12
6017.100.02	125	12
6017.100.03	250	12
6017.100.04	500	12
6017.100.05	1000	6



6018.100

Бутылки с реагентами, ПЭНД, янтарного цвета, с широким горлышком

- Изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- С другой стороны, бутылки из полиэтилена высокой плотности также обладают превосходной прочностью и не поддаются разбиванию.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6018.100.01	30	12
6018.100.02	60	12
6018.100.03	125	12
6018.100.04	250	12
6018.100.05	500	12
6018.100.06	1000	6



6019.100


Бутылки для реактивов, ПП, белые, с узким горлышком

- Изготовлены из полипропилена.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Можно автоклавировать в пустом и в заполненном виде.
- С другой стороны, полипропиленовые бутылки также обладают превосходной прочностью.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6019.100.01	30	12
6019.100.02	60	12
6019.100.03	125	12
6019.100.04	250	12
6019.100.05	500	12
6019.100.06	1000	6

6020.100

Бутылки для реактивов, ПЭВД, белые, с узким горлышком




- Изготовлен из полиэтилена низкой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- Бутылки прочные и небульющиеся.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6020.100.01	60	12
6020.100.02	125	12
6020.100.03	250	12
6020.100.04	500	12
6020.100.05	1000	6



6021.100

Бутылки для реагентов, ПЭНД, белые, с узким горлышком



- Изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- С другой стороны, бутылки из полиэтилена высокой плотности также обладают превосходной прочностью и не бьются.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6021.100.01	60	12
6021.100.02	125	12
6021.100.03	250	12
6021.100.04	500	12
6021.100.05	1000	6



6022.100

Бутылки с реагентами, ПЭНД, янтарного цвета, с узким горлышком

- Изготовлены из полиэтилена высокой плотности.
- Эти бутылки жесткие, полупрозрачные и обладают превосходной контактной прозрачностью.
- Эти бутылки не поддаются автоклавированию.
- Бутылки из полиэтилена высокой плотности также обладают превосходной прочностью и не бьются.
- В крышку встроено уплотнительное кольцо для герметизации бутылки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6022.100.01	30	12
6022.100.02	60	12
6022.100.03	125	12
6022.100.04	250	12
6022.100.05	500	12
6022.100.06	1000	6





6023.100

Бутылки с узким горлышком, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6023.100.01	4000	1



6024.100

Бутылки квадратные, с широким горлышком, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6024.100.01	4000	1



6025.100

Промывочные бутылки с цельной трубкой, ПЭВД


- Изготовлены из полиэтилена низкой плотности и поэтому являются прозрачными и небующимися.
- Отличительной особенностью этих бутылок является встроенная подающая трубка.
- На внешней поверхности этих бутылок нанесена градуировка,

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6025.100.01	250	12
6025.100.02	500	12
6025.100.03	125	12

дающая приблизительное представление об объеме наливаемого или дозируемого раствора.

6026.100

Промывочные бутылки, европейский дизайн




- Изготовлены из полиэтилена низкой плотности и поэтому являются прозрачными и небьющимися.
- Колпачок снабжен гибкой полиэтиленовой трубкой для подачи жидкости.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6026.100.01	250	12
6026.100.02	500	6
6026.100.03	1000	6



6027.100

Промывочные бутылки с широким горлышком, ПЭВД



- Изготовлены из полиэтилена низкой плотности и поэтому являются прозрачными и небьющимися.
- Подающая трубка, прикрепленная к колпачку, позволяет легко подавать жидкость на требуемую поверхность.

Кат. №	Тип / объем (мл)	Цвет	Упаковка
6027.100.01	Простая / 500	Один цвет	6
6027.100.02	Простая / 500	2 цвета	6
6027.100.03	Простая / 500	4 цвета	6
6027.100.04	Ацетон / 500	Один цвет	6
6027.100.05	Ацетон / 500	2 цвета	6
6027.100.06	Ацетон / 500	4 цвета	6
6027.100.07	Этанол / 500	Один цвет	6
6027.100.08	Этанол / 500	2 цвета	6
6027.100.09	Этанол / 500	4 цвета	6
6027.100.10	Метанол / 500	Один цвет	6
6027.100.11	Метанол / 500	2 цвета	6
6027.100.12	Метанол / 500	4 цвета	6
6027.100.13	Дистиллированная вода / 500	Один цвет	6
6027.100.14	Дистиллированная вода / 500	2 цвета	6
6027.100.15	Дистиллированная вода / 500	4 цвета	6
6027.100.16	Простая / 1000	Один цвет	6
6027.100.17	Простая / 1000	2 цвета	6
6027.100.18	Простая / 1000	4 цвета	6
6027.100.19	Ацетон / 1000	Один цвет	6
6027.100.20	Ацетон / 1000	2 цвета	6
6027.100.21	Ацетон / 1000	4 цвета	6
6027.100.22	Этанол / 1000	Один цвет	6
6027.100.23	Этанол / 1000	2 цвета	6
6027.100.24	Этанол / 1000	4 цвета	6
6027.100.25	Метанол / 1 000	Один цвет	6
6027.100.26	Метанол / 1 000	2 цвета	6
6027.100.27	Метанол / 1 000	4 цвета	6
6027.100.28	Дистиллированная вода / 1 000	Один цвет	6
6027.100.29	Дистиллированная вода / 1 000	2 цвета	6
6027.100.30	Дистиллированная вода / 1 000	4 цвета	6
6027.100.31	Изо-пропанол / 500	Одинарный	6
6027.100.32	Изо-пропанол / 500	2 цвета	6
6027.100.33	Изо-пропанол / 500	4 цвета	6
6027.100.34	Изо-пропанол / 1000	Одинарный	6
6027.100.35	Изо-пропанол / 1000	2 цвета	6
6027.100.36	Изо-пропанол / 1000	4 цвета	6





6028.100

Эксикаторы без крана, ПП/ПК

- Изготовлены из полипропилена/поликарбоната.
- Снабжен толстым перфорированным полипропиленовым диском с большим отверстием в центре для удобства подъема.
- Крошечные отверстия в диске обеспечивают проходимость воздуха и поддержку посуды.
- Однако для работы с тиглями для нагрева рекомендуется использовать фарфоровые диски.

Кат. №	Тип	Размер (мм)	Фланец (мм)	Внут. диам. (мм)	Упаковка
6028.100.01	простые	200	232	199	1
6028.100.02	простые	250	276	240	1



6029.100

Вакуумные эксикаторы, ПП/ПК

- Изготовлены из полипропилена и поликарбоната.
- Автоклавизируемые вакуумные эксикаторы способны выдерживать вакуум до 740 мм рт.ст. в течение 24 часов без какой-либо смазки.
- Оснащены полипропиленовыми запорными кранами с самосмазывающейся пробкой из ПТФЭ.

Кат. №	Тип	Размер (мм)	Фланец (мм)	Внут. диам. (мм)	Упаковка
6029.100.01	простые	200	232	199	1
6029.100.02	простые	250	276	240	1



6030.100

Волюметрические колбы, ПП

- Изготовлены из полипропилена, они прочны, не ломаются, и имеют высокую степень прозрачности.
- Колбы подходят для автоклавирования, они также снабжены закручивающимися крышками для предотвращения утечки.
- Перед обработкой в автоклаве следует отсоединить резьбу.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6030.100.01	25	1
6030.100.02	50	1
6030.100.03	100	1
6030.100.04	250	1
6030.100.05	500	1
6030.100.06	1000	1

6031.100

Конические колбы, ПП

- Изготовлены из полипропилена, они прочны, не ломаются, и имеют высокую степень прозрачности.
- Колбы подходят для автоклавирования, они также снабжены завинчивающимися крышками для предотвращения утечки.
- Перед обработкой в автоклаве следует снять отсоединить резьбу.

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6031.100.01	100	12
6031.100.02	250	12
6031.100.03	500	12



6032.100

Разделительные воронки, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Имеют высокую степень прочности и прозрачности для анализа содержимого.
- Имеют грушевидную форму, пригодны для автоклавирования.
- Имеют герметичную завинчивающуюся крышку с резьбой.
- Запорный кран из полипропилена снабжен самосмазывающейся пробкой из ПТФЭ, которая нажимом крепится к стеблю воронки.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6032.100.01	100	2
6032.100.02	250	2
6032.100.03	500	2



6033.100

Аналитические воронки, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- угол конуса 60° и внешние ребра жесткости обеспечивают воздушный шлюз.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Диаметр (мм)	Упаковка
6033.100.01	50	72
6033.100.02	62	36
6033.100.03	75	36
6033.100.04	100	36






6034.100

Воронки с длинным стеблем, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- угол конуса 60° и внешние ребра жесткости обеспечивают воздушный шлюз.

Кат. №	Диаметр (мм)	Внут. диам. (мм)	Длина стебля (мм)	Упаковка
6034.100.01	100	93	84	36
6034.100.02	150	148	55	12



6035.100

Воронки для порошка, ПП, с параллельным стеблем

- Изготовлены из полипропилена.
- Параллельный стебель сводит к минимуму скопление порошкообразных реагентов.
- Автоклавированные.

Кат. №	Диаметр (мм)	Упаковка
6035.100.01	65	36
6035.100.02	80	36
6035.100.03	100	36



6036.100

Воронки Бюхнера, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Легкий вес.
- Легко моются, пригодны для автоклавирования.
- Верхняя часть воронки соединяется с нижней частью, образуя герметичное сцепление, которое не требует смазки.
- Основание верхней части имеет перфорированную фильтровальную пластину.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
6036.100.01	70	12
6036.100.02	90	6
6036.100.03	110	6




6037.100

Криопробирки, ПП


- Изготовлены из первичного полипропилена.
- Не содержат тяжелых металлов и ингибирующих пластификаторов.
- Уникальная закручивающаяся крышка легко открывается и закрывается, а также обеспечивает надежный захват пробирки во влажном состоянии.
- Встроенное уплотнительное кольцо в крышке обеспечивает герметичность криопробирки.
- Выпускается с рельефной печатной градуировкой и белой областью для надписей на тубусе.
- Подходит для температур от -196°C до +121°C.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6037.100.01	1,8	500
6037.100.02	4,5	250
6037.100.03	1.8 (Гамма-стерильные)	500
6037.100.04	4.5 (Гамма-стерильные)	250




6038.100

Боксы для криопробирок, ПК



- Изготовлены из поликарбоната.
- Прозрачная крышка с цифровой индексацией позволяет видеть содержимое пробирки.
- Подходит для использования при температурах от -196°C до +121°C.

Кат. №	Характеристики	Упаковка
6038.100.01	для 81 криопробирки объемом 1 мл и 1,8 мл	4
6038.100.02	для 100 криопробирок объемом 1 мл и 1,8 мл	4



6039.100

Боксы для криопробирок, кубические, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Прозрачная крышка с буквенно-цифровой индексацией позволяет хорошо видеть содержимое пробирки.
- Подходит для использования при температурах от -196°C до +121°C.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Характеристики	Упаковка
6039.100.01	для 81 криопробирки объемом 1 мл и 1,8 мл	4
6039.100.02	для 100 криопробирок объемом 1 мл и 1,8 мл	4



6040.100

Коробка для наконечников пипеток, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Отличный вариант для хранения наконечников микропипеток разного размера.

Кат. №	Характеристики	Упаковка
6040.100.01	Для 96 наконечников микропипеток объемом от 2 до 10 мкл	6
6040.100.02	Для 96 наконечников микропипеток объемом от 2 до 200 мкл	6
6040.100.03	Для 96 наконечников микропипеток объемом 200-1000 мкл	6





6041.100

Центрифужные пробирки Oak Ridge, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Превосходная видимость содержимого.
- Может использоваться до 50 000 × G.
- Завинчивающаяся крышка снабжена силиконовым уплотнителем, предавая пробирке полную герметичность.
- Не следует использовать при температуре ниже 4°C

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6041.100.01	50	12



6042.100

Центрифужные пробирки, конические



- Изготовлены из первичного медицинского полипропилена USP класса VI (PP), соответствующего требованиям FDA 21 CFR.
- Не содержат натурального каучука и тяжелых металлов.
- Большая белая матовая часть подходит для нанесения надписей.
- Градуировка нанесена на видном месте для удобства идентификации.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6042.100.01	15	500
6042.100.02	50	500



6043.100

Переходники, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Особая зазубренная форма на концах переходников обеспечивает надежное сцепление.

Кат. №	Тип	Диаметр (мм)	Упаковка
6043.100.01	T	6	36
6043.100.02	Y	6	36
6043.100.03	T	8	36
6043.100.04	Y	8	36
6043.100.05	T	10	36
6043.100.06	Y	10	36


6044.100

Лабораторные лотки, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Используется для стерилизации, а также сушки стеклянной посуды и другого лабораторного оборудования.
- Скошенные стенки.
- Автоклавиремые.

Кат. №	Длина 5 Ширина × Высота (мм)	Упаковка
6044.100.01	450 × 350 × 75	10
6044.100.02	350 × 275 × 75	10



6045.100

Хозяйственные лотки, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Используется для стерилизации, а также сушки стеклянной посуды и другого лабораторного оборудования.
- Скошенные стенки.
- Автоклавиремые.

Кат. №	Длина × Ширина × Высота (мм)	Упаковка
6045.100.01	360 × 310 × 130	6



6046.100

Ёмкости Коплина, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Вмещает 10 стекол размером 1 × 3 дюйма.
- Внутри расположены ребра для удержания направляющих в вертикальном положении.
- Выпуклая закручивающаяся крышка обеспечивает надежную защиту стекол внутри.

Кат. №	Описание	Упаковка
6046.100.01	Ёмкости Коплина	12






6047.100

Контейнеры для стекол, ПП




- Изготовлены из полипропилена.
- Компактный и долговечный вариант для хранения стекол.
- Основание контейнера снабжено цифровым индексом для удобства идентификации стекол.

Кат. №	Вместимость	Упаковка
6047.100.01	25 стекол	12
6047.100.02	50 стекол	12
6047.100.03	100 стекол	6



6048.100

Почтовые контейнеры для стекол, П



- Изготовлены из полипропилена.
- Используются для безопасной транспортировки и хранения стекол.
- Обеспечивают отличный обзор стекол, размещенных внутри, что облегчает их идентификацию.

Кат. №	Вместимость	Упаковка
6048.100.01	1 стекло	25
6048.100.02	2 стекла	25
6048.100.03	5 стекол	25



6049.100

Футляры для пипеток, полипропиленовые

- Изготовлены из полипропилена.
- Вмещают пипетки разной длины.
- Высоту можно регулировать, закручивая крышку.

Кат. №	Упаковка
6049.100.01	4

6050.100

Чашки Петри, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
6050.100.01	50	36
6050.100.02	75	36
6050.100.03	100	36
6050.100.04	125	12
6050.100.05	150	12



6051.100

Чашки Петри, одноразовые

- Изготовлены из оптически прозрачного нетоксичного полистирола.
- Стерилизуются радиацией.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
6051.100.01	50	36




6052.100

Стеклянные мешалки, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Приплюснуты с обоих концов.
- Можно использовать как для перемешивания, так и в качестве лопаточки.



Кат. №	Диаметр × высота (мм)	Упаковка
6052.100.01	6 × 245	12






6053.100

Шпатели, ПП




- Изготовлены из полипропилена.
- С одной стороны - ложка, с другой стороны - плоский конец в форме ножа.
- Плоский конец помогает измельчать кристаллы различных солей, в то время как ложка используется для извлечения солей из емкостей.

Кат. №	Длина (мм)	Упаковка
6053.100.01	150	6
6053.100.02	250	6




6054.100

Щипцы, ПП



- Изготовлены из полипропилена.
- Зазубренные кончики для надежного захвата.
- Прочные и долговечные.

Кат. №	Описание	Упаковка
6054.100.01	Щипцы-пинцет	100



6055.100

Штативы для микроцентрифужных пробирок, ПП,



- Изготовлены из полипропилена.
- Стойка для микроцентрифужных пробирок.
- Вмещает микроцентрифужные пробирки объемом 0,5 мл и 1,5 мл/2,0 мл.
- Эти штативы могут вместить 60 пробирок по 0,5 мл, или 80 шт. по 1,5 мл/2,0 мл.
- Буквенно-цифровая индексация для удобства идентификации пробирок.

Кат. №	Описание	Упаковка
6055.100.01	Штатив для микроцентрифужных пробирок объемом 0,5 мл и 1,5 мл	4



6056.100

Штативы для пипеток, ПП, горизонтальные

- Изготовлены из полипропилена.
- Представляют собой две треугольные пластины, прикрепленные друг к другу тремя металлическими стержнями, покрытыми полипропиленом.

Кат. №	Описание	Упаковка
6056.100.01	Для 12 пипеток	6



6057.100

Штативы для пипеток, ПП, вертикальные

- Изготовлены из полипропилена.
- Представляют собой три пластины, которые не требуют заполнения каким-либо утяжеляющим материалом.
- Автоклавируемые.

Кат. №	Описание	Упаковка
6057.100.01	Для 28 пипеток	1






6058.100

Штативы для пипеток, ПП, вращающиеся

- Изготовлены из полипропилена.
- Вращаются вокруг центральной вертикальной оси для удобства доступа к любой конкретной пипетке.
- Нижний вращающийся диск имеет четыре concentric желоба с коническими стенками и открытым дном, которые надежно удерживают наконечники пипеток.
- Верхний диск имеет сетчатый рисунок, concentric по отношению к нижнему диску, и удерживает пипетки вертикально.
- Жидкости, стекающие из пипеток, удерживаются внешним кольцом на верхней части неподвижного основания.
- Простые в сборке и разборке.




Кат. №	Описание	Упаковка
6058.100.01	Для 96 пипеток	1



6059.100

Штативы для пробирок, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Имеют 2 гнезда для пробирок диаметром 25 мм и 4 гнезда для пробирок диаметром 16 мм.
- Шесть стержней предназначены для сушки пробирок в перевернутом виде.




Кат. №	Описание	Упаковка
6059.100.01	Для пробирок диам. 16 мм и 25 мм	6



6060.100

Штативы для пробирок, ПК, 3 ярус

- Изготовлены из поликарбоната.
- 3-уровневый дизайн с удобными держателями.
- Автоклавизируемые.




Кат. №	Описание	Упаковка
6060.100.01	Пробирки 13 мм × 31	2
6060.100.02	Пробирки 16 мм × 31	2
6060.100.03	Пробирки 20 мм × 20	2
6060.100.04	Пробирки 25 мм × 12	2
6060.100.05	Пробирки 13 мм × 62	2
6060.100.06	Пробирки 16 мм × 62	2
6060.100.07	Пробирки 25 мм × 24	2
6060.100.08	Пробирки 25 мм × 18	2
6060.100.09	Пробирки 25 мм × 36	2
6060.100.10	Пробирки 32 мм × 12	2


6061.100

Ретортный штатив, ПП

- Изготовлены из полипропилена.
- Металлический стержень покрыт полипропиленом, что обеспечивает ему защиту от коррозии.
- Стержень размером 12,5 × 750 мм может быть ввинчен в массивное основание.



Кат. №	Описание	Упаковка
6061.100.01	225 × 150 мм - Боковое отверстие	1



6062.100

Подставки для колб, универсальные

- Изготовлены из полипропилена.
- Обеспечивают отличную поддержку размещенным на нем колбам с круглым дном.
- Автоклавируемые.



Кат. №	Описание	Упаковка
6062.100.01	Универсальная подставка для колб	6



6063.100

Пробки для волюметрических колб, ПП

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6063.100.01	10/19	10
6063.100.02	12/21	10
6063.100.03	14/23	10
6063.100.04	19/26	10
6063.100.05	24/29	10
6063.100.06	29/32	10
6063.100.07	34/36	10





6064.100

Пробки, ПП, Стандарт ASTM



Кат. №	Пробка №	Упаковка
6064.100.01	13	25
6064.100.02	16	25
6064.100.03	19	25
6064.100.04	22	25
6064.100.05	27	25




6065.100

Пробки, ПТФЭ, Стандарт ASTM




Кат. №	Пробка №	Упаковка
6065.100.01	13	25
6065.100.02	16	25
6065.100.03	19	25
6065.100.04	22	25
6065.100.05	27	25



6066.100

Зажим для бюреток, Fisher

- Изготовлены из полипропилена.
- Устойчив к коррозии.
- Центральная лапка с пружиной обеспечивает плотный захват бюретки и предотвращает ее соскальзывание.
- Два конических переходника обеспечивают надежное сцепление со стержнями штатива диаметром 1/2" или 3/8".



Кат. №	Длина (мм)	Упаковка
6066.100.01	Одинарный	12
6066.100.02	Двойной	6



6067.100

Держатели для делительных воронок

- Изготовлены из полипропилена.
- Полукольцо из некоррозийного материала обеспечивает хороший обзор раствора.
- Позволяет беспрепятственно размещать разделительные воронки.
- Два конических переходника обеспечивают надежное сцепление со стержнями штатива диаметром 1/2" или 3/8".

Кат. №	Описание	Упаковка
6067.100.01	Держатели для делительных воронок	12

6068.100

Держатели для воронок

- Изготовлены из полипропилена.
- Не подвержены коррозии.
- Предназначены для воронок диаметром от 3" до 6".
- Для крепления воронок диаметром от 1" до 3" необходимо установить адаптер, входящий в комплект поставки.
- Два конических переходника обеспечивают надежное сцепление со стержнями штатива диаметром 1/2" или 3/8".

Кат. №	Описание	Упаковка
6068.100.01	Держатель воронки	12



6069.100

Переходники для пластикового шланга

- Полиэтилен.

Кат. №	Резьба GL / Тип	Упаковка
6069.100.01	14 / Прямой	1



6070.100

Резьбовые (винтовые) соединения для переходов

- Полиэтилен.

Кат. №	Резьба	Упаковка
6070.100.01	14	100



6071.100

Конические зажимы Кека на шлиф

- Изготовлены из полипропилена.
- Превосходная химическая стойкость.
- Пригодны для автоклавирования при максимальной рабочей температуре.

Кат. №	Размер (шлифа)	Цвет	Упаковка
6071.100.01	14/23	Желтый	20
6071.100.02	19/26	Синий	20
6071.100.03	24/29	Зеленый	20
6071.100.04	29/32	Красный	20
6071.100.05	34/35	Оранжевый	10





6072.100

Защитные кольца (накладки) для мерных цилиндров

- Изготовлены из полипропилена.

Кат. №	Размер накладки/кольца	Упаковка
6072.100.01	10	10
6072.100.02	25	10
6072.100.03	50	10
6072.100.04	100	10
6072.100.05	250	10
6072.100.06	500	10
6072.100.07	1000	5
6072.100.08	2000	5



6073.100

Защитные кольца (накладки) для мерных колб

Кат. №	Объем колбы (мл)	Упаковка
6073.100.01	10	10
6073.100.02	25	10
6073.100.03	50	10
6073.100.04	100	10
6073.100.05	250	10
6073.100.06	500	10
6073.100.07	1000	5



6074.100

Ершики для мензурок

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.
- Ершик размера XL идеально подходит для чистки мензурок.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6074.100.01	Ершик для мензурки	Нейлон	50



6075.100

Ершики для бутылок

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.
- Ершик размера XL идеально подходит для чистки бутылок.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6075.100.01	Ершик для бутылок	Нейлон	50



6076.100

Ершики для бюреток

- Материал щетины - полиэстер, основание - проволока.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6076.100.01	Ершик для бюреток	Нейлон	10

6077.100

Ершики для колб

- Изготовлены из нейлоновой щетины.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6077.100.01	Ершик для колбы	Нейлон	10



6078.100

Ершики для цилиндров

- Изготовлены из нейлоновой щетины.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6078.100.01	Ершик для цилиндров	Нейлон	10



6079.100

Ершики для пробирок

- Изготовлены из нейлоновой щетины.

Кат. №	Тип	Материал	Упаковка
6079.100.01	Ершик для пробирок	Нейлон	50



6080.100

Завинчивающиеся крышки для бутылок

- Изготовлены из полиэтилена.
- Пригодны для автоклавирования при температуре до 140 °С.
- С защитным кольцом

Кат. №	Цвет	Резьба	Упаковка
6080.100.01	Синий	GL 45	10
6080.100.02	Оранжевый	GL 45	10
6080.100.03	Желтый	GL 45	10
6080.100.04	Зеленый	GL 45	10
6080.100.05	Серый	GL 45	10
6080.100.06	Белый	GL 45	10
6080.100.07	Черный	GL 45	10
6080.100.08	Красный	GL 45	10
6080.100.09	Синий	GL 25	10
6080.100.10	Оранжевый	GL 25	10
6080.100.11	Желтый	GL 25	10
6080.100.12	Зеленый	GL 25	10
6080.100.13	Серый	GL 25	10
6080.100.14	Белый	GL 25	10
6080.100.15	Черный	GL 25	10
6080.100.16	Красный	GL 25	10





6081.100

Завинчивающиеся крышки для бутылок, ПТФЭ

- Изготовлены из ПТФЭ (тефлон).
- Автоклавируемые.

Кат. №	Резьба	Упаковка
6081.100.01	GL 45	10



6082.100

Кольца разливочные

- Изготовлены из полиэтилена.
- Автоклавируемые при температуре до 140 °C.


Кат. №	Резьба	Упаковка
6082.100.01	GL 45	10



6083.100

Наконечники для микропипеток

- Изготовлены из полиэтилена.
- Автоклавируемые.




Кат. №	Объем (мкл)	Упаковка
6083.100.01	от 0,5 до 10	1000
6083.100.02	от 1 до 200	1000
6083.100.03	от 200 до 1000	1000
6083.100.04	от 1000 до 5000	100



6084.100

Пипеточные дозаторы

- Устойчивые к воздействию кислот и щелочей.
- Быстрое высвобождение.



Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6084.100.01	2	12
6084.100.02	10	12
6084.100.03	25	12

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ





5200.100

Зажимы для бюреток

- Материал: Мягкая сталь.
- Хромированная.
- Зажимы для бюреток Fisher, винтовые, одинарные.

Кат. №	Тип	Макс. температура (°C)	Упаковка
5200.100.01	Рукав из ПВХ	80	10
5200.100.02	Силиконовый	180	10



5201.100

Зажимы для бюретки с порошковым покрытием

- Материал: Мягкая сталь.
- Порошковое покрытие.
- Зажимы для бюреток Fisher, винтовые, одинарные.

Кат. №	Тип	Макс. температура (°C)	Упаковка
5201.100.01	Рукав из ПВХ	80	10
5201.100.02	Силиконовый	180	10



5202.100

Зажимы для бюреток, двойные

- Материал: Литой сплав.
- Выкрашены в синий цвет.
- Fisher винтовые.

Кат. №	Тип	Макс. температура (°C)	Упаковка
5202.100.01	Рукав из ПВХ	80	10
5202.100.02	Силиконовый	180	10



5203.100

Двойные зажимы для бюретки с порошковым покрытием

- Материал: Литой сплав.
- Порошковое покрытие.
- Fisher с муфтой.

Кат. №	Тип	Макс. температура (°C)	Упаковка
5203.100.01	Рукав из ПВХ	80	10
5203.100.02	Силиконовый	180	10

5204.100

Столик подъемный, лабораторный

Кат. №	Тип	Размер (мм)	Упаковка
5204.100.01	Нержавеющая сталь	120 × 140	1
5204.100.02	Нержавеющая сталь	200 × 200	1
5204.100.03	Нержавеющая сталь	250 × 250	1
5204.100.04	Мягкая сталь	120 × 140	1
5204.100.05	Мягкая сталь	200 × 200	1
5204.100.06	Мягкая сталь	250 × 250	1



5205.100

Зажимы для ретортных штативов с двумя зубцами

- Пробковая подкладка
- Материал: Алюминий, отлитый под давлением, с порошковым покрытием
- Хромированный стержень MS.
- Вмещает до 50-65 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5205.100.01	2 зубца с пробковой подкладкой	2




5206.100

Зажимы для ретортных штативов с тремя зубцами

- Три зубца.
- Материал: Алюминий, отлитый под давлением, с порошковым покрытием
- Хромированный стержень MS.
- Вмещает круг диаметром до 65 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5206.100.01	3 Зубца	2



5206.101

Зажимы для ретортных штативов, Европейский дизайн

- Три зубца с двойными ключами.
- Материал: Цинковый сплав, отлитый под давлением, хромированный
- Удерживают до 75 мм.
- Стержень диаметром 7,5 мм, длиной 235 мм.
- Муфта фиксируется для захвата диаметром 14 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5207.100.01	Силиконовый рукав с насадкой	2
5207.100.02	Рукав из ПВХ с муфтой	2
5207.100.03	Силиконовый рукав со стержнем	2
5207.100.04	Рукав из ПВХ со стержнем	2





5208.100

Конденсаторные зажимы с тремя зубцами

- Три зубца.
- Материал: Алюминий с порошковым покрытием.
- Хромированный стержень MS.
- Удерживают круг диаметром до 125 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5208.100.01	3 Зубца	2



5209.100

Конденсаторные зажимы с четырьмя зубцами

- Четыре зубца.
- Материал: Алюминий с порошковым покрытием.
- Хромированный стержень MS.
- Удерживают круг диаметром до 125 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5209.100.01	4 Зубца	2



5210.100

Зажимы для ретортных штативов с четырьмя зубцами

- Перекрестные.
- Отлитые под давлением.
- Удерживают до 65 мм.

Кат. №	Тип	Упаковка
5210.100.01	Алюминий с пробковой облицовкой	2
5210.100.02	Цинк с пробковой облицовкой	2



5211.100

Муфты, Двойные

- Материал: Литой сплав.
- Выкрашен в черный цвет.
- Удерживают до 25 мм.


Кат. №	Тип	Упаковка
5211.100.01	Удерживают до 25 мм	10
5211.100.02	Удерживают до 20 мм	10

5212.100

Прямоугольные подставки черного цвета

- Материал: Чугун, окрашенный в черный цвет.
- Стержень из мягкой стали.
- Хромированный с L-образным ключом.

Кат. №	Размер подставки (мм)	Размер стержня (длина × диаметр) (мм)	Упаковка
5212.100.01	150 × 100	950 × 10	2
5212.100.02	175 × 125	600 × 12.5	2
5212.100.03	200 × 125	600 × 12.5	2
5212.100.04	200 × 125	600 × 12	2
5212.100.05	225 × 150	750 × 12	2
5212.100.06	250 × 150	600 × 12	2
5212.100.07	250 × 200	750 × 12	2
5212.100.08	300 × 175	900 × 12	2
5212.100.09	250 × 150	750 × 12	2



5213.100

Прямоугольные подставки синего цвета

- Материал: Мягкая сталь.
- Синее порошковое покрытие.
- Стержень из мягкой стали.
- Хромированный с L-образным ключом.

Кат. №	Размер подставки (мм)	Размер стержня (длина × диаметр) (мм)	Упаковка
5213.100.01	150 × 100	500 × 12	2
5213.100.02	200 × 125	600 × 12	2
5213.100.03	250 × 150	750 × 12	2
5213.100.04	300 × 150	750 × 12	2



5214.100

Кольца для штатива, черные

- Материал: Мягкая сталь, окрашенная в черный цвет.
- С муфтой.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5214.100.01	50	4
5214.100.02	62,5	4
5214.100.03	75	4
5214.100.04	100	4
5214.100.05	125	2
5214.100.06	150	2
5214.100.07	200	2





5215.100

Кольца для штатива, хромированные

- Материал: Мягкая сталь, хромированная.
- С муфтой.

Кат. №	Длина стержня/муфты (мм)	Диаметр стержня/муфты (мм)	Диаметр кольца (мм)	Тип	Упаковка
5215.100.01	70	7	50	Муфта	4
5215.100.02	70	7	70	Муфта	4
5215.100.03	70	8	100	Муфта	4
5215.100.04	70	8	120	Муфта	2
5215.100.05	70	8	140	Муфта	2
5215.100.06	160	7	50	Стержень	4
5215.100.07	200	7	70	Стержень	4
5215.100.08	220	8	100	Стержень	4
5215.100.09	220	8	120	Стержень	4
5215.100.010	220	8	140	Стержень	4



5216.100

Штативы-треноги

- Материал: Чугун, окрашенный в черный цвет.
- Доступны с треугольным и круглым держателем.

Кат. №	Размер (мм)	Держатель	Упаковка
5216.100.01	100 × 150	Круглый держатель	1
5216.100.02	100 × 175	Круглый держатель	1
5216.100.03	100 × 200	Круглый держатель	1
5216.100.04	125 × 150	Круглый держатель	1
5216.100.05	125 × 175	Круглый держатель	1
5216.100.06	125 × 200	Круглый держатель	1
5216.100.07	100 × 150	Треугольный держатель	1
5216.100.08	100 × 175	Треугольный держатель	1
5216.100.09	100 × 200	Треугольный держатель	1
5216.100.10	125 × 150	Треугольный держатель	1
5216.100.11	125 × 175	Треугольный держатель	1
5216.100.12	125 × 200	Треугольный держатель	1



5217.100

Лопатка из нержавеющей стали с ложкой

- Плоская с одного конца и с ложкой - с другого.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5217.100.01	125	10
5217.100.02	150	10
5217.100.03	200	10
5217.100.04	250	10
5217.100.05	300	10

5218.100

Лопатка, нержавеющая сталь

- Оба конца плоские.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5218.100.01	125	10
5218.100.02	150	10
5218.100.03	200	10
5218.100.04	250	10



5219.100

Ножи-лопатки

- Класс 202.
- С деревянной рукояткой.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5219.100.01	100	10
5219.100.02	150	10
5219.100.03	200	10
5219.100.04	250	10
5219.100.05	300	10



5220.100

Горелки Бунзена

- Материал: Чугун, окрашенный в черный цвет.
- Латунная хромированная трубка
- С запорным краном.

Кат. №	Описание	Упаковка
5220.100.01	С одинарными стенками	1
5220.100.02	С двойными стенками	1



5221.100

Горелки Мекера

- Материал: Чугун, окрашенный в черный цвет.
- Латунная хромированная трубка

Кат. №	Описание	Упаковка
5221.100.01	с запорным краном	1
5221.100.02	без запорного крана	1






5222.100

Спиртовка, Нержавеющая сталь

- Создает безопасное пламя для выполнения основных лабораторных работ.
- Фитиль регулируется простой поворотной ручкой для удобства использования.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5222.100.01	80	1



5223.100

Щипцы для мензурок, НС

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Стекловолоконная нить или силиконовые втулки обеспечивают устойчивость к высоким температурам.
- Для мензурок объемом до 2 литров (155 мм в диаметре).

Кат. №	Тип	Длина (мм)	Материал рукава	Макс. температура (°C)	Упаковка
5223.100.01	Мензурка	250	Стекловолокну	500	4
5223.100.02	Мензурка	300	Стекловолокну	500	4
5223.100.03	Мензурка	250	Силикон	280	4
5223.100.04	Мензурка	300	Силикон	280	4



5224.100

Щипцы

- Изготовлены из нержавеющей стали.
- Выпускается в силиконовом рукаве и стекловолоконном жгуте для защиты от прямого воздействия пламени.
- Используются для работы с горячими мензурками и колбами.

Кат. №	Длина (мм)	Материал рукава	Макс. температура (°C)	Упаковка
5224.100.01	250	Стекловолокну	500	1
5224.100.02	300	Стекловолокну	500	1
5224.100.03	250	Силикон	280	1
5224.100.04	300	Силикон	280	1



5225.100

Щипцы для тиглей, дугообразные, нержавеющая сталь

- Изготовлен из нержавеющей стали.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5225.100.01	150	4
5225.100.02	200	4
5225.100.03	300	4
5225.100.04	450	4
5225.100.05	600	4

5226.100

Щипцы для тиглей, дугообразные, мягкая сталь

- Изготовлены из мягкой стали.
- Окрашены в черный цвет/хромированные.

Кат. №	Размер	Тип	Упаковка
5226.100.01	150	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.02	200	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.03	300	Окрашенные в черный цвет	4
5226.100.04	150	Хромированные	4
5226.100.05	200	Хромированные	4
5226.100.06	300	Хромированные	4



5227.100

Щипцы прямые, с тонкими концами, нержавеющей

- Класс 410.
- Тонкие концы.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5227.100.01	100	10
5227.100.02	125	10
5227.100.03	150	10
5227.100.04	200	10
5227.100.05	250	10
5227.100.06	300	10




5228.100

Щипцы с тонкими концами, нержавеющей сталь

- Класс 410.
- Тонкие концы.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5228.100.01	100	10
5228.100.02	125	10
5228.100.03	150	10
5228.100.04	200	10
5228.100.05	250	10
5228.100.06	300	10






5229.100

Щипцы прямые с тупыми концами, нержавеющая сталь

- Класс 410.
- Тупые концы.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5229.100.01	100	10
5229.100.02	125	10
5229.100.03	150	10
5229.100.04	200	10
5229.100.05	250	10
5229.100.06	300	10



5230.100

Щипцы, изогнутые с тупыми концами, нержавеющая сталь

- Класс 410.
- Тупые концы.

Кат. №	Размер (мм)	Упаковка
5230.100.01	100	10
5230.100.02	125	10
5230.100.03	150	10
5230.100.04	200	10
5230.100.05	250	10
5230.100.06	300	10



5231.100

Держатели фильтров, нержавеющая сталь

Кат. №	Описание
5231.100.01	Держатель для вакуумного фильтра 47 мм, целиком из нержавеющей стали.
5231.100.02	Испытания на стерильность по 3 направлениям, 47 мм, нержавеющая сталь

РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ






Свойства вулканизированной резины

Свойство	Натуральный каучук	Мономер этилена пропилендиена	Непрен	Нитрил	Силикон	Витон
Международное обозначение	NR	EPDM	CR	NBR	VMQ	FKM
Твердость по Шору - А	30-90	30-90	25-90	30-95	30-85	40-90
Предел прочности на растяжение	1	3	2	2	4	3
Растяжимость	1	3	2	2	4	3
Упругость	1	2	3	4	3	6
Гибкость при низких температурах	2	3	3	4	1	5
Термостойкость	6	4	4	4	1	1
Кислота (25% H ₂ SO ₄ при 50°C)	4	1	2	2	4	1
Основа (50% NaOH при 50°C)	2	1	2	6	6	1
Вода (при 100°C)	5	4	3	2	5	3
Атмосф. и озон. влияние	4	1	2	5	1	1
Газопроницаемость	5	4	3	2	6	1

Примечание: Приведенные выше технические данные предназначены только для ознакомления. OMSONS Glassware Private Limited не гарантирует точность информации и не несет ответственности за ее конечное использование.

**6200.100****Груши резиновые с хлопковой сеткой**

- Подходят для автоматических бюреток.

Кат. №	Описание
6200.100.01	Груши резиновые с хлопковой сеткой

**6201.100****Груша распылитель**

- Используется для распыления небольших, дозированных объемов веществ.

Кат. №	Описание
6201.100.01	Груша распылитель

Груши для пипеток

Резиновая груша для пипетки позволяет безопасно вручную управлять наполнением или выпуском токсичных жидкостей через пипетку нажатием пальца (тем самым исключая пипетирования ртом)

6202.100

Груши для пипеток, силиконовый каучук

- Материал: Силиконовый каучук.

Кат. №	Размер	Объем (мл)
6202.100.01	S	5
6202.100.02	M	10
6202.100.03	L	15
6202.100.04	XL	20
6202.100.05	Овальные	25
6202.100.06	XXL	50
6202.100.07	XXXL	100

Маленькие, средние и большие, выпускаются в упаковке по 100 штук.

Очень большие, овальные, XXL и XXXL выпускаются в упаковке по 50 штук.

6203.100

Груши для пипеток, натуральный каучук

- Материал: Натуральный каучук.

Кат. №	Размер	Объем (мл)
6203.100.01	S	5
6203.100.02	M	10
6203.100.03	L	15
6203.100.04	XL	20
6203.100.05	Овальные	25
6203.100.06	XXL	50
6203.100.07	XXXL	100

Маленькие, средние и большие, выпускаются в упаковке по 100 штук.

XXL, овальные, Супер большие и XXXL выпускаются в упаковке по 50 штук.

6204.100

Груши для наполнения пипеток с клапанами


- Предназначен для работы одной рукой.
- Обеспечьте безопасность работников отказавшись от пипетирования ртом при работе с опасными веществами.
- При использовании пипетки можно контролировать содержание воздуха, забор жидкости и дозирование.
- Запирающие или отпускающие клапаны обеспечивают плавный поток жидкости.
- Подходят для пипеток стандартного размера.
- С 3 клапанами, содержащими шарики из химически стойкой нержавеющей стали; Клапан А для выпуска воздуха, клапан S для наполнения и клапан Е для подачи.

Кат. №	Тип резины	Объем (мл)
6204.100.01	Силиконовая резина	50
6204.100.02	Натуральный каучук	50

Выпускается в упаковке по 25 штук.



Силиконовая резина



Натуральный каучук





6205.100

Подставки для колб универсальные, силиконовая резина

- С 12-ступенчатой поверхностью для лучшей устойчивости.
- Изготовлены из силиконовой резины, предназначены для колб объемом от 10 до 10000 мл.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Упаковка
6205.100.01	2

6206.100

Подставки для колб, Индивидуальные

- Изготовлены из силиконовой резины, предназначены для колб объемом от 50 до 10000 мл.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
6206.100.01	50	2
6206.100.02	100	2
6206.100.03	250	2
6206.100.04	500	2
6206.100.05	1000	2



6207.100

Защитные прихватки для рук, силикон

- Противоскользящий механизм для лучшего хвата.
- Помогают удерживать горячие, холодные или скользкие предметы, такие как бутылки, стаканы, мензурки и др.
- Выдерживают температуру до 280°C.

Кат. №	Упаковка
6207.100.01	4




6208.100

Холдеры для тиглей

- Для стеклянных колб для фильтрации.
- Обеспечивают чистое и прочное уплотнение между колбой и воронками, вакуумными фильтрами и т.д.

Размер	Дно (мм)	Верх (мм)	Высота (мм)	Толщина стенки (мм)
1	11	22	20	2,5
2	22,5	28	20	2,5
3	23,5	36,5	25	3
4	28	46	30,5	3
5	38	56	35	3,5
6	47	68	41	4
7	57	81	43,5	5



Кат. №	Тип резины
6208.100.01	Натуральный каучук
6208.100.02	Силиконовая резина

Выпускается только в наборе из 7 шт.

6209.100

Трубки, натуральный каучук

- Подходят для лабораторных, фармацевтических, промышленных и образовательных целей.
- Выпускаются в темно-бордовом цвете.
- Твердость по Шору: 45A.
- Погрешность: $\pm 0,2$ мм.
- Темп.: от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
6209.100.01	4	1	6	10 м.
6209.100.02	5	1,5	8	10 м.
6209.100.03	6	1,5	9	10 м.
6209.100.04	7	1,5	10	10 м.
6209.100.05	8	1,5	11	10 м.
6209.100.06	9	2	13	10 м.
6209.100.07	10	2	14	10 м.
6209.100.08	12	2	16	10 м.



6210.100

Трубки высокого давления

- Изготовлены из натурального каучука, который устойчив к воздействию легких кислот и щелочей.
- Подходят для лабораторных, фармацевтических, промышленных и образовательных целей.
- Твердость по Шору: 50-55A.
- Погрешность: $\pm 0,2$ мм.
- Темп.: от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
6210.100.01	3	5	13	10 м.
6210.100.02	5	5	15	10 м.
6210.100.03	6	5	16	10 м.
6210.100.04	8	5	18	10 м.
6210.100.05	9	5	19	10 м.
6210.100.06	10	6	22	10 м.
6210.100.07	12	6	24	10 м.



6211.100

Трубки, давление

- Изготовлены из натурального каучука, который устойчив к воздействию легких кислот и щелочей.
- Подходят для лабораторных, фармацевтических, промышленных и образовательных целей.
- Твердость по Шору: 50-55A.
- Погрешность: $\pm 0,2$ мм.
- Темп.: от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
6211.100.01	3	3	9	10 м.
6211.100.02	5	3	11	10 м.
6211.100.03	6	3	12	10 м.
6211.100.04	8	3	14	10 м.
6211.100.05	9	3	15	10 м.
6211.100.06	12	4	20	10 м.





6212.100

Шланги для горелки Бунзена

- Подходит для горелки Бунзена.
- Изготовлены из натурального каучука и неопрена.
- Усиленные концы для лучшего сцепления.

Кат. №	Размер (мм)
6212.100.01	450
6212.100.02	600
6212.100.03	900
6212.100.04	1000

Выпускается в упаковке по 10 штук.



6213.100

Трубки из силиконовой резины

- Трубки подходят для лабораторных, фармацевтических, промышленных, образовательных, медицинских целей, пищевой промышленности и т.д.
- Пригодны для работы при температуре от -50°C до 250°C.
- Соответствует стандартам USP VI и FDA 21 CFR 177.2600.
- Твердость по Шору: 45A.

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
6213.100.01	2	1	4	10 м.
6213.100.02	3	1	5	10 м.
6213.100.03	3	1,5	6	10 м.
6213.100.04	4	1	6	10 м.
6213.100.05	4	1,5	7	10 м.
6213.100.06	4	2	8	10 м.
6213.100.07	5	1	7	10 м.
6213.100.08	5	1,5	8	10 м.
6213.100.09	6	1	8	10 м.
6213.100.10	6	1,5	9	10 м.
6213.100.11	6	2	10	10 м.
6213.100.12	6	3	12	10 м.
6213.100.13	7	1,5	10	10 м.
6213.100.14	7	2	11	10 м.
6213.100.15	8	1,5	11	10 м.
6213.100.16	8	2	12	10 м.
6213.100.17	8	3	14	10 м.
6213.100.18	9	2	13	10 м.
6213.100.19	10	2	14	10 м.
6213.100.20	10	3	16	10 м.
6213.100.21	12	2	16	10 м.
6213.100.22	12	3,5	19	10 м.
6213.100.23	14	3	20	10 м.
6213.100.24	15	4	23	10 м.
6213.100.25	16	3	22	10 м.
6213.100.26	25	4	33	10 м.

6214.100

Трубки, отвержденные платиной

Кат. №	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Упаковка
6214.100.01	3	1,5	6	10 м.
6214.100.02	4	1,5	7	10 м.
6214.100.03	5	1,5	8	10 м.
6214.100.04	6	1,5	9	10 м.
6214.100.05	6	2	10	10 м.
6214.100.06	7	1,5	10	10 м.
6214.100.07	7	2	11	10 м.
6214.100.08	8	1,5	11	10 м.
6214.100.09	8	2	12	10 м.
6214.100.10	9	2	13	10 м.
6214.100.11	10	2	14	10 м.
6214.100.12	12	2	16	10 м.



6215.100

Фильтровальные конусы, резина

- Используются при контакте стеклянной посуды.
- Используются на многих фильтрующих аппаратах, колбах, воронках Бюхнера и т.д.

Кат. №	Размер
6215.100.01	250 мл, 500 мл
6215.100.02	1 Литр., 2 литра.
6215.100.03	5 литров.
6215.100.04	10 л.

Выпускается в упаковке по 25 штук.




6216.100

Фильтровальные конусы, силикон

- Используются при контакте стеклянной посуды.
- Используются на многих фильтрующих аппаратах, колбах, воронках Бюхнера и т.д.

Кат. №	Размер
6216.100.01	250, 500 мл
6216.100.02	1 Литр., 2 литра.
6216.100.03	5 литров.
6216.100.04	10 л.

Выпускается в упаковке по 25 штук.



6217.100

Лабораторные коврики

Кат. №	Размеры	Тип резины
6217.100.01	12" × 12"	Натуральный каучук
6217.100.02	12" × 12"	Силиконовая резина



6218.100

Листы

- Используются для предотвращения прямого контакта стеклянной посуды с твердой поверхностью.

Кат. №	Размеры	Тип резины
6218.100.01	9,5" × 9,5" × 2,7 мм	Натуральный каучук
6218.100.02	9,5" × 9,5" × 2,7 мм	Силиконовая резина



6219.100

Переходные муфты для пробирок, без зазубрин, натуральный каучук

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер (мм)
6219.100.01	12
6219.100.02	15
6219.100.03	18
6219.100.04	25

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6220.100

Переходные муфты для пробирок, с зазубринами, натуральный каучук

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер (мм)
6220.100.01	12
6220.100.02	15
6220.100.03	18
6220.100.04	25

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6221.100

Переходные муфты для пробирок, без зазубрин, силиконовая резина

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер (мм)
6221.100.01	12
6221.100.02	15
6221.100.03	18
6221.100.04	25

Выпускается в упаковке по 100 штук.

6221.100

Переходные муфты для пробирок, без зазубрин, силиконовая резина

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер (мм)
6221.100.01	12
6221.100.02	15
6221.100.03	18
6221.100.04	25

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6222.100

Переходные муфты для пробирок, с зазубринами, силиконовая резина

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер (мм)
6222.100.01	12
6222.100.02	15
6222.100.03	18
6222.100.04	25

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6223.100

Переходные муфты для фланца, без зазубрин, натуральный каучук

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер
6223.100.01	B-14
6223.100.02	B-19
6223.100.03	B-24
6223.100.04	B-29

Выпускается в упаковке по 100 штук.





6224.100

Переходные муфты для фланца, с зазубринами, натуральный каучук

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер
6224.100.01	B-14
6224.100.02	B-19
6224.100.03	B-24
6224.100.04	B-29

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6225.100

Переходные муфты для фланца, без зазубрин, силиконовая резина

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер
6225.100.01	B-14
6225.100.02	B-19
6225.100.03	B-24
6225.100.04	B-29

Выпускается в упаковке по 100 штук.



6226.100

Переходные муфты для фланца, с зазубринами, силиконовая резина

- Идеально подходит для применения в помещениях, чувствительных к воздействию влаги или воздуха.
- Пригодны для повторного использования.

Кат. №	Размер
6226.100.01	B-14
6226.100.02	B-19
6226.100.03	B-24
6226.100.04	B-29

Выпускается в упаковке по 100 штук.

6227.100

Груши для капельниц

- Используются с капельницами для дозирования капель, для дозирования определенного количества жидкостей или химикатов.

Кат. №	Тип	Тип резины	Объем (мл)	Упаковка
6227.100.01	Конические	Силиконовая резина	1 мл	10
6227.100.02	Конические	Силиконовая резина	от 2 до 3 мл	10
6227.100.03	Конические	Натуральный каучук	1 мл	10
6227.100.04	Конические	Натуральный каучук	от 2 до 3 мл	10
6227.100.05	Круглые	Натуральный каучук	1 мл	10
6227.100.06	Круглые	Латексная резина	S	10
6227.100.07	Круглые	Латексная резина	L	10



6228.100

Пробки из натурального каучука

- Твердые пробки из натурального каучука.
- Различные размеры специально разработаны в соответствии с требованиями для промышленной и лабораторной стеклянной посуды.
- Твердость по Шору 45-50A.
- Выпускаются только в темно-бордовом цвете.

Кат. №	Номер пробки	Дно ($\pm 0,2$ мм)	Верх ($\pm 0,2$ мм)	Высота ($\pm 0,2$ мм)	Упаковка
6228.100.01	0	9	13	15,5	10
6228.100.02	1	11	14	18,5	10
6228.100.03	2	13	16,5	20	10
6228.100.04	3	14	19	21	10
6228.100.05	4	15	21	22	10
6228.100.06	5	17,5	22,5	23	10
6228.100.07	6	20	24,5	24	10
6228.100.08	7	20	26	27,5	10
6228.100.09	8	21	26,5	27,5	10
6228.100.10	9	21,5	28	31	10
6228.100.11	10	26	30	33	10
6228.100.12	11	29	33	32	5
6228.100.13	12	30	34,5	34,5	5
6228.100.14	13	31	38,5	37	5
6228.100.15	14	32	41,5	45,5	5
6228.100.16	15	38	42	40,5	5
6228.100.17	16	35	45	36,5	5
6228.100.18	17	40	49,5	40,5	5






6229.100

Пробки из силиконовой резины

Кат. №	Номер пробки	Дно ($\pm 0,2\text{мм}$)	Верх ($\pm 0,2\text{мм}$)	Высота ($\pm 0,2\text{мм}$)	Упаковка
6229.100.01	9	9	11,5	20	10
6229.100.02	11	11	14	24	10
6229.100.03	13	13	16	24	10
6229.100.04	15	15	18	24	10
6229.100.05	17	17	20,5	26	10
6229.100.06	18	18	21	26	10
6229.100.07	19	19	22,5	28	10
6229.100.08	23	23	26,5	28	10
6229.100.09	25	25	28,5	28	5
6229.100.10	27	27	31	32	5
6229.100.11	29	29	33	32	5
6229.100.12	31	31	36	35	5
6229.100.13	33	33	38,5	38,5	5

Выпускается в упаковке по 10 штук.



6230.100

Пробки из силиконовой резины для фильтровальных колб

- Для фильтровальных колб.

Кат. №	Упаковка
6230.100.01	S
6230.100.02	Большие

АРЕОМЕТРЫ

Ареометры Omsons - это высокоточные приборы, изготовленные из стеклянных трубок высочайшего качества, специально отобранных таким образом, чтобы на них не было пятен и других дефектов. Точно выверенная свинцовая дробь, запечатанная специальным воском, обеспечивает правильную центровку.

Шкалы имеют четко обозначенные цифры и градуировки. Регулировка температуры отмечена на шкале каждого ареометра.

Там, где это применимо, контрольная метка позволяет проводить калибровку в нашей собственной лаборатории NABL (ISO/IEC 17025:2005).

Компания Omsons производит широкий ассортимент ареометров - от стандартных, пригодных для общего использования в лабораториях и университетах, до ареометров в соответствии с IS, британскими стандартами, ASTM, API и другими международно признанными стандартами, а также ареометры для конкретных применений, такие как ареометр плотности, удельного веса, лактометр, спиртометр по шкале Брикса, Треддля и т.д. Для всех диапазонов ареометров доступны сертификаты калибровки NABL.

Ареометры Omsons теперь доступны в виде термогидрометров (ареометры со встроенным термометром). Это позволяет избежать необходимости приобретения отдельного термометра для определения температуры исследуемой среды, чтобы обеспечить правильную настройку показаний ареометра, если они отличаются от откалиброванной (отрегулированной) температуры ареометра. Термогидрометры могут поставляться с уникальным нетоксичным наполнителем "Safety Blue" - безопасный синий. Также доступны приборы, наполненные синим спиртом и ртутью. Термогидрометры API и плотности для общего лабораторного использования в промышленных, научных и образовательных учреждениях.

АРЕОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ


Эти ареометры специально разработаны для тестирования нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями Института нефти. Они могут поставляться с сертификатами калибровки NABL, которые соответствуют национальным стандартам. Откалиброванные для измерения показаний на горизонтальной поверхности жидкости, они имеют более высокие допуски, чем стандартные ареометры BS718. Выпускается со шкалой плотности (г/мл) при температуре 15°C.

Все остальные ареометры также поставляются с сертификатом NABL (ISO/IEC 17025:2005).






Показания шкалы для жидкостей различной прозрачности





МЕРНЫЕ КОЛБЫ ДЛЯ ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК



5400.100

Мерные стеклянные колбы с носиком, с сертификатом

- С сертификатом.
- Подходят для измерения бензина.
- Откалиброваны в соответствии с рекомендациями по весу и измерениям.
- Изготовлены из боросиликатного стекла.
- Каждая колба упакована в коробку из пены EPE.



Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5400.100.01	1000	1
5400.100.02	2000	1
5400.100.03	5000	1



**Отсканируйте, чтобы
посмотреть видео о
продукте**



ЛАТУННЫЕ МЕРНЫЕ КОЛБЫ ДЛЯ ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

5401.100

Латунные мерные емкости для нефтепродуктов

- Подходят для измерения бензина.
- Изготовлены из латуни.
- Тяжелый материал (около 2 кг).

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5401.100.01	5000	1





НАБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ



5402.100

Наборы для определения плотности нефти, М-50, с сертификатом

- С сертификатом.
- Срок действия от 1 до 5 лет.
- Сертификат калибровки плотномеров и термометров.
- Прослеживаются по сертификату N.P.L.
- Набор упакован в удобный кожаный кейс.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5402.100.01	Ареометр М-50 SP (от 0,700 до 0,750 г/мл),	по 1 шт.
	Ареометр М-50 SP (от 0,750 до 0,800 г/мл),	
	Ареометр М-50 SP (от 0,800 до 0,850 г/мл),	
	Термометр (диапазон температур от -10°C до 50°C, минимальное значение 0,25),	
	Фильтровальная бумага OMSONS № 2 (90 мм),	
	Паста на водной основе (100 г),	
	Масляная паста (Dip Paste) (100 г),	
	Емкость из боросиликатного стекла (500 мл)	



НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ



5403.100

Наборы для определения плотности нефти, Л-50, с сертификатом

- С сертификатом.
- Срок действия от 1 до 5 лет.
- Сертификат калибровки плотномеров и термометров.
- Прослеживаются по сертификату N.P.L.
- Набор упакован в удобный кожаный кейс.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5403.100.01	Ареометр L-50 SP (от 0,700 до 0,750 г/мл),	по 1 шт.
	Ареометр L-50 SP (от 0,750 до 0,800 г/мл),	
	Ареометр L-50 SP (от 0,800 до 0,850 г/мл),	
	Термометр (диапазон температур от -10°C до 50°C, минимальное значение 0,25),	
	Фильтровальная бумага OMSONS № 2 (90 мм),	
	Паста на водной основе (100 г),	
	Масляная паста (Dip Paste) (100 г),	
	Емкость из боросиликатного стекла (500 мл)	



НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ



5404.100

Наборы для определения плотности нефти, М-50, с аптечкой первой помощи, с сертификатом

- С сертификатом.
- Срок действия от 1 до 5 лет.
- Сертификат калибровки плотномеров и термометров.
- Прослеживаются по сертификату N.P.L.
- Набор упакован в удобный кожаный кейс.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5404.100.01	Ареометр М-50 SP (от 0,700 до 0,750 г/мл),	по 1 шт.
	Ареометр М-50 SP (от 0,750 до 0,800 г/мл),	
	Ареометр М-50 SP (от 0,800 до 0,850 г/мл),	
	Термометр (диапазон температур от -10°C до 50°C, минимальное значение 0,25),	
	Фильтровальная бумага OMSONS № 2 (90 мм),	
	Паста на водной основе (100 г),	
	Масляная паста (Dip Paste) (100 г),	
	Емкость из боросиликатного стекла (500 мл),	
	Аптечка первой помощи	

НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ



5405.100
Наборы для определения плотности нефти, L-50, с аптечкой первой помощи, с сертификатом

- С сертификатом.
- Срок действия от 1 до 5 лет.
- Сертификат калибровки плотномеров и термометров.
- Прослеживаются по сертификату N.P.L.
- Набор упакован в удобный кожаный кейс.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5405.100.01	Ареометр L-50 SP (от 0,700 до 0,750 г/мл),	по 1 шт.
	Ареометр L-50 SP (от 0,750 до 0,800 г/мл),	
	Ареометр L-50 SP (от 0,800 до 0,850 г/мл),	
	Термометр (диапазон температур от -10°C до 50°C, минимальное значение 0,25),	
	Фильтровальная бумага OMSONS № 2 (90 мм),	
	Паста на водной основе (100 г),	
	Масляная паста (Dip Paste) (100 г),	
	Емкость из боросиликатного стекла (500 мл),	
	Аптечка первой помощи	



5500.100

Водочувствительная паста

для определения содержания воды в нефти

· Срок годности - 1 год.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5500.100.01	100	1

Применение: убедитесь, что на устройстве для обмакивания нет следов масла и воды, и нанесите тонким и равномерным слоем на поверхность на расстоянии 8-10 см по обе стороны от предполагаемой "линии среза". Вставьте прибор вертикально в емкость до тех пор, пока покрытый конец не коснется дна. Подержите в таком положении 15-20 секунд и аккуратно снимите. Обратите внимание на четкие розовые границы.




**Отсканируйте,
чтобы посмотреть
видео о продукте**



На что следует обратить внимание:




Цвет не изменился:
В резервуаре нет воды.



Цвет меняется на
розовый: четкая
индикация наличия
воды в резервуаре.



Срабатывает
мгновенно.
Наблюдайте в
течение 5-8 секунд.





5501.100

Масляная паста (DIP) для использования в нефтяной промышленности

- Срок годности - 1 год.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5501.100.01	100	1

Использование: убедитесь, что поверхность датчика погружения не содержит масла. Равномерно нанесите пасту на 8-10 см по обе стороны от предполагаемого уровня масла. Медленно вводите прибор в резервуар до тех пор, пока нижний конец не коснется дна резервуара. Немедленно вытащите прибор. Обратите внимание на четкую красную горизонтальную границу (на синем фоне), обозначающую уровень масла. После удаления пасты протрите крышку контейнера и надежно закройте ее. После испытания сотрите пасту с датчика погружения.



**Отсканируйте,
чтобы посмотреть
видео о продукте**

На что следует обратить внимание:



Цвет не изменился:
В резервуаре нет
масла.



Цвет меняется на красный
или разделяется:
Четкая индикация уровня
масла.



Срабатывает
мгновенно.
Наблюдайте в
течение 5-8 секунд.





5502.100

Модифицированная водочувствительная паста для определения содержания воды в нефти

· Срок годности - 1 год.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
5502.100.01	100	1

Применение: Убедитесь, что на устройстве для обмакивания нет следов масла и воды, и нанесите тонким и равномерным слоем на поверхность на расстоянии 8-10 см по обе стороны от предполагаемой "линии среза". Вставьте прибор вертикально в емкость до тех пор, пока покрытый конец не коснется дна. Подержите в таком положении 15-20 секунд и аккуратно снимите. Обратите внимание на четкие розовые границы.

**Отсканируйте,
чтобы посмотреть
видео о продукте**



На что следует обратить внимание:




Цвет не изменился:
В резервуаре нет воды.



Цвет меняется на розовый:
четкая индикация наличия
воды в резервуаре.



Срабатывает
мгновенно.
Наблюдайте в течение
5-8 секунд.





5503.100

Бутылки алюминиевые для образцов

- Материал: Алюминий.
- Объем: 1 литр.
- Цилиндрической формы.
- С пластиковой крышкой с уплотнителями.



Кат. №	Описание	Упаковка
5503.100.01	Без ящика	1
5503.100.01	С деревянным ящиком	1



4400.100

Гидрометры для вина и пива

- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Градуировка 0,001, максимальная длина 270 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.

Кат. №	Диапазон
4400.100.01	Отн. плотность от 0,990 до 1,160, об. сп. 0-20%, от 0-35° массовая доля сахара по шкале Брикса
4400.100.02	Отн. плотность 0,980 до 1,110, от -2 до 14% об., от 26 до 288 мг/л
4400.100.03	Отн. плотность 0,980 до 1,130, об. от 3-17%, от 0°-16° Be

4400.101

Гидрометры для вина и пива с сертификатом

- С сертификатом.
- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Градуировка 0,001, максимальная длина 270 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.



Кат. №	Диапазон
4400.101.01	Отн. плотность от 0,990 до 1,160, об. сп. 0-20%, от 0-35° массовая доля сахара по шкале Брикса
4400.101.02	Отн. плотность 0,980 до 1,110, от -2 до 14% об., от 26 до 288 мг/л
4400.101.03	Отн. плотность 0,980 до 1,130, об. от 3-17%, от 0°-16° Be

4401.100

Оборудование для этанола



- Соответствуют требованиям DIN/ISO 4788, 835.
- Класс "A" с сертификатом.
- Гравировка белым цветом.
- Обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию.
- С пробкой из цельного стекла.
- Эти пипетки градуированы для подачи с любой градуировочной линии вплоть до нулевого уровня в струе, с выбросом последней капли.
- Обязательное условие для каждого бензонасоса.



Кат. №	Описание
4401.100.01	Мерный цилиндр (150 мл) и стеклянная пипетка (10 мл)




**Отсканируйте, чтобы
посмотреть видео о продукте**



**4402.100****Аккумуляторные ареометры**

- Соответствие стандартам BS.
- В комплекте со стеклянной бочкой и полным набором аксессуаров.

Кат. №	Диапазон удельного веса при 27°C
4402.100.01	от 1,100 до 1,300 ($\pm 0,005$)
4402.100.02	от 1.100 до 1.300
4402.100.03	от 1.100 до 1.300

4402.101**Аккумуляторные ареометры, с сертификатом**

- Соответствие стандартам BS.
- С сертификатом.
- В комплекте со стеклянной бочкой и полным набором аксессуаров.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4402.101.01	от 1,100 до 1,300 ($\pm 0,005$)
4402.101.02	от 1.100 до 1.300
4402.101.03	от 1.100 до 1.300



4403.100

Плотностные ареометры, М-50 SP

- Соответствуют стандарту BS.
- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Калибровка 0,001, максимальная длина 270 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.

Кат. №	Диапазон (г/мл)
4403.100.01	от 0,650 до 0,700
4403.100.02	от 0,700 до 0,750
4403.100.03	от 0,750 до 0,800
4403.100.04	от 0,800 до 0,850
4403.100.05	от 0,850 до 0,900
4403.100.06	от 0,900 до 0,950
4403.100.07	от 0,950 до 1,000

4403.101


Плотностные ареометры, М-50 SP, с сертификатом




- Соответствуют стандарту BS.
- С сертификатом.
- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Калибровка 0,001, максимальная длина 270 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.




Кат. №	Диапазон (г/мл)
4403.101.01	от 0,650 до 0,700
4403.101.02	от 0,700 до 0,750
4403.101.03	от 0,750 до 0,800
4403.101.04	от 0,800 до 0,850
4403.101.05	от 0,850 до 0,900
4403.101.06	от 0,900 до 0,950
4403.101.07	от 0,950 до 1,000



**4404.100****Плотностные ареометры, L-50 SP,**

- Соответствие стандартам BS.
- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Калибровка 0,0005, максимальная длина 335 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.

Кат. №	Диапазон (г/мл)
4404.100.01	от 0,650 до 0,700
4404.100.02	от 0,700 до 0,750
4404.100.03	от 0,750 до 0,800
4404.100.04	от 0,800 до 0,850
4404.100.05	от 0,850 до 0,900
4404.100.06	от 0,900 до 0,950
4404.100.07	от 0,950 до 1,000

4404.101**Плотностные ареометры, L-50 SP,
с сертификатом**

- Соответствие стандартам BS.
- С сертификатом.
- Аналитические лаборатории Shot & Wax, готовы к работе.
- Предназначены для использования при температуре 15°C.
- Калибровка 0,0005, максимальная длина 335 мм.
- Точность $\pm 0,0002$.



Кат. №	Диапазон (г/мл)
4404.101.01	от 0,650 до 0,700
4404.101.02	от 0,700 до 0,750
4404.101.03	от 0,750 до 0,800
4404.101.04	от 0,800 до 0,850
4404.101.05	от 0,850 до 0,900
4404.101.06	от 0,900 до 0,950
4404.101.07	от 0,950 до 1,000




4405.100

Стеклянные ареометры удельного веса, Бо́ме

- Shot & Wax, общего назначения.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.


Кат. №	Диапазон удельного веса / °Be
4405.100.01	Тяжелая жидкость, от 1.000 до 2.000 / от 0° до 70°Be
4405.100.02	Легкая жидкость, температура от 0,700 до 1,000 / от 10° до 70°Be
4405.100.03	от 1.000 до 1.500 / от 0° до 50°Be
4405.100.04	от 1.500 до 2.000 / от 50° до 70°Be
4405.100.05	Универсальный, от 0,700 до 2,000 / от 70° до 72°Be




4405.101


Стеклянные ареометры удельного веса, Бо́ме, с сертификатом

- С сертификатом.
- Shot & Wax, общего назначения.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.





Кат. №	Диапазон удельного веса / °Be
4405.101.01	Тяжелая жидкость, от 1.000 до 2.000 / от 0° до 70°Be
4405.101.02	Легкая жидкость, температура от 0,700 до 1,000 / от 10° до 70°Be
4405.101.03	от 1.000 до 1.500 / от 0° до 50°Be
4405.101.04	от 1.500 до 2.000 / от 50° до 70°Be
4405.101.05	Универсальный, от 0,700 до 2,000 / от 70° до 72°Be



**4406.100****Стеклянные ареометры удельного веса общего назначения**

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4406.100.01	от 0,600 до 0,800
4406.100.02	от 0,800 до 1,000
4406.100.03	от 1,000 до 1,200
4406.100.04	от 1,200 до 1,400
4406.100.05	от 1,400 до 1,600
4406.100.06	от 1,600 до 1,800
4406.100.07	от 1,800 до 2,000

**4406.101****Стеклянные ареометры удельного веса, общего назначения, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4406.101.01	от 0,600 до 0,800
4406.101.02	от 0,800 до 1,000
4406.101.03	от 1,000 до 1,200
4406.101.04	от 1,200 до 1,400
4406.101.05	от 1,400 до 1,600
4406.101.06	от 1,600 до 1,800
4406.101.07	от 1,800 до 2,000



4407.100

Стеклянные ареометры удельного веса (диапазон 0,100)

- Лаборатории предприятий тяжелой химической промышленности.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4407.100.01	от 0,600 до 0,700
4407.100.02	от 0,700 до 0,800
4407.100.03	от 0,800 до 0,900
4407.100.04	от 0,900 до 1,000
4407.100.05	от 1,000 до 1,100
4407.100.06	от 1,100 до 1,200
4407.100.07	от 1,200 до 1,300
4407.100.08	от 1,300 до 1,400
4407.100.09	от 1,400 до 1,500
4407.100.10	от 1,500 до 1,600
4407.100.11	от 1,600 до 1,700
4407.100.12	от 1,700 до 1,800
4407.100.13	от 1,800 до 1,900
4407.100.14	от 1,900 до 2,000


4407.101


Стеклянные ареометры удельного веса (диапазон 0,100), с сертификатом

- С сертификатом.
- Лаборатории предприятий тяжелой химической промышленности.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон удельного веса
4407.101.01	от 0,600 до 0,700
4407.101.02	от 0,700 до 0,800
4407.101.03	от 0,800 до 0,900
4407.101.04	от 0,900 до 1,000
4407.101.05	от 1,000 до 1,100
4407.101.06	от 1,100 до 1,200
4407.101.07	от 1,200 до 1,300
4407.101.08	от 1,300 до 1,400
4407.101.09	от 1,400 до 1,500
4407.101.10	от 1,500 до 1,600
4407.101.11	от 1,600 до 1,700
4407.101.12	от 1,700 до 1,800
4407.101.13	от 1,800 до 1,900
4407.101.14	от 1,900 до 2,000



**4408.100****Стеклянные ареометры удельного веса (диапазон 0,050)**

- В аналитических целях.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4408.100.01	от 0,600 до 0,650
4408.100.02	от 0,650 до 0,700
4408.100.03	от 0,700 до 0,750
4408.100.04	от 0,750 до 0,800
4408.100.05	от 0,800 до 0,850
4408.100.06	от 0,850 до 0,900
4408.100.07	от 0,900 до 0,950
4408.100.08	от 0,950 до 1,000
4408.100.09	от 1,000 до 1,050
4408.100.10	от 1,050 до 1,100
4408.100.11	от 1,100 до 1,150
4408.100.12	от 1,150 до 1,200
4408.100.13	от 1,200 до 1,250
4408.100.14	от 1,250 до 1,300
4408.100.15	от 1,300 до 1,350
4408.100.16	от 1,350 до 1,400
4408.100.17	от 1,400 до 1,450
4408.100.18	от 1,450 до 1,500
4408.100.19	от 1,500 до 1,550
4408.100.20	от 1,550 до 1,600
4408.100.21	от 1,600 до 1,650
4408.100.22	от 1,650 до 1,700
4408.100.23	от 1,700 до 1,750
4408.100.24	от 1,750 до 1,800
4408.100.25	от 1,800 до 1,850
4408.100.26	от 1,850 до 1,900
4408.100.27	от 1,900 до 1,950
4408.100.28	от 1,950 до 2,000




4408.101


**Стеклянные ареометры удельного веса
(диапазон 0,050),
с сертификатом**



- С сертификатом.
- В аналитических целях.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.


Кат. №	Диапазон удельного веса
4408.101.01	от 0,600 до 0,650
4408.101.02	от 0,650 до 0,700
4408.101.03	от 0,700 до 0,750
4408.101.04	от 0,750 до 0,800
4408.101.05	от 0,800 до 0,850
4408.101.06	от 0,850 до 0,900
4408.101.07	от 0,900 до 0,950
4408.101.08	от 0,950 до 1,000
4408.101.09	от 1,000 до 1,050
4408.101.10	от 1,050 до 1,100
4408.101.11	от 1,100 до 1,150
4408.101.12	от 1,150 до 1,200
4408.101.13	от 1,200 до 1,250
4408.101.14	от 1,250 до 1,300
4408.101.15	от 1,300 до 1,350
4408.101.16	от 1,350 до 1,400
4408.101.17	от 1,400 до 1,450
4408.101.18	от 1,450 до 1,500
4408.101.19	от 1,500 до 1,550
4408.101.20	от 1,550 до 1,600
4408.101.21	от 1,600 до 1,650
4408.101.22	от 1,650 до 1,700
4408.101.23	от 1,700 до 1,750
4408.101.24	от 1,750 до 1,800
4408.101.25	от 1,800 до 1,850
4408.101.26	от 1,850 до 1,900
4408.101.27	от 1,900 до 1,950
4408.101.28	от 1,950 до 2,000




**4409.100****Стеклянные ареометры со шкалой Боме (°Be)**

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон Боме (°Be)
4409.100.01	от 00,0 до 10,0
4409.100.02	от 10,0 до 20,0
4409.100.03	от 20,0 до 30,0
4409.100.04	от 30,0 до 40,0
4409.100.05	от 40,0 до 50,0
4409.100.06	от 50,0 до 60,0
4409.100.07	от 60,0 до 70,0
4409.100.08	от 00,0 до 20,0
4409.100.09	от 20,0 до 40,0
4409.100.10	от 40,0 до 60,0
4409.100.11	от 00,0 по 30,0
4409.100.12	от 30,0 до 60,0
4409.100.13	от 00,0 до 40,0
4409.100.14	от 00,0 до 50,0
4409.100.15	от 00,0 до 70,0

**4409.101****Стеклянные ареометры со шкалой Боме (°Be), с сертификатом**

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон Боме (°Be)
4409.101.01	от 00,0 до 10,0
4409.101.02	от 10,0 до 20,0
4409.101.03	от 20,0 до 30,0
4409.101.04	от 30,0 до 40,0
4409.101.05	от 40,0 до 50,0
4409.101.06	от 50,0 до 60,0
4409.101.07	от 60,0 до 70,0
4409.101.08	от 00,0 до 20,0
4409.101.09	от 20,0 до 40,0
4409.101.10	от 40,0 до 60,0
4409.101.11	от 00,0 по 30,0
4409.101.12	от 30,0 до 60,0
4409.101.13	от 00,0 до 40,0
4409.101.14	от 00,0 до 50,0
4409.101.15	от 00,0 до 70,0




4410.100

Стеклянные ареометры со шкалой Тваддла (°Tw)

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.


Кат. №	Диапазон Тваддла (°Tw)
4410.100.01	От 0 до 26 / Tw № 1
4410.100.02	от 24 до 50 / Tw № 2
4410.100.03	от 48 до 74 / Tw № 3
4410.100.04	от 72 до 104 / Tw № 4
4410.100.05	от 102 до 138 / Tw № 5
4410.100.06	от 136 до 174 / Tw № 6




4410.101


Стеклянные ареометры со шкалой Тваддла (°Tw), с сертификатом

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.





Кат. №	Диапазон Тваддла (°Tw)
4410.101.01	От 0 до 26 / Tw № 1
4410.101.02	от 24 до 50 / Tw № 2
4410.101.03	от 48 до 74 / Tw № 3
4410.101.04	от 72 до 104 / Tw № 4
4410.101.05	от 102 до 138 / Tw № 5
4410.101.06	от 136 до 174 / Tw № 6



**4411.100****Стеклянные ареометры со шкалой Брикса(°Bx) со встроенными термометрами**

- Встроенные термометры (термогидрометры).
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C/*27,5°C.

Кат. №	Диапазон по шкале Брикса (°Bx)
4411.100.01	от 00,0 до 10,0
4411.100.02	от 10,0 до 20,0
4411.100.03	от 20,0 до 30,0
4411.100.04	от 30,0 до 40,0
4411.100.05	от 40,0 до 50,0
4411.100.06	от 50,0 до 60,0
4411.100.07	от 60,0 до 70,0
4411.100.08	от 70,0 до 80,0
4411.100.09	от 80,0 до 90,0
4411.100.10	от 00,0 по 30,0
4411.100.11	от 30,0 до 60,0
4411.100.12	от 60,0 до 90,0

**4411.101****Стеклянные ареометры со шкалой Брикса(°Bx) со встроенными термометрами, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Встроенные термометры (термогидрометры).
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C/*27,5°C.

Кат. №	Диапазон по шкале Брикса (°Bx)
4411.101.01	от 00,0 до 10,0
4411.101.02	от 10,0 до 20,0
4411.101.03	от 20,0 до 30,0
4411.101.04	от 30,0 до 40,0
4411.101.05	от 40,0 до 50,0
4411.101.06	от 50,0 до 60,0
4411.101.07	от 60,0 до 70,0
4411.101.08	от 70,0 до 80,0
4411.101.09	от 80,0 до 90,0
4411.101.10	от 00,0 по 30,0
4411.101.11	от 30,0 до 60,0
4411.101.12	от 60,0 до 90,0




4412.100

Стеклянные ареометры со шкалой Брикса (°Bx)

- °Bx = процентное содержание сахарозы (сахара) в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C/*27,5°C.

Кат. №	Диапазон по шкале Брикса (°Bx)
4412.100.01	от 00,0 до 10,0
4412.100.02	от 10,0 до 20,0
4412.100.03	от 20,0 до 30,0
4412.100.04	от 30,0 до 40,0
4412.100.05	от 40,0 до 50,0
4412.100.06	от 50,0 до 60,0
4412.100.07	от 60,0 до 70,0
4412.100.08	от 70,0 до 80,0
4412.100.09	от 80,0 до 90,0
4412.100.10	от 00,0 по 30,0
4412.100.11	от 30,0 до 60,0
4412.100.12	от 60,0 до 90,0



4412.101


Стеклянные ареометры со шкалой Брикса (°Bx), с сертификатом




- С сертификатом.
- °Bx = процентное содержание сахарозы (сахара) в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C/*27,5°C.



Кат. №	Диапазон по шкале Брикса (°Bx)
4412.101.01	от 00,0 до 10,0
4412.101.02	от 10,0 до 20,0
4412.101.03	от 20,0 до 30,0
4412.101.04	от 30,0 до 40,0
4412.101.05	от 40,0 до 50,0
4412.101.06	от 50,0 до 60,0
4412.101.07	от 60,0 до 70,0
4412.101.08	от 70,0 до 80,0
4412.101.09	от 80,0 до 90,0
4412.101.10	от 00,0 по 30,0
4412.101.11	от 30,0 до 60,0
4412.101.12	от 60,0 до 90,0






4413.100

Стеклянные почвенные термометры

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4413.100.01	от 0,995 до 1,030
4413.100.02	от -5 до 60,0



4413.101

Стеклянные почвенные термометры, с сертификатом

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон удельного веса
4413.101.01	от 0,995 до 1,030
4413.101.02	от -5 до 60,0




4414.100

Стеклянные ареометры Сайкса (°Sk)

- Для использования на ликероводочных заводах и в алкогольной промышленности.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 51°F.

Кат. №	Диапазон шкалы Сайкса (°Sk)
4414.100.01	от 00,0 до 20,0
4414.100.02	от 00,0 до 20,0
4414.100.03	от 20,0 до 40,0
4414.100.04	от 40,0 до 60,0
4414.100.05	от 60,0 до 70,0
4414.100.06	от 80,0 до 100,0
4414.100.07	от 60,0 до 90,0



4414.101


Стеклянные ареометры Сайкса (°Sk), с сертификатом




- С сертификатом.
- Для использования на ликероводочных заводах и в алкогольной промышленности.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 51°F.





Кат. №	Диапазон шкалы Сайкса (°Sk)
4414.101.01	от 00,0 до 20,0
4414.101.02	от 00,0 до 20,0
4414.101.03	от 20,0 до 40,0
4414.101.04	от 40,0 до 60,0
4414.101.05	от 60,0 до 70,0
4414.101.06	от 80,0 до 100,0
4414.101.07	от 60,0 до 90,0



**4415.100****Стеклянные спиртометры (диапазон 20,0)**

- Гей-Люссак, % этилового спирта в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон содержания алкоголя, %
4415.100.01	от 00,0 до 20,0
4415.100.02	от 20,0 до 40,0
4415.100.03	от 40,0 до 60,0
4415.100.04	от 60,0 до 70,0
4415.100.05	от 80,0 до 100,0

**4415.101****Стеклянные спиртометры (диапазон 20,0),
с сертификатом**

- С сертификатом.
- Гей-Люссак, % этилового спирта в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон содержания алкоголя, %
4415.101.01	от 00,0 до 20,0
4415.101.02	от 20,0 до 40,0
4415.101.03	от 40,0 до 60,0
4415.101.04	от 60,0 до 70,0
4415.101.05	от 80,0 до 100,0



4416.100

Стеклянные спиртометры

- Гей-Люссак, % этилового спирта в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон содержания алкоголя, %
4416.100.01	от 0 до 100
4416.100.02	от 90 до 100
4416.100.03	от 94 до 104

4416.101

Стеклянные спиртометры, с сертификатом

- С сертификатом.
- Гей-Люссак, % этилового спирта в воде.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон содержания алкоголя, %
4416.101.01	от 0 до 100
4416.101.02	от 90 до 100
4416.101.03	от 94 до 104



4417.100

Лактометр, стеклянный, черный

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 84°F.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4417.100.01	от 1,000 до 1,040


4417.101

Лактометр, стеклянный, черный, с сертификатом

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 84°F.



Кат. №	Диапазон удельного веса
4417.101.01	от 1,000 до 1,040




**4418.100****Лактометры стеклянные с серебряным покрытием**

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 84°F.


Кат. №	Диапазон удельного веса
4418.100.01	от 1,000 до 1,040

4418.101**Лактометры стеклянные с серебряным покрытием, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 84°F.




Кат. №	Диапазон удельного веса
4418.101.01	от 1,000 до 1,040


**4419.100****Уринометры стеклянные, черные**

- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4419.100.01	от 1,000 до 1,060

**4419.101****Уринометры стеклянные, черные, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон удельного веса
4419.101.01	от 1,000 до 1,060



4420.100

Уринометры стеклянные с серебряным покрытием




- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон удельного веса
4420.100.01	от 1,000 до 1,060

4420.101


Уринометры стеклянные с серебряным покрытием, с сертификатом



- С сертификатом.
- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.



Кат. №	Диапазон удельного веса
4420.101.01	от 1,000 до 1,060




4421.100

Полные наборы для проведения анализа вина


Кат. №	Содержание	Упаковка
4421.100.01	Ареометр Сайкса (от 55° до 90°Sk)	по 1 шт.
Термометр Сайкса (от -20°F до 120 °F),		
Банка из боросиликатного стекла (100 мл)		



**4422.100****Латунные влагомеры Бо́ме**

- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон Бо́ме (°Be)
4422.100.01	от 00,0 до 10,0
4422.100.02	от 10,0 до 20,0
4422.100.03	от 20,0 до 30,0
4422.100.04	от 30,0 до 40,0
4422.100.05	от 40,0 до 50,0
4422.100.06	от 50,0 до 60,0
4422.100.07	от 60,0 до 70,0
4422.100.08	от 00,0 до 20,0
4422.100.09	от 20,0 до 40,0
4422.100.10	от 40,0 до 60,0

**4422.101****Латунные влагомеры Бо́ме, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Диапазон Бо́ме (°Be)
4422.101.01	от 00,0 до 10,0
4422.101.02	от 10,0 до 20,0
4422.101.03	от 20,0 до 30,0
4422.101.04	от 30,0 до 40,0
4422.101.05	от 40,0 до 50,0
4422.101.06	от 50,0 до 60,0
4422.101.07	от 60,0 до 70,0
4422.101.08	от 00,0 до 20,0
4422.101.09	от 20,0 до 40,0
4422.101.10	от 40,0 до 60,0




4423.100

**Весы Трелла для измерения
содержания спирта и других веществ**



Кат. №	Диапазон регулиру- вания (%)	Диапазон стойкости (%)	Цена деления (%)	Погрешно- сть (±%)	Длина (прибл. мм)
4423.100.01	от 0 до 100	от 0 до 200	1,0/2,0	1,0/2,0	305



4424.100

**Спиртовые весы с термометром
(жидкость синего цвета, не содержащая
ртути)**



- Шкала термометра: от -10°F до 100°F (деление на 1°F).

Кат. №	Диапазон регулиру- вания (%)	Диапазон стойкост и (%)	Цена деления (%)	Погрешно- сть (±%)	Длина (прибл. мм)
4424.100.01	от 0 до 100	от 0 до 200	1,0/2,0	1,0/2,0	355





4425.100


Ареометр с диапазоном измерений

Кат. №	Диапазон регулирования (%)	Размер (I.R.)	Цена деления (%)	Погрешность (±%)	Длина (прибл. мм)
4425.100.01	от 80 до 120	B	0,5	0,5	230
4425.100.02	от 0 до 20	F	0,2	0,3	305
4425.100.03	от 20 до 40	G	0,2	0,4	305
4425.100.04	от 40 до 60	H	0,2	0,4	305
4425.100.05	от 60 до 80	I	0,2	0,3	305
4425.100.06	от 75 до 95	K	0,2	0,3	305
4425.100.07	от 90 до 110	L	0,2	0,3	305
4425.100.08	от 105 до 125	M	0,2	0,3	305
4425.100.09	от 125 до 145	N	0,2	0,3	305
4425.100.10	от 145 до 165	P	0,2	0,3	305
4425.100.11	от 165 до 185	Q	0,2	0,2	305
4425.100.12	от 185 до 206	R	0,2	0,2	305



4425.101

Ареометр с диапазоном измерений, с сертификатом



Кат. №	Диапазон регулирования (%)	Размер (I.R.)	Цена деления (%)	Погрешность (±%)	Длина (прибл. мм)
4425.101.01	от 80 до 120	B	0,5	0,5	230
4425.101.02	от 0 до 20	F	0,2	0,3	305
4425.101.03	от 20 до 40	G	0,2	0,4	305
4425.101.04	от 40 до 60	H	0,2	0,4	305
4425.101.05	от 60 до 80	I	0,2	0,3	305
4425.101.06	от 75 до 95	K	0,2	0,3	305
4425.101.07	от 90 до 110	L	0,2	0,3	305
4425.101.08	от 105 до 125	M	0,2	0,3	305
4425.101.09	от 125 до 145	N	0,2	0,3	305
4425.101.10	от 145 до 165	P	0,2	0,3	305
4425.101.11	от 165 до 185	Q	0,2	0,2	305
4425.101.12	от 185 до 206	R	0,2	0,2	305



Весы для измерения удельного веса



Удельный вес, также известный как относительная плотность, - это безразмерная величина, которая определяется как отношение плотности воды к определенной температуре.



Удельный вес = (Масса X при температуре 60°F) / (Масса дистиллированной воды при температуре 60°F)



- Шкала термометра для ареометров OMSONS с термометрами встроена в корпус.
- На обратной стороне температурной шкалы напечатана корректирующая шкала для преобразования.
- Ареометры OMSONS ASTM изготовлены в соответствии со спецификациями ASTM.
- Все приборы сертифицированы для использования в качестве основного эталона в соответствии с национальными и международными стандартами.
- Шкала термометра: от 20°F до 150°F.

4426.100


Весы для измерения удельного веса (0,070)

Кат. №	Диапазон удельного веса	Цена деления	Длина (прибл. мм)
4426.100.01	от 0,600 до 0,670	0,0005	330
4426.100.02	от 0,640 до 0,710	0,0005	330
4426.100.03	от 0,700 до 0,770	0,0005	330
4426.100.04	от 0,760 до 0,830	0,0005	330
4426.100.05	от 0,820 до 0,890	0,0005	330
4426.100.06	от 0,880 до 0,950	0,0005	330
4426.100.07	от 0,940 до 1,010	0,0005	330
4426.100.08	от 1,000 до 1,070	0,0005	330
4426.100.09	от 1,060 до 1,130	0,0005	330
4426.100.10	от 1,120 до 1,190	0,0005	330
4426.100.11	от 1,180 до 1,250	0,0005	330
4426.100.12	от 1,240 до 1,310	0,0005	330
4426.100.13	от 1,300 до 1,370	0,0005	330
4426.100.14	от 1,360 до 1,430	0,0005	330
4426.100.15	от 1,420 до 1,490	0,0005	330
4426.100.16	от 1,480 до 1,550	0,0005	330
4426.100.17	от 1,540 до 1,610	0,0005	330
4426.100.18	от 1,600 до 1,670	0,0005	330
4426.100.19	от 1,660 до 1,730	0,0005	330
4426.100.20	от 1,720 до 1,790	0,0005	330
4426.100.21	от 1,780 до 1,850	0,0005	330
4426.100.22	от 1,840 до 1,920	0,0005	330
4426.100.23	от 0,820 до 0,890	0,0010	165
4426.100.24	от 0,880 до 0,950	0,0010	165
4426.100.25	от 0,940 до 1,010	0,0010	165
4426.100.26	от 1,000 до 1,070	0,0010	165
4426.100.27	от 1,120 до 1,190	0,0010	165
4426.100.28	от 1,180 до 1,250	0,0010	165
4426.100.29	от 1,000 до 1,070	0,0010	385
4426.100.30	от 1,060 до 1,130	0,0010	385



**4427.100****Весы для измерения удельного веса (0,220)**

Кат. №	Диапазон удельного веса	Цена деления	Длина (прибл. мм)
4427.100.01	от 1.000 до 1.220	0,002	305
4427.100.02	От 1,000 до 1,220 / Темп. От 0°F до 150°F	0,002	305
4427.100.03	от 1,200 до 1,420	0,002	305
4427.100.04	от 1,400 до 1,620	0,002	305
4427.100.05	от 1,600 до 1,820	0,002	305
4427.100.06	от 1,800 до 2,020	0,002	305
4427.100.07	от 1,000 до 1,600	0,005	330
4427.100.08	от 1,000 до 2,000	0,010	305
4427.100.09	от 2,000 до 3,000	0,010	305
4427.100.10	от 3,000 до 4,000	0,010	305
4427.100.11	от 0,700 до 0,810	0,001	305
4427.100.12	от 0,800 до 0,910	0,001	305
4427.100.13	от 0,900 до 1,010	0,001	305
4427.100.14	от 0,700 до 1,000	0,005	305

**4428.100****Удельный вес (0,220) и Боме, двойные весы**

Кат. №	Диапазон удельного веса	Шкала Боме (°Be)	Цена деления (°Be)	Длина (прибл. мм)
4428.100.01	от 1.000 до 1.220	от 0 до 26 / Тяжелый	0.002 / 0,2	305
4428.100.02	от 1,000 до 1,225	от 0 до 26 / Тяжелый	0,005	165
4428.100.03	от 1,200 до 1,420	от 25 до 42 / Тяжелый	0.002 / 0,2	305
4428.100.04	от 1,200 до 1,425	от 42 до 55 / Тяжелый	0,005	165
4428.100.05	от 1,400 до 1,620	от 24 до 43 / Тяжелый	0.002 / 0,2	305
4428.100.06	от 1,600 до 1,820	от 54 до 65 / Тяжелый	0.002 / 0,2	305
4428.100.07	от 1,800 до 2,020	от 64 до 72 / Тяжелый	0.002 / 0,2	305
4428.100.08	от 1,000 до 1,600	от 0 до 45 / Тяжелый	0,005 / 0,5	305
4428.100.09	от 1,000 до 1,400	от 0 до 41 / Тяжелый	0,01	165
4428.100.10	от 1,000 до 2,000	от 0 до 72 / Тяжелый	0,010 / 1,0	305
4428.100.11	от 0,700 до 1,000	от 10 до 100 / Легкий	0,005 / 1.0	305




4429.100

**Весы для измерения удельного веса
(0,250)**



Кат. №	Диапазон удельного веса	Цена деления	Длина (прибл. мм)
4429.100.01	от 1,000 до 1,250	0,005	165
4429.100.02	от 1,200 до 1,450	0,005	165
4429.100.03	от 1,400 до 1,650	0,005	165
4429.100.04	от 1,600 до 1,850	0,005	165
4429.100.05	от 1,800 до 2,050	0,005	165





4430.100

Удельный вес (0,30) и Боме, двойные весы



Кат. №	Диапазон удельного веса	Шкала Боме (°Be)	Цена деления (°Be)	Длина (прибл. мм)
4430.100.01	от 0,70 до 1,00	от 70 до 10	0 . 01	165




**4431.100****Весы для измерения удельного
веса (0,050), Стандарт ASTM**

Кат. №	ASTM - №.	Диапазон удельного веса	Цена деления	Длина (прибл. мм)
4431.100.01	82H	от 0,650 до 0,700	0,0005	330
4431.100.02	83H	от 0,700 до 0,750	0,0005	330
4431.100.03	84H	от 0,750 до 0,800	0,0005	330
4431.100.04	85H	от 0,800 до 0,850	0,0005	330
4431.100.05	86H	от 0,850 до 0,900	0,0005	330
4431.100.06	87H	от 0,900 до 0,950	0,0005	330
4431.100.07	88H	от 0,950 до 1,000	0,0005	330
4431.100.08	89H	от 1,000 до 1,050	0,0005	330
4431.100.09	90H	от 1,050 до 1,100	0,0005	330
4431.100.10	111H	от 1,000 до 1,050	0,0005	330
4431.100.11	112H	от 1,050 до 1,100	0,0005	330
4431.100.12	113H	от 1,100 до 1,150	0,0005	330
4431.100.13	114H	от 1,150 до 1,200	0,0005	330
4431.100.14	115H	от 1,200 до 1,250	0,0005	330
4431.100.15	116H	от 1,250 до 1,300	0,0005	330
4431.100.16	117H	от 1,300 до 1,350	0,0005	330
4431.100.17	118H	от 1,350 до 1,400	0,0005	330
4431.100.18	119H	от 1,400 до 1,450	0,0005	330
4431.100.19	120H	от 1,450 до 1,500	0,0005	330
4431.100.20	125H	от 1,000 до 1,050	0,001	260
4431.100.21	126H	от 1,050 до 1,100	0,001	260
4431.100.22	127H	от 1,100 до 1,150	0,001	260
4431.100.23	128H	от 1,150 до 1,200	0,001	260
4431.100.24	129H	от 1,200 до 1,250	0,001	260
4431.100.25	130H	от 1,250 до 1,300	0,001	260
4431.100.26	131H	от 1,300 до 1,350	0,001	260
4431.100.27	132H	от 1,350 до 1,400	0,001	260
4431.100.28	133H	от 1,400 до 1,450	0,001	260
4431.100.29	134H	от 1,450 до 1,500	0,001	260
4431.100.30	135H	от 1,500 до 1,550	0,001	260
4431.100.31	136H	от 1,550 до 1,600	0,001	260
4431.100.32	137H	от 1,600 до 1,650	0,001	260
4431.100.33	138H	от 1,650 до 1,700	0,001	260
4431.100.34	139H	от 1,700 до 1,750	0,001	260
4431.100.35	140H	от 1,750 до 1,800	0,001	260
4431.100.36	141H	от 1,800 до 1,850	0,001	260



4432.100

Двойные веса Боме с удельным весом, универсальные



Кат. №	Диапазон (уд.плот./°Be)	Цена деления (Уд.плот./°Be)	Длина (прибл. мм)
4432.100.0 1	от 0.7000 до 2.000 / От 0 до 72 (В), от 70 до 10 (Д)	0,005 (от 0,700 до 1,000), 0,01 (от 1,000 до 2,000) / 1,0	380



4433.100

Хлорид кальция (CaCl₂), Удельный вес, Температура замерзания




Кат. №	Диапазон (уд. вес / F.P.°F)	Цена деления (Уд. вес / F.P.°F)	Длина (прибл. мм)
4433.100.01	от 1,000 до 1,280 / от +30 до -40	0,002 / 5	305





АРЕОМЕТРЫ

OMSONS
GERMANY



4434.100


Хлорид натрия (NaCl), % насыщения

Кат. №	Диапазон содержания NaCl (% насыщения)	Цена деления (%)	Длина (прибл. мм)
4434.100.01	от 0 до 100	1,0	305



4435.100

Хлорид натрия (NaCl), мас. %



Кат. №	Диапазон содержания NaCl (мас. %)	Цена деления (%)	Длина (прибл. мм)
4435.100.01	от 0 до 26,5	0,5	305



4436.100

**Удельный вес, анализ почвы,
Стандарт ASTM**




Кат. №	ASTM - №.	Диапазон	Цена деления	Длина (прибл. мм)
4436.100.01	151H	От 0,995 до 1,038 Уд. вес.	0,001	280
4436.100.02	152H	- от 5 до 60 г почвенного коллоида	1,000	280



4437.100

Боме (тяжелый)



Кат. №	Диапазон (°Be)	Цена деления (°Be)	Длина (прибл. мм)
4437.100.01	от 0 до 12	0,1	305
4437.100.02	от 9 до 21	0,1	305
4437.100.03	от 19 по 31	0,1	305
4437.100.04	от 29 до 41	0,1	305
4437.100.05	от 39 до 51	0,1	305
4437.100.06	от 49 до 61	0,1	305
4437.100.07	от 59 до 71	0,1	305
4437.100.08	от 0 до 15	0,1	305
4437.100.09	от 0 до 25	0,2	305
4437.100.10	от 0 до 35	0,5	305
4437.100.11	от 0 до 50	0,5	305
4437.100.12	от 35 до 70	0,5	305
4437.100.13	от 0 до 50	1,0	305
4437.100.14	от 0 до 70	1,0	305
4437.100.15	от 0 до 90	1,0	305





Весы Брикса

Влагомеры OMSONS Brix откалиброваны таким образом, чтобы показывать процентное содержание сахарозы по массе при температуре 20°C. Шкала Брикса основана на следующем:

- 1° по шкале Брикса = 1% сахарозы по массе при определенной температуре (20°C)
- Шкала термометра для ареометров OMSONS с термометрами встроена в корпус.
- Диапазон: от 0 до +50°C или от +30 до 150°F с ценой деления - 1°.
- На обратной стороне температурной шкалы напечатана корректирующая шкала для преобразования.


4438.100

Весы Брикса

Кат. №	Диапазон (°Вх)	Цена деления (°Вх)	Длина (прибл. мм)
4438.100.01	от 0 до 12	0,1	330
4438.100.02	от 9 до 21	0,1	330
4438.100.03	от 19 по 31	0,1	330
4438.100.04	от 29 до 41	0,1	330
4438.100.05	от 39 до 51	0,1	330
4438.100.06	от 49 до 61	0,1	330
4438.100.07	от 59 до 71	0,1	330
4438.100.08	от 69 до 81	0,1	330
4438.100.09	от 79 до 91	0,1	330
4438.100.10	от 0 до 35	0,5	330
4438.100.11	от 35 до 70	0,5	330
4438.100.12	от 0 до 70	1,0	330
4438.100.13	от -5 до 5	0,1	330
4438.100.14	от 5 до 15	0,1	330
4438.100.15	от 15 до 25	0,1	330

4439.100

Весы Брикса с термометром (жидкость синего цвета, не содержащая Ртут), Градус Цельсия



- Шкала термометра: от 0°C до +50°C (деление на 1°C).

Кат. №	Диапазон (°Вх)	Цена деления (°Вх)	Длина (прибл. мм)
4439.100.01	от 0 до 12	0,1	370
4439.100.02	от 9 до 21	0,1	370
4439.100.03	от 19 по 31	0,1	370
4439.100.04	от 29 до 41	0,1	370
4439.100.05	от 39 до 51	0,1	370
4439.100.06	от 49 до 61	0,1	370
4439.100.07	от 59 до 71	0,1	370
4439.100.08	от 69 до 81	0,1	370
4439.100.09	от 79 до 91	0,1	370
4439.100.10	от 0 до 35	0,5	370
4439.100.11	от 35 до 70	0,5	370
4439.100.12	от 0 до 70	1,0	370
4439.100.13	от -5 до 5	0,1	370
4439.100.14	от 5 до 15	0,1	370
4439.100.15	от 15 до 25	0,1	370



4440.100

**Весы Брикса, с термометром
(жидкость синего цвета, не
содержащая Ртутя), градусы по
Фаренгейту**



- Шкала термометра: от +60°F до +130°F (деление на 1°F).

Кат. №	Диапазон (°Вх)	Цена деления (°Вх)	Длина (прибл. мм)
4440.100.01	от 0 до 12	0,1	370
4440.100.02	от 9 до 21	0,1	370
4440.100.03	от 19 по 31	0,1	370
4440.100.04	от 0 до 35	0,5	370
4440.100.05	от -5 до 5	0,1	370



4441.100

**Весы Plato с термометром (жидкость
синего цвета, не содержащая ртути)**



Кат. №	Диапазон (°P)	Диапазон измерений термометра	Цена деления (°API)	Длина (прибл. мм)
4441.100.01	от 0 до 8,5	от 0 до +50°C	0,1	360
4441.100.02	от 7,5 до 16	от 0 до +50°C	0,1	360
4441.100.03	от 15,5 до 24	от 0 до +50°C	0,1	360
4441.100.04	от 0 до 32	от +30 до +120°F	0,5	380



4442.100

Лактоденсиметры



- Одобрены Shot & Wax.
- Предназначены для использования при температуре 20°C.

Кат. №	Уд. вес. Диапазон	Описание
4442.100.01	от 0,150 до 0,400	Со встроенным термометром (от 0 до 110°C)
4442.100.02	от 0,200 до 0,350	Со встроенным термометром (от 0 до 40°C)
4442.100.03	от 0,200 до 0,400	Со встроенным термометром (от 0 до 40°C)





Шкалы API

Шкала API была выбрана в 1921 году Американским институтом нефти (API), Горным бюро США и Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) в качестве стандартной шкалы ареометра для нефтепродуктов. Шкала API основана на следующей формуле:

$$^{\circ}\text{API при } 60^{\circ}\text{F} = [(141,5) / (\text{Удельный вес при } 60^{\circ}\text{F})] - 131,5$$

- Шкала термометра для ареометров OMSONS с термометрами встроена в корпус.
- Ареометры OMSONS ASTM изготовлены в соответствии со спецификациями ASTM.
- Все приборы сертифицированы для использования в качестве основного эталона в соответствии с национальными и международными стандартами.

4443.100

Шкалы API, Стандарт ASTM



Кат. №	ASTM - №.	Диапазон (°API)	Цена деления (°API)	Длина (прибл. мм)
4443.100.01	21H	от 0 до 6	0,1	165
4443.100.02	22H	от 5 до 11	0,1	165
4443.100.03	23H	с 10 до 16	0,1	165
4443.100.04	24H	от 15 до 21	0,1	165
4443.100.05	25H	с 20 по 26	0,1	165
4443.100.06	26H	от 25 до 31	0,1	165
4443.100.07	27H	от 30 до 36	0,1	165
4443.100.08	28H	от 35 до 41	0,1	165
4443.100.09	29H	от 40 до 46	0,1	165
4443.100.10	30H	от 45 до 51	0,1	165
4443.100.11	31H	от 50 до 56	0,1	165
4443.100.12	32H	от 55 до 61	0,1	165
4443.100.13	33H	от 60 до 66	0,1	165
4443.100.14	34H	от 65 до 71	0,1	165
4443.100.15	35H	от 70 до 76	0,1	165
4443.100.16	36H	от 75 до 81	0,1	165
4443.100.17	37H	от 80 до 86	0,1	165
4443.100.18	38H	от 85 до 91	0,1	165
4443.100.19	39H	от 90 до 96	0,1	165



4444.100

Шкалы API с термометром (жидкость синего цвета, не содержащая ртути), Стандарт ASTM



- Шкала термометра: от 0°F до +150°F (деление на 2°F).

Кат. №	ASTM - №.	Диапазон (°API)	Цена деления (°API)	Длина (прибл. мм)
4444.100.01	51H	от -1 до 11	0,1	380
4444.100.02	52H	от 9 до 21	0,1	380
4444.100.03	53H	от 19 по 31	0,1	380
4444.100.04	54H	от 29 до 41	0,1	380
4444.100.05	55H	от 39 до 51	0,1	380
4444.100.06	57H	от 59 до 71	0,1	380


4445.100

Шкалы API с термометром (жидкость синего цвета, не содержащая ртути)



- Шкала термометра: от +10 до +130°F (цена деления 2°F).

Кат. №	Диапазон (°API)	Цена деления (°API)	Длина (прибл. мм)
4445.100.01	от 9 до 21	0,2	195
4445.100.02	от 19 по 31	0,2	195
4445.100.03	от 29 до 41	0,2	195
4445.100.04	от 39 до 51	0,2	195
4445.100.05	от 49 до 61	0,2	195
4445.100.06	от 59 до 71	0,2	195
4445.100.07	от 10 до 45	1,0	195
4445.100.08	от 45 до 90	1,0	195





4446.100

Цилиндры для ареометров

- Изготовлены из боросиликатной трубки.



Кат. №	Объем (мл)
4446.100.01	250
4446.100.02	500
4446.100.03	1000

ТЕРМОМЕТРЫ


Компания OMSONS производит термометры с 1983 года, и в дополнение к нашим производственным мощностям компания предоставляет услуги по калибровке в собственной лаборатории, где клиенты могут не только протестировать новые термометры, но и повторно откалибровать существующие приборы.

В связи с растущим спросом на заменители ртути в настоящее время доступен широкий выбор органических, безопасных наполнителей.

Лабораторные термометры Omsons — это качественные и высокоточные приборы, изготовленные в соответствии с надлежащими стандартами. Термометры изготовлены из высококачественного свинцового, обычного или боросиликатного стекла с равномерными капиллярами, благодаря чему изделие не подвергается деформации. Термометры проходят отжиг и искусственную выдержку перед калибровкой для обеспечения стабильности и поддержания точности. Там, где это необходимо, предусмотрены верхние расширительные камеры, предотвращающие перегрев и облегчающие повторное подключение ртутного столба в случае его отделения при транспортировке или использовании. Ртутные пломбы тройной дистилляции снабжены газообразным азотом под давлением над колонкой, что обеспечивает надежные показания при самых низких температурах на весах. Шкалы термометра нанесены на стекло стойкой трафаретной печатью. Каждый прибор упакован в защитный пластиковый футляр.

Термометры Omsons IP — это качественные прецизионные приборы, изготовленные в соответствии со спецификациями, разработанными Институтом нефти (IP). Они предназначены для использования со специальными методами тестирования нефти и нефтепродуктов. Многие испытания и технические характеристики приборов согласованы с ASTM International, широко известной как Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM). Эти термометры включены в стандарты IS. Несмотря на то, что они предназначены для специальных испытаний, многие из них могут быть использованы и в других целях в качестве высокоточных термометров. Доступны с соотв. сертификатами.





7200.100

Стеклянные термометры для нефтепродуктов

- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Два вида: ртутные и нертутные
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры

Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7200.100.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,25	300	10
7200.100.02	от -10°C до 50°C, не содержит ртути	0,25	300	10
7200.100.03	от -10°C до 50°C, ртутный	0,50	300	10
7200.100.04	от -10°C до 50°C, не содержит ртути	0,50	300	10
7200.100.05	от -20°C до 102°C, степень защиты IP-64C, ртутный	0,20	420	10
7200.100.06	от -20°C до 102°C, степень защиты IP-64C, не содержит ртути	0,20	420	10

7200.101

Стеклянные термометры для нефтепродуктов, с сертификатом

- С сертификатом.
- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Два вида: ртутные и нертутные
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры



Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7200.101.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,25	300	10
7200.101.02	от -10°C до 50°C, не содержит ртути	0,25	300	10
7200.101.03	от -10°C до 50°C, ртутный	0,50	300	10
7200.101.04	от -10°C до 50°C, не содержит ртути	0,50	300	10
7200.101.05	от -20°C до 102°C, степень защиты IP-64C, ртутный	0,20	420	10
7200.101.06	от -20°C до 102°C, степень защиты IP-64C, не содержит ртути	0,20	420	10



Отсканируйте,
чтобы посмотреть
видео о продукте

Впервые в Индии




7201.100


Стеклянные термометры общего назначения

- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны как нертутные, так и ртутные спиртовые
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры

Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7201.100.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,50	300	10
7201.100.02	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,50	300	10
7201.100.03	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,50	300	10
7201.100.04	от -10°C до 110°C, ртутный	1,00	300	10
7201.100.05	от -10°C до 110°C, ртутный	0,50	300	10
7201.100.06	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.07	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,50	300	10
7201.100.08	от -10°C до 110°C, спиртовой	1,00	300	10
7201.100.09	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,50	300	10
7201.100.10	от -10°C до 150°C, ртутный	1,00	300	10
7201.100.11	от -10°C до 150°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.12	от -10°C до 150°C, спиртовой	1,00	300	10
7201.100.13	От -10°C до 250°C, ртутный	1,00	300	10
7201.100.14	от -10°C до 250°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.15	от -10°C до 360°C, ртутный	2,00	300	10
7201.100.16	от 0°F до 120°F, ртутный	1,00	300	10
7201.100.17	от 0°F до 120°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.18	от 0°F до 120°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.100.19	от 0°F до 220°F, ртутный	1,00	300	10
7201.100.20	от 0°F до 220°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.21	от 0°F до 220°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.100.22	от 0°F до 240°F, ртутный	1,00	300	10
7201.100.23	от 0°F до 240°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.24	от 0°F до 240°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.100.25	От 0°F до 400°F, ртутный	1,00	300	10
7201.100.26	от 0°F до 400°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.100.27	от 0°F до 400°F, спиртовой	1,00	300	10

Отсканируйте, чтобы посмотреть видео о продукте





Ртутные

Нертутные

Спиртовые

7201.101**Стеклянные термометры общего назначения, с сертификатом**

- С сертификатом.
- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны как нетрутные, так и нетрутные спиртовые
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры



Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упако вка
7201.101.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,50	300	10
7201.101.02	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,50	300	10
7201.101.03	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,50	300	10
7201.101.04	от -10°C до 110°C, ртутный	1,00	300	10
7201.101.05	от -10°C до 110°C, ртутный	0,50	300	10
7201.101.06	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.07	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,50	300	10
7201.101.08	от -10°C до 110°C, спиртовой	1,00	300	10
7201.101.09	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,50	300	10
7201.101.10	от -10°C до 150°C, ртутный	1,00	300	10
7201.101.11	от -10°C до 150°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.12	от -10°C до 150°C, спиртовой	1,00	300	10
7201.101.13	От -10°C до 250°C, ртутный	1,00	300	10
7201.101.14	от -10°C до 250°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.15	от -10°C до 360°C, ртутный	2,00	300	10
7201.101.16	от 0°F до 120°F, ртутный	1,00	300	10
7201.101.17	от 0°F до 120°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.18	от 0°F до 120°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.101.19	от 0°F до 220°F, ртутный	1,00	300	10
7201.101.20	от 0°F до 220°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.21	от 0°F до 220°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.101.22	от 0°F до 240°F, ртутный	1,00	300	10
7201.101.23	от 0°F до 240°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.24	от 0°F до 240°F, спиртовой	1,00	300	10
7201.101.25	от 0°C до 400°F, ртутный	1,00	300	10
7201.101.26	от 0°F до 400°F, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,00	300	10
7201.101.27	от 0°F до 400°F, спиртовой	1,00	300	10

**Отсканируйте,
чтобы
посмотреть
видео о
продукте**






7202.100

Стеклянные термометры с отрицательными значениями

- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны варианты с толуолом.
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры

Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7202.100.01	от -50°C до 50°C	1,00	300	10
7202.100.02	от -50°C до 50°C	1,00	450	10
7202.100.03	от -50°C до 100°C	1,00	300	10
7202.100.04	от -50°C до 100°C	1,00	450	10
7202.100.05	от -100°C до 50°C	1,00	300	10
7202.100.06	от -100°C до 50°C	1,00	450	10
7202.100.07	от -100°C до 100°C	1,00	300	10
7202.100.08	от -100°C до 100°C	1,00	450	10




7202.101

Стеклянные термометры с отрицательными значениями, с сертификатом

- С сертификатом.
- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны варианты с толуолом.
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры



Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7202.101.01	от -50°C до 50°C	1,00	300	10
7202.101.02	от -50°C до 50°C	1,00	450	10
7202.101.03	от -50°C до 100°C	1,00	300	10
7202.101.04	от -50°C до 100°C	1,00	450	10
7202.101.05	от -100°C до 50°C	1,00	300	10
7202.101.06	от -100°C до 50°C	1,00	450	10
7202.101.07	от -100°C до 100°C	1,00	300	10
7202.101.08	от -100°C до 100°C	1,00	450	10



7203.100

Высокоточные стеклянные термометры

- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны как нертутные, так и нертутные спиртовые
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры

Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7203.100.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,2	450	10
7203.100.02	от -10°C до 50°C, ртутный	0,1	450	10
7203.100.03	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,2	450	10
7203.100.04	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,1	450	10
7203.100.05	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,2	450	10
7203.100.06	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,1	450	10
7203.100.07	от -10°C до 110°C, ртутный	0,2	450	10
7203.100.08	от -10°C до 110°C, ртутный	0,1	450	10
7203.100.09	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,2	450	10
7203.100.10	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,1	450	10
7203.100.11	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,2	450	10
7203.100.12	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,1	450	10
7203.100.13	От -10°C до 250°C, ртутный	1,0	450	10
7203.100.14	от -10°C до 250°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,0	450	10
7203.100.15	от -10°C до 360°C, ртутный	2,0	450	10


7203.101

Высокоточные стеклянные термометры, с сертификатом

- С сертификатом.
- Доступны в желтом и белом стекле.
- Янтарная печать
- Доступны как нертутные, так и нертутные спиртовые
- Упакованы в индивидуальные пластиковые футляры



Кат. №	Диапазон	КК (°C)	Длина (мм)	Упаковка
7203.101.01	от -10°C до 50°C, ртутный	0,2	450	10
7203.101.02	от -10°C до 50°C, ртутный	0,1	450	10
7203.101.03	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,2	450	10
7203.101.04	от -10°C до 50°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,1	450	10
7203.101.05	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,2	450	10
7203.101.06	от -10°C до 50°C, спиртовой	0,1	450	10
7203.101.07	от -10°C до 110°C, ртутный	0,2	450	10
7203.101.08	от -10°C до 110°C, ртутный	0,1	450	10
7203.101.09	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,2	450	10
7203.101.10	от -10°C до 110°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	0,1	450	10
7203.101.11	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,2	450	10
7203.101.12	от -10°C до 110°C, спиртовой	0,1	450	10
7203.101.13	От -10°C до 250°C, ртутный	1,0	450	10
7203.101.14	от -10°C до 250°C, жидкость синего цвета, не содержащая ртути	1,0	450	10
7203.101.15	от -10°C до 360°C, ртутный	2,0	450	10



ТЕРМОМЕТРЫ IP/AST



Стекланные термометры IP/ASTM

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	Погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.100.001	1 C	—	Частичное погружение	от -20 до 150	1°C	Hg	76	317	10
7204.100.002	1 F	—	Частичное погружение	от 0 до 302	2°F	Hg	76	317	10
7204.100.003	2 C	62 C	Частичное погружение	от -5 до 300	1°C	Hg	76	385	10
7204.100.004	2 F	62 F	Частичное погружение	от 20 до 580	2°F	Hg	76	385	10
7204.100.005	3 C	73 C	Частичное погружение	от -5 до 400	1°C	Hg	76	410	10
7204.100.006	3 F	73 F	Частичное погружение	от 20 до 760	2°F	Hg	76	410	10
7204.100.007	5 C	1 C	Помутнение и застывание	от -38 до 50	1°C	Hg	108	225	10
7204.100.008	5 F	1 F	Помутнение и застывание	от -36 до 120	2°F	Hg	108	225	10
7204.100.009	6 C	2 C	Низк. уровень помутнения и застывания	от -80 до 20	1°C	Толуол	76	225	10
7204.100.010	6 F	2 F	Низк. уровень помутнения и застывания	-112 до 70	2°F	Толуол	76	225	10
7204.100.011	7 C	5 C	Низкая дистилляция	от -2 до 300	1°C	Hg	Весь	380	10
7204.100.012	7 F	—	Низкая дистилляция	от 30 до 580	2°F	Hg	Весь	380	10
7204.100.013	8 C	6 C	Высокая степень дистилляции	от -2 до 400	1°C	Hg	Весь	380	10
7204.100.014	8 F	—	Высокая степень дистилляции	от 30 до 760	2°F	Hg	Весь	380	10
7204.100.015	9 C	15 C	Низк.-Пенски-Мартенс	от -5 до 110	0,5°C	Hg	57	285	10
7204.100.016	9 F	15 F	Низк.-Пенски-Мартенс	от 20 до 230	1°F	Hg	57	285	10
7204.100.017	10 °C	16 C	Выс.-Пенски-Мартенс	от 90 до 370	2°C	Hg	57	285	10
7204.100.018	10 F	16 F	Выс.-Пенски-Мартенс	от 200 до 700	5°F	Hg	57	285	10
7204.100.019	11 C	28 C	Cleveland Open Flash	от -6 до 400	2°C	Hg	25	305	10
7204.100.020	11 F	28 F	Cleveland Open Flash	от 20 до 760	5°F	Hg	25	305	10
7204.100.021	12 C	64 C	Шир. диапазон плотности	от -20 до 102	0,2°C	Hg	Весь	415	10
7204.100.022	12 F	64 F	Шир. диапазон плотности	от -5 до 215	0,5°F	Hg	Весь	415	10
7204.100.023	13 C	47 C	Потери тепла	от 155 до 170	0,5°C	Hg	Весь	150	10
7204.100.024	14 C	17 C	Температура плавления воска	от 38 до 82	0,1°C	Hg	79	370	10
7204.100.025	14 F	17 F	Температура плавления воска	от 100 до 180	0,2°F	Hg	79	370	10
7204.100.026	15 °C	60 C	Низкая температура размягчения	от -2 до 80	0,2°C	Hg	Весь	390	10
7204.100.027	15 F	—	Низкая температура размягчения	от 30 до 180	0,5°F	Hg	Весь	390	10
7204.100.028	16 C	61 C	Высокая температура размягчения	от 30 до 200	0,5°C	Hg	Весь	390	10
7204.100.029	16 F	—	Высокая температура размягчения	от 85 до 392	1°F	Hg	Весь	390	10
7204.100.030	17 C	—	Вязкость по Сейболту	от 19 до 27	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.031	17 F	—	Вязкость по Сейболту	от 66 до 80	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.032	18 C	23 C	давление насыщенных паров по Рейду	от 34 до 42	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.033	18 F	23 F	давление насыщенных паров по Рейду	с 94 по 108	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.034	19 C	—	Вязкость по Сейболту	от 49 до 57	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.035	19 F	—	Вязкость по Сейболту	от 120 до 134	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.036	20 C	—	Вязкость по Сейболту	от 57 до 65	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.037	20 F	—	Вязкость по Сейболту	от 134 до 148	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.038	21 C	—	Вязкость по Сейболту	от 79 до 87	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.039	21 F	—	Вязкость по Сейболту	от 174 до 188	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.040	22 C	24 C	Устойчивость к окислению	с 95 по 103	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.100.041	22 F	24 F	Устойчивость к окислению	от 204 до 218	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.042	23 C	—	Вязкость по Энглери	от 18 до 28	0,2°C	Hg	90	207	10
7204.100.043	24 C	—	Вязкость по Энглери	от 39 до 54	0,2°C	Hg	90	232	10
7204.100.044	25 C	—	Вязкость по Энглери	от 95 до 105	0,2°C	Hg	90	207	10
7204.100.045	26 C	—	Испытание нитроцеллюлозы на стабильность	от 130 до 140	0,1°C	Hg	Весь	458	10
7204.100.046	27 C	—	Дистилляция скипидара	от 147 до 182	0,5°C	Hg	76	296	10
7204.100.047	28 C	31 C	Кинематическая вязкость	от 36,6 до 39,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.048	28 F	31 F	Кинематическая вязкость	от 97,5 до 102,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.049	29 C	34 C	Кинематическая вязкость	от 52,6 до 55,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.050	29 F	34 F	Кинематическая вязкость	от 127,5 до 132,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.051	30°F	32 F	Кинематическая вязкость	От 207,5 до 212,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10



Стекланные термометры IP/ASTM

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погрешение	Длина (мм)	Упаковка
7204.100.052	33 C	20 C	Низкая анилиновая точка	от -38 до 42	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.100.053	33 F	—	Низкая анилиновая точка	от -36,5 до -107,5	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.100.054	34 C	21 C	Средняя анилиновая точка	от 25 до 105	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.100.055	34 F	—	Средняя анилиновая точка	от 77 до 221	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.100.056	35 C	59 C	Высокая анилиновая точка	от 90 до 170	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.100.057	35 F	—	Высокая анилиновая точка	от 194 до 338	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.100.058	36 C	—	титриметрический анализ	от -2 до 68	0,2°C	Hg	45	400	10
7204.100.059	37 C	77 C	Дистилляция растворителей	от -2 до 52	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.060	38 C	78 C	Дистилляция растворителей	от 24 до 78	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.061	39 C	79 C	Дистилляция растворителей	От 48 до 102	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.062	40 C	80 C	Дистилляция растворителей	от 72 до 126	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.063	41 C	81 C	Дистилляция растворителей	от 98 до 152	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.064	42 C	82 C	Дистилляция растворителей	от 95 до 255	0,5°C	Hg	100	390	10
7204.100.065	43 C	65 C	Кинематическая вязкость	от -51,6 до -34	0,1°C	Hg	Весь	410	10
7204.100.066	43 F	65 F	Кинематическая вязкость	от -61 до -29	0,2°F	Hg-TL	Весь	410	10
7204.100.067	44 C	29 C	Кинематическая вязкость	от 18,6 до 21,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.068	44 F	29 F	Кинематическая вязкость	от 66,5 до 71,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.069	45 C	30 C	Кинематическая вязкость	от 23,6 до 26,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.070	45 F	30 F	Кинематическая вязкость	от 74,5 до 79,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.071	46 C	66 C	Кинематическая вязкость	от 48,6 до 51,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.072	46 F	66 F	Кинематическая вязкость	от 119,5 до 124,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.073	47 C	35 C	Кинематическая вязкость	от 58,6 до 61,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.074	47 F	35 F	Кинематическая вязкость	от 137,5 до 142,5	0,1°F	Hg	Весь	410	10
7204.100.075	48 C	90 C	Кинематическая вязкость	от 80,6 до 83,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.076	48 F	90 F	Кинематическая вязкость	от 177,5 до 182,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.077	49 C	—	Вязкость по Стомеру	от 20 до 70	0,2°C	Hg	65	300	10
7204.100.078	50 C	—	Вход газового калориметра	от 12,2 до 38,3	0,05°C	Hg	Весь	463	10
7204.100.079	50 F	—	Вход газового калориметра	от 54 до 101	0,1°F	Hg	Весь	463	10
7204.100.080	51 F	—	Выход газового калориметра	от 69 до 116	0,1°F	Hg	Весь	463	10
7204.100.081	52 C	—	Диапазон температур кипения бутадиена	от -10 до 5	0,1°C	Hg	Весь	157	10
7204.100.082	53 C	—	Температура замерзания бензола	от -0,6 до -10,4	0,1°C	Hg	Весь	189	10
7204.100.083	54 C	18 C	Температура затвердевания	от 20 до 100,6	0,2°C	Hg	Весь	305	10
7204.100.084	54 F	18 F	Температура затвердевания	от 68 до 213	0,5°F	Hg	Весь	305	10
7204.100.085	56 C	—	Бомбовый калориметр	от 19 до 35	0,02°C	Hg	Весь	570	10
7204.100.086	56 F	—	Бомбовый калориметр	от 66 до 95	0,05°F	Hg	Весь	570	10
7204.100.087	57 C	—	аппарат Тага с закрытым тиглем, низкий диапазон измерения	от -20 до 50	0,5°C	Hg	57	282	10
7204.100.088	57 F	—	аппарат Тага с закрытым тиглем, низкий диапазон измерения	от -4 до 122	1°F	Hg	57	282	10
7204.100.089	58 C	—	Бак	от -34 до 49	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.090	58 F	—	Бак	от -30 до 120	1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.091	59 C	—	Бак	от -18 до 82	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.092	59 F	—	Бак	от 0 до 180	1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.093	60 C	—	Бак	от 77 до 260	1°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.094	60 F	—	Бак	от 170 до 500	2°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.095	61 C	63 C	Температура плавления петролатума	от 32 до 127	0,2°C	Hg	79	375	10
7204.100.096	61 F	—	Температура плавления петролатума	от 90 до 260	0,5°F	Hg	79	375	10
7204.100.097	62 C	—	Точность	от -38 до 2	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.098	62 F	—	Точность	от -36 до 35	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.099	63 C	—	Точность	от -8 до 32	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.100	63 F	—	Точность	от 18 до 89	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.101	64 C	—	Точность	от 25 до 55	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.102	64 F	—	Точность	77 до 131	0,2°F	Hg	Весь	374	10



Стекланные термометры IP/ASTM

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.100.103	65 C	—	Точность	от 50 до 80	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.104	65 F	—	Точность	от 122 до 176	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.105	66 C	—	Точность	от 75 до 105	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.106	66 F	—	Точность	от 167 до 221	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.107	67 C	—	Точность	от 95 до 155	0,2°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.108	67 F	—	Точность	от 203 до 311	0,5°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.109	68 C	—	Точность	от 145 до 205	0,2°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.110	68 F	—	Точность	от 293 до 401	0,5°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.111	69 C	—	Точность	от 195 до 305	0,5°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.112	69 F	—	Точность	от 383 до 581	1°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.113	70 °C	—	Точность	от 295 до 405	0,5°C	Hg	Весь	374	10
7204.100.114	70 F	—	Точность	от 563 до 761	1°F	Hg	Весь	374	10
7204.100.115	71 C	72 C	Масло в парафине	от -37 до 21	0,5°C	Hg	76	350	10
7204.100.116	71 F	72 F	Масло в парафине	от -35 до 70	1°F	Hg	76	350	10
7204.100.117	72 C	67 C	Кинематическая вязкость	от -19,4 до -16,6	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.118	72 F	67 F	Кинематическая вязкость	от -2,5 до 2,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.119	73 C	68 C	Кинематическая вязкость	от -41,4 до -38,6	0,05°C	Hg-TI	Весь	300	10
7204.100.120	73 F	68 F	Кинематическая вязкость	от -42,5 до -37,5	0,1°F	Hg-TI	Весь	300	10
7204.100.121	74 C	69 C	Кинематическая вязкость	от -55,4 до -52,6	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.122	74 F	69 F	Кинематическая вязкость	от -67,5 до -62,5	0,1°F	Hg-TI	Весь	300	10
7204.100.123	75 F	—	Точка замерзания охлаждающей жидкости	от -35 до 35	0,5°F	Hg	100	403	10
7204.100.124	76 F	—	Точка замерзания охлаждающей жидкости	от -65 до 5	0,5°F	Hg	100	403	10
7204.100.125	77 F	—	Вязкость по Сейболту	от 245 до 265	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.126	78 F	—	Вязкость по Сейболту	от 295 до 315	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.127	79 F	—	Вязкость по Сейболту	от 345 до 365	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.128	80 F	—	Вязкость по Сейболту	от 395 до 415	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.129	81 F	—	Вязкость по Сейболту	от 445 до 465	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.100.130	82 C	—	Номинальный расход топлива двигателем	от -15 до 105	1°C	Hg	30	159	10
7204.100.131	82 F	—	Номинальный расход топлива двигателем	от 0 до 220	2°F	Hg	30	159	10
7204.100.132	83 C	—	Расход топлива Воздух-Низкий	от 15 до 70	1°C	Hg	40	168	10
7204.100.133	83 F	—	Расход топлива Воздух-Низкий	от 60 до 160	1°F	Hg	40	168	10
7204.100.134	84 C	—	Расход топлива мерного бака	от 25 до 80	1°C	Hg	249	378	10
7204.100.135	84 F	—	Расход топлива мерного бака	от 75 до 175	1°F	Hg	249	378	10
7204.100.136	85 C	—	Расход топлива при переполнении карбюратора	от 40 до 150	1°C	Hg	181	305	10
7204.100.137	85 F	—	Расход топлива при переполнении карбюратора	от 100 до 300	2°F	Hg	181	305	10
7204.100.138	86 C	—	Расход топлива, смеш.	от 95 до 175	1°C	Hg	35	164	10
7204.100.139	86 F	—	Расход топлива, смеш.	от 200 до 350	2°F	Hg	35	164	10
7204.100.140	87 C	—	Расход топлива на охлаждение	от 150 до 205	1°C	Hg	40	169	10
7204.100.141	87 F	—	Расход топлива на охлаждение	от 300 до 400	1°F	Hg	40	169	10
7204.100.142	88 C	—	Вспышка растительного масла	от 10 до 200	1°C	Hg	57	282	10
7204.100.143	88 F	—	Вспышка растительного масла	от 50 до 392	2°F	Hg	57	282	10
7204.100.144	89 C	—	Точка затвердевания	от -20 до 10	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.145	90 °C	—	Точка затвердевания	от 0 до 30	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.146	91 C	—	Точка затвердевания	от 20 до 50	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.147	92 C	—	Точка затвердевания	от 40 до 70	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.148	93 C	—	Точка затвердевания	от 60 до 90	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.149	94 C	—	Точка затвердевания	от 80 до 110	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.150	95 C	—	Точка затвердевания	от 100 до 130	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.151	96 C	—	Точка затвердевания	от 120 до 150	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.100.152	97 C	—	Бак	от -18 до 49	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.153	97 F	—	Бак	от 0 до 120	1°F	Hg	Весь	300	10



Стеклянные термометры IP/ASTM

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.100.154	98 C	—	Бак	от 16 до 82	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.100.155	98 F	—	Бак	от 60 до 180	1°F	Hg	Весь	300	10
7204.100.156	99 C	—	Испытание на атмосферостойкость	от -50 до 5	0,2°C	Hg-TI	35	300	10
7204.100.157	99 F	—	Испытание на атмосферостойкость	-58 до 41	0,5°F	Hg-TI	35	299	10
7204.100.158	100 C	—	Точка затвердевания	от 145 до 205	0,2°C	Hg	76	365	10
7204.100.159	101 C	—	Точка затвердевания	от 195 до 305	0,5°C	Hg	76	365	10
7204.100.160	102 C	83 C	Дистилляция растворителей	от 123 до 177	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.161	103 C	84 C	Дистилляция растворителей	от 148 до 202	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.162	104 C	85 C	Дистилляция растворителей	от 173 до 227	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.100.163	105 °C	86 C	Дистилляция растворителей	от 198 до 252	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.100.164	106 C	87 C	Дистилляция растворителей	от 223 до 277	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.100.165	107 C	88 C	Дистилляция растворителей	от 248 до 302	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.100.166	108 F	—	Вязкость по Сейболту	от 270 до 290	0,5°F	Hg	—	270	10
7204.100.167	109 F	—	Вязкость по Сейболту	от 320 до 340	0,5°F	Hg	—	270	10
7204.100.168	110 °C	93 C	Кинематическая вязкость	от 133,6 до 136,4	0,5°F	Hg	—	300	10
7204.100.169	110 F	—	Кинематическая вязкость	от 272,5 до 277,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.100.170	111 C	—	Дистилляция смоляных кислот	от 170 до 250	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.100.171	112 C	—	Температура затвердевания бензола	от 4 до 6	0,02°C	Hg	—	210	10
7204.100.172	113 C	89 C	Температура размягчения (битум)	от -1 до 175	0,5°C	—	—	400	10
7204.100.173	113 F	89 F	Широкий диапазон	от 30 до 350	0,1°F	—	—	400	10
7204.100.174	114 C	14 C	Точка замерзания авиационного топлива	от -80 до 20	0,5°C	—	—	295	10
7204.100.175	116 C	—	Бомбовый калориметр	от 18,9 до 25,1	0,01°C	Hg	—	604	10
7204.100.176	117 C	—	Бомбовый калориметр	От 23,9 до 30,1	0,01°C	Hg	—	604	10
7204.100.177	118 C	—	Кинематическая вязкость	от 28,6 до 31,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.178	118 F	—	Кинематическая вязкость	от 83,5 до 88,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.100.179	119 C	—	Охлаждающая жидкость (антифриз)	от -38,3 до -30	0,1°C	Hg	—	415	10
7204.100.180	119 F	—	Точка замерзания	от -37 до -22	0,2°F	Hg	—	415	10
7204.100.181	120 °C	92 C	Кинематическая вязкость	от 38,6 до 41,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.182	121 C	32 C	Кинематическая вязкость	от 98,6 до 101,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.183	122 C	94 C	Вязкость по Брукфилду	от -45 до -35	0,1°C	Hg-TI	—	295	10
7204.100.184	123 C	95 C	Вязкость по Брукфилду	от -35 до -25	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.100.185	124 C	96 C	Вязкость по Брукфилду	от -25 до -15	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.100.186	125 C	97 C	Вязкость по Брукфилду	от -15 до -5	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.100.187	126 C	71 C	Кинематическая вязкость	от -27,4 до -24,6	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.188	126 F	71 F	Кинематическая вязкость	от -17,5 до -12,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.100.189	127 C	99 C	Кинематическая вязкость	от -21,4 до -18,6	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.190	128 C	33 C	Кинематическая вязкость	от -1,4 до 1,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.191	128 F	33 F	Кинематическая вязкость	от 29,5 до 34,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.100.192	129 C	36 C	Кинематическая вязкость	от 91,6 до 94,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.193	129 F	36 F	Кинематическая вязкость	от 197,5 до 202,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.100.194	130 °C	—	Бак	от -7 до 105	0,5°C	Hg	—	300	10
7204.100.195	130 F	—	Бак	от 20 до 220	1°F	Hg	—	300	10
7204.100.196	132 C	102 C	Кинематическая вязкость	от 148,6 до 151,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.100.197	133 C	—	Точность	от -38 до 2	0,1°C	Hg	—	374	10
7204.100.198	134 C	37 C	Осадок	от 144 до 156	0,2°C	Hg	—	260	10
7204.100.199	135 C	—	Расход топлива Воздух-Высокий	от 38 до 93	1°C	Hg	—	168	10
7204.100.200	135 F	—	Расход топлива Воздух-Высокий	от 100 до 200	1°F	Hg	—	168	10
7204.100.201	136 C	—	Плотность авиационного топлива	от -20 до 60	0,2°C	Hg	—	285	10
7204.100.202	136 F	—	Плотность авиационного топлива	от -5 до 140	0,5°F	Hg	—	285	10
7204.100.203	137 C	—	Тест на окислительную стабильность	от 80 до 100	0,1°C	Hg	—	250	10



Стекланные термометры IP/ASTM с сертификатом

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.101.001	1 C	—	Частичное погружение	от -20 до 150	1°C	Hg	76	317	10
7204.101.002	1 F	—	Частичное погружение	от 0 до 302	2°F	Hg	76	317	10
7204.101.003	2 C	62 C	Частичное погружение	от -5 до 300	1°C	Hg	76	385	10
7204.101.004	2 F	62 F	Частичное погружение	от 20 до 580	2°F	Hg	76	385	10
7204.101.005	3 C	73 C	Частичное погружение	от -5 до 400	1°C	Hg	76	410	10
7204.101.006	3 F	73 F	Частичное погружение	от 20 до 760	2°F	Hg	76	410	10
7204.101.007	5 C	1 C	Помутнение и застывание	от -38 до 50	1°C	Hg	108	225	10
7204.101.008	5 F	1 F	Помутнение и застывание	от -36 до 120	2°F	Hg	108	225	10
7204.101.009	6 C	2 C	Низк. уровень помутнения и застывания	от -80 до 20	1°C	Толуол	76	225	10
7204.101.010	6 F	2 F	Низк. уровень помутнения и застывания	-112 до 70	2°F	Толуол	76	225	10
7204.101.011	7 C	5 C	Низкая дистилляция	от -2 до 300	1°C	Hg	Весь	380	10
7204.101.012	7 F	—	Низкая дистилляция	от 30 до 580	2°F	Hg	Весь	380	10
7204.101.013	8 C	6 C	Высокая степень дистилляции	от -2 до 400	1°C	Hg	Весь	380	10
7204.101.014	8 F	—	Высокая степень дистилляции	от 30 до 760	2°F	Hg	Весь	380	10
7204.101.015	9 C	15 C	Низк.-Пенски-Мартенс	от -5 до 110	0,5°C	Hg	57	285	10
7204.101.016	9 F	15 F	Низк.-Пенски-Мартенс	от 20 до 230	1°F	Hg	57	285	10
7204.101.017	10 C	16 C	Выс.-Пенски-Мартенс	от 90 до 370	2°C	Hg	57	285	10
7204.101.018	10 F	16 F	Выс.-Пенски-Мартенс	от 200 до 700	5°F	Hg	57	285	10
7204.101.019	11 C	28 C	Cleveland Open Flash	от -6 до 400	2°C	Hg	25	305	10
7204.101.020	11 F	28 F	Cleveland Open Flash	от 20 до 760	5°F	Hg	25	305	10
7204.101.021	12 C	64 C	Шир. диапазон плотности	от -20 до 102	0,2°C	Hg	Весь	415	10
7204.101.022	12 F	64 F	Шир. диапазон плотности	от -5 до 215	0,5°F	Hg	Весь	415	10
7204.101.023	13 C	47 C	Потери тепла	от 155 до 170	0,5°C	Hg	Весь	150	10
7204.101.024	14 C	17 C	Температура плавления воска	от 38 до 82	0,1°C	Hg	79	370	10
7204.101.025	14 F	17 F	Температура плавления воска	от 100 до 180	0,2°F	Hg	79	370	10
7204.101.026	15 C	60 C	Низкая температура размягчения	от -2 до 80	0,2°C	Hg	Весь	390	10
7204.101.027	15 F	—	Низкая температура размягчения	от 30 до 180	0,5°F	Hg	Весь	390	10
7204.101.028	16 C	61 C	Высокая температура размягчения	от 30 до 200	0,5°C	Hg	Весь	390	10
7204.101.029	16 F	—	Высокая температура размягчения	от 85 до 392	1°F	Hg	Весь	390	10
7204.101.030	17 C	—	Вязкость по Сейболту	от 19 до 27	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.031	17 F	—	Вязкость по Сейболту	от 66 до 80	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.032	18 C	23 C	давление насыщенных паров по Рейду	от 34 до 42	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.033	18 F	23 F	давление насыщенных паров по Рейду	с 94 по 108	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.034	19 C	—	Вязкость по Сейболту	от 49 до 57	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.035	19 F	—	Вязкость по Сейболту	от 120 до 134	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.036	20 C	—	Вязкость по Сейболту	от 57 до 65	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.037	20 F	—	Вязкость по Сейболту	от 134 до 148	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.038	21 C	—	Вязкость по Сейболту	от 79 до 87	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.039	21 F	—	Вязкость по Сейболту	от 174 до 188	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.040	22 C	24 C	Устойчивость к окислению	с 95 по 103	0,1°C	Hg	Весь	270	10
7204.101.041	22 F	24 F	Устойчивость к окислению	от 204 до 218	0,2°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.042	23 C	—	Вязкость по Энглери	от 18 до 28	0,2°C	Hg	90	207	10
7204.101.043	24 C	—	Вязкость по Энглери	от 39 до 54	0,2°C	Hg	90	232	10
7204.101.044	25 C	—	Вязкость по Энглери	от 95 до 105	0,2°C	Hg	90	207	10
7204.101.045	26 C	—	Испытание нитроцеллюлозы на стабильность	от 130 до 140	0,1°C	Hg	Весь	458	10
7204.101.046	27 C	—	Дистилляция скипидара	от 147 до 182	0,5°C	Hg	76	296	10
7204.101.047	28 C	31 C	Кинематическая вязкость	от 36,6 до 39,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.048	28 F	31 F	Кинематическая вязкость	от 97,5 до 102,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.049	29 C	34 C	Кинематическая вязкость	от 52,6 до 55,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.050	29 F	34 F	Кинематическая вязкость	от 127,5 до 132,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.051	30°F	32 F	Кинематическая вязкость	от 207,5 до 212,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10



Стекланные термометры IP/ASTM с сертификатом

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погрешность	Длина (мм)	Упаковка
7204.101.052	33 C	20 C	Низкая анилиновая точка	от -38 до 42	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.101.053	33 F	—	Низкая анилиновая точка	от -36,5 до -107,5	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.101.054	34 C	21 C	Средняя анилиновая точка	от 25 до 105	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.101.055	34 F	—	Средняя анилиновая точка	от 77 до 221	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.101.056	35 C	59 C	Высокая анилиновая точка	от 90 до 170	0,2°C	Hg	50	415	10
7204.101.057	35 F	—	Высокая анилиновая точка	от 194 до 338	0,5°F	Hg	50	415	10
7204.101.058	36 C	—	титриметрический анализ	от -2 до 68	0,2°C	Hg	45	400	10
7204.101.059	37 C	77 C	Дистилляция растворителей	от -2 до 52	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.060	38 C	78 C	Дистилляция растворителей	от 24 до 78	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.061	39 C	79 C	Дистилляция растворителей	От 48 до 102	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.062	40 C	80 C	Дистилляция растворителей	от 72 до 126	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.063	41 C	81 C	Дистилляция растворителей	от 98 до 152	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.064	42 C	82 C	Дистилляция растворителей	от 95 до 255	0,5°C	Hg	100	390	10
7204.101.065	43 C	65 C	Кинематическая вязкость	от -51,6 до -34	0,1°C	Hg	Весь	410	10
7204.101.066	43 F	65 F	Кинематическая вязкость	от -61 до -29	0,2°F	Hg-TL	Весь	410	10
7204.101.067	44 C	29 C	Кинематическая вязкость	от 18,6 до 21,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.068	44 F	29 F	Кинематическая вязкость	от 66,5 до 71,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.069	45 C	30 C	Кинематическая вязкость	от 23,6 до 26,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.070	45 F	30 F	Кинематическая вязкость	от 74,5 до 79,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.071	46 C	66 C	Кинематическая вязкость	от 48,6 до 51,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.072	46 F	66 F	Кинематическая вязкость	от 119,5 до 124,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.073	47 C	35 C	Кинематическая вязкость	от 58,6 до 61,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.074	47 F	35 F	Кинематическая вязкость	от 137,5 до 142,5	0,1°F	Hg	Весь	410	10
7204.101.075	48 C	90 C	Кинематическая вязкость	от 80,6 до 83,4	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.076	48 F	90 F	Кинематическая вязкость	от 177,5 до 182,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.077	49 C	—	Вязкость по Стомеру	от 20 до 70	0,2°C	Hg	65	300	10
7204.101.078	50 C	—	Вход газового калориметра	от 12.2 до 38.3	0,05°C	Hg	Весь	463	10
7204.101.079	50 F	—	Вход газового калориметра	от 54 до 101	0,1°F	Hg	Весь	463	10
7204.101.080	51 F	—	Выход газового калориметра	от 69 до 116	0,1°F	Hg	Весь	463	10
7204.101.081	52 C	—	Диапазон температур кипения бутадиена	от -10 до 5	0,1°C	Hg	Весь	157	10
7204.101.082	53 C	—	Температура замерзания бензола	от -0,6 до -10,4	0,1°C	Hg	Весь	189	10
7204.101.083	54 C	18 C	Температура затвердевания	от 20 до 100,6	0,2°C	Hg	Весь	305	10
7204.101.084	54 F	18 F	Температура затвердевания	от 68 до 213	0,5°F	Hg	Весь	305	10
7204.101.085	56 C	—	Бомбовый калориметр	от 19 до 35	0,02°C	Hg	Весь	570	10
7204.101.086	56 F	—	Бомбовый калориметр	от 66 до 95	0,05°F	Hg	Весь	570	10
7204.101.087	57 C	—	аппарат Тага с закрытым тиглем, низкий диапазон измерения	от -20 до 50	0,5°C	Hg	57	282	10
7204.101.088	57 F	—	аппарат Тага с закрытым тиглем, низкий диапазон измерения	от -4 до 122	1°F	Hg	57	282	10
7204.101.089	58 C	—	Бак	от -34 до 49	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.090	58 F	—	Бак	от -30 до 120	1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.091	59 C	—	Бак	от -18 до 82	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.092	59 F	—	Бак	от 0 до 180	1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.093	60 C	—	Бак	от 77 до 260	1°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.094	60 F	—	Бак	от 170 до 500	2°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.095	61 C	63 C	Температура плавления петролатума	от 32 до 127	0,2°C	Hg	79	375	10
7204.101.096	61 F	—	Температура плавления петролатума	от 90 до 260	0,5°F	Hg	79	375	10
7204.101.097	62 C	—	Точность	от -38 до 2	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.098	62 F	—	Точность	от -36 до 35	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.099	63 C	—	Точность	от -8 до 32	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.100	63 F	—	Точность	от 18 до 89	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.101	64 C	—	Точность	от 25 до 55	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.102	64 F	—	Точность	от 77 до 131	0,2°F	Hg	Весь	374	10




Стекланные термометры IP/ASTM с сертификатом

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.101.103	65 C	—	Точность	от 50 до 80	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.104	65 F	—	Точность	от 122 до 176	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.105	66 C	—	Точность	от 75 до 105	0,1°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.106	66 F	—	Точность	от 167 до 221	0,2°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.107	67 C	—	Точность	от 95 до 155	0,2°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.108	67 F	—	Точность	от 203 до 311	0,5°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.109	68 C	—	Точность	от 145 до 205	0,2°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.110	68 F	—	Точность	от 293 до 401	0,5°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.111	69 C	—	Точность	от 195 до 305	0,5°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.112	69 F	—	Точность	от 383 до 581	1°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.113	70 C	—	Точность	от 295 до 405	0,5°C	Hg	Весь	374	10
7204.101.114	70 F	—	Точность	от 563 до 761	1°F	Hg	Весь	374	10
7204.101.115	71 C	72 C	Масло в парафине	от -37 до 21	0,5°C	Hg	76	350	10
7204.101.116	71 F	72 F	Масло в парафине	от -35 до 70	1°F	Hg	76	350	10
7204.101.117	72 C	67 C	Кинематическая вязкость	от -19,4 до -16,6	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.118	72 F	67 F	Кинематическая вязкость	от -2,5 до 2,5	0,1°F	Hg	Весь	300	10
7204.101.119	73 C	68 C	Кинематическая вязкость	от -41,4 до -38,6	0,05°C	Hg-TI	Весь	300	10
7204.101.120	73 F	68 F	Кинематическая вязкость	от -42,5 до -37,5	0,1°F	Hg-TI	Весь	300	10
7204.101.121	74 C	69 C	Кинематическая вязкость	от -55,4 до -52,6	0,05°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.122	74 F	69 F	Кинематическая вязкость	от -67,5 до -62,5	0,1°F	Hg-TI	Весь	300	10
7204.101.123	75 F	—	Точка замерзания охлаждающей жидкости	от -35 до 35	0,5°F	Hg	100	403	10
7204.101.124	76 F	—	Точка замерзания охлаждающей жидкости	от -65 до 5	0,5°F	Hg	100	403	10
7204.101.125	77 F	—	Вязкость по Сейболту	от 245 до 265	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.126	78 F	—	Вязкость по Сейболту	от 295 до 315	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.127	79 F	—	Вязкость по Сейболту	от 345 до 365	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.128	80 F	—	Вязкость по Сейболту	от 395 до 415	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.129	81 F	—	Вязкость по Сейболту	от 445 до 465	0,5°F	Hg	Весь	270	10
7204.101.130	82 C	—	Номинальный расход топлива двигателем	от -15 до 105	1°C	Hg	30	159	10
7204.101.131	82 F	—	Номинальный расход топлива двигателем	от 0 до 220	2°F	Hg	30	159	10
7204.101.132	83 C	—	Расход топлива Воздух-Низкий	от 15 до 70	1°C	Hg	40	168	10
7204.101.133	83 F	—	Расход топлива Воздух-Низкий	от 60 до 160	1°F	Hg	40	168	10
7204.101.134	84 C	—	Расход топлива мерного бака	от 25 до 80	1°C	Hg	249	378	10
7204.101.135	84 F	—	Расход топлива мерного бака	от 75 до 175	1°F	Hg	249	378	10
7204.101.136	85 C	—	Расход топлива при переполнении карбюратора	от 40 до 150	1°C	Hg	181	305	10
7204.101.137	85 F	—	Расход топлива при переполнении карбюратора	от 100 до 300	2°F	Hg	181	305	10
7204.101.138	86 C	—	Расход топлива, смеш.	от 95 до 175	1°C	Hg	35	164	10
7204.101.139	86 F	—	Расход топлива, смеш.	от 200 до 350	2°F	Hg	35	164	10
7204.101.140	87 C	—	Расход топлива на охлаждение	от 150 до 205	1°C	Hg	40	169	10
7204.101.141	87 F	—	Расход топлива на охлаждение	от 300 до 400	1°F	Hg	40	169	10
7204.101.142	88 C	—	Вспышка растительного масла	от 10 до 200	1°C	Hg	57	282	10
7204.101.143	88 F	—	Вспышка растительного масла	от 50 до 392	2°F	Hg	57	282	10
7204.101.144	89 C	—	Точка затвердевания	от -20 до 10	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.145	90 C	—	Точка затвердевания	от 0 до 30	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.146	91 C	—	Точка затвердевания	от 20 до 50	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.147	92 C	—	Точка затвердевания	от 40 до 70	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.148	93 C	—	Точка затвердевания	от 60 до 90	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.149	94 C	—	Точка затвердевания	от 80 до 110	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.150	95 C	—	Точка затвердевания	от 100 до 130	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.151	96 C	—	Точка затвердевания	от 120 до 150	0,1°C	Hg	76	365	10
7204.101.152	97 C	—	Бак	от -18 до 49	0,5°C	Hg	Весь	300	10
7204.101.153	97 F	—	Бак	от 0 до 120	1°F	Hg	Весь	300	10



Стекланные термометры IP/ASTM с сертификатом

Кат. №	Стандарт ASTM №	№	Описание	Диапазон измерения	Шкала °C/°F	Наполнение	погружение	Длина (мм)	Упаковка
7204.101.154	98 C	—	Бак	от 16 до 82	0,5°C	Hg	Всего	300	10
7204.101.155	98 F	—	Бак	от 60 до 180	1°F	Hg	Всего	300	10
7204.101.156	99 C	—	Испытание на атмосферостойкость	от -50 до 5	0,2°C	Hg-TI	35	300	10
7204.101.157	99 F	—	Испытание на атмосферостойкость	-58 до 41	0,5°F	Hg-TI	35	299	10
7204.101.158	100 C	—	Точка затвердевания	от 145 до 205	0,2°C	Hg	76	365	10
7204.101.159	101 C	—	Точка затвердевания	от 195 до 305	0,5°C	Hg	76	365	10
7204.101.160	102 C	83 C	Дистилляция растворителей	от 123 до 177	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.161	103 C	84 C	Дистилляция растворителей	от 148 до 202	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.162	104 C	85 C	Дистилляция растворителей	от 173 до 227	0,2°C	Hg	100	390	10
7204.101.163	105 °C	86 C	Дистилляция растворителей	от 198 до 252	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.101.164	106 C	87 C	Дистилляция растворителей	от 223 до 277	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.101.165	107 C	88 C	Дистилляция растворителей	от 248 до 302	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.101.166	108 F	—	Вязкость по Сейболту	от 270 до 290	0,5°F	Hg	—	270	10
7204.101.167	109 F	—	Вязкость по Сейболту	от 320 до 340	0,5°F	Hg	—	270	10
7204.101.168	110 °C	93 C	Кинематическая вязкость	от 133,6 до 136,4	0,5°F	Hg	—	300	10
7204.101.169	110 F	—	Кинематическая вязкость	от 272,5 до 277,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.101.170	111 C	—	Дистилляция смоляных кислот	от 170 до 250	0,2°C	Hg	—	390	10
7204.101.171	112 C	—	Температура затвердевания бензола	от 4 до 6	0,02°C	Hg	—	210	10
7204.101.172	113 C	89 C	Температура размягчения (битум)	от -1 до 175	0,5°C	—	—	400	10
7204.101.173	113 F	89 F	Широкий диапазон	от 30 до 350	0,1°F	—	—	400	10
7204.101.174	114 C	14 C	Точка замерзания авиационного топлива	от -80 до 20	0,5°C	—	—	295	10
7204.101.175	116 C	—	Бомбовый калориметр	от 18,9 до 25,1	0,01°C	Hg	—	604	10
7204.101.176	117 C	—	Бомбовый калориметр	От 23,9 до 30,1	0,01°C	Hg	—	604	10
7204.101.177	118 C	—	Кинематическая вязкость	от 28,6 до 31,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.178	118 F	—	Кинематическая вязкость	от 83,5 до 88,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.101.179	119 C	—	Охлаждающая жидкость (антифриз)	от -38,3 до -30	0,1°C	Hg	—	415	10
7204.101.180	119 F	—	Точка замерзания	от -37 до -22	0,2°F	Hg	—	415	10
7204.101.181	120 °C	92 C	Кинематическая вязкость	от 38,6 до 41,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.182	121 C	32 C	Кинематическая вязкость	от 98,6 до 101,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.183	122 C	94 C	Вязкость по Брукфилду	от -45 до -35	0,1°C	Hg-TI	—	295	10
7204.101.184	123 C	95 C	Вязкость по Брукфилду	от -35 до -25	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.101.185	124 C	96 C	Вязкость по Брукфилду	от -25 до -15	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.101.186	125 C	97 C	Вязкость по Брукфилду	от -15 до -5	0,1°C	Hg	—	295	10
7204.101.187	126 C	71 C	Кинематическая вязкость	от -27,4 до -24,6	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.188	126 F	71 F	Кинематическая вязкость	от -17,5 до -12,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.101.189	127 C	99 C	Кинематическая вязкость	от -21,4 до -18,6	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.190	128 C	33 C	Кинематическая вязкость	от -1,4 до 1,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.191	128 F	33 F	Кинематическая вязкость	от 29,5 до 34,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.101.192	129 C	36 C	Кинематическая вязкость	от 91,6 до 94,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.193	129 F	36 F	Кинематическая вязкость	от 197,5 до 202,5	0,1°F	Hg	—	300	10
7204.101.194	130 ° C	—	Бак	от -7 до 105	0,5°C	Hg	—	300	10
7204.101.195	130 F	—	Бак	от 20 до 220	1°F	Hg	—	300	10
7204.101.196	132 C	102 C	Кинематическая вязкость	от 148,6 до 151,4	0,05°C	Hg	—	300	10
7204.101.197	133 C	—	Точность	от -38 до 2	0,1°C	Hg	—	374	10
7204.101.198	134 C	37 C	Осадок	от 144 до 156	0,2°C	Hg	—	260	10
7204.101.199	135 C	—	Расход топлива Воздух-Высокий	от 38 до 93	1°C	Hg	—	168	10
7204.101.200	135 F	—	Расход топлива Воздух-Высокий	от 100 до 200	1°F	Hg	—	168	10
7204.101.201	136 C	—	Плотность авиационного топлива	от -20 до 60	0,2°C	Hg	—	285	10
7204.101.202	136 F	—	Плотность авиационного топлива	от -5 до 140	0,5°F	Hg	—	285	10
7204.101.203	137 C	—	Тест на окислительную стабильность	от 80 до 100	0,1°C	Hg	—	250	10



7205.100

Термометры для холодной цепи (для вакцин)

- Термометр для вакцин используется для контроля "холодовых цепей", которые поддерживают вакцины при определенных температурах, чтобы они оставались эффективными.
- Точность $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7205.100.01	-30°C до 50°C	50


7205.101

Термометры для холодной цепи, с сертификатом

- С сертификатом.
- Термометр для вакцин используется для контроля "холодовых цепей", которые поддерживают вакцины при определенных температурах, чтобы они оставались эффективными.
- Точность $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7205.101.01	-30°C до 50°C	50



7206.100

Гигрометры двойные: влажн., сух. шкала

- Пластиковый корпус.
- Со шкалой влажности.

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7206.100.01	-10°C до 50°C	20

7206.01

Гигрометры с влажной и сухой шкалой, с сертификатом

- С сертификатом.
- Пластиковый корпус.
- Со шкалой влажности.



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7206.101.01	-10°C до 50°C	20



7207.100

Гигрометры, модель Deluxe, с влажной и сухой шкалой

- Пластиковый корпус.
- С таблицей влажности (°C и °F).

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7207.100.01	-10°C до 50°C	10

7207.101

Гигрометры, модель Deluxe, с влажной и сухой шкалой, с сертификатом

- С сертификатом.
- Пластиковый корпус.
- С таблицей влажности (°C и °F).



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7207.101.01	-10°C до 50°C	10



7208.100

Максимальные и минимальные термометры

- Пластиковый корпус.
- С магнитом внутри.

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7208.100.01	-30°C до 60°C	10


7208.101


Максимальные и минимальные термометры, с сертификатом

- С сертификатом.
- Пластиковый корпус.
- С магнитом внутри.



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7208.101.01	-30°C до 60°C	10





7209.100

Максимальные и минимальные термометры (от -40°C до 50°C), модель Deluxe

- Пластиковый корпус.
- С магнитом внутри.

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7209.100.01	-40°C до 50°C	10



7209.101

Максимальные и минимальные термометры (от -40°C до 50°C), модель Deluxe, с сертификатом

- С сертификатом.
- Пластиковый корпус.
- С магнитом внутри.



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7209.101.01	-40°C до 50°C	10



7210.100

Комнатные термометры (от -10°C до 50°C)

- Пластиковый корпус.

Кат. №	Размер	Диапазон	Упаковка
7210.100.01	Маленький	-10°C до 50°C	10
7210.100.02	Большой	-10°C до 50°C	10

7210.101

Комнатные термометры (от -10°C до 50°C), с сертификатом

- С сертификатом.
- Пластиковый корпус.



Кат. №	Размер	Диапазон	Упаковка
7210.101.01	Маленький	-10°C до 50°C	10
7210.101.02	Большой	-10°C до 50°C	10



7211.100

Термометры ССТ

- Материал: Нержавеющая сталь.
- Поставляется без стеклянного термометра.
- Индивидуальная упаковка - деревянный футляр.

Кат. №	Диапазон	Упаковка
7211.100.01	-10°C до 50°C	1

7211.101

Термометры ССТ, с сертификатом

- С сертификатом.
- Материал: Нержавеющая сталь.
- Поставляется без стеклянного термометра.
- Индивидуальная упаковка - деревянный футляр.



Кат. №	Диапазон	Упаковка
7211.101.01	-10°C до 50°C	1

7212.100

Почвенные термометры в латунном конусе

- Материал: латунь.
- Доступны термометры, заполненные спиртом.

Кат. №	Диапазон	Размер конуса (дюймы)	Упаковка
7212.100.01	-10°C до 60°C	2	10
7212.100.02	-10°C до 60°C	4	10
7212.100.03	-10°C до 60°C	6	10
7212.100.04	-10°C до 60°C	8	10
7212.100.05	-10°C до 60°C	10	10
7212.100.06	-10°C до 60°C	12	10

7212.101


Почвенные термометры в латунном конусе, с сертификатом

- С сертификатом.
- Материал: латунь.
- Доступны термометры, заполненные спиртом.



Кат. №	Диапазон	Размер конуса (дюймы)	Упаковка
7212.101.01	От -10°C до 60°C	2	10
7212.101.02	От -10°C до 60°C	4	10
7212.101.03	От -10°C до 60°C	6	10
7212.101.04	От -10°C до 60°C	8	10
7212.101.05	От -10°C до 60°C	10	10
7212.101.06	От -10°C до 60°C	12	10





7213.100

Вихревые гигрометры

- Два вида: нертутные и спиртовые с красным наполнением, с таблицей и фитилем.

Кат. №	Тип	Диапазон	Упаковка
7213.100.01	Спирт	От -5°C до 50°C	1
7213.100.02	Нертутные	От -5°C до 50°C	1

7213.101

Вихревые гигрометры, с сертификатом

- С сертификатом.
- Два вида: нертутные и спиртовые с красным наполнением, с таблицей и фитилем.




Кат. №	Тип	Диапазон	Упаковка
7213.101.01	Спирт	От -5°C до 50°C	1
7213.101.02	Нертутные	От -5°C до 50°C	1



7214.100

Термометры с матовым стеклом



- С соединением из матового стекла (NS 14/23).


Кат. №	Диапазон температур (°C)	Шкала (°C)	Установленная длина (мм)	Длина погружения (мм)	Общая длина (мм)	Упаковка
7214.100.01	0 до 150	0,5	55	32	355	10
7214.100.02	0 до 150	0,5	70	47	370	10
7214.100.03	0 до 150	0,5	85	62	385	10
7214.100.04	0 до 250	1,0	55	32	355	10
7214.100.05	0 до 250	1,0	70	47	370	10
7214.100.06	0 до 250	1,0	85	62	385	10




7215.100

Термометры с двойной шкалой

- Каждый термометр поставляется с треугольным держателем и многоразовым пластиковым футляром для хранения.
- Заполненный веществом на нефтяной основе красного цвета.




Кат. №	Диапазон температур (°C)	Диапазон (°F)	Наименьшее кол-во	Длина погружения (мм)	Общая длина (мм)	Упаковка
7215.100.01	-20 до 110	0 до 230	1°C / 2°F	—	305	10
7215.100.02	-20 до 150	0 до 300	1°C / 2°F	76	305	10



7216.100

Термометры, спиртовые

- Каждый термометр поставляется с треугольным держателем и многоразовым пластиковым футляром для хранения.
- Заполненный веществом на нефтяной основе красного цвета.



Кат. №	Диапазон температур (°C)	Наименьш. Т. (°C)	Длина погружения (мм)	Общая длина (мм)	Упаковка
7216.100.01	-10 до 110	1,0	—	155	10
7216.100.02	-10 до 150	1,0	—	305	10
7216.100.03	-20 до 110	1,0	—	305	10
7216.100.04	-10 до 150	1,0	76	305	10
7216.100.05	-20 до 110	1,0	76	305	10


Спиртовые

Спиртовые

7217.100

Термометры с пластиковой спинкой

- Стекланный термометр с красным раствором керосина закреплен на пластиковой подложке.




Кат. №	Диапазон температур (°C)
7217.100.01	-40 до 50


7218.100

Термометры с металлической спинкой

- Стекланный термометр, установленный на алюминиевой спинке.
- Термометры заполняются примерно 3 граммами керосина, смешанного с красным красителем.




Кат. №	Диапазон температур
7218.100.01	-20°F до 230°F / -30°C до 110°C
7218.100.02	-40°C до 110°C
7218.100.03	0°F до 230°F / -20°C до 110°C





7219.100

Цифровые термометры-ручки




- ON/OFF кнопка.
- Переключатель отображения температуры °C / °F.
- Макс./мин. Кнопка просмотра максимальной и минимальной температуры.
- Мощность: 1,5 В (AG13).

Кат. №	Диапазон температур
7219.100.01	От -50°C до 300°C / от -58°F до 572°F



7220.100

Цифровые ареометры




- Большой ЖК-дисплей.
- Высокая стабильность и точность.
- Низкое энергопотребление.
- Макс./мин. Функция запоминания температуры и влажности.
- Переключатель отображения температуры °C / °F.
- Функция ежедневного будильника.
- 12/24 часа. Часы.
- Функция отображения календаря.
- Батарея: AAA 1,5 В.

Кат. №	Темп. Диапазон он (°C)	Темп. Диапазон он (°F)	Диапазон влажности (% RH)	Темп. Диапазон	Диапазон влажности (%RH)
7220.100.01	от -50 до 70	от -58 до 158	от 10 до 99	0,1°C / 0,2°F	1




7221.100

Цифровые ареометры с датчиком



- Большой ЖК-дисплей.
- Высокая стабильность и точность.
- Низкое энергопотребление.
- Макс./мин. Функция запоминания температуры и влажности.
- Переключатель отображения температуры °C / °F.
- Функция почасового звонка.
- 12/24 часа. Часы.
- Функция отображения календаря.
- Батарея: AAA 1,5 В.

Кат. №	Темп. Диапазон (°C)	Темп. Диапазон (°F)	Диапазон влажности (% RH)	Темп. Диапазон	Диапазон влажности (%RH)
7221.100.01	от -10 до 70	от -14 до 158	от 10 до 99	0,1°C / 0,2°F	1






3200.100

**Источник питания высокой мощности
для спектральных ламп**

Кат. №	Упаковка
3200.100.01	1



3201.100

Спектральные разрядные трубки

- Центральная часть капилляра имеет длину примерно 9-10 см, электроды запаяны с обоих концов и подсоединены к подводящим проводам, защищенным металлическими колпачками.
- Петли, приваренные к крышкам для электрического подключения.
- Требуется индукционная катушка длиной 5 см или подходящий трансформатор.
- Длину капиллярной части можно варьировать по мере необходимости.
- Для кратковременного использования, не могут использоваться в качестве ламп.

Кат. №	Объем (мл)	Упаковка
3201.100.01	Неон.	10
3201.100.02	Ртуть	10
3201.100.03	Водород	10
3201.100.04	Гелий	10
3201.100.05	Азот	10
3201.100.06	Аргон	10
3201.100.07	Кислород	10
3201.100.08	Водяной пар	10
3201.100.09	Углерод	10
3201.100.10	Сера	10
3201.100.11	Криптон	10
3201.100.12	Воздух	10
3201.100.13	Ксенон	10
3201.100.14	Бром	10
3201.100.15	Дейтерий	10



3202.100

Радиометр Крукса (одиночный)

Кат. №	Упаковка
3202.100.01	1



WhatsApp



Корпоративное
видео



ВЕБ-САЙТ



Каталог на
английском



OMSONS GLASSWARE PRIVATE LIMITED

Компания ЛабХимСнаб является
официальным дистрибьютером OMSONS в России, производителя
качественной лабораторной посуды и оборудования в индивидуальной
упаковке.



ЛабХимСнаб



Тел: +7 917 804 45 05

Эл. Почта: labhimsnab@vandex.ru

Веб-сайт: